



DE Gebrauchsanweisung Pulsoximeter PM 150

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein Qualitätsprodukt von MEDISANA erworben. Damit Sie den gewünschten Erfolg erreichen und recht lange Freude an Ihrem MEDISANA Pulsoximeter PM 150 haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig zu lesen.



WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

IP22 Angabe der Schutzzart gegen Staub und Wasser



Geräteklassifikation: Typ BF



Kein SpO₂ Alarm

LOT



LOT-Nummer



Lagertemperaturbereich

Hersteller



Hersteller



Serien-Nummer

Herstellungsdatum



Herstellungsdatum

ZWECKBESTIMMUNG

Dieses Gerät ist zur Messung der Sauerstoffsättigung des menschlichen Blutes (in % SpO₂) mittels eines fotoelektrischen Sensors, sowie der Messung der Pulsfrequenz bestimmt. Die Messdaten können über Bluetooth® an kompatible Smartphones bzw. die VitaDock+® App übertragen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Pulsoximeter reagieren empfindlich auf Bewegungen - halten Sie die Hände ruhig während der Messung.

- Für eine akkurate Messung ist ein guter Blutfluss erforderlich. Wenn die Hände kalt sind oder der Blutkreislauf aus anderen Gründen nicht optimal ist, sollten die Hände vor einer Messung leicht aneinander gerrieben werden, um den Blutfluss anzuregen. Druckverände, Blutdruckmanschetten oder andere blutflusseinflussende Objekte resultieren in fehlerhaften Messwerten.

- Fingernagelpolituren oder Acrylnagellacke können zu fehlerhaften Messwerten führen.**

- Ihr Finger und das Gerät müssen sauber sein, damit eine einwandfreie Messung durchgeführt werden kann.

- Sollte die Messung an einem Finger nicht erfolgreich sein, nutzen Sie einen anderen Finger.

- Ungenaue Messergebnisse können weiterhin entstehen bei:**

- dysfunktionellem Hämoglobin oder niedrigem Hämoglobinspiegel

- Verwendung von intravaskulären Farbstoffen

- hell ausgeleuchteter Umgebung

- größere Bewegungen der Hand oder des Körpers

- dem Einsatz von hochfrequenten, elektrochirurgischen Interferenzen und Defibrillatoren

- Venösen Pulsationsartefakt

- dem gleichzeitigen Einsatz von Blutdruckmanschetten, Kathetern oder intravaskulären Zugängen

- Patienten mit Bluthochdruck, Gefäßverengung, Blutarmut oder Hypothermie

- Herzstillstand oder Schockzuständen

- künstlichen Fingernägeln

- Durchblutungsstörungen

- Das Pulsoximeter wird **keine Alarmierung** im Falle eines Messergebnisses außerhalb der normalen Grenzwerte abgeben.

- Nutzen Sie das Oximeter nicht in der Nähe von explosiven bzw. brennbaren Stoffen - Explosionsgefahr!

- Das Gerät ist nicht zur konstanten Überwachung der Blutsauerstoffsättigung geeignet, die maximale Anlegedauer sollte 30 Minuten nicht überschreiten.

- Die Funktion des Gerätes kann durch elektrochirurgische Instrumente beeinträchtigt werden.

- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Kernspintomografen (MRT) oder Computertomografen (CT) verwendet werden.

- Das Pulsoximeter ist nur ein zusätzliches Hilfsmittel bei der Beurteilung einer Patientensituation. Eine Beurteilung der Gesundheitssituation ist nur möglich, wenn weitere klinische bzw. professionelle Untersuchungen durch einen Arzt vorgenommen werden.

- Das Gerät ist nicht für eine Sterilisation oder für die Reinigung mit Flüssigkeiten geeignet.
- Das Gerät ist nicht geeignet zum Einsatz während des Patiententransports außerhalb einer Gesundheitseinrichtung.
- Das Pulsoximeter darf nicht neben oder in Kombination mit anderen Geräten betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht mit Zusatz- bzw. Anbauteilen, Accessoires oder sonstigen Geräten, welche nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, betrieben werden.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie die Servicestelle.
- Die verwendeten Materialien, die mit der Haut in Kontakt kommen, wurden auf Verträglichkeit getestet. Sollten Sie trotzdem Hautreizungen o.ä. feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Das Verschlucken von Kleinteilen wie Verpackungsmaterial, Batterie, Batteriefachdeckel usw. kann zum Ersticken führen.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Batterien nicht auseinander nehmen!
- Schwache Batterien umgehend aus dem Batteriefach entfernen, weil sie auslaufen und das Gerät beschädigen können!
- Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden!
- Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!
- Legen Sie die Batterie korrekt ein, beachten Sie die Polarität!
- Batterien von Kindern fernhalten!
- Batterien nicht wieder aufladen! **Es besteht Explosionsgefahr!**
- Nicht kurzschießen! **Es besteht Explosionsgefahr!**
- Nicht ins Feuer werfen! **Es besteht Explosionsgefahr!**
- Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 MEDISANA Pulsoximeter PM 150

- 1 Batterie (Typ AAA) 1.5V

- 1 Gebrauchsanleitung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Es besteht Erstickungsgefahr!**

Gerät und Bedienelemente

- 1 Batteriefachdeckel

- 2 LED-Anzeige

- 3 Start-Knopf

- 4 Fingereinschub (auf der Rückseite des Gerätes)


Batterie einlegen / entnehmen

Einlegen: Bevor Sie Ihr Gerät benutzen können, müssen Sie die beiliegende Batterie einsetzen. Öffnen Sie dazu das Batteriefachdeckel **1** und setzen Sie die Batterie 1.5V, AAA ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (wie im Batteriefach markiert). Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Entnehmen: Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Meldung "Por Lo" im Display erscheint. Wird im Display gar nichts angezeigt, so ist die Batterie vollständig leer und muss sofort ersetzt werden.

Anwendung

1. Stecken Sie einen Ihrer Finger in den Fingereinschub **4** auf der Geräterückseite.
2. Drücken Sie den Start-Knopf **3**. Die LED-Anzeige schaltet sich sofort ein. Die Bluetooth®-Funktionalität wird kurz darauf ebenfalls automatisch aktiviert.
3. Halten Sie Ihren Finger bzw. Ihren gesamten Körper möglichst ruhig während der Messung.
4. Nach kurzer Zeit erscheinen die Pulsfrequenz und die gemessene Sauerstoffsättigung auf der LED-Anzeige. Die Anzeigen haben dabei folgende Bedeutung:



5. Ziehen Sie Ihren Finger wieder heraus. Nach ca. 8 Sekunden wird das Gerät sich automatisch ausschalten.

Was bedeutet das angezeigte Ergebnis?

Die Sauerstoffsättigung (SpO₂) des Blutes gibt an, wieviel des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) mit Sauerstoff beladen ist. Der Normalwert beim Menschen liegt dabei zwischen 90 und 96 % SpO₂. Ein zu niedriger Wert kann auf das Vorhandensein bestimmter Krankheiten wie beispielsweise einen Herzfehler, Kreislaufprobleme, Asthma bzw. bestimmte Lungenkrankheiten hindeuten. Ein zu hoher Wert kann beispielsweise durch schnelle und tiefe Atmung hervorgerufen werden, was jedoch die Gefahr eines zu geringen Blut-Kohlendioxid-Gehalts birgt. Das mit diesem Gerät ermittelte Ergebnis ist keinesfalls dazu geeignet, Diagnosen zu stellen oder zu bestätigen - kontaktieren Sie hierzu unbedingt Ihren Arzt.

Bluetooth®-Übertragung an VitaDock+® App

Das MEDISANA Pulsoximeter PM 150 bietet die Möglichkeit, Ihre Messdaten über Bluetooth® an die VitaDock+® App zu übertragen. Die VitaDock+® App ermöglicht eine detaillierte Auswertung, Speicherung und Synchronisation Ihrer Messdaten zwischen mehreren iOS- und Android-Geräten. Sie haben so immer Zugriff auf Ihre Daten und können diese mit z.B. Freunden oder Ihrem Arzt teilen. Hierzu benötigen Sie ein kostenloses Benutzerkonto, welches Sie unter www.vitadock.com einrichten können. Für Android und iOS-Mobilgeräte können die entsprechenden Apps heruntergeladen werden. Sie finden auf der Website eine Anleitung, wie Sie die Software installieren und nutzen können. Nach jeder Messung erfolgt eine automatische Übertragung (sofern Bluetooth® auf dem Empfangsgerät aktiviert und konfiguriert ist) der Daten.

Fehler und Behebung

Fehler: SpO₂ und / oder Pulsfrequenz werden nicht angezeigt bzw. nicht korrekt angezeigt

Behebung: Stecken Sie einen Finger komplett in den Fingereinschub **4** auf der Geräterückseite. Nutzen Sie eine neue Batterie. Bewegen Sie sich während der Messung nicht und sprechen Sie nicht. Können weiterhin keine korrekten Werte gemessen werden, kontaktieren Sie bitte die Servicestelle.

Fehler: Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Behebung: Entnehmen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue ein. Drücken Sie den START-Knopf **3**. Lässt sich das Gerät weiterhin nicht einschalten, kontaktieren Sie bitte die Servicestelle.

Fehler: „Error 3“ oder „Error 4“ erscheinen auf der Anzeige.

Behebung: Ersetzen Sie die Batterie. Möglicherweise liegt ein mechanischer oder elektronischer Fehler vor, der nicht durch den Batteriewechsel behoben werden kann. Kontaktieren Sie die Servicestelle.

Fehler: „Error 6“ oder „Error 7“ erscheinen auf der Anzeige.
Behebung: Die LED-Anzeige ist defekt oder es liegt eine andere technische Störung vor. Erscheint auch nach einem Batteriewechsel weiterhin die Fehleranzeige, kontaktieren Sie die Servicestelle.

Reinigung und Pflege

Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie mit Isopropylalkohol leicht befeuchten. In das Gerät darf keine Feuchtigkeit eindringen. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Richtlinien und Normen

Dieses Gerät ist nach EG-Richtlinien zertifiziert und mit dem CE-Zeichen (Konformitätszeichen) „CE 0297“ versehen. Die Vorgaben der EU-Richtlinie „93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte“ sind erfüllt. **Elektromagnetische Verträglichkeit:** Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 für die Elektromagnetische Verträglichkeit.


Elektromagnetische Verträglichkeit - Leitlinien und Herstellererklärung

Stand: 19.07.2014

Elektromagnetische Störaussendungen

Das Pulsoximeter ist für den Einsatz in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Gerätes sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Aussendungsmessung	Übereinstimmungen	Elektromagnetische Umgebung - Leitlinie
HF Aussendungen nach CISPR 11	Gruppe 1	Das Pulsoximeter verwendet HF-Energie ausschließlich für seine interne Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte



GB Instruction manual Pulse Oximeter PM 150

Thank you very much for your confidence in us and congratulations on your purchase! You have acquired a MEDISANA quality product with your purchase. To ensure the best results and long-term satisfaction with your MEDISANA Pulse Oximeter PM 150, we recommend that you read the following operating and maintenance instructions carefully.



IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.
Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

Explanation of symbols



This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

IP22

The degree of protection against ingress of dust and water



Classification: Type BF applied part No SpO₂ alarm

LOT

Lot number



Date of manufacture

ASSIGNED PURPOSE

This device is intended to measure the oxygen saturation of human blood (in % SpO₂) through a photoelectric sensor and to measure the pulse rate. The measured values may be transferred via Bluetooth® to compatible smartphones resp. VitaDock+® app.

SAFETY INFORMATION

- Pulse oximeters are sensitive to motion artefacts. Therefore keep hands still while taking a reading.
- Pulse Oximeters require sufficient blood flow to obtain proper readings. If your hands are cold or you have poor circulation, warm your hands by rubbing them together or use another method before attempting to obtain a reading. A tourniquet, blood pressure cuff or other blood flow hindrances may also result in inaccurate readings.
- Fingernail polish or acrylic nails obstruct the light transmission and may also result in inaccurate readings.**
- Your finger and the pulse oximeter must be clean for proper reading.
- If a reading is different to obtain, switch to another finger or to the other hand.
- Inaccurate measurement results may also caused by:**
 - dysfunctional hemoglobin or low hemoglobin
 - the use of intravascular dyes
 - high ambient light
 - excessive patient movement
 - high-frequency electrosurgical interference and defibrillators
 - venous pulsations
 - placement of a sensor on an extremity with a blood pressure cuff, arterial catheter, or intravascular line
 - patients suffering from hypotension, severe vasoconstriction, severe anemia, or hypothermia
 - cardiac arrest or shock
 - false fingernails
 - circulatory disorder
- The Pulse Oximeter will not alert you if your readings are out of normal range.
- Explosion hazard:** Do not use the Pulse Oximeter in an explosive atmosphere.
- The device is not suitable for continuous blood oxygen monitoring, the maximum duration of use must not exceed 30 minutes.
- Operation of the Pulse Oximeter may be affected by the use of an electrosurgical unit (ESU).
- Do not use the Pulse Oximeter in an MRI or CT environment.
- The Pulse Oximeter is intended only as an adjunct in patient assessment. It must be used in conjunction with other methods of assessing clinical signs and symptoms advised by a professional physician.
- The device is not intended for sterilization or for cleaning with liquids.
- This equipment is not intended for use during patient transport outside the healthcare facility.
- This equipment should not be used adjacent to or stacked with other equipment.
- The device must not be used with accessories, detachable parts and other materials not described in the instructions for use.

- Please do not attempt to repair the unit yourself in the event of malfunctions. Stop using the device and contact the service centre.
- The materials that contact with the patient's skin have been tested to be in tolerance. In case you should detect skin irritations etc., stop using the device and contact a doctor.
- The swallowing of small parts like packaging bag, battery, battery cover and so on may cause suffocation.

SAFETY NOTES FOR BATTERIES

- Do not disassemble batteries!
- Never leave any low battery in the battery compartment since it may leak and cause damage to the unit!
- Increased risk of leakage! Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes!
- If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed, seek medical attention immediately!
- Insert the batteries correctly, observing the polarity!
- Keep batteries out of children's reach!
- Do not attempt to recharge batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. If in doubt, do not use it and contact the service centre. The following parts are included:

- 1 MEDISANA Pulse Oximeter PM 150
- 1 Battery (type AAA) 1,5V
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.



WARNING

Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Device and controls

- | | |
|---------------------------|--|
| ① Battery compartment lid | ② LED Screen |
| ③ Start-button | ④ Rubber opening for finger (on rear side of the device) |


Insert / change battery

Insertion: You must insert the battery provided before you can use your unit. The lid of the battery compartment ① is located on the backside of the unit. Open it, remove it and insert the 1 AAA type 1.5 V battery supplied. Ensure correct polarity when inserting (as marked inside the battery compartment). Close the battery compartment.

Removal: Replace the battery if "Por Lo" appears in the display. If nothing is displayed the battery is completely empty and need to be replaced immediately.

Use

1. Place one of your fingers into the rubber opening ④ on the back side of the device.
2. Press Start-button ③. The LED screen immediately switches on. Bluetooth® will also be activated shortly afterwards.
3. Keep your finger resp. your whole body still for the reading.
4. After a short time, the values for the pulse frequency and the blood oxygen saturation appear on the LED screen:



5. Remove your finger. The Pulse Oximeter will power off automatically after approx. 8 seconds.

What does the measured result mean?

The oxygen saturation (SpO₂) of the blood is a term referring to the concentration of oxygen attached to human hemoglobin. The normal value lies between 90 and 96 % SpO₂. A too low value may be an indication for existing diseases like e.g. cardiac defect, problems of the circulatory system, asthma or specific diseases of the lung. A too high value may be caused by a too fast and too deep breathing, what bears the danger of a too low blood carbon dioxide level. The value measured with this device is not suitable in any way to make or confirm a diagnosis - contact your doctor under all circumstances to get a correct diagnosis.

Transfer via Bluetooth® to VitaDock+® app

The MEDISANA Pulse Oximeter PM 150 offers the possibility to transfer your measured values via Bluetooth® to the VitaDock+® app. The VitaDock+® app allow the evaluation, storage and synchronisation of your data between multiple iOS- and Android-devices to have access to it anytime and anywhere. You may share your results with your friends or your doctor. Therefore you need a free user account, which you can create on the website www.vitadock.com. For Android or iOS mobile devices, you may download the respective apps. You will find a detailed instruction for how to install and use the software on the mentioned website. After each measurement an automatic transfer of the values will take place (provided that Bluetooth® is activated and configured on the receiving device).

Troubleshooting

Error: SpO₂ and / or pulse frequency values are not displayed resp. are not displayed correctly.

Remedying: Place one of your fingers completely into the rubber opening ④ on the backside of the device. Use a new battery. Do not move or speak during the measurement. If still no correct values can be measured, contact the service centre.

Error: The device cannot be switched on.

Remedying: Remove the old battery and insert a new one. Press the START-button ③. If the device still cannot be switched on, contact the service centre.

Error: „Error 3“ or „Error 4“ appear on the display.

Remedying: Replace the battery. A mechanical or electronical error may be present, which cannot be eradicated by replacement of the battery. Contact the service centre.

Error: „Error 6“ or „Error 7“ appear on the display.

Remedying: The LED screen is defective or another technical error is present. Does the error message still appear even after you have exchanged the battery, contact the service centre.

Cleaning and maintenance

Remove the battery before cleaning. Never use strong detergents or hard brushes. Clean the unit with a soft cloth, moistened with isopropyl alcohol. Do not let water enter the unit. After cleaning, only use the unit when it is completely dry.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Please remove the batteries before disposing of the device. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Directives / Norms

This device is certified in accordance with EC Guidelines and carries the CE symbol (conformity symbol) "CE 0297". The specifications of EU Guideline "93/42/EEC of the Council Directive dated 14 June 1993 concerning medical devices" are met. **Electromagnetic compatibility:** The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility.

Electromagnetic compatibility - Guidance and manufacturer's declaration

Effective: 19-Jul-2014

Electromagnetic emissions

The Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Pulse Oximeter uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Pulse Oximeter is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public lowvoltage power supply network
Harmonic emissions nach IEC 61000-3-2	Not applicable	that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable	

Electromagnetic immunity

The Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601 - test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Electromagnetic immunity

The Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601 - test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 V/m	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the thermometer, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: d=1.2 ∙ P d=1.2 ∙ P 80 MHz to 800 MHz d=2.3 ∙ P 800 MHz to 2.5 GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance level in each frequency range. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: ((*)�))

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device.
- Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Pulse Oximeter

The Pulse Oximeter is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m	
	80 MHz to 800 MHz d=1.2 ∙ P	800 MHz to 2.5 GHz d=2.3 ∙ P
0.01	0.1167	0.2334
0.1	0.3689	0.7378
1	1.667	2.3334
10	3.6893	7.3786
100	11.6667	23.334

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2:



FR Mode d'emploi Oxymètre de pouls PM 150

Félicitations et merci de votre confiance!

Vous avez acquis un produit de qualité de la maison MEDISANA. Afin d'atteindre le succès escompté et que vous puissiez bénéficier encore longtemps de votre oxymètre de pouls MEDISANA PM 150, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions d'utilisation et d'entretien.



REMARQUE IMPORTANTE ! TOUJOURS CONSERVER !

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, et notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement lui transmettre ce mode d'emploi.

Légende

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Veuillez lire intégralement ce mode d'emploi. Le non-respect de cette notice peut occasionner de graves blessures ou des dégâts sur l'appareil.



AVERTISSEMENT
Ces mises en garde doivent être respectées afin d'éviter de potentielles blessures de l'utilisateur.

IP22

Indication de l'indice de protection contre la poussière et l'eau



Classification de l'appareil : type BF



Pas d'alarme de SpO₂

LOT

Numéro de LOT



Plage de température de stockage

Fabricant



Numéro de série

Date de fabrication



FINALITÉ

Cet appareil est destiné à la mesure de la saturation en oxygène du sang humain (en % de SpO₂) à l'aide d'un capteur photoélectrique, ainsi qu'à la mesure de la fréquence du pouls. Les données de mesure peuvent être transmises via Bluetooth® à des smartphones compatibles ou à l'application VitaDock+®.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les oxymètres de pouls sont sensibles aux mouvements. Ne bougez pas les mains pendant la mesure.
- Un bon flux sanguin est nécessaire pour une mesure exacte. Si les mains sont froides ou que la circulation sanguine n'est pas optimale pour d'autres raisons, les mains doivent être frottées légèrement l'une contre l'autre avant la mesure afin de stimuler le flux sanguin. Les bandages compressifs, les manchettes de pression ou les autres objets ayant une influence sur la circulation sanguine entraînent des valeurs de mesure erronées.
- Des vernis à ongles traditionnels ou acryliques peuvent fausser les résultats des mesures.
- Votre doigt et l'appareil doivent être propres afin de pouvoir garantir une mesure exacte.
- Si la mesure échoue sur un doigt, veuillez essayer avec un autre.

Dés résultats de mesure inexacts peuvent également survenir dans les cas suivants :

- dysfonctionnement de l'hémoglobine ou faible taux d'hémoglobine ;
- utilisation de colorants intravasculaires ;
- clarté de l'éclairage ambiant ;
- mouvements importants de la main ou du corps ;
- utilisation d'interférences électrochirurgicales de fréquence élevée et de défibrillateurs ;
- artefacts de pulsations veineuses ;
- utilisation simultanée de manchettes de pression, de cathéters ou de voies intravasculaires ;
- patients atteints d'hypertension artérielle, de vasoconstriction, d'anémie ou d'hypothermie ;
- arrêt cardiaque ou états de choc ;
- ongles artificiels ;
- troubles circulatoires.

- L'oxymètre de pouls n'émettra aucune alarme si un résultat de mesure se trouve hors des valeurs-limites normales.
- N'utilisez pas l'oxymètre à proximité de substances explosives ou combustibles : risque d'explosion !
- L'appareil ne convient pas à une surveillance constante de la saturation en oxygène du sang. La durée maximale de mesure ne doit pas dépasser 30 minutes.
- Le fonctionnement de l'appareil peut être troublé par des instruments électrochirurgicaux.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de tomographes par résonance magnétique (TRM) ou de tomographes informatisés (CT).
- L'oxymètre de pouls n'est pas seulement un outil supplémentaire employé dans le cadre de l'évaluation de la situation d'un patient. Une évaluation de l'état de santé est uniquement possible si d'autres examens cliniques et / ou professionnels sont effectués par un médecin.

- L'appareil ne doit pas être stérilisé, ni être nettoyé à l'aide de fluides.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation durant le transport d'un patient en-dehors d'un établissement de santé.
- L'oxymètre de pouls ne doit pas être utilisé à proximité d'autres appareils, ni en combinaison avec d'autres.
- L'appareil ne doit pas fonctionner avec des éléments supplémentaires et / ou rapportés ou avec d'autres appareils qui ne sont pas décrits dans ce mode d'emploi.
- En cas de panne, ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne continuez pas à utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- La tolérance des matériaux employés, susceptibles d'entrer en contact avec la peau, a été testée. Si des irritations cutanées, ou autres désagréments, surviennent malgré tout, n'utilisez plus l'appareil et contactez votre médecin.
- L'ingestion de petites pièces (matériaux d'emballage, piles, couvercle du compartiment à pile, etc.) peut provoquer une asphyxie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

- Ne pas disposer la pile !
- Les piles faibles doivent être retirées immédiatement du compartiment à pile car elles se vident et peuvent endommager l'appareil !
- éviter tout risque de fuite accusé et tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses !
- En cas de contact avec l'acide de la piles, rincer abondamment et sans attendre les zones concernées à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin !
- En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin !
- Positionnez la pile correctement, en respectant la polarité !
- Tenez les piles hors de portée des enfants !
- Ne pas recharger les piles ! Risque d'explosion !
- Ne pas court-circuiter ! Risque d'explosion !
- Ne pas jeter au feu ! Risque d'explosion !
- Ne jetez pas les piles et accumulateurs usagés avec les déchets ménagers, mais avec les déchets spéciaux ou dans un point de collecte de piles dans les commerces spécialisés. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour obtenir des renseignements concernant l'élimination.

Contenu de la livraison et emballage

Veuillez vérifier en premier lieu si l'appareil est complet et s'il ne présente aucune détérioration. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et adressez-vous à votre revendeur ou à votre service clientèle. La livraison contient :

- 1 oxymètre de pouls PM 150 de MEDISANA
- 1 pile (type AAA) 1,5 V
- 1 mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou recyclables. Veuillez éliminer convenablement les matériaux d'emballage inutiles. Si vous constatez une avarie de transport en déballant l'appareil, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



AVERTISSEMENT
Les films d'emballage ne doivent pas être manipulés par des enfants. Risque d'asphyxie !

Appareil et éléments de commande

- 1 Couvercle du compartiment à pile 2 Écran à DEL
3 Bouton marche 4 Doigtier (sur la face arrière de l'appareil)


Installer / Retirer la pile

Installation : Avant d'utiliser l'appareil, vous devez installer la pile fournie. Pour ce faire, ouvrez le couvercle du compartiment à pile **1** et installez la pile 1,5 V AAAA. Ce faisant, veuillez respecter la polarité (comme marqué dans le compartiment à pile). Refermez le compartiment à pile.

Retrait : Remplacez la pile lorsque le message "Por Lo" s'affiche à l'écran. Si plus rien ne s'affiche à l'écran, cela signifie que la pile est totalement vide et qu'elle doit être remplacée immédiatement.

Application

- Glissez l'un de vos doigts dans le doigtier **4** sur la face arrière de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton marche **3**. L'écran à DEL s'allume immédiatement. La fonction Bluetooth® est également activée automatiquement juste après.
- Immobilisez autant que possible votre doigt et / ou votre corps entier durant la mesure.



4. La fréquence du pouls et la saturation en oxygène mesurée apparaissent rapidement sur l'écran à DEL. Dans ce contexte, les indications ont la signification suivante :

5. Retirez votre doigt. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 8 secondes environ.

Que signifie le résultat affiché ?

La saturation en oxygène (SpO₂) du sang indique la quantité d'oxygène dont est chargée l'hémoglobine. Chez l'être humain, la valeur normale se situe entre 90 et 96 % de SpO₂. Une valeur trop faible peut indiquer la présence de pathologies déterminées, comme par ex. une cardiopathie, des problèmes circulatoires, de l'asthme ou certaines pathologies pulmonaires. Une valeur trop élevée peut, par exemple, être suscitée par une respiration rapide et profonde, ce qui présente un risque de teneur en dioxyde de carbone trop faible dans le sang. Le résultat déterminé avec cet appareil n'est en aucun cas suffisant à établir ou à confirmer un diagnostic. Pour ce faire, contactez impérativement votre médecin.

Transmission Bluetooth® à l'application VitaDock+®

L'oxymètre de pouls PM 150 de MEDISANA offre la possibilité de transmettre vos données de mesure via Bluetooth® à l'application VitaDock+®. L'application VitaDock+® permet une évaluation détaillée, un enregistrement et une synchronisation de vos données de mesure entre plusieurs appareils iOS et Android. Ainsi, vous avez en permanence accès à vos données et pouvez les partager avec, par exemple, des amis ou votre médecin. Pour cela, vous avez besoin d'un compte utilisateur gratuit, que vous pouvez créer sur www.vitadock.com. Des applications correspondantes peuvent être téléchargées pour les téléphones mobiles Android et iOS. Vous trouverez une notice d'installation et d'utilisation du logiciel sur le site Internet. Après chaque mesure, une transmission automatique des données est exécutée, dans la mesure où la fonction Bluetooth® est activée et configurée sur l'appareil de réception.

Dysfonctionnements et dépannage

Dysfonctionnement : La SpO₂ et / ou la fréquence du pouls ne sont pas affichés ou pas correctement.

Dépannage : Glissez complètement l'un de vos doigts dans le doigtier **4** sur la face arrière de l'appareil. Installez une nouvelle pile. Ne bougez pas pendant la mesure et ne parlez pas. S'il n'est toujours pas possible de mesurer des valeurs correctes, veuillez contacter le service clientèle.

Dysfonctionnement : Il est impossible d'allumer l'appareil.

Dépannage : Retirez la pile usagée et installez-en une neuve. Appuyez sur le bouton MARCHE **3**.

S'il n'est toujours pas possible d'allumer l'appareil, veuillez contacter le service clientèle.

Dysfonctionnement : "Error 3" ou "Error 4" s'affiche sur l'écran.

Dépannage : Remplacez la pile. Il est possible qu'il existe un dysfonctionnement mécanique ou électrique qu'il est impossible de résoudre en changeant la pile. Contactez le service clientèle.

Dysfonctionnement : "Error 6" ou "Error 7" s'affiche sur l'écran.

Dépannage : L'écran à DEL est défectueux ou il existe une autre défaillance technique. Si le message d'erreur s'affiche toujours après un changement de pile, veuillez contacter le service clientèle.

Nettoyage et entretien

Retirez la pile avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de brosses puissantes. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool isopropylique. Aucune humidité ne doit s'infiltrer dans l'appareil. Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est totalement sec.

Consignes relatives à l'élimination

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Tout utilisateur est tenu de déposer tous les appareils électroniques ou électriques (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses) dans un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. Retirez la pile avant de jeter l'appareil. Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers, mais avec les déchets spéciaux ou dans un point de collecte de piles dans les commerces spécialisés. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour obtenir des renseignements concernant l'élimination.

Directives et normes

Cet appareil est certifié conformément aux directives de la CE et il porte le marquage CE (sigle de conformité) "CE 0297". Les prescriptions de la directive de l'UE "93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 sur les produits médicaux" sont satisfaites. **Compatibilité électromagnétique** : L'appareil est conforme aux exigences de la norme EN 60601-1-2 relative à la compatibilité électromagnétique.

Compatibilité électromagnétique - Lignes directrices et déclaration du fabricant

Version : 19.07.2014

Émissions électromagnétiques parasites


L'oxymètre de pouls est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Mesure d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - Lignes directrices
Émissions HF selon CISPR 11	Groupe 1	L'oxymètre de pouls utilise exclusivement de l'énergie HF pour son fonctionnement interne. De ce fait, ses émissions HF sont extrêmement faibles et il est peu vraisemblable qu'elles perturbent les appareils électroniques à proximité.
Émissions HF selon CISPR 11	Classe B	L'oxymètre est destiné à être utilisé dans tous les lieux, y compris dans les espaces d'habitation et analogues, qui sont directement raccordés au réseau d'alimentation public, qui alimente également des bâtiments utilisés à des fins d'habitation.
Émissions d'harmoniques selon la norme CEI 61000-3-2	Pas applicable	
Émissions de tensions de papillotement / flickers selon la norme CEI 61000-3-3	Pas applicable	

Immunité au brouillage électromagnétique

L'oxymètre de pouls est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Contrôle de l'immunité au brouillage	CEI 60601 - Niveau de contrôle	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - Lignes directrices
Décharge électrostatique selon la norme CEI 61000-4-2	± 6 kV décharge au contact ± 8 kV décharge dans l'air	± 6 kV décharge au contact ± 8 kV décharge dans l'air	Les sols devront être en bois, ciment ou carreaux de céramique. Si les sols sont revêtus d'un matériau synthétique, l'humidité relative devra être d'au moins 30%.
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) selon la norme CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent correspondre aux valeurs typiques dans l'environ



IT Istruzioni per l'uso Pulsossimetro PM 150

Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
Avete acquistato un prodotto di qualità di **MEDISANA**. Affinché il cliente ottenga i risultati desiderati e sia a lungo soddisfatto del pulsossimetro **MEDISANA PM 150**, consigliamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e per la cura dell'apparecchio.



NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le avvertenze di sicurezza, e conservate le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli



Queste istruzioni per l'uso appartengono a questo apparecchio e contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'uso. Leggete completamente queste istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può infatti causare gravi lesioni o danni all'apparecchio.



AVVERTIMENTO
Questi avvisi di pericolo devono essere osservati per evitare possibili lesioni dell'utilizzatore.

IP22 Indicazione del tipo di protezione contro polvere e acqua



Classificazione dell'apparecchio:
Tipo BF



Nessun allarme SpO₂

LOT Numero LOT



Numero LOT



Intervallo di temperatura di stoccaggio

Produttore




Produttore



Numero di serie

Data di produzione



Data di produzione

DESTINAZIONE

Questo apparecchio è destinato alla misurazione della saturazione arteriosa di ossigeno (in % SpO₂) con l'aiuto di un sensore fotoelettrico come pure alla misurazione della frequenza del polso. I dati di misurazione possono essere trasmessi tramite Bluetooth® a smartphone compatibili ovvero all'app VitaDock®.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- I pulsossimetri reagiscono sensibilmente a movimenti - pertanto, tenete le mani immobili durante la misurazione.
- Per una misurazione precisa è necessario un buon flusso sanguigno. Se le mani sono fredde o se la circolazione sanguigna non è ottimale per altri motivi, prima di procedere alla misurazione riscaldate le mani sfregandole una contro l'altra per stimolare il flusso sanguigno. Fasciature di compressione, bracciali per la pressione del sangue o altri oggetti che incidono sul flusso sanguigno comportano valori di misurazione errati.
- Smalti per unghie e smalti acrilici possono comportare valori di misurazione errati.**
- Il vostro dito e l'apparecchio devono essere puliti per poter eseguire una misurazione perfetta.
- Se la misurazione eseguita su un dito non dovesse essere corretta, prendete un altro dito.
- Inoltre, si possono generare risultati di misurazione imprecisi nei seguenti casi:**
 - emoglobina disfunzionale o basso livello di emoglobina
 - uso di coloranti intravascolari
 - luce circostante intensa
 - movimenti eccessivi della mano o del corpo
 - l'impiego di interferenze ad altra frequenza, elettrochirurgiche e di defibrillatori
 - pulsazione venosa
 - l'uso contemporaneo di bracciali per la pressione del sangue, cateteri o accessi intravascolari
 - pazienti affetti da ipertensione, vasocostrizione, anemia o ipotermia
 - arresto cardiaco o shock
 - unghie artificiali
 - disturbi vascolari
- Il pulsossimetro non emetterà alcun allarme** in caso di un risultato di misurazione al di fuori dei valori limite normali.
- Non utilizzate l'osmometro nei pressi di sostanze esplosive ovvero combustibili - Pericolo di esplosione!
- L'apparecchio non è adatto al controllo costante della saturazione arteriosa di ossigeno nel sangue; la durata massima di applicazione non dovrebbe superare 30 minuti.
- La funzione dell'apparecchio può essere pregiudicata da strumenti elettrochirurgici.
- Questo pulsossimetro non può essere utilizzato nei pressi di apparecchiature a risonanza magnetica (MRI) o tomografi computerizzati (CT).
- Il pulsossimetro è soltanto uno strumento ausiliario supplementare per la valutazione della situazione di un paziente. La valutazione dello stato di salute è possibile soltanto se vengono eseguiti ulteriori esami clinici o professionali ad opera di un medico.

- L'apparecchio non deve essere sterilizzato o pulito con liquidi.
- L'apparecchio non è adatto all'impiego durante il trasporto di pazienti al di fuori di una struttura sanitaria.
- Il pulsosimetro non può essere fatto funzionare accanto a o in combinazione con altri apparecchi.
- L'apparecchio non può essere fatto funzionare con parti aggiuntive o di montaggio, accessori o altri dispositivi non descritti nelle presenti istruzioni.
- Se questo, non procedete alla riparazione dell'apparecchio di propria iniziativa. Non usate più l'apparecchio e contattate il centro di assistenza.
- È stata testata la tollerabilità dei materiali che vengono a contatto con la pelle. Se ciò nonostante dovessero verificarsi irritazioni cutanee, non continuate a usare l'apparecchio e consultate un medico.
- L'ingestione di piccole parti, come materiali da imballo, batterie, il coperchio del vano batterie, ecc. può provocare soffocamento.

AVVERTENZE DI SICUREZZA - BATTERIA

- Non disassemblare le batterie!
- Rimuovere immediatamente batterie deboli dal vano batterie perché possono perdere e danneggiare l'apparecchio!
- Elevato pericolo di perdita - evitate il contatto con la pelle, con occhi e mucose!
- In caso di contatto con l'acido della batteria sciacquate immediatamente le parti interessate con abbondante acqua pulita e consultate un medico!
- Nel caso fosse ingerito una batteria, consultate immediatamente un medico!
- Inserite la batteria correttamente rispettando la polarità!
- Tenete le batterie lontane da bambini!
- Non ricaricate le batterie! **Sussiste il pericolo di esplosioni!**
- Non cortocircuitate! **Sussiste il pericolo di esplosioni!**
- Non gettate nel fuoco! **Sussiste il pericolo di esplosioni!**
- Non smaltite le batterie e accumulatori esauste con i rifiuti domestici, bensì con i rifiuti speciali o consegnatevi a una stazione di raccolta batterie nel commercio specializzato!

Volume di fornitura e imballaggio

Controllate dapprima se l'apparecchio è completo e non presenta alcun danno. In caso di dubbio non mettete l'apparecchio in funzione e interpellate il rivenditore o il centro di assistenza. Rientrano nel volume di fornitura:

- 1 pulsossimetro MEDISANA PM 150
- 1 batteria (tipo AAA) 1,5V
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

Gli imballaggi possono essere riutilizzati o riciclati. Smaltite regolarmente il materiale da imballo non più necessario. Se al disimballo si rileva un danno da trasporto, interpellate immediatamente il vostro rivenditore.



AVVERTIMENTO

Tenete le pellicole da imballaggio lontane dalla portata di bambini. **Sussiste il pericolo di soffocamento!**

Apparecchio ed elementi di comando

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Coperchio del vano batterie | 2 Display LED |
| 3 Pulsante Start | 4 Rientranza per le dita (sul retro dell'apparecchio) |


Inserire / rimuovere la batteria

Inserire: Prima di poter utilizzare l'apparecchio, bisogna inserire la batteria fornita in dotazione. A questo scopo aprite il coperchio del vano batterie **1** e inserite la batteria del tipo AAA da 1,5V. In questa occasione aver cura che la polarità sia corretta (come indicato nel vano batterie). Richiudete il vano batterie.

Rimuovere: Sostituite la batteria quando appare la segnalazione "Por Lo" nel display. Se il display è spento, la batteria è completamente scarica e deve essere sostituita immediatamente.

Applicazioni

1. Inserite un dito nell'apposita rientranza **4** sul retro dell'apparecchio.
2. Premete il pulsante Start **3**. Il display LED si accenderà immediatamente. Poco dopo si attiva automaticamente anche la funzione **Bluetooth®**.
3. Durante la misurazione tenete il dito e tutto il corpo quanto più immobile possibile.



4. Dopo breve tempo appaiono visualizzate nel display LED la frequenza del polso e la saturazione di ossigeno misurate. Il significato di quanto visualizzato è il seguente:

5. Togliete il dito. Dopo ca. 8 secondi l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Che cosa significa il risultato della visualizzato?

La saturazione arteriosa di ossigeno (SpO₂) del sangue indica la percentuale di emoglobina legata all'ossigeno. Il valore normale nell'uomo rientra nella fascia dal 90 al 96% SpO₂. Un basso livello di saturazione di ossigeno è sintomo di determinate patologie, come p. es. difetti cardiaci, problemi cardio-vascolari, asma ovvero di determinate malattie polmonari. Un livello troppo alto può essere provocato p. es. da una respirazione veloce e profonda il che comporta il rischio di una percentuale insufficiente di biossido carbonico nel sangue. Il risultato rilevato con questo apparecchio non è adatto, in nessun caso, a formulare o a confermare una diagnosi - a tale scopo è assolutamente indicato che interpelliate un medico.

Trasmissione via Bluetooth® all'app VitaDock®+

Il pulsossimetro MEDISANA PM 150 offre la possibilità di trasmettere i dati di misurazione via **Bluetooth®** all'app VitaDock®+. L'app VitaDock®+ permette una valutazione dettagliata, la memorizzazione e sincronizzazione dei dati di misurazione tra più dispositivi iOS e Android. In questo modo avrete sempre accesso ai vostri dati che possono essere condivisi p. es. con amici o il medico. Per fare ciò, è necessario generare un account utente gratuito che può essere iniziato all'indirizzo www.vitadock.com. Si possono scaricare le rispettive app per i dispositivi mobili Android e iOS. Sul sito web troverete delle istruzioni su come installare e usare il software. Dopo ogni misurazione avviene una trasmissione automatica dei dati (qualora **Bluetooth®** sia stato attivato e configurato sull'apparecchio ricevente).

Anomalia e rimedio

Anomalia: Il valore SpO₂ e / o la frequenza del polso non vengono visualizzati o per niente o non correttamente

Rimedio: Inserite un dito completamente nell'apposita rientranza **4** sul retro dell'apparecchio. Utilizzate una batteria nuova. Non vi muovete e non parlate durante la misurazione. Se ancora non vengono misurati valori corretti, interpellate il centro di assistenza.

Anomalia: Non si riesce ad accendere l'apparecchio.

Rimedio: Togliete la batteria esausta e inserite una nuova. Premete il tasto START **3**. Se ancora non è possibile inserire l'apparecchio, interpellate il centro di assistenza.

Anomalia: „Error 3“ o „Error 4“ appaiono visualizzati sul display.

Rimedio: Sostituite la batteria. È possibile che si tratti di un errore meccanico o elettronico che non può essere eliminato sostituendo la batteria. Interpellate il centro di assistenza.

Anomalia: „Error 6“ o „Error 7“ appaiono visualizzati sul display.

Rimedio: Il display LED è difettoso oppure si è verificato un altro malfunzionamento tecnico. Se l'indicazione dell'anomalia continua a essere visualizzata anche dopo aver cambiato la batteria, interpellate il centro di assistenza.

Pulizia e cura

Prima di pulire l'apparecchio, togliete la batteria. Non utilizzate mai detergenti aggressivi o spazzolino. Pulite l'apparecchio con un panno morbido imbevuto leggermente con alcol isopropilico. Nell'apparecchio non deve penetrare umidità. Riutilizzate l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.

Avvertenze sullo smaltimento

Questo apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore è obbligato a consegnare tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, indipendentemente dall'eventuale contenuto di sostanze nocive, a un centro di raccolta locale o al commercio affinché siano sottoposti a uno smaltimento ecocompatibile. Prima di smaltire l'apparecchio, togliete la batteria. Non smaltite le batterie esauste con i rifiuti domestici, bensì con i rifiuti speciali o consegnatevi a una stazione di raccolta batterie nel commercio specializzato. Per consigli sullo smaltimento rivolgetevi alle autorità municipali o al rivenditore

Direttive e norme

Questo apparecchio è stato certificato conformemente alle direttive CE e dotato della marcatura CE (marchio di conformità) "CE 0297". Sono state soddisfatte le disposizioni della direttiva CE "93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sui dispositivi medici". **Compatibilità elettromagnetica:** L'apparecchio è conforme ai requisiti della norma EN 60601-1-2 riguardante la compatibilità elettromagnetica.


Compatibilità elettromagnetica - linee guida e dichiarazione del fabbricante

Stato: 19/07/2014

Disturbi elettromagnetici		
Il pulsossimetro è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico come indicato qui di seguito. Il cliente o l'utilizzatore dell'apparecchio dovrebbe assicurarsi che sia utilizzato in un ambiente del genere.		

Test di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico - Linee guida
Emissioni RF secondo CISPR11	Gruppo 1	Il pulsossimetro utilizza l'energia RF esclusivamente per la propria funzione interna. Pertanto, l'emissione RF è molto ridotta ed è improbabile che vengano disturbati apparecchi elettronici contigui.
Emissioni RF secondo CISPR11	Classe B	Il pulsossimetro è adatto all'uso in tutte le installazioni, comprese quelle in ambienti abitativi e quelle collegate direttamente alla rete di distribuzione pubblica che serve anche ad alimentare fabbricati a fini abitativi.
Emissioni di armoniche conformemente a IEC 61000-3-2	Non applicabile	
Emissioni di faticazioni di tensione / flicker conformemente a IEC 61000-3-3	Non applicabile	

Immunità elettromagnetica			
Il pulsossimetro è destinato all'uso in un ambiente elettrom			



ES Instrucciones de manejo Pulsioxímetro PM 150

Muchas gracias por su confianza y felicitaciones! Ha adquirido Usted un producto MEDISANA de alta calidad. Para que alcance el éxito deseado y pueda disfrutar durante largo tiempo de su pulsioxímetro PM 150 de MEDISANA, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso y de cuidado.



¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.

Leyenda

	Estas instrucciones forman parte de este aparato. Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.
	ADVERTENCIA Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.

IP22

Información del tipo de protección contra polvo y agua

	Clasificación del aparato: Tipo BF		Sin alarma SpO2
	Rango de temperatura de almacenamiento		
	Número de LOTE		
	Número de serie		
	Fecha de fabricación		

FINALIDAD

Este aparato ha sido diseñado para la medición del porcentaje de oxígeno en sangre humana (en % SpO2) por medio de un sensor fotoeléctrico, así como para medir la frecuencia del pulso. Los datos de medición se puede transferir mediante Bluetooth® a Smartphones compatibles o a la VitaDock+® App.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Los pulsioxímetros reaccionan con gran sensibilidad a los movimientos, por eso debe mantener las manos tranquilas durante la medición.
- Para una medición correcta es necesario que la sangre circule con fluidez. Si las manos están frías o la circulación sanguínea no es óptima, por otros motivos, debería frotar ligeramente las manos antes de realizar la medición, para fomentar la circulación. Las vendas que comprimen, los mangúitos de tensiómetros u otros objetos que influyen en la circulación sanguínea falsifican las mediciones.
- **El esmalte de uñas o los esmaltes acrílicos pueden falsificar las mediciones.**
- Los dedos y el aparato tienen que estar limpios, para poder realizar una medición correcta.
- Si la medición no obtuviese resultado en un dedo, realice la medición en otro dedo.
- **Se pueden obtener resultados de medición inexactos por:**
 - hemoglobina disfuncional o un nivel de hemoglobina bajo
 - uso de colorantes intravasculares
 - un entorno muy claro
 - movimiento excesivo de la mano o del cuerpo
 - el uso de interferencias electroquirúrgicas de alta frecuencia y desfibriladores
 - artefacto de pulsación venosa
 - el uso simultáneo de mangúitos de tensión, catéteres o accesos intravasculares
 - pacientes con hipertensión, vasoconstricción, anemia o hipotermia
 - paro cardíaco o estados de shock
 - uñas sintéticas
 - trastornos circulatorios
- El pulsioxímetro **no emitirá ninguna alarma** en caso de que el resultado de la medición esté fuera de los valores umbral normales.
- No utilice el oxímetro cerca de sustancias explosivas o inflamables, ¡peligro de explosión!
- El aparato no es apto para una supervisión continua del nivel de oxígeno en sangre, la duración máxima de colocación no debe superar los 30 minutos.
- Los instrumentos electroquirúrgicos pueden influir en la funcionalidad del aparato.
- Este aparato no se debe emplear cerca de aparatos de resonancia magnética nuclear (MRT) o de tomógrafos computarizados (TC).
- El pulsioxímetro solo es un equipo auxiliar que ayuda a la evaluación de la situación de un paciente. Solo es posible evaluar la situación sanitaria cuando se realizan también otras revisiones clínicas o profesionales por un facultativo.
- El aparato no es apto para esterilización o para lavado con líquidos.

- El aparato no es apto para ser empleado durante el transporte del paciente fuera del establecimiento de atención sanitaria.
- El pulsioxímetro no debe ser operado ni paralelo a ni en combinación con otros aparatos.
- El aparato no debe ser operado con componentes, accesorios u otros equipos que se estén describiendo en este manual.
- En el caso de una avería, no repare nunca el aparato usted mismo. Encargue la reparación del aparato únicamente a un servicio técnico autorizado.
- Los materiales utilizados que entran en contacto con la piel han sido ensayados en lo relacionado con su compatibilidad. Si a pesar de ello sufriese irritación cutánea o similar, no siga utilizando el aparato y consulte a un médico.
- Tragarse piezas de pequeño tamaño como material de embalaje, pila, tapa del compartimento de las pilas, etc. puede provocar asfixia.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DE LAS PILAS

- ¡No desmonte las baterías!
- Saque inmediatamente las pilas poco cargadas de su compartimento, ya que el líquido interior puede salirse y dañar el aparato.
- ¡Peligro elevado de fuga del líquido; evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas!
- ¡En caso de contacto con el ácido de las baterías, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y abundante y vaya de inmediato al médico!
- ¡En el caso de que alguien se tragara una batería, habría que ir inmediatamente al médico!
- ¡Coloque las baterías de forma correcta teniendo en cuenta la polaridad!
- ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños!
- ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las ponga en cortocircuito! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las tire al fuego! ¡Peligro de explosión!
- ¡No tire las baterías usadas ni los acuse en la basura doméstica sino en la basura especial o en el recogedor de baterías de los comercios especializados!

Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno. En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y envíelo a un punto de atención al cliente. El volumen de entrega comprende:

- 1 MEDISANA Pulsioxímetro PM 150
- 1 Pila (tipo AAA) 1,5V
- 1 Instrucciones de manejo

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del material de embalaje que no se necesita, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar observara algún daño causado durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el comerciante.



ADVERTENCIA
¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños! ¡Existe el peligro de asfixia!

Aparato y elementos de mando

- | | |
|------------------------------------|---|
| ① Tapa del compartimiento de pilas | ② Pantalla LED |
| ③ Botón de inicio | ④ Dedal (en la parte trasera del aparato) |


Colocar / extraer la pila

Colocación: Antes de poder utilizar su aparato, debe colocar la pila adjunta. Para ello abra la tapa del compartimento de pilas ① y coloque la pila 1,5V AAA dentro.

Extracción: Cambie la pila cuando se abra en la pantalla el mensaje «Por Lo». Si no se ve nada en la pantalla, entonces la pila está completamente vacía y debe ser cambiada de inmediato.

Aplicación

1. Introduzca por completo el dedo dentro del dedal ④ en la parte trasera del aparato.
2. Pulse el botón de inicio ③. La pantalla LED se enciende de forma inmediata. La funcionalidad Bluetooth® también se activa de forma automática un poco después.
3. Mantenga el dedo o todo el cuerpo lo más relajado posible durante la medición.
4. Después de un plazo breve se muestran la frecuencia del pulso y el nivel de oxígeno en sangre en la pantalla LED. La visualización tiene el siguiente significado:



5. Extraiga de nuevo el dedo. Tras aprox. 8 segundos el aparato se apagará de forma automática.

¿Qué significan los resultados mostrados?

El nivel de oxígeno en sangre (SpO2) indica cuánta hemoglobina está cargada con oxígeno. El valor normal de una persona está entre 90 y 96 % de SpO2. Un valor muy bajo puede ser un indicio de determinadas enfermedades tales como por ejemplo un defecto cardíaco, problemas circulatorios, asma o bien algunas enfermedades pulmonares. Un valor demasiado alto puede por ejemplo ser generado por una respiración rápida y profunda, lo que conlleva el riesgo de un contenido muy bajo de dióxido de carbono en sangre. El resultado obtenido con este aparato no es apto para diagnosticar o para confirmar diagnósticos; es imprescindible consultar para ello a un médico.

Transmisión Bluetooth® a la App VitaDock+®

El pulsioxímetro PM 150 de MEDISANA le ofrece la oportunidad de transferir vía Bluetooth® los datos a la aplicación VitaDock+. La App VitaDock+® permite una evaluación, un almacenamiento y una sincronización detalladas de sus datos de medición entre varios equipos de iOS y Android. Así siempre tendrá acceso a sus datos y podrá compartirlos con p.ej. amigos o con su médico. Para ello necesita una cuenta de usuario gratuita, que puede configurar en www.vitadock.com. Para los dispositivos móviles de Android y de iOS pueden descargarse las Apps correspondientes. En la página web encontrará las instrucciones de cómo instalar y utilizar el software. Tras cada medición se realiza una transferencia automática de los datos (siempre que en el dispositivo receptor esté activado y configurado Bluetooth®).

Fallos y eliminación de fallos

Error: SpO2 y/o la frecuencia del pulso no se visualizan o no se visualizan correctamente

Solución: Introduzca por completo un dedo dentro del dedal ④ en la parte trasera del aparato. Utilice una pila nueva. No se mueva durante la medición, tampoco hable. Si sigue sin poder medir correctamente, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.

Error: El aparato no se puede encender.

Solución: Extraiga la pila usada y coloque una pila nueva. Pulse el botón de inicio ②. Si sigue sin poder encender el aparato, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.

Error: En la pantalla se ve «Error 3» o «Error 4».

Solución: Cambie la pila. Posiblemente haya un error mecánico o electrónico que no se pueda

reparar cambiando la pila. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.

Error: En la pantalla se ve «Error 6» o «Error 7».

Solución: La visualización LED está defectuosa o hay otro fallo técnico. Si tras un cambio de pilas se sigue viendo ese error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Limpieza y cuidado

Saque la pila antes de limpiar el aparato. No utilice ningún agente limpiador abrasivo ni cepillos duros. Limpie el aparato con un paño suave, empapado ligeramente con alcohol isopropílico. No debe penetrar ninguna humedad dentro del aparato. Utilice el aparato solo después de que haya secado del todo.

Eliminación

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen substancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o depositelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados. Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Directrices / normas

Este aparato certificado según las directivas comunitarias y provisto del símbolo CE (símbolo de certificación) «CE 0297». Se cumplen las especificaciones de la directiva comunitaria «93/42/CEE» del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre productos médicos».

Compatibilidad electromagnética: El aparato cumple las exigencias de la norma EN 60601-1-2 de compatibilidad electromagnética.

Compatibilidad electromagnética - Directrices y declaración del fabricante

Emisiones electromagnéticas perturbadoras			
Medición con emisiones perturbadoras	Conformidad	Entorno electromagnético - Directriz	
Emisión AF conforme a CISPR 11	Grupo 1	El pulsioxímetro utiliza solo para el funcionamiento interno la energía de alta frecuencia. Por eso su emisión de alta frecuencia es muy baja y es improbable que interfiera en los equipos electrónicos cercanos.	
Emisión AF conforme a CISPR 11	Clase B	El pulsioxímetro es apto para ser usado en todos los equipamiento, incluidos aquellos en el ámbito doméstico y también para los que están conectados a la red pública de suministro de energía que abastece a edificios usados como domicilio habitual.	
Emisión de oscilaciones armónicas conforme a IEC 61000-3-2	inadecuadas		
Emisiones de oscilaciones de tensión / Parpadeos conforme a IEC 61000-3-3	inadecuadas		

Resistencia a interferencias electromagnéticas

El pulsioxímetro ha sido diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético tal como se indica más abajo. El cliente o el usuario del aparato debe asegurarse de que se utiliza en un entorno tal.


Comprobaciones de resistencia a interferencias	Nivel de comprobación IEC 60601	Nivel de resistencia	Entorno electromagnético - Directrices
Descarga de electricidad estática (ESD) conforme a IEC 61000-4-2	Descarga de contacto + 6 kV; Descarga de aire ± 8 kV	Descarga de contacto + 6 kV; Descarga de aire ± 8 kV	El suelo debe ser de madera u hormigón o tener baldosas cerámicas. Si el suelo está hecho de un material sintético, la humedad mínima del aire debe ser de 30 %.
Campo magnético con frecuencia de suministro (50/60 Hz) conforme a IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos con frecuencia de red deben tener los valores típicos de los entornos comerciales y hospitalarios.

Resistencia a interferencias electromagnéticas

El pulsioxímetro ha sido diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético tal como se indica más abajo. El cliente o el usuario del aparato debe asegurarse de que se utiliza en un entorno tal.

Comprobaciones de resistencia a interferencias	Nivel de comprobación IEC 60601	Nivel de resistencia	Entorno electromagnético - Directrices

<tbl



PT Manual de instruções Pulsoxímetro PM 150

Muito obrigado pela sua confiança e muitos parabéns!
Adquiriu um produto de qualidade da MEDISANA. Para obter o desejado sucesso e poder usufruir por muito tempo do seu pulsoxímetro PM 150 MEDISANA, nós recomendamos que leia atentamente as seguintes indicações sobre o uso e o tratamento.



NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.

Descrição dos símbolos



Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.



AVISO
Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.



IP22 Informações sobre o tipo de proteção contra pó e água



Classificação do aparelho: Tipo BF



Nenhum alarme SpO₂



Número de lote



Fabricante



Data de produção



FINALIDADE
Este aparelho destina-se à medição da saturação do oxigénio do sangue humano (em % SpO₂) através de um sensor fotoelétrico, bem como, à medição da frequência da pulsação. Os dados de medição podem ser transmitidos por Bluetooth® para Smartphones compatíveis ou a aplicação VitaDock®.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

- Os pulsoxímetros reagem com sensibilidade aos movimentos - não mexa as mãos durante a medição.
- Uma medição exata requer um bom fluxo sanguíneo. Se as mãos estiverem frias ou se a circulação sanguínea não é para a ideal por outras razões, devia friccionar as mãos antes de uma medição, para estimular o fluxo sanguíneo. Compressas, mangas de tensão arterial ou outros objetos que influenciam o fluxo sanguíneo causam valores de medição errados.
- Polimentos de unhas ou vernizes acrílicos para unhas podem adulterar os valores de medição.**
- O dedo e o aparelho têm de estar limpos para garantir uma medição sem qualquer problema.
- Se a medição não for eficaz num dedo, escolha outro dedo.
- Resultados de medição imprecisos podem também ter origem em:**
 - hemoglobina disfuncional ou baixo reflexo de hemoglobina
 - utilização de corantes intravasculares
 - ambiente fortemente iluminado
 - fortes movimentos da mão ou do corpo
 - utilização de interferências e desfibriladores de alta frequência e eletrocirúrgicos
 - artefacto de pulsação venoso
 - a utilização simultânea de mangas de tensão arterial, cateteres ou acessos intravasculares
 - pacientes com hipertensão arterial, contração dos vasos, anemia ou hipotermia
 - paragem cardíaca ou estados de choque
 - unhas artificiais
 - hemorragias

- O pulsoxímetro **não emitirá um alarme** no caso de um resultado de medição fora dos valores limite normais.
- Não use o oxímetro perto de substâncias explosivas ou inflamáveis - perigo de explosão!
- O aparelho não se destina ao controlo constante da saturação de oxigénio no sangue, não devia ser colocado durante mais de 30 minutos.
- A função do aparelho pode ser prejudicada por instrumentos eletrocirúrgicos.
- Este aparelho não pode ser utilizado próximo de aparelhos de ressonância magnética (RM) ou de tomografia computorizada (TC).
- O pulsoxímetro é um agente auxiliar na avaliação de uma situação de um paciente. Só é possível avaliar uma situação de saúde, se um médico fizer mais exames clínicos ou profissionais.
- O aparelho não é apropriado para uma esterilização ou para a limpeza com líquidos.
- O aparelho não é adequado para ser usado durante o transporte de pacientes fora de uma instalação de saúde.

- O pulsoxímetro não pode ser operado ao lado ou em combinação com outros aparelhos.
- O aparelho não pode ser utilizado com peças adicionadas ou externamente adquiridas ou com outros aparelhos que não estão descritos nestas instruções.
- Em caso de falhas, não tente reparar o aparelho. Deixe reparar o aparelho pelos serviços de assistência autorizados.
- Os materiais utilizados que entram em contato com a pele foram testados quanto à sua compatibilidade.
- Se, mesmo assim, detetar irritações na pele ou algo idêntico, não deve continuar a usar o aparelho e entre em contato com o seu médico.
- A ingestão de peças pequenas como material de embalamento, pilha, tampa do compartimento das pilhas etc. pode causar asfixia.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS

- Não abra as pilhas!
- Pilhas fracas devem ser imediatamente retiradas do compartimento das pilhas, porque se podem bater e danificar o aparelho!
- Elevado perigo de pilhas babadas, evite o contacto com a pele, olhos e mucosas!
- No caso de contacto com ácido das pilhas, lave o local com água potável abundante e consulte imediatamente um médico!
- Se a pilha foi engolido, consulte imediatamente um médico!
- Coloque correctamente as pilhas, atenção à polaridade!
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças!
- Não volte a carregar as pilhas! **Existe perigo de explosão!**
- Não conecte as pilhas em curto-círculo! **Existe perigo de explosão!**
- Não coloque as pilhas no fogo! **Existe perigo de explosão!**
- Não elimine as pilhas ou as pilhas recarregáveis vazias através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão.

Material fornecido

Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e não apresenta qualquer dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e envie-o para um centro de assistência. Do volume de fornecimento fazem parte:

- 1 MEDISANA Pulsoxímetro PM 150
- 1 Pilha de 1,5V (tipo AAA)
- 1 Manual de instruções

As embalagens podem ser reutilizadas ou podem ser eliminadas através da reciclagem. Por favor, eliminate adequadamente o material da embalagem não necessário. Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.



AVISO
Tenha atenção para que as películas da embalagem não se tornem brincadeiras para crianças. Existe perigo de asfixia!

Aparelho e elementos de comando

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Tampa do compartimento das pilhas | ② Visor LED |
| ③ Botão Iniciar | ④ Inserção para dedo (na parte de trás do aparelho) |


Inserir/retirar pilha

Inserir: Antes de poder usar o seu aparelho, tem de inserir a pilha fornecida. Para isso, abra a tampa do compartimento de pilhas ① e insira a pilha 1,5V, AAA.

Retirar: Troque a pilha quando no visor aparecer a mensagem "Por Lo". Se não aparecer nada no visor, é porque a pilha está completamente vazia e tem de ser imediatamente trocada.

Utilização

1. Insira um dos seus dedos na inserção do dedo ④ no lado de trás do aparelho.
2. Prima o botão Iniciar ③. O visor LED liga imediatamente. A funcionalidade Bluetooth® fica também automaticamente ativada pouco tempo depois.
3. Mantenha o seu dedo ou até o seu corpo calmo durante a medição.
4. Pouco tempo depois, aparece no visor LED a frequência da pulsação e a saturação de oxigénio medida. As indicações têm o seguinte significado:



5. Volte a puxar o seu dedo para fora. O aparelho desliga-se automaticamente 8 segundos depois.

O que significa o resultado indicado?

A saturação de oxigénio (SpO₂) do sangue indica a porção de pigmentos de sangue vermelhos (hemoglobina) que está carregada com oxigénio. O valor normal numa pessoa situa-se entre 90 e 96% SpO₂. Um valor demasiado baixo pode indicar a presença de determinadas doenças, como por exemplo um problema cardíaco, problemas de circulação, asma ou determinadas doenças pulmonares. Um valor demasiado alto pode, por exemplo, ser provocado por uma respiração acelerada e funda, mas que acarreta o perigo de um teor demasiado baixo de dióxido de carbono no sangue. O resultado obtido com este aparelho não é, de modo algum, apropriado para fazer ou confirmar diagnósticos - para isso deve entrar em contacto com o seu médico.

Transmissão Bluetooth® para a aplicação VitaDock+®

O pulsoxímetro PM 150 MEDISANA oferece a possibilidade de transmitir os seus dados de medição, via Bluetooth®, à aplicação VitaDock+. A aplicação VitaDock+® oferece a possibilidade de uma avaliação detalhada, memorização e sincronização dos seus dados de medição entre vários aparelhos iOS e Android. Assim, tem sempre acesso aos seus dados e pode p. ex. partilhá-los com amigos ou o seu médico. Para isso, precisa de uma conta de utilizador gratuita, que pode criar em www.vitadock.com. Para Android e aparelhos móveis iOS, você pode descarregar as respetivas aplicações. Na página web pode encontrar instruções sobre como instalar e usar o software. Após cada medição, ocorre uma transmissão automática dos dados (desde que o Bluetooth® esteja ativado e configurado no receptor).

Erros e resolução

Erro: SpO₂ e/ou a frequência da pulsação não são indicados ou são indicados incorretamente

Resolução: Insira um dos seus dedos completamente na inserção do dedo ④ no lado de trás do aparelho. Use uma pilha nova. Não se mexa nem fale durante a medição. Se continuar a não conseguir medir valores corretos, entre em contacto com o centro de assistência.

Erro: Não se consegue ligar o aparelho

Resolução: Retire a pilha antiga e insira uma nova. Prima o botão INICIAR ③. Se continuar a não conseguir ligar o aparelho, entre em contacto com o centro de assistência.

Erro: Aparece no visor »Error 3» ou »Error 4».

Resolução: Troque a pilha. Possivelmente está perante um erro mecânico ou eletrónico, que

não pode ser resolvido com a troca de pilhas. Entre em contacto com o centro de assistência.

Erro: Aparece no visor »Error 6» ou »Error 7».

Resolução: O visor LED está avariado ou existe uma outra falha técnica. Se, mesmo depois de trocar as pilhas, a indicação de erro persistir, deve entrar em contacto com o centro de assistência.

Limpeza e tratamento

Retire as pilhas antes de limpar o aparelho. Nunca use produtos de limpeza agressivos ou escovas rígidas. Limpe o aparelho com um pano macio levemente humedecido com álcool isopropílico. Não pode entrar humidade no aparelho. Volte a utilizar o aparelho apenas quando estiver totalmente seco.

Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrónico com ou sem substâncias nocivas nos postos de recolha públicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologicamente. Antes de eliminar o aparelho, remova as pilhas. Não elimine as pilhas vazias através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão.

Para mais informações sobre as formas de descarte, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

Directivas e normas

O aparelho está certificado em conformidade com as directivas CE e está provido do símbolo CE (símbolo de conformidade) "CE 0297". As prescrições da directiva UE "93/42/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1993 relativas a produtos médicos" estão cumpridas.

Compatibilidade electromagnética: O aparelho corresponde às exigências da norma EN 60601-1-2 para a compatibilidade electromagnética.

Compatibilidade electromagnética – Orientações e declaração do fabricante

Interferência electromagnética (emissões)		Conformidade	Ambiente electromagnético – Orientação
Emissão AF nos termos da norma a CISPR 11	Grupo 1	O pulsoxímetro utiliza energia HF unicamente para o seu funcionamento interno. Por isso, a sua emissão HF é muito baixa e é pouco provável que interfira com aparelhos eletrónicos vizinhos.	
Emissão AF nos termos da norma a CISPR 11	Classe B	O pulsoxímetro é adequado ao uso em todas as instalações, inclusive nas áreas habitacionais e aquelas que estão diretamente ligadas à rede de abastecimento público que também alimenta casas que servem para fins habitacionais.	
Emissão de harmónicos nos termos da norma IEC 61000-3-2	Não aplicável		
Emissões de oscilações de tensão/ "flicker" nos IEC 61000-3-3	Não aplicável		

Imunidade electromagnética

O pulsoxímetro destina-se a ser usado num ambiente eletrromagnético como o descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do aparelho devia certificar-se que é utilizado num ambiente destes.

Ensaios de imunidade	Nível de ensaio exigido pela norma IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente electromagnético – Orientações
Descarga electrostática (ESD) nos termos da norma IEC 61000-4-2	Descarga por contacto a ±6 kV; Descarga em ar a ±8 kV	Descarga por contacto a ±6 kV; Descarga em ar a ±8 kV	Os pavimentos devem ser de madeira ou betão ou revestidos a tijoleira. Se o pavimento estiver revestido com material sintético, a humidade relativa deve ser, no mínimo, 30%.
Campo magnético à frequência da rede devem corresponder aos valores típicos encontrados em ambiente comercial e hospitalar.	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos à frequência da rede devem corresponder aos valores típicos encontrados em ambiente comercial e hospitalar.

Imunidade electromagnética

O pulsoxímetro destina-se a ser usado num ambiente eletrromagnético como o descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do aparelho devia certificar-se que é utilizado num ambiente destes.

Ensaios de imunidade	Nível de ensaio exigido pela norma IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente electromagnético – Orientações
AF irradiada Perturbações nos termos da norma IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz	3 V/m	Aparelhos rádio portáteis e móveis não devem ser utilizados mais próximos do termômetro ou os seus cabos do que a distância de segurança recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor: Distância de segurança recomendada: d=1,2 √P d



NL Gebruiksaanwijzing Pulsoximeter PM 150

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en van harte gelukwenscht! U hebt een kwaliteitsproduct van MEDISANA aangekocht. Om het gewenste effect te krijgen en lang plezier te hebben van uw MEDISANA polsoximeter PM 150, bevelen wij aan, om de navolgende tips voor gebruik en onderhoud zorgvuldig te lezen.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

Verklaring van de symbolen

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.

IP22 Aanduiding beschermtypen tegen stof en water

Classificatie van het instrument:
Type BF
 Geen SpO₂-alarm
SpO₂

LOT LOT nummer
 Opslagtemperatuurbereik

Product
 Serienummer

DOEL
Dit toestel is bedoeld voor het meten van de zuurstofverzadiging van menselijk bloed (in % SpO₂) met behulp van een foto-elektrische sensor, evenals voor het meten van de polsfrequentie. De meetgegevens kunnen via Bluetooth® naar compatible smartphones resp., de Vita-Dock® App worden overgezet.

VEILIGHEIDSTIPS
• Polsoximeters reageren sterk op bewegingen) hou uw handen rustig tijdens het meten.
• Voor een accurate meting is een goede bloeddoorstroming noodzakelijk. Wanneer u koude handen hebt of wanneer uw bloedsomloop om een andere reden niet optimaal is, moet u voor het meten zachtehands in de handen wrijven om de bloedstroom aan te wakkeren. Drukverbanden, manchetten of een bloeddrukmeter of andere voorwerpen die de bloeddoorstroming beïnvloeden, zorgen voor foutieve meetresultaten.

• Nagellak en acrylnagels kunnen tot foutieve meetwaarden leiden.

• Vinger en toestel moeten schoon zijn, opdat een probleemloze meting zou kunnen worden uitgevoerd.
• Wanneer de meting aan de vinger niet slaagt, probeert u het dan nog een keertje aan een andere vinger.

• Onnauwkeurige metingen kunnen bovendien ontstaan in geval van:
- disfunctioneel hemoglobine of een lage hemoglobinespiegel
- gebruik van intravasculaire kleurstoffen

- helverlichte omgeving
- grotere bewegingen van hand of lichaam
- het gebruik van elektrochirurgische interferenties en defibrillatoren met hoge frequentie
- veneus pulsatie-artefact
- gelijktijdig gebruik van manchetten van bloeddrukmeters, katheters of intravasculaire ingangen
- patiënten met hoge bloeddruk, vaatvernauwing, bloedarmoede of hypothermie
- hartstilstand en shocktoestand
- kunstmatige vingernagels
- doorbloedingsstoornissen

• De polsoximeter laat geen alarmtoon horen bij meetresultaten die buiten de normale grenswaarden vallen.

• Gebruik de oximeter niet in de buurt van explosieve, resp. brandbare stoffen - explosiegevaar!

• Het toestel mag niet geschikt voor continue monitoring van de zuurstofsaturatie in het bloed, het toestel mag niet langer dan 30 minuten worden aangelegd.

• Die Elektrochirurgische instrumenten kunnen de werking van het toestel verminderen.

• Dit toestel mag niet in de buurt van kernspintomografen (MRT) of computertomografen (CT) worden gebruikt.

• De polsoximeter is slechts een bijkomend hulpmiddel bij het beoordelen van de situatie van de patiënt.

• De gezondheidssituatie kan maar bepaald worden wanneer een arts nog meer klinische, resp. professionele onderzoeken uitvoert.

• Het toestel mag niet worden gesteriliseerd en mag niet met vloeistof worden gereinigd.

- Het toestel is niet geschikt voor gebruik bij patiëntentransport buiten een ziekenhuis of verpleeginstelling.
- De polsoximeter mag niet naast of in combinatie met andere toestellen worden gebruikt.
- Het toestel mag niet worden gebruikt met bijkomende onderdelen resp. aanbouwdelen, accessoires of andere toestellen die niet in deze handleiding werden beschreven.
- In geval van storingen mag u het instrument niet zelf herstellen. Laat herstellingen enkel door geautoriseerde serviceplaatsen uitvoeren.
- De gebruikte materialen, die met de huid in contact komen, wordt op verdraagbaarheid getest.
- Mocht uw huid toch nog aangetast zijn, gebruik het toestel en niet meer en neem contact op met uw arts.
- Het inslikken van kleine onderdelen, zoals verpakkingsmateriaal, batterijen, het deksel van het batterijvak, enz. kan leiden tot verstikking.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE DE BATTERIJEN

- Batterijen niet uit elkaar halen!
- Verwijder zwakke batterijen onmiddellijk uit het batterijvak, omdat deze kunnen leeglopen en het apparaat kunnen beschadigen!
- Verhoogd uitloopgevaar, contact met huid, ogen en slijmhuishuid vermijden!
- Bij contact met accu's moet u de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!
- Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
- Batterijen niet heropladen! **Er bestaat explosiegevaar!**
- Niet kortsluiten! **Er bestaat explosiegevaar!**
- Niet in het vuur werpen! **Er bestaat explosiegevaar!**
- Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!

Omvang van de levering

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het apparaat niet in gebruik en zendt u het naar een servicepunt.

Bij de levering horen:

1 MEDISANA Pulsoximeter PM 150

- 1 Batterij (type AAA) 1,5V
- 1 gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.



WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen.

Zij kunnen er in stikken!

Toetsen en bedienelementen

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Deksel batterijvakje | 2 LED-aanduiding |
| 3 Startknop | 4 Vingeropening (aan de achterzijde van het toestel) |


Batterij inleggen/verwijderen

Inleggen: Alvorens u het toestel kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in het toestel inbrengen. Open daartoe het deksel van het batterijvakje ① en leg de beide batterijen 1,5V, AAA op de juiste plaats.

Verwijderen: Vervang de batterij wanneer de melding „Por Lo“ op de display verschijnt. Wanneer er op het display helemaal niets wordt aangeduid, is de batterij volledig leeg en moet ze onmiddellijk worden vervangen.

Toepassing

1. Steek een vinger in de vingeropening ④ op de achterkant van het toestel.
2. Druk op de START-knop ③. De LED-aanduiding wordt onmiddellijk ingeschakeld. De Bluetooth®-functie wordt kort daarna eveneens automatisch geactiveerd.
3. Hou uw vinger resp. uw hele lichaam zo rustig mogelijk tijdens de meting.
4. Na korte tijd worden de pulsfrequentie en gemeten zuurstofverzadiging op de LED-aanduiding weergegeven. De aanduidingen hebben volgende betekenis:



5. Trek uw vinger weer weg. Na ongeveer 8 seconden wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Wat betekent het aangegeven resultaat?

De zuurstofverzadiging (SpO₂) van het bloed geeft aan, in welke mate de rode kleurstof in het bloed (hemoglobine) van zuurstof is voorzien. De normale waarde bij de mens ligt tussen de 90 end 96% SpO₂. Een te lage waarde kan wijzen op het bestaan van bepaalde ziekten zoals bijvoorbeeld een hartprobleem, bloedsomloopplassen, astma, resp. bepaalde longaandoeningen. Een te hoge waarde kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door snelle en diepe ademhaling, wat echter een gevaar in zich houdt voor een te laag gehalte kooldioxide in het bloed. Het resultaat dat met dit toestel verkregen is absoluut niet geschikt om een diagnose te stellen of te bevestigen daarvoor moet u absoluut uw arts raadplegen.

Bluetooth®-overdracht naar VitaDock® App

De MEDISANA polsoximeter PM 150 biedt de mogelijkheid om uw meetgegevens via Bluetooth® naar de VitaDock® App te sturen. De VitaDock® App laat een gedetailleerde analyse, opslag en synchronisatie van uw meetgegevens tussen meerdere iOS- en Android-toestellen toe. U hebt zo altijd toegang tot uw gegevens en u kunt die ook met vrienden of met uw arts delen. Daartoe heeft u een gebruikersaccount nodig, dat u gratis kunt verkrijgen op www.vitadock.com. U kunt de geschikte Apps voor Android en iOS-toestellen downloaden. Op de website vindt u een handleiding om de software te downloaden en te gebruiken. Na elke meting worden de gegevens automatisch doorgestuurd (in zoverre Bluetooth® op het ontvangsttoestel geactiveerd en geconfigureerd is).

Fouten en foutverhelping

Fouten: SpO₂ en/of pulsfrequentie worden niet aangeduid resp. niet correct aangeduid

Verhelpen van de fout: Steek een vinger in de vingeropening ④ op de achterkant van het toestel. Gebruik een nieuwe batterij. Beweg of spreek niet tijdens het meten. Worden er nog steeds geen correcte waarden gemeten, moet u contact opnemen met de onderhoudsdienst.

Fouten: U kunt het toestel niet inschakelen.

Verhelpen van de fout: Verwijder de oude batterij en leg er een nieuwe in. Druk op de START-knop ③. Kunt u het toestel nog steeds niet inschakelen, moet u contact opnemen met de onderhoudsdienst.

Fouten: „Error 3“ of „Error 4“ wordt aangeduid.
Verhelpen van de fout: Vervang de batterij. Misschien is er sprake van een mechanisch of elektronisch probleem, dat niet door het vervangen van de batterijen kan worden opgelost. Contacteer de onderhoudsdienst.

Fouten: „Error 6“ of „Error 7“ wordt aangeduid.

Verhelpen van de fout: De LED-aanduiding is defect of er is een andere technische storing. Wanneer ook na het vervangen van de batterijen nog steeds een foutmelding verschijnt, moet u contact opnemen met de onderhoudsdienst.

Reiniging en Onderhoud

Verwijder de batterij voordat u het toestel reinigt. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of harde borstels. Reinig het toestel met een zachte doek die u lichtjes bevochtigt met isopropylalcohol. Er mag geen vocht doordringen in het toestel. Gebruik het toestel pas weer wanneer het helemaal droog is.

Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijderd. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkel. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Richtlijnen / normen

Dit apparaat is gecertificeerd volgens de EG-richtlijnen en voorzien van het CE-merk (conformiteitsmerk) "CE 0297". Aan de eisen van de EU-richtlijn 93/42/EWG van de raad van 14 juni 1993 betreffende medische producten" is voldaan. **Elektromagnetische verdraagbaarheid:** Het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromagnetische verdraagbaarheid.

Elektromagnetische compatibiliteit - Richtlijnen en verklaring van de fabrikant

Elektromagnetische storingsemisie			
Storingsemisse-metingen	Conformiteit	Elektromagnetische omgeving - Richtlijn	
HF straling CISPR 11	Groep 1	De polsoximeter gebruikt HF-energie uitsluitend voor de interne werking. Daarom is de HF-straling erg laag en is het onwaarschijnlijk dat elektronische toestellen in de nabije omgeving gestoord worden.	
HF straling CISPR 11	Klasse B	De polsoximeter is voor gebruik in alle voorzieningen, met inbegrip van de woonomgeving en dergelijke, die rechtsstreeks aangesloten zijn op het netwerk van openbare nutvoorzieningen dat ook gebouwen bedient die voor woondoeleinden worden gebruikt.	
Emissie van boven-schommelingen volgens IEC 61000-3-2	Niet van toepassing		
Uitzenden van spanningsschommelingen / flicker volgens IEC 61000-3-3	Niet van toepassing		

Elektromagnetische storingsimmunité			
Storingsimmunité - controles	IEC 60601-controlepegel	Conformiteit - pegel	Elektromagnetische omgeving - Richtlijn
Ontlading statische elektriciteit (ESD) volgens IEC 61000-4-2	± 6 kV contactontlading ± 8 kV luchtontlading	± 6 kV contactontlading ± 8 kV luchtontlading	Vloeren moeten uit hout of uit beton zijn of bestaan uit keramische tegels. Indien de vloer uit kunststofmaterialen bestaat, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen.
Magneetveld bij verzorgingsfrequentie (50/60Hz) volgens IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnatische velden bij netfrequentie moeten voldoen aan de typische waarden zoals deze voorkomen in ziekenhuizen en andere instellingen.

Elektromagnetische storingsimmunité			
Storingsimmunité - controles	IEC 60601-controlepegel		

**FI Käyttöohje Pulssioksimetri PM 150**

Kiitosi luottamuudesta ja sydämenliset onnentoivotukset! Olette valinnut MEDISANA-laitutuotteen. Jotta saat haluamasi tulokset ja voit nauttia MEDISANA-pulssioksimetrinä PM 150 pitkään, suosittelemme lukemaan seuraavat käytöön ja hoitoon liittyvät ohjeet huolellisesti.

**TÄRKEITÄ TIETOJA! SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!**

Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käytöötä varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttöohje mukana.

Kuvan selitys

Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönotto ja käsittely koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaariontuimisen.



VAROITUS
Noudata näitä varoitushohjeita niin voit estää käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen.

IP22

Tieto suojausluokasta pölyä ja vettä vastaan



Laiteluoitus: Typpi BF



Ei SpO₂-hälytystä

LOT

LOT-numero



Varastointilämpötila



Laatija



Sarjanumero



Valmistuspäivämäärä

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on tarkoitettu ihmisenveren happisaturaation mittaukseen (% SpO₂) valokennoanturin avulla sekä pulssitajuuden mittaukseen. Mittaustiedot voidaan siirtää Bluetoothin® avulla yhteensopivin älypuhelimiin tai VitaDock+® App -sovellukseen.

TURVAOHJEET

Pulssioksimetrit reagoivat herkästi liikkeisiin - pidä käsia paikallaan mittauksen aikana.

Tarkka mittaus edellyttää hyvää verenvirtausta. Jos kädet ovat kylmät tai verenkiero ei muista syistä johtuen ole optimaalista, tulisi käsistä hieros kevyesti yhteen ennen mittausta verenvirtauksen voimistamiseksi. Painesiteet, verenpainemansetit tai muut verenvirtauksen vaikuttavat esineet aiheuttavat virheellisiä mittausarvoja.

Kynsilätkät tai akryyilläkät voivat aiheuttaa virheellisiä mittausarvoja.

Sormien ja laitteiden on oltava puhtaita, jotta mittaus voidaan suorittaa moitteettomasti.

Jos mittaus ei onnistu yhdestä sormesta, käytä toista sormea.

Mittauksset voivat silti olla epätarkkoja, jos:

- hemoglobiini on omissa huoneistossa tai hemoglobiinitaso on alhainen

- käytetään verisuronensäisää väriaineita

- paikka on kirkkaasti valaistu

- käsistä keho liikkuu paljon

- käytetään korkeataajuisia elektrokirurgisia interferenssejä ja defibrilaattoreita

- henkilöllä on laskimoni pulsatsioita

- samanaikeisesti käytetään verenpainemanseteja, katetreja tai suonensiäisiä tuloja

- potilaalla on korkea verenpaine, verisurionahtuma, anemia tai hypotermia

- sydän on pysisäntymässä tai shokkitila

- henkilöllä on tekokynnet

- verenkerrossa on häiriöitä

Pulssioksimetri ei anna hälytystä, jos mittaustulos on normaleiden raja-arvojen ulkopuolella.

Älä käytä ohjelmiston räjähtäviä tai palavien aineiden lähettyvillä - räjähdyssvaara!

Laite ei ole tarkoitettu veren happisaturaation jatkuvan valvontaan, käytööikä ei saisi yliittää 30 minuuttia.

Elektrokirurgiset instrumentit voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.

Tästä laitteesta ei saa käyttää magneettiresonanssikuvauksia/taitteiden (MRI) tai tietokonetomografialaitteiden (CT) läheisyydessä..

Pulssioksimetri on vain ylimääräinen apuväline potilaan tilanteen arvioinnissa.

Terveystilan arviointi on mahdollista vain, jos tehdään muita kliinisiä tai ammattilaistutkimuksia lääkärin toimesta.

Laite ei soveltu steriloitavaksi tai puhdistettavaksi nesteillä.

Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaan kuljetuksen aikana terveydenhoitolaitosten ulkopuolella.

Pulssioksimetria ei saa käyttää muiden laitteiden vierellä tai yhdessä muiden laitteiden kanssa.

Laitetta ei saa käyttää ylimääräisten tai lisäosien, lisätarvikkeiden tai muiden laitteiden kanssa, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa.

• Jos laitteeseen tulee häiriöitä, älä korja sitä itse, vaan anna korjaukset valtuutetulle huoltoliikkeelle.

• Ihon kanssa kosketuksiin tulevien käytettyjen materiaalien turvallisuus on testattu. Jos silti ilmenee ihanteräyskiä tai vastaavaa, älä käytä laitetta enää ja ota yhteyttä lääkäriin.

• Pienten osien, esim. pakkausmateriaalin, akkujen, akkukotelon kannen ym. nieluminen aiheuttaa tukehtumisaaran.

PARISTOJEN TURVALLISUUSOHJEITA

- Akkuja ja paristoja ei saa purkaa!
- Poista heikot paristot välittömästi paristolokerosta, koska ne voivat vuotaa ja vaarioitaa laitetta!
- Kohonnut vuotavaara, vältä kontaktia ihmisen ja limakalvojen kanssa!
- Jos joudut akkuhapon kanssa kosketuksiin, huuhtele vastaavat kohdat välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon!
- Jos paristo tai akku nielaa, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
- Aseta pariston oikean paikalleen, huomioi napaisuus!
- Pidä pariston poissa lasten ulottuvilta!
- Akkuja ja paristoja ei saa ladata! **Räjähdyssvaara!**
- Liitä oikein! **Räjähdyssvaara!**
- Älä heitä tuleen! **Räjähdyssvaara!**
- Älä heitä käytettyjä paristoja ja akkuja talousjätteen sekaan, vaan ongelmajätteisiin tai paristojen keräyspisteisiin!

Toimituskonkainuuus

Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaarioita. Jos sinulla on epäilyksiä, älä otta laitetta käyttöön vaan lähetä se huoltoon.

Pakkauksen pitää löytyä:

1 MEDISANA-pulssioksimetri PM 150

• 1 paristo (tyyppi AAA) 1,5V

• 1 Käyttöohje

Pakkauksista voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raakaaineekierroon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvauron, ota heti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsii. On olemassa tukehtumisvaara!

Laite ja käyttöelementit

1 Paristolokeron kansi

2 LED-näyttö

3 Käynnistyspainike

4 Sormiaukko (laitteen takana)


Paristojen asettaminen / poisto

Asettaminen: Laitetta voi käyttää vasta, kun mukana toimitetut paristot on asennettu. Avaa paristolokeron kansi 1 ja laita sisään 1,5V AAA-paristo.

Poisto: Vaihda pariston, kun näytöön tulee ilmoitus "Por Lo". Jos näytössä ei näy mitään, ovat paristot täysin tyhjiä ja ne on vaihdettava heti.

Käyttö

- Leita sormi sormiaukkoon 4, joka on laitteen takana.
- Paina käynnistyspainiketta 3. LED-näyttö käynnistyvä välittömästi. Myös Bluetooth®-toiminto aktivoituu pian tämän jälkeen automaatisesti.
- Pidä sormi ja keho mahdollisimman paikallaan mittauksen ajan.
- Hetken kuluttua LED-näytöön tulevat pulssitaajuus ja mitattu happisaturaatio. Näytöllä on seuraavat merkitykset:



5. Vedä sormi jälleen ulos. Laite kytkeytyy automaatisesti pois päältä n. kahdeksan sekunnin kuluttua.

Mitä näytetty tulos tarkoittaa?

Veren happisaturaatio (SpO₂) kertoo, kuinka paljon verenpunassa (hemoglobiini) on happea. Ihmisten normaali arvo on 90 - 96 % SpO₂. Liian alhainen arvo voi viittata tietyihin sairauskiin, kuten esimerkiksi sydämkirvaan, verenkierto ongelmien, astmaan tai tietyihin keuhkosairauksiin. Liian korkea arvo voidaan saada esimerkiksi nopealla ja syvällä hengityksellä, missä on kuitenkin liian alhainen veren hilioidioksidipitoisuuden vaara. Tällä laitteella saat tulos ei ole missään tapauksessa tarkoitettu diagnoosien antamiseen tai vahvistamiseen - ota tätä varten ehdottomasti yhteyttä lääkärin.

Bluetooth®-siirto VitaDock+® App -sovellukseen

MEDISANA-pulssioksimetri PM 150 on mahdollista siirtää mittaukset **Bluetooth®** avulla VitaDock+® App -sovellukseen. VitaDock+® App -sovellus mahdollistaa mittauksetien yksityiskohtaisen arviointin, tallennuksen ja synkronoinnin useiden iOS- ja Android-laitteiden välillä. Nämä tiedot ovat aina käytettävissä ja voit näyttää ne esim. ystäville tai lääkärille. Tällä varten tarvitset ilmaisen käytäjätätilin, jonka voit luoda web-soittoossesta www.vitadock.com. Vastaavat sovellukset voidaan ladata Android- ja iOS-mobiililaitteisiin. Web-sivulla on ohjeet ohjelmiston asennukseen ja käyttööön. Tiedot siirretään automaatisesti jokaisen mittauksen jälkeen (jos **Bluetooth®** on aktivoitu ja konfiguroitu vastaanottajalaiteessa).

Häiriöt ja korjaus

Häiriö: SpO₂ ja/ tai pulssitaajuus eivät näy tai ne eivät näy oikein

Korjaus: Laita sormi kokonaan sormiaukkoon 4, joka on laitteen takana. Käytä uutta paristoa. Älä liiku tai puhi mittauksen aikana. Jos et vieläkään saa mitattua oikeita arvoja, ota yhteyttä hoitoon.

Häiriö: Laite ei kynnysty.

Korjaus: Poista vanha paristo ja aseta uusi sisään. Paina KÄYNNISTYS-painiketta 3. Jos laite ei edelleenkään kynnysty, ota yhteyttä hoitoon.

Häiriö: Näytössä näkyy "Error 3" tai "Error 4".

Korjaus: Vaihda paristo. Laitteessa on mahdollisesti mekaaninen tai sähkövika, jota ei voida korjata vaihtamalla paristot. Ota yhteyttä hoitoon.

Häiriö: Näytössä näkyy "Error 6" tai "Error 7".

Korjaus: LED-näyttö on viallinen tai laitteessa on muu tekninen häiriö. Jos virhenäyttö näkyy myös sen jälkeen, kun pariston on vaihdettu, ota yhteyttä hoitoon.

• Pulssioksimetri ei anna hälytystä, jos mittaustulos on normaleiden raja-arvojen ulkopuolella.

• Älä käytä ohjelmiston räjähtäviä tai palavien aineiden lähettyvillä - räjähdyssvaara!

• Laite ei ole tarkoitettu veren happisaturaation jatkuvan valvontaan, käytööikä ei saisi yliittää 30 minuuttia.

• Elektrokirurgiset instrumentit voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.

• Tästä laitteesta ei saa käyttää magneettiresonanssikuvauksia/taitteiden (MRI) tai tietokonetomografialaitteiden (CT) läheisyydessä..

• Pulssioksimetri on vain ylimääräinen apuväline potilaan tilanteen arvioinnissa.

• Terveystilan arviointi on mahdollista vain, jos tehdään muita kliinisiä tai ammattilaistutkimuksia lääkärin toimesta.

• Laite ei soveltu steriloitavaksi tai puhdistettavaksi nesteillä.

• Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaan kuljetuksen aikana terveydenhoitolaitosten ulkopuolella.

• Pulssioksimetria ei saa käyttää muiden laitteiden vierellä tai yhdessä muiden laitteiden kanssa.

• Laitetta ei saa käyttää ylimääräisten tai lisäosien, lisätarvikkeiden tai muiden laitteiden kanssa, joita ei

Puhdistus ja hoito

Poista par



79457 V1.3 09/2014

SE Bruksanvisning Pulsoximeter PM 150

Tack för Er förtroende och hjärtliga gratulationer! Med den Pulsoximeter PM 150 har du skaffat dig en kvalitetsprodukt från MEDISANA. För att nå det önskade resultatet och för att ha lång glädje av ditt MEDISANA Pulsoximeter PM 150 rekommenderar vi Er att läsa nedanstående information om användning och skötsel noggrant.



OBSERVERA! SPARA!

Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med.

Teckenförklaring



Bruksanvisningen hör till apparaten. Den innehåller viktig information om igångsättning och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen. Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten.



VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för persons-kador.



IP22 Information om skydd mot damm och vatten



Apparatklass: typ BF



Inget SpO₂ larm



LOT-nummer



Tillverkare



Serienummer



Tillverkningsdatum

ÄNDAMÅL

Apparaten är avsedd för att mäta syresättningen av det mänskliga blodet (i % SpO₂) genom en fotoelektrisk sensor samt mätning av pulsfrekvensen. Mätdata kan överföras via Bluetooth® till kompatibla Smartphones resp. VitaDock+® App.

SÄKERHETSINFORMATION

- Pulsoximtern reagerar känsligt på rörelser - håll händerna stadiga under mätningen.
- För en korrekt mätning behövs ett godt blodflöde. Om händerna är kalla eller blodcirkulationen inte är bra av andra anledningar, bör händerna lätt gruggas mot varandra för att stimulera blodflödet.
- Tryckförband, Blodtrycksmanschetter eller andra objekt som paverkar blodflödet leder till felaktiga mätvärden.
- Nagellack polish eller akrylinagellack kan leda till felaktiga mätvärden.**
- Fingrar och apparaten måste vara ren för att utföra en korrekt mätning.
- Lyckas mätningen inte vid ett finger, prova ett annat finger.
- Öjärna mätresultat kan dessutom uppstå genom:**
 - dysfunktionell hemoglobin eller låg hemoglobinnivå
 - användning av intravasala färgämnen
 - ljus omgivning
 - större rörelser av handen och kroppen
 - användning av högfrekventa, elektrokirurgiska interferenser och defibrillatorer
 - venösa pulsarterfakter
 - samtidig användning av blodtrycksmanschetter, kateder eller intravasala kateter
 - patienter med högt blodtryck, trånga kärl, blodbrist och hypotermi
 - hjärtstillstånd eller chockstillstånd
 - konstgjorda fingernaglar
 - cirkulationsrubbningsar
- Pulsoximtern kommer **inte att larma** vid mätresultat utanför normala gränsvärden.
- Använd oximetern inte i näheten av explosiva resp. bränbara ämnen - explosionsrisk!
- Apparaten är inte avsedd att användas för konstant övervakning av blodets syresättning, det maximala användningstiden bör inte överträcka 30 min.
- Apparaten fungerar inte som elektrokirurgiska instrument.
- Apparaten får inte användas i näheten av utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (CT).
- Pulsoximtern är endast ett ytterligare hjälpmedel vid bedömning av patientens tillstånd.
- Bedömningen av hälsotillståndet kan bara ske om ytterligare kliniska resp. professionella undersökningar utförs av en läkare.
- Apparaten är inte lämplig för sterilisering eller rengöring med vätskor.
- Apparaten är inte lämplig för användning under patienttransport utanför en sjukvårdsinrättning.
- Pulsoximtern får inte användas bredvid eller tillsammans med annan utrustning.
- Apparaten får inte användas med tilläggssutrustning eller annan utrustning som inte är nämnda i denna anvisning.

- Försök inte reparera apparaten själv om det uppstår fel/störningar. Låt endast auktoriserade service-ställen utföra reparationer.
- Materialen som kommer i kontakt med huden har testats på kompatibilitet. Använd apparaten inte längre om ända hudirritation eller dylikt skulle uppstå och kontakta din läkare.
- Kvävningsrisk på grund av smäder, t.ex. förpackningsmaterial, batteri, batterilock.

SÄKERHETSINFORMATION BATTERI

- Montera inte isär batterierna!
- Ta genast ut tomma batterier ur apparaten, annars kan de läcka och skada apparaten!
- Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och sllemhinnor!
- Om du får batterisyrta på något av ovanstående ställen: skölj genast riktigt med rent vatten och kontakta läkaren! Möcht er en batteri ingesikt zijn, dan moet onmiddelijk een arts opgezocht worden!
- Sätt in batterierna rätt; beakta polariteten!
- Förvara batterierna utan räckhåll för barn!
- Ladda inte batterierna! **Explosionsrisk!**
- Se till att batterierna inte kortslus! **Explosionsrisk!**
- Släng inte batterierna i öppen eld! **Explosionsrisk!**
- Släng inte batterierna bland hushållssoporona; lämna in dem till ett insamlingsställe för farligt avfall/batterier!

Leveransomfång

Kontrollera förr om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till ett serviceställe.

Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 MEDISANA Pulsoximeter PM 150
- 1 batteriet (typ AAA) 1,5V
- 1 packningsmaterial

Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället.



VARNING
Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utan räckhåll för barn.
Kvävningsrisk!

Apparat och manöverutrustning

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1 Batterilock | 2 LED-indikation |
| 3 Start-knapp | 4 Fingervack (på apparatens baksida) |


Sätta i / ta ut batterier

Sätt i: För att kunna använda apparaten måste bifogade batterier läggas i. Öppna batteriocket ① c och sätt i batterierna 1,5V,AAA.

Ta ut: Byt batterierna när "Por Lo" visas i displayen. Visas ingenting alls i displayen är batteriet helt tomt och måste bytas omedelbart.

Användning

1. Stoppa i fingret i fingerfacket ④ på apparatens baksida.
2. Tryck på start-knappen ③. LED indikationen startar omedelbart. **Bluetooth®**-funktionen aktiveras också kort därför.
3. Håll fingret resp. hela kroppen stilla under mätningen.
4. Efter en kort stund visas pulsfrekvensen och den uppmätta syresättningen på LED-displayen. Indikationerna har följande betydelse:



5. Dra ut fingret igen. Apparaten kommer att stänga av sig själve efter ca. 8 sekunder.

Vad betyder det visade resultatet?

Syresättningen av blodet (SpO₂) indikerar hur mycket av det röda blodämnet (hemoglobin) är lastat med syre. Normalvärdet hos människor ligger mellan 90 och 96% SpO₂. Ett för lågt värde kan tyda på olika sjukdomar som t.ex. ett hjärtfel, cirkulationsproblem, astma resp. vissa lungsjukdomar. Ett för högt värde kan bero på snabb och djup andning, vilket dock innebär risk för ett för lågt blodkoldioxidhalt. Det med denna apparat framtagna resultatet är på inget sätt lämpligt att ställa eller bekräfta diagnosar - kontakta ovillkorligen en läkare.

Bluetooth®-överföring till VitaDock+® Appen

MEDISANA Pulsoximeter PM 150 erbjuder möjligheten att överföra mätdata via **Bluetooth®** till **VitaDock+® Appen**. VitaDock+® Appen ger en detaljerad utvärdering, lagring och synkronisering av data mellan flera iOS och Android-apparater. Ni har alltid tillgång till Era data och kan dela dem t.ex. vänner och Er läkare. För det behöver Ni ett kostnadsfritt användarkonto, som Ni kan upprätta på www.vitadock.com. För Android och iOS-mobilier kan motsvarande apps laddas ner. På hemsidan hittar Ni en anvisning hur mjukvaran installeras och används. Efter varje mätning sker en automatisk överföring av data (om **Bluetooth®** är aktiverad och konfigurerad på mottagaren).

Fel och avhjälp

Fel: SpO₂ och / eller pulsfrekvensen visas inte resp. inte korrekt

Avhjälp: Stoppa i fingret helt i fingerfacket ④ på apparatens baksida. Använd ett nytt batteri. Rör Er inte under mätningen och tala inte. Kan fortfarande inga korrekt värden mätas kontakta ett serviceställe.

Fel: Apparaten kan inte sättas på.

Avhjälp: Ta ut det gamla batteriet och sätt in ett nytt. Tryck på start-knappen ③. Kan apparaten inte sättas på, kontakta ett serviceställe.

Fel: Error 3° eller, Error 4° visas på displayen.

Avhjälp: Ersätt batteriet. Det föreligger möjligtvis ett elektroniskt fel som inte kan åtgärdas genom att byta batterierna. Kontakta Servicesstälet.

Fel: Error 6° eller, Error 7° visas på displayen.

Avhjälp: LED-indikationen är trasig eller det finns en annan teknisk störning. Visas ett felmeddelande även efter ett batteribyte, kontakta ett serviceställe.

Rengöring och skötsel

Ta bort batterierna innan apparaten rengörs. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller vassa borstar. Rengör apparaten men en mjuk trasa som fuktats lätt med isopropylalkohol. Det får inte komma in fukt i apparaten. Använd apparaten först när den är helt torr.

Avfallshantering

Denna apparat får inte kastas i hushållssoporona. Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande insamlingsstället, oberoende av om apparaterna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt. Ta alltid ut batterierna innan Ni kastar apparaten. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoporona utan lämna dem till återvinningsstation eller till batteriinsamling i fackhandeln. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om återvinning.

Direktiv och standarder

Den har certifierats enligt EG-direktiven och har CE-märkningen (överensstämmelse) "CE 0297". Kraven i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter uppfylls. **Elektromagnetisk kompatibilitet:** Apparaten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1-2 för elektromagnetisk kompatibilitet.

Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinjer och tillverkarförklaring

Elektromagnetiska emissioner			
Pulsoximetern är avsedd för användning i en elektromagnetisk område som beskrivit nedan. Kunden eller användaren bör säkerställa att den används i ett sådan miljö.			
Emissionsmätningar	Överensstämmelse	Elektromagnetisk omgivning – riktlinje	
HF utändning enligt CISPR 11	Grupp 1	Pulsoximetern använder HF-energi utslutande för sin egen funktion. Därfor är HF-utstrålningen mycket begränsad och sanolikheten att andra elektroniska apparater stör är liten.	
HF utändning enligt CISPR 11	Klass B	Pulsoximetern lämpar sig för användning på alla områden, inklusive bostadsområden och liknande som är anslutna till det offentliga försörjningsnätet som inbefinner byggnader för boende.	
Utsändning av övertoner enligt IEC 61000-3-2	Inte aktuellt		
Utsändning av Spänningsflikuationer/flimmer enligt IEC 61000-3-3	Inte aktuellt		

Elektromagnetisk immunitet			
Pulsoximetern är avsedd för användning i en elektromagnetisk område som beskrivit nedan. Kunden eller användaren bör säkerställa att den används i ett sådan miljö.			
Immunitetskontroller	IEC 60601-testnivå	Överensstämmelsenivå	Elektromagnetisk omgivning – riktlinje
Utladdning statisk elektricitet (ESD) enligt IEC 61000-4-2	± 6 kV kontaktautladdning; ± 8 kV luftutladdning	± 6 kV kontaktautladdning; ± 8 kV luftutladdning	Golv ska vara av trä eller betong eller vara försedda med keramikklinker. När golvbelysningen är av syntetisk material måste den relativt luftfuktigheten vara mindre än 30 %.
Magnetfält vid försörjningsfrekvens (50/60 Hz) enligt IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfält vid nätfrekvens ska motsvara de typiska värdena som finns i affärs- och sjukhusmiljöer.



CZ Návod k použití Pulsní oxymetr PM 150

Mnohokrát děkujeme za vaši duveru a srdceňně blahopřejeme! Koupí tohoto pulsní oxymetu jste získali kvalitní výrobek znaky MEDISANA. Abyste dosáhli požadovaného úspěchu a mohli se ze svého pulsního oxymetru MEDISANA PM 150 skutečně dlouho těšit, doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli následující pokyny pro použití a údržbu.



DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte návod k použití, zejména bezpečnostní upozornění, a návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud přístroj předáte třetí osobě, bezpodmínečně k němu přiložte tento návod k použití.

Vysvětlení symbolů



Návod k použití patří k přístroji. Obsahuje důležité informace o jeho uvedení do provozu a manipulaci s ním. Přečtěte si celý návod k použití. Nerespektování návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na přístroji.



VAROVÁNÍ
Tato varovná upozornění je nutné respektovat, aby se předešlo možným zraněním uživatele.



IP22 Údaj o způsobu ochrany proti prachu a vodě



Klasifikace přístroje: Typ BF



Žádný alarm SpO₂



Číslo šarže



Rozsah teploty skladování



Výrobce



Sériové číslo



Datum výroby

ZAMÝŠLENÝ ÚCEL

Tento přístroj je určen k měření saturace krve kyslíkem u člověka (v % SpO₂) pomocí fotoelektrického snímače a k měření tepové frekvence. Naměřené hodnoty lze pomocí technologie Bluetooth® přenést na kompatibilní smartphone resp. do aplikace VitaDock®.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pulsní oxymetry reagují citlivě na pohyb – během měření mějte ruce v klidu.
- Aby bylo měření přesné, je nezbytný dobrý tok krve. Pokud máte studené ruce nebo vás krevní oběh není optimální z jiného důvodu, měli byste si před měřením ruce lehce promotout, abyste podporili tok krve. Komprese obavy, manžety na měření krevního tlaku nebo jiné předměty ovlivňující tok krve mají za následek chybění měření.
- Lesky na ruky a laky na akrylové nehty mohou vést k chybění měření.**
- Aby bylo možné provést správné měření, je nutné mít čisté prsty a rovněž přístroj musí být čistý.
- Nebude-li měření na jednom prstu úspěšné, použijte jiný prst.

K nepřesnému výsledkům měření může dálé dojít v případě:

- dysfunkčního hemoglobinu nebo nízké hladiny hemoglobinu
- používání intravaskulárních barviv
- přesvětleného prostředí
- větších pohybů ruky nebo těla
- použití vysokofrekvenčních, elektrochirurgických rušicích zařízení a defibrilátorů
- venozního pulzačního artefaktu
- současný použití manžet na měření krevního tlaku, katetrů nebo intravaskulárních přístupů
- pacientů s vysokým tlakem, se zúžením cév, anémii nebo hypotermií
- zástavy srdce nebo šokových stavů
- umělých nehtů
- poruch prokrovů

V případě, že naměřené hodnoty překračují normální limity, nebude pulsní oxymetr signalizovat žádný alarm.

- Oxymetr nepoužívejte v blízkosti výbušných resp. hořlavých látek – nebezpečí výbuchu!
- Přístroj není vhodný k nepřetržitému sledování nasycení krve kyslíkem. Maximální doba připojení by neměla překročit 30 minut.
- Na funkci přístroje mohou mít negativní vliv elektrochirurgické přístroje.
- Přístroj nesmí být používán v blízkosti magnetických rezonančních tomografů (MRT) nebo počítačových tomografů (CT).
- Pulsní oxymetr slouží pouze jako doplňková pomůcka při posuzování stavu pacienta. Posouzení zdravotního stavu je možné pouze tehdy, budou-li provedena další klinická resp. odborná lékařská vyšetření.
- Přístroj není vhodný pro sterilizaci nebo čištění pomocí kapalin.
- Přístroj není vhodný pro použití během přepravy pacienta mimo zdravotnické zařízení.
- Pulsní oxymetr nesmí být provozován vedle dalších přístrojů nebo v kombinaci s nimi.

- Přístroj nesmí být provozován s příslušenstvím resp. s doplňky či dalšími zařízeními, které nejsou popisy v návodu.
- V případě poruchy přístroje neoprvujte sami. Přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servis.
- Použité materiály, které přichází do kontaktu s kůží, byly testovány z hlediska snášenlivosti. Pokud býte přesto zjistili podráždění kůže apod., přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte svého lékaře.
- Spolknutí drobných částí, jako např. obalového materiálu, baterie, krytu příhrádky na baterii atd., může vést k udusiření.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM

- Baterie nerozbezpečíte!
- Vybítou baterii ihned vytáhněte z příhrádky, protože může vytéct a poškodit přístroj!
- Zvýšené nebezpečí výtečení, zabráňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi!
- Při kontaktu s elektrolytem postižená místa ihned opláchněte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékaře!
- V případě spojknutí baterie je nutné ihned vyhledat lékaře!
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí!
- Baterie nedobíjte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nezkratujte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nevhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Vybité baterie a akumulátory nevhazujte do komunálního, ale do tříděného odpadu, nebo je odneste na sběrné místo baterií ve specializovaných prodejnách. Ohledně likvidace se obraťte na místní úřad nebo svého prodejce!

Rozsah dodávky a obal

Nejprve zkонтrolujte, zda je přístroj kompletní a není nijak poškozený. Máte-li pochybnosti, neuvádějte přístroj do provozu a obraťte se na svého prodejce nebo na servis. Do rozsahu dodávky patří:

• 1 pulsní oxymetr MEDISANA PM 150

• 1 baterie (typ AAA), 1,5 V

• 1 návod k použití

Obalový materiál lze opět použít nebo predat k recyklaci. Nepotřebný obalový materiál ráděně zlikvidujte. Pokud si při výbalování přístroje všimnete poškození, ke kterému došlo při přepravě, okamžitě se spojte se svým prodejcem.

VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětem. Hrozí nebezpečí udusiření!

Přístroj a ovládací prvky

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Kryt příhrádky na baterii | 2 LED displej |
| 3 Tlačítko Start | 4 Prostor pro vložení prstu (na zadní straně přístroje) |


Vložení/vyjmout baterie

Vložení: Než začnete přístroj používat, vložte do něj přiloženou baterii. Za tímto účelem otevřete kryt příhrádky na baterii ① a vložte baterii 1,5 V, AAA. Dávejte při tom pozor na polaritu (je vyznačena v příhrádce na baterii). Příhrádku na baterii opět zavřete.

Vyjmout: Baterii vyměňte, pokud se na displeji objeví hlášení „Por Lo“. Pokud se na displeji nezobrazuje vůbec nic, je baterie zcela vybitá a je nutné ji ihned vyměnit.

Používání

- Zasuňte prst do prostoru pro vložení prstu ④ na zadní straně přístroje.
- Stiskněte tlačítko Start ③. Ihned se rozsvítí LED displej. Krátké poté se automaticky aktivuje také funkce Bluetooth®.
- Je zapotřebí, aby byl prst resp. celé tělo během měření co nejvíce v klidu.
- Po chvíli se na LED displeji zobrazí tepová frekvence a naměřená saturace krve kyslíkem. Jednotlivé indikace při tom mají následující význam:



5. Prst opět vytáhněte. Zhruba po 8 sekundách se přístroj automaticky vypne.

Co znamená zobrazený výsledek?

Saturace krve kyslíkem (SpO₂) udává, kolik červeného krevního barviva (hemoglobinu) je nasyceno kyslíkem. Normální hodnota u člověka je přitom mezi 90 a 96 % SpO₂. Příliš nízká hodnota může poukazovat na určitá onemocnění, jako např. srdeční porucha, problémy s krevním oběhem, astma resp. určité plícní choroby. Příliš vysoká hodnota může být vyvolána například rychlým a hubloukým dýcháním, které však v sobě skrývá nebezpečí příliš nízkého obsahu oxidu uhličitého v krvi. Výsledek zjištěný pomocí tohoto přístroje není v žádém případě vhodný ke stanovení či potvrzení diagnózy. Za tímto účelem bezpodmínečně kontaktujte svého lékaře.

Přenos do aplikace VitaDock+® pomocí technologie Bluetooth®

Pulsní oxymetr MEDISANA PM 150 nabízí možnost přenést vaše naměřené hodnoty pomocí technologie Bluetooth® do aplikace VitaDock+. Aplikace VitaDock+® umožňuje podrobně vyhodnocení, uložení a synchronizaci vašich naměřených hodnot mezi několika zařízeními se systémy iOS a Android. Máte tak neustálé přístup ke svým datům a můžete je sdílet např. svým přátelům či svému lékaři.

Potřebujete k tomu bezplatný uživatelský účet, který si můžete zřídit na stránce www.vitadock.com. Pro mobilní přístroje se systémem Android a iOS si můžete stáhnout příslušné aplikace. Na webu najdete návod k instalaci a používání tohoto softwaru. Po každém měření následuje automatický přenos dat (pokud je na přijímacím přístroji aktivován a konfigurován Bluetooth®).

Chyby a jejich odstranění

Chyba: SpO₂ anebo tepová frekvence se nezobrazí resp. nezobrazí se správně.

Odstranění: Zasuňte prst zcela do prostoru pro vložení prstu ④ na zadní straně přístroje. Použijte novou baterii. Během měření se nehybejte a nemluvte. Pokud ani nadále nelze naměřit správné hodnoty, kontaktujte prosím servis.

Chyba: Přístroj nelze zapnout.

Odstranění: Výjměte starou baterii a vložte novou. Stiskněte tlačítko START ③. Pokud přístroj ani nadále nelze zapnout, kontaktujte prosím servis.

Chyba: Na displeji se zobrazí „Error 3“ nebo „Error 4“.

Odstranění: Výměnu baterii. Je možné, že došlo k mechanické nebo elektronické poruše, kterou nelze odstranit výměnou baterie. Kontaktujte prosím servis.

Chyba: Na displeji se zobrazí „Error 6“ nebo „Error 7“.

Odstranění: LED displej je vadný nebo došlo k jiné technické závadě. Pokud se toto chybové hlášení zobrazuje i po výměně baterie, kontaktujte prosím servis.

Chyba: Přístroj není vhodný pro sterilizaci nebo čištění pomocí kapalin.

Odstranění: Přístroj není vhodný pro použití během přepravy pacienta mimo zdravotnické zařízení.

Chyba: Pulsní oxymetr nesmí být provozován vedle dalších přístrojů nebo v kombinaci s nimi.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vyměňte baterii. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani drsné kartáče. Přístroj čistěte měkkým hadříkem, lehce navlhčeným v izopropylalkoholu. Do přístroje se nesmí dostat vlnkost. Přístroj používejte, až když dokonale vyschné.

Pokyny k likvidaci

Přístroj nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdát všechny elektrické nebo elektronické přístroje, až už obsahují skodlivé látky či nikol, ve sběrné nebo ve specializované prodejně, aby mohly být předány k ekologické likvidaci. Před likvidací přístroje vyměňte baterii. Vybité baterie nevhazujte do komunálního, ale do tříděného odpadu, nebo je odneste na sběrné místo baterií ve specializovaných prodejnách. Ohledně likvidace se obraťte na místní úřad nebo svého prodejce.

Směrnice a normy

Přístroj je certifikován podle směrnice ES a je opatřen značkou CE (značka shody) „CE 0297“. Požadavky směrnice EU_93/42/EHS Rady ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích jsou splněny. Elektromagnetická kompatibilita: Přístroj odp



HU Használati utasítás Pulzoximéter PM 150

Nagyon köszönjük a bizalmát, és szívünk gratulálunk!
A sikeres használat érdekében, továbbá hogy Ön szakáig örömet lelj a MEDISANA PM 150 típusú pulzoximéter használatában, ajánlatos. A készülék használatára és az ápolására vonatkozó alábbi tudnivalókat gondosan átolvassni.



FONTOS UTASÍTÁSOK! FELTÉLENÜL ÖRÍZZE MEG!

Mielőtt a készüléket használná, gondosan olvassa el a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági előírásokra, és örizz meg a későbbi használathoz. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül adj ezt a használati utasítást is.

Jelmagyarázat



Ez a használati utasítás a készülék része. Fontos információkat tartalmaz az üzembelhelyezéshez és kezeléshez. Olvassa végig a használati utasítást. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.



FIGYELMEZTETÉS
A használati sérülésnek megelőzése érdekében ezeket a figyelmeztetéseket kell tartani!

IP22

A por és víz elleni védelmi osztály



A készülék besorolása BF típus



Nincs SpO₂ riasztás



LOT



Raktározási tárolási hőmérsékletek



Gyártó



Gyári szám



Gyártási dátum



RENDELTELTELÉSI CÉL

Ez a készülék az emberi vér oxigéntartalom mérése (SpO₂ %-ban) és a puluzzámat, fotoelektromos érzékelővel. A mérési adatok Bluetooth® kapcsolaton átvihetők okostelefonra a VitaDock+® alkalmazással.

BIZTONSAGI ELŐIRÁSOK

- A pulzoximéter érzékenyen reagál a mozgásra - mérés közben tartsa nyugodtan a kezét.
- A pontos méréshez jó véráramlás szükséges. Ha a keze hideg vagy a vérkeringés más ok miatt nem optimális, a mérés előtt dörzsölje össze a két kezét, hogy fokozza a vérkeringést. A nyomókötés, a vérnyomásmérő mandzsettája vagy más a véráramlást befolyásoló dolog hibás mérést okoz.
- A körömfejzők és akril körömlakkok hibás mérést okozhatnak.**
- A készülék nem az ujjai legyen tiszta, amit a vitadock+ alkalmazásban elvégzhető legyen.
- Ha egy ujján nem tudja elvégezni a mérést, próbálja meg másik ujján.
- Az alábbiak is pontatlannak mérést okozhatnak:**
 - diszfunkcionális hemoglobin vagy alacsony hemoglobinszint
 - éren belüli festékanyag használata
 - erősen megvilágított környezet
 - a kez vagy a test nagyobb mozzága
 - nagyfrekvenciás sebészeti eszközök és defibrillátorok használata
 - venás pulzaciós lejt
 - vérnyomásmérő mandzsettája, kateter vagy intravaszkuláris port egyidejű használata
 - a beteg magas vérnyomása, érszűkülete, vérszegénysége vagy hipotermia
 - szívleállás vagy sokkós állapot
 - működők
 - vérellátási zavarok

- A pulzoximéter nem ad riasztást, ha a mérési érték a normál határain kívül esik.
- Ne használja az oximétert robbanásveszélyes ill. éghető anyagok közelében - robbanásveszély!
- A készülék nem alkalmás a vér oxigéntartalomban folymatos felügyeletre, a felhelyezés maximális időtartama ne lépje túl a 30 percert.
- Az elektrobeszélési eszközökkel a készülék működését.
- A készülék nem használható MRI és CT berendezések közelében.
- A pulzoximéter csak kiegészítő segédcskóz a pacienti állapotának megítélezéséhez. Az egészségi állapot megtérülése csak akkor lehetséges, ha az orvos további klinikai ill. szakmai vizsgálatokat végez.
- A készülék nem alkalmás sterilizálásra vagy tisztításra.
- A pulzoximéter nem használható a beteg egészségügyi intézetben kívüli szállításra.
- A pulzoximéter nem használható más készülékek mellett vagy azokkal együtt.
- A készülék nem üzemeltethető olyan kiegészítő ill. rászerelhető részékkel vagy egyéb készülékekkel, amik nincsenek leírva ebben a használati utasításban.
- Üzemzavar esetén ne próbálja saját kezüleg megjavítani a készüléket. Ne használja tovább a készüléket.

Iléket és lépj a készüléket a szervizzel.

- A bőrrel érintkező anyagok összeférhetőségét megvizsgáltuk. Ha ennek ellenére irritálná bőrét ne használja tovább a készüléket és lépj a készüléket a szervizzel.
- Az apró részek, pl. csomagoló anyagok, elemek, elemtárt fedél, stb. lenyelése fulladást okozhat.

AZ ELEMÉK BIZTONSÁGI ELŐIRÁSAI

- Ne szedje szét az elemeket!
- A kimerült elemeket haladéktalanul vegye ki az elemtárból, mert ha kifutnak, károsítják a készüléket!
- Fokozott kifutásveszél, kerülje el, hogy a bőrrel, szemével vagy a nyálkahártyával érintkezzen!
- Az elemek savával való érintés esetén a szennyeződött területet azonnal öblítse le bő, tisztára vízzel, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- Ha lenyeli egy elemet, haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- Az elemek behelyezése során ügyeljen azok helyes polaritására!
- Tartsa távol az elemeket a gyerekektől!
- Ne töltse fel az elemeket! **Fennáll a robbanás veszély!**
- Ne zárja rövidre az elemeket! **Fennáll a robbanás veszély!**
- Ne dobja tüzez az elemeket! **Fennáll a robbanás veszély!**
- A kimerült elemeket és akkumulátorokat ne dobja a háztartási szemetbe, hanem a veszélyes hulladékba, vagy juttassa el egy használt elem gyűjtőhelyre!

A csomag tartalma és a csomagolás

Először ellenőrizze a készülék hiánytalanságát és sérülétségét. Ha kétsége van, ne vegye használatba a készüléket és forduljon szakkérdezőjéhez vagy a szervizhez. A csomag tartalma:

- 1 db MEDISANA PM 150 pulzoximéter
- 1 db 1,5 V-os elem (AAA típus)
- 1 db használati utasítás

A csomagolás újra hasznosítható, juttassa el a gyűjtőhelyre. A szükségtelen vált csomagolást az előírásoknak megfelelően kezelje. Ha a kicsomagolás során szállítási sérülést észlel, azonnal forduljon a készüléket értékesítő kereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagoló fólia ne kerülhessen kisgyermek kezébe.
Fulladást okozhat!

A készülék és kezelőszervei

- | | |
|----------------------|---|
| ① Az elemtárt fedele | ② LED kijelző |
| ③ Start gomb | ④ Az ujj helye (a készülék hátsó oldalán) |


Az elem behelyezése / kivétele

Behelyezés: Mielőtt a készüléket használná, helyezze be a mellékelt elemet. Ehhez nyissa ki az elemtárt fedelét ① és helyezze be a 1,5V-os, AAA elemet. Érkezben ügyeljen a helyes polaritásra (ahogyan azt az elemtárból jelezik). Zárja be az elemtárt.

Kivétel: Ha a kijelzőn megjelenik a „Por Lo” jelzés, cserélje ki az elemet. Ha a kijelzőn semmi sem jelenik meg, az elem teljesen kimerült, azonnal ki kell cserélni.

Használat

- Dugja az egyik ujját a készülék hátoldalán található feszékbbe ④.
- Nyomja meg a Start gombot ③. A LED kijelző azonnal bekapcsol. A Bluetooth® kapcsolatot röviddel ez után automatikusan aktiválja.
- A mérés közben minden ujjat ill. teljes testét nyugodtan.
- Rövid idő múlva megjelenik a puluzzásm és az oxigéntartaloms mérte értéke a LED kijelzőn. A jelzések jelenése az alábbi:



5. húzza ki az ujját. Kb. 8 másodperccel később a készülék automatikusan kikapcsol.

Mi jelent a kijelzett eredmény?

A vér oxigéntartaloma (SpO₂) azt jelzi, hogy a vörös vértestek (hemoglobin) hánynak százaléka szállít oxigént. Az emberekben a normál érték 90 - 96 % SpO₂ között van. A túl alacsony érték bizonyos betegségek jelenlétére utal, pl. szív vagy keringési rendellenesség, asztma ill. bizonyos tüdőbetegségek. A túl magas értékkel előidézhet gyors, mély lélegzés, ami a vér túl alacsony szénhidroxidszintjének veszélyével jár. A készülékkel mérte eredmény semmiképp sem alkalmas diagnózis felállítására vagy igazolására - ehhez feltétlenül forduljon orvosához.

Bluetooth® átvitel a VitaDock+® alkalmazásba

A MEDISANA Pulzoximéter PM 150 lehetőséget nyújt a mérési adatok Bluetooth® kapcsolaton átvitelre továbbítására a VitaDock+® alkalmazásba. A VitaDock+® alkalmazás lehetővé teszi az adatok kiértekelést, tárolást és a mérési adatok szinkronizálását több iOS és Android készülék között. Iggyi minden hozzáférhető adataitól és ezeket megosztja pl. barátaival vagy orvosával. Ehhez egy ingyenes felhasználóknak szükséges, hogy a vitadock+ alkalmazásban regisztráljanak a vitadock+ alkalmazásban. A mobil készülékre letölthetők a megfelelő alkalmazások. A weblapon található a program telepítéséhez és használatához szükséges leírás. minden mérés után automatikus adatátvitel történik (amennyiben a vevőkészüléken bekapcsoltak és konfigurálták a Bluetooth® kapcsolatot).

Hibák és elhárításuk

Hiba: nem vagy helytelenül jelenik meg a SpO₂ és / vagy a puluzzásm értéke

Elhárítás: Dugja az egyik ujját teljesen a készülék hátoldalán található feszékbbe ④. Használjon új elemet. A mérés közben ne mozogjon és beszéljen. Ha továbbra sem mérhető helyes érték, lépj a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni, lépj a készüléket a szervizzel.

Hiba: „Error 3” vagy „Error 4” jelenik meg a kijelzőn.

Elhárítás: Cserélje ki az elemet. Előfordulhat olyan mechanikai vagy elektronikai hiba, amit az elemcsere nem old meg. Ez esetben lépj a készüléket a szervizzel.

Hiba: „Error 6” vagy „Error 7” jelenik meg a kijelzőn.

Elhárítás: A LED kijelző hibás vagy más műszaki hiba lépett fel. Ha elemcsere után is megjelenik a hibajelzés, lépj a készüléket a szervizzel.

Tisztítás és ápolás

A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemet. Soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy erős szálú kefet. A készüléket izopropilalkohollal enyhén benedvesített kendővel tisztítsa meg. A készülék

belsejébe nem juthat folyadék. Csak a teljes száradása után vegye ismét használatba a készüléket.

A készülék megsemmisítése

A készülék nem kerülhet a háztartási szemetbe. minden használó köteles az elektromos és elektronikai készülékeket, akár tartalmaznak veszélyes anyagokat, akár nem, a gyűjtőhelyre vagy a kereskedelemben eljuttatni, hogy környezetileg kímélik a készülék megsemmisítésére előtérülve ki az elem. A kimerült elemeket ne dobja a háztartási szemetbe, hanem a veszélyes hulladékba, vagy juttassa el egy használt elem gyűjtőhelyre! A megsemmisítéssel kapcsolatban a kereskedőjétől vagy az önkormányzatot kaphat tájékoztatást.

Irányelvek és szabványok

A készüléket az EU irányelvén megfelelően tanúsított és elláttuk a „CE 0297” CE jelzéssel (megfelelőségi jelzés). Megfelel a 93/42/EK, 1993. 06. 14. Orvosi Termékek Irányelv követelményeinek. **Elektromágneses összeférhetőség:** A készülék megfelel az EN 60601-1-2 Elektromágneses összeférhetőség szabvány előírásainak.

Elektromágneses összeférhetőség - vezető irányelvek és gyártói

Elektromágneses kisugárzások			
Kisugárzásérők	Egyezés	Elektromágneses környezet - irányelv	
HF Kisugárzás a CISPR11 szerint	1. csoport	A pulzoximétert az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben való használatra terveztek. A vevőnek vagy a készülék felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy a készüléket illetően környezetben használják.	
HF Kisugárzás a CISPR 11 szerint	B osztály	A pulzoximéter használható minden letétesen, beleértve a lakókörzetekben lévő letétesen, valamint az olyanokat is, amelyek közvetlenül kapcsolódóan lakhatási célú épületek áramlással táborkoztatott nyilvános táphálózatokhoz.	
Felhullámok kisugárzása az IEC 610			



PL Instrukcja obsługi Pulsoksymetr PM 150

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy!
Kupując nabawasz jakościowy produkt firmy MEDISANA. W celu uzyskania zamierzonych efektów oraz aby móc cieszyć się pulsoksymetrem MEDISANA PM 150 przez długi czas zalecamy przestrzegać następujących wskazówek użytkowania i pielęgnacji.



WAŻNE WSKAŻOWKI! KONIECZNE ZACHOWAĆ!

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, szczególnie wskazówki bezpieczeństwa przed użyciem przyrządu i przechować instrukcję obsługi do dalszego wykorzystania. Jeśli przekazujesz przyrząd osobom trzecim, dodać do dokumentu informacje o jego użyciu.

Objaśnienie symboli



Instrukcja obsługi należy do przyrządu. Zawiera ważne informacje dla uruchomienia i obsługi. Przeczytać w całości instrukcję obsługi. Nie przestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować ciężkie obrażenia lub uszkodzenia przyrządu.



OSTRZEŻENIE
Niniejsze wskazówki ostrzegawcze muszą być zachowane, aby uniknąć możliwych obrażeń użytkownika.

IP22

Określenie stopnia ochrony przed pyłem i wodą



Klasifikacja przyrządu Typ BF



Brak alarmu SpO₂

LOT

Numer serii



Producent



Data produkcji

PRZEZNACZENIE

Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru stopnia utlenienia krwi człowieka (w % SpO₂) przy pomocy czujnika fotoelektrycznego oraz do pomiaru częstości tętna. Dane pomiarowe można przesyłać przy pomocy Bluetooth® do kompatybilnego smartfona lub aplikacji VitaDock+®.

WSKAŻOWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Oksymetr-pulsometr reaguje czule na ruchy - podczas pomiaru trzymać ręce we bezruchu.
- Dla dokładnego pomiaru wymagany jest dobry przepływ krwi. Gdy ręce są zimne lub krew nie jest optymalny z innych powodów, przed pomiarem potrzebne wzajemnie dlonie o siebie, aby pobudzić przepływ krwi. Opatrunki uciskowe, mankiety ciśnieniomierzowe lub inne przedmioty wpływające na przepływ krwi powodują fałszywe pomiary.

- Połaty do paznokci lub lakier akrylowe na paznokciach mogą powodować fałszywe pomiary.**
- Palce i przyrząd muszą być czyste, aby można było wykonać niezawodny pomiar.

- Jeliś pomiar na jednym palcu nie uda się, użyć innego palca.

- Niedokładne wyniki pomiarów mogą powstawać w przypadku:**

- dysfunkcyjnej hemoglobiny lub niskiego poziomu hemoglobiny

- stosowania wewnętrznicznych barwników

- jasno oświetlonego otoczenia

- wiekszych ruchów dloni lub ciala

- stosowania elektrochirurgicznych interferencji o wysokiej częstotliwości i defibrylatorów

- artefaktów pulsacji żylnej

- jednoscennego użycia mankietów ciśnieniomierzowych, kateterów lub cewników wewnętrznicznych

- pacjentów z nadciśnieniem, zwężeniami naraczy, niedokrwistością lub hipotermią

- zatrzymaniem akcji serca lub stanami wstrząsu

- sztucznymi paznokciami

- zaburzeniami ukwienia

- Oksymetr-pulsometr nie wysyła żadnego alarmu w przypadku wyniku pomiaru poza normalnymi wartościemi granicznymi.

- Nie używać oksymetru-pulsometru w pobliżu materiałów wybuchowych lub palnych - niebezpieczeństwo wybuchu!

- Przyrząd nie nadaje się do stałego monitoringu procentowej zawartości tlenu we krwi, nie przekraczać maksymalnego czasu używania wynoszącego 30 minut.

- Instrumenty elektrochirurgiczne mogą pogorszyć działanie przyrządu.

- Przyrząd nie używa w pobliżu tomografów rezonansu magnetycznego (MRT) lub tomografów komputerowych (CT).

- Oksymetr-pulsometr jest tylko dodatkowym środkiem pomocniczym do oceny stanu pacjenta. Ocena stanu zdrowia możliwa jest tylko wtedy, gdy lekarz wykona dalsze badania kliniczne lub profesjonalne.

- Przyrząd nie nadaje się do sterylizacji lub czyszczenia plynami.

- Przyrząd nie nadaje się do użycia podczas transportu pacjenta poza placówką zdrowia.

- Oksymetr-pulsometr nie może pracować obok lub w połączeniu z innymi przyrządami.
- Przyrząd nie wolno używać z częściami dodatkowymi, akcesoriami lub innymi przyrządami, które nie są opisane w niniejszej instrukcji.
- W razie uszkodzenia nie naprawiać samodzielnie przyrządu. Nie używać dalej przyrządu i skontaktować się z serwisem.
- Używane materiały, które stykają się ze skórą, były badane, czy są odpowiednie. Jeśli stwierdzi się podrażnienia skóry lub podobne objawy, nie używać dalej przyrządu i skontaktować się z lekarzem.
- Połknięcie drobnych części, jak materiał opakowania, bateria, pokrywa przedziału baterii itd. może spowodować uduszenie.

WSKAŻOWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie rozbić baterii!
- Rozładowaną baterię wyjąć z przedziału, gdy dochodzi do wycieków i przyrząd można uszkodzić!
- Zwiększone niebezpieczeństwo wycieków, unikać kontaktu ze skórą, oczami i błoną śluzową!
- W razie kontaktu z kwasem baterii narażone miejsca natychmiast splukać czystą wodą i wrócić się do lekarza!
- W razie połknięcia baterii natychmiast wrócić się do lekarza!
- Włożyć prawidłowo baterię, przestrzegać polaryzacji!
- Chronić baterię przed dzilem!
- Bateria nie ładować! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
- Nie zwierać! Istnieje niebezpieczeństwwo wybuchu
- Nie wyrzucać do ognia! Istnieje niebezpieczeństwwo wybuchu
- Zużytą baterię i akumulatorów nie wyrzucać do śmieci domowych, lecz odesłać na wysypisko niebezpiecznych materiałów lub oddać do punktu zbiorczego baterii w handlu. W sprawie usuwania zwrócić się do urzędu miejskiego lub sprzedawcy.

Zakres dostawy i opakowanie

Prosimy najpierw sprawdzić, czy przyrząd jest kompletny i nieuszkodzony. W razie wątpliwości nie używać przyrządu i wrócić się do sprzedawcy lub serwisu. Zakres dostawy obejmuje:

1 MEDISANA oksymetr-pulsometr PM 150

- 1 bateria (typu AAA) 1,5V
- 1 instrukcja obsługi

Opakowanie są wielokrotnego użytku lub mogą być oddane do recyklingu. Niepotrzebne materiały opakowania usuwać w sposób zgodny z przepisami. Jeśli podczas rozpakowania stwierdzi się uszkodzenia podczas transportu, skontaktować się bezzwłocznie ze sprzedawcą.



OSTRZEŻENIE

Zwrócić uwagę na to, aby folie opakowania nie dostały się do rąk dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Przyrząd i elementy obsługi

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Pokrywa przedziału baterii | 2 Wyświetlacz LED |
| 3 Przycisk Start | 4 Otwór na palec (z tyłu przyrządu) |


Wkładanie / wyjmowanie baterii

Wkładanie: Zanim można będzie użyć przyrządu należy włożyć dostarczoną baterię. Otworzyć pokrywę przedziału baterii **1** i włożyć baterię 1,5V, AAA. Zwrócić uwagę na polaryzację (jak zaznaczono w przedziale na baterii). Zamknąć przedział baterii.

Wyjęcie: Wymieścić baterię, gdy komunikat „Por Lo” ukaże się na wyświetlaczu. Gdy na wyświetlaczu nic się nie ukazuje, bateria jest całkowicie rozładowana i musi być natychmiast wymieniona.

Zastosowanie

- Włożyć jeden palec do otworu **4** z tyłu przyrządu.
- Naciąć przycisk Start **3**. Wyświetlacz LED włączy się natychmiast Łączność Bluetooth®-zostanie również automatycznie aktywowana.
- Podczas pomiaru trzymać palec lub całe ciało możliwie w spokoju.
- Po chwilach LED ukaże się tło i pomierzona procentowa zawartość tlenu we krwi. Wyświetlane wartości mają następujące znaczenie:



5. Wyjąć palec. Po około 8 sekundach przyrząd wyłączy się automatycznie.

Co oznacza wyświetlony wynik?

Nasycenie tlenem krwi (SpO₂) podaje ile tlenu jest w hemoglobini. Normalna wartość u ludzi wynosi pomiędzy 90 i 96 % SpO₂. Niska wartość może wskazywać na obecność pewnych chorób, jak na przykład wada serca, problemy z krążeniem, astma lub określone choroby płuc. Wyższa wartość może być spowodowana na przykład przez szybkie i głębokie oddychanie, co stwarza niebezpieczeństwo zbyt małej zawartości dwutlenku węgla we krwi. Wynik uzyskany przy pomocy tego przyrządu w żadnym wypadku nie nadaje się do postawienia lub potwierdzenia diagnozy - prosimy skontaktować się bezzwłocznie ze swoim lekarzem.

Transmisja przy pomocy Bluetooth® do aplikacji VitaDock+®

MEDISANA Oksymetr-Pulsometr PM 150 oferuje możliwość przesyłania danych pomiaru przy pomocy Bluetooth® do aplikacji VitaDock+®. Aplikacja VitaDock+® umożliwia szczegółową ocenę, zapisianie i synchronizację danych pomiaru pomiędzy wieloma urządzeniami z systemem operacyjnym iOS i Android. Zawsze ma się dostęp do swoich danych i można dodać się nimi z przyjaciółmi lub lekarzem. Do tego celu potrzebne jest bezpłatne konto użytkownika, które można założyć na stronie internetowej www.vitadock.com. Dla przyrządów mobilnych z systemem Android i iOS można pobrać odpowiednie aplikacje. Na stronie internetowej dostępna jest instrukcja, jak zainstalować i wykorzystać oprogramowanie. Po każdym pomiarze następuje automatyczne przesłanie danych (jeśli Bluetooth® na urządzeniu odbiorczym jest aktywny i skonfigurowany).

Usterki i ich usuwanie

Usterka: SpO₂ / lub tężno nie są wyświetlane lub są wyświetlane nieprawidłowo

Usuwanie usterki: Włożyć palec całkowicie do otworu **4** z tyłu przyrządu. Użyć nowej baterii. Podczas pomiaru nie poruszać się i nie mówić. Jeśli nadal nie można uzyskać prawidłowych wartości, skontaktować się z serwisem.

Usterka: Przyrząd nie można włączyć.

Usuwanie usterki: Wyjąć starą baterię i włożyć nową. Naciąć przycisk START **3**. Jeśli nadal nie można włączyć przyrządu, skontaktować się z serwisem.

Usterka: „Error 3” lub „Error 4” ukazuje się na wyświetlaczu.

Usuwanie usterki: Wymieścić baterię. Był może występować usterka mechaniczna lub elektroniczna, której nie można usunąć przez wymianę baterii. Skontaktować się z serwisem.

Usterka: „Error 6” lub „Error 7” ukazuje się na wyświetlaczu.

Usuwanie usterki: Wyświetlacz LED jest uszkodzony lub występuje inna usterka techniczna. Jeśli po wymianie baterii nadal wyświetla się Error, skontaktować się z serwisem.

Czyszczenie i konserwacja

Wysiąć baterię przed czyszczeniem przyrządu. Nie używać agresywnych środków czyszczących ani ostrzych szczotek. Oczyszczyć przyrząd miękką ścierką z wilgotną alkoholem izopropylowym. Do przyrządu nie może dostać się wilgoć. Przyrząd użyć dopiero wtedy, gdy będzie całkowicie suchy.

Wskazówki dla usuwania

Tego przyrządu nie wolno używać razem ze śmieciami domowymi. Każdy użytkownik zobowiązany jest do oddania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, bez względu na to, czy zawiązają materiały szkodliwe, do punktu zbiorczego w mieście lub w handlu, aby można było zapewnić utylizację zgodną z zasadami ochrony środowiska. Wyjąć baterię przed usunięciem przyrządu. Zużytą baterię i akumulatory nie wyrzucać do śmieci domowych, lecz odesłać na wysypisko niebezpiecznych materiałów lub oddać do punktu zbiorczego baterii w handlu. W sprawie usuwania zwrócić się do urzędu miejskiego lub sprzedawcy.

Dyrektyny i normy

Ten przyrząd jest certyfikowany zgodnie z dyrektywami UE i posiada znak CE (znak zgodności) „CE 0297”. Specyfikacja dyrektywy UE „93/42/EWG Rady z dnia 14 czerwca 1993 dotyczące produktów medycznych” są spełnione. Kompatybilność elektromagnetyczna: Przyrząd spełnia wymagania normy EN 60601-1-2 dla kompatybilności elektromagnetycznej.

Kompatybilność elektromagnetyczna - wytyczne i deklaracja producenta

Emitja zakłóceń elektromagnetycznych
Pulsoksymetru przeznaczony jest do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym, zgodnie z danymi podanymi poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia powinien się upewnić, że będzie je używał w takim właśnie otoczeniu.

Pomiary emisji zakłóceń	Zgodność	Otoczenie elektromagnetyczne - wytyczne
Emissja według CISPR 11	Grupa 1	Pulsoksymetru używa energii wysokiej częstotliwości wyłącznie do funkcji wewnętrznych. Z tego powodu emisja fal wysokiej częstotliwości jest minimalna, a zakłócanie siedzących urządzeń elektronicznych nie jest prawidłowe.
Emissja według CISPR		



79457 V1.3.09/2014

RU Инструкция по применению Пульсоксиметр PM 150

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой!

Для того, чтобы достичь желаемого результата и долгое время пользоваться пульсоксиметром MEDISANA PM 150 мы рекомендуем, внимательно прочесть нижеследующее руководство по эксплуатации и уходу за прибором.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!**

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Пояснение символов

Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может привести к тяжелым травмам или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.

**IP22** Характеристики класса защиты от пыли и воды

Классификация аппарата: тип BF

Нет сигнала тревоги SpO₂

Номер LOT



Температурный диапазон хранения



Производитель



Серийный номер



Дата изготовления

НАЗНАЧЕНИЕЭтот прибор предназначен для измерения уровня насыщения человеческой крови кислородом (% SpO₂) при помощи фотозелектрического сенсора, а также для измерения частоты пульса. Данные измерения могут передаваться по Bluetooth® на совместимые смартфоны или в приложение VitaDock+®.**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

• Пульсоксиметры чувствительно реагируют на движения – держите руки неподвижно во время измерения.

• Для точного измерения требуется хороший кровоток. Если у Вас холодные руки или не очень хорошее кровообращение по другим причинам, перед измерением необходимо слегка потереть руку об руку, чтобы активизировать кровоток. Давящие повязки, манжеты для измерения давления или другие причины, ухудшающие кровоток, приводят к ошибочным результатам измерений.

• Полировка ногтей или акриловые лаки для ногтей могут привести к ошибочным результатам измерения.

• Палец и прибор должны быть чистыми, для того, чтобы можно было провести правильное измерение.

• Если измерение на одном пальце не удалось, используйте другой палец.

• **Неточные результаты измерения могут возникнуть при:**

- дисфункциональном гемоглобине или низком уровне гемоглобина

- применением внутривенных красителей

- ярком окружающим освещением

- сильной подвижности руки или тела

- использовании высокозаданных хирургических электроинструментов и дефибрилляторов

- венозном артефакте пульсации

- одновременном использовании манжет для измерения кровяного давления, катетеров или систем внутривенной инфузии

- наличии у пациента гипертонии, сужения сосудов, анемии или гипотермии

- остановке сердца или шоковых состояний

- искусственных ногтей

- нарушении местного кровообращения

• Пульсоксиметр не будет издавать сигнал тревоги в случае, если результаты измерения выходят за предельные значения.

• Не используйте оксиметр вблизи взрывоопасных, а также горючих веществ – взрывоопасно!

• Прибор не предназначен для постоянного контроля за насыщением крови кислородом. Длительность передачи не должна превышать 30 минут.

• Хирургические электроинструменты могут оказывать отрицательное влияние на функционирование прибора.

- Запрещено использовать данный прибор вблизи магнитно-резонансных томографов (МРТ) или компьютерных томографов (КТ).
- Пульсоксиметр является лишь вспомогательным средством при оценке состояния пациента.
- Оценка состояния здоровья пациента возможна, только если врач провел дальнейшие клинические, а также профессиональные исследования.
- Прибор не предназначен для стерилизации или очистки жидкостями.
- Прибор не предназначен для использования во время транспортировки пациента за пределами лечебного учреждения.
- Запрещена эксплуатация прибора рядом с другими приборами или в сочетании с ними.
- Запрещена эксплуатация прибора с дополнительными деталями, а также запасными частями, аксессуарами или прочими приборами, которые не описаны в этой инструкции.
- Доверяйте проведение ремонта только авторизованным сервисным центрам.
- Используемые материалы, которые контактируют с кожей, были протестированы на совместимость с кожей. Если, несмотря на это, Вы обнаружили раздражение кожи, больше не используйте прибор и обратитесь к своему врачу.
- Проглатывание мелких деталей, например, упаковочного материала, батареек, крышки отсека для батареек и т. п., может приводить к удушию.

УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ

- Батареи не разбирая!
- Разряженные батареи незамедлительно выньте из отсека для батареек, т. к. они могут вытечь и повредить прибор!
- Повышенная опасность вытекания электролита - избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза!
- В случае попадания электролита сразу промойте пострадавшие участки достаточным количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу!
- Если батарейка случайно была проглочена, немедленно обратитесь к врачу!
- Правильно вставьте батареи, учтывайте полярность!
- Не допускать попадания батареек в руки детей!
- Не заряжать батарейки заново! Существует опасность взрыва!
- Не закручивать! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огни! Существует опасность взрыва!
- Не выкидывайте использованные батарейки в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

Объем поставки

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и отослите его в сервисный центр. Комплект входит:

- 1 MEDISANA Пульсоксиметр PM 150
- 1 батарейка (типа AAA) 1,5V
- 1 инструкция по использованию

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям.

Опасность удушения!

Прибор и элементы управления

- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Крышка отсека для батареи | ② Органический светодиодный-дисплей |
| ③ Кнопка Пуск | ④ Зажим для пальца (на обратной стороне прибора) |

Установка / извлечение батареи

Установка: Прежде чем Вы сможете использовать свой прибор, необходимо вставить прилагающиеся батарейки. Откройте крышку отсека для батареи ① и вставьте батарейку 1,5 V, AAA.

Извлечение: Замените батарейку, когда на дисплее появится сообщение "Por Lo". Если на дисплее вообще ничего не показывается, значит батарея полностью разряжена и ее нужно немедленно заменить.

Применение

1. Вставьте свой палец в зажим для пальца ④ на обратной стороне прибора.
2. Нажмите кнопку Пуск ③. Сразу включится светодиодный дисплей. После этого автоматически активируется функция Bluetooth®.
3. Во время измерения старайтесь не двигать пальцем, а также всем телом.
4. Через некоторое время на светодиодном дисплее появится частота пульса и измеренный уровень насыщения крови кислородом. Сообщения имеют следующее значение:



5. Вытащите палец. Приблизительно через 8 секунд прибор автоматически выключится.

Что означает показанный результат?Сатурация (SpO₂) крови показывает насыщение красных кровяных телец (гемоглобина) кислородом. Нормальное значение у людей находится между 90 и 96 % SpO₂. Слишком низкое значение может указывать на наличие определенных заболеваний, например порока сердца, нарушения кровообращения, астмы, а также определенных легочных заболеваний. Слишком высокий уровень может быть вызван, к примеру, быстрым и глубоким дыханием, что, однако, несет опасность слишком низкого содержания двуокиси углерода в крови. Полученный при помощи данного прибора результат ни в коем случае не предназначен для постановки или подтверждения диагноза – обязательно свяжитесь со своим врачом.**Передача по Bluetooth® в приложение VitaDock+®**Пульсоксиметр MEDISANA PM 150 дает возможность передавать Ваши результаты измерений по Bluetooth® в приложение VitaDock+®. Использование приложения VitaDock+® позволяет провести подробное измерение, сохранение и синхронизацию Ваших данных между несколькими устройствами iOS и Android. Вы всегда имеете доступ к данным и можете поделиться ими с друзьями или врачом. Для этого Вам понадобится бесплатный пользовательский аккаунт, который Вы сможете настроить по ссылке www.vitadock.com. Для мобильных устройств Android и iOS можно загрузить соответствующие приложения. На сайте Вы найдете руководство, как инсталлировать и пользоваться программой. После каждого измерения происходит автоматическая передача данных. (как только будет активирован и настроен Bluetooth® на принимающем устройстве).**Ошибки и их устранение**Ошибка: SpO₂ и / или частота пульса не показаны или показаны некорректно

Устранение: Полностью вставьте палец в зажим для пальца ④ на обратной стороне прибора.

Используйте новую батарейку. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Если показатели по прежнему не корректны, свяжитесь, пожалуйста, с сервисным центром.

Ошибка: Прибор не включается.

Устранение: Извлеките старую батарейку и вставьте новую. Нажмите кнопку Пуск ③.

Если прибор по прежнему не включается, свяжитесь, пожалуйста, с сервисным центром.

Ошибка: На дисплее появляются сообщения „Error 3“ или „Error 4“.

Устранение: Замените батарейку. Возможно, существует механическая ли электронная неполадка, которая не устраняется заменой батареи. Свяжитесь с сервисным центром.

Ошибка: На дисплее появляются сообщения „Error 6“ или „Error 7“.

Устранение: Неисправен органический светодиодный-дисплей или имеется другая техническая неполадка. Если после смены батареек по прежнему появляется сообщение о неполадке, свяжитесь с сервисным центром.

Очистка и уход

Перед очисткой прибора извлеките батарейки. Ни в коем случае не используйте агрессивные чистящие средства или жесткие щетки. Очищайте прибор мягкой салфеткой, слегка увлажненной в изопропиловом спирте. Прибор не должна попадать влага. Используйте прибор только тогда, когда он полностью высохнет.

Указание по утилизации

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержит ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. Выньте батарейки перед утилизацией прибора. Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли! По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

Нормативные акты и стандартыОн сертифицирован согласно нормативным актам ЕС и имеет символ CE (символ соответствия стандартам), CE 0297. Аппарат соответствует требованиям европейского нормативного акта от 14 июня 1993 г. 93/42/EWG по медицинским изделиям. **Электромагнитная совместимость:** Прибор соответствует требованиям стандарта EN 60601-1-2 по электромагнитной совместимости.**Электромагнитная совместимость – Положения и декларация производителя**

Излучение электромагнитных полей			
Пульсоксиметр предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Клиент или пользователь прибора должен убедиться, что прибор используется в такой среде.			
Измерения излучения электромагнитных полей	Соответствие	Электромагнитная среда – Положения	
ВЧ Излучение согласно CISPR 11	Группа 1	Пульсоксиметр использует высокочастотную энергию исключительно для своего внутреннего функционирования. Поэтому у него очень низкое высокочастотное излучение и помехи для соседних электроприборов маловероятны.	
ВЧ Излучение согласно CISPR 11			



RO Instrucțiuni de utilizare Pulsoximetru PM 150

Felicitări!
Ați achiziționat un produs de calitate de la MEDISANA. Ca să obțineți succesul dorit și ca să vă bucurăți mult timp de pulsoximetru PM 150 de la Medisana, vă recomandăm, să citiți cu atenție următoarele indicații referitoare la utilizare și întreținere.



NOTE IMPORTANTE!

Trebuie să țină!

Citii cu atenție instrucțiunile de folosire care urmează, în special indicațiile de securitate, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de folosire pentru întrebuițări ulterioare. Dacă încredințați aparatul unui tert, predă-i neapărat și aceste instrucțiuni de folosire.

Explicația semnelor



IMPORTANT

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămări grave sau la deteriorarea aparatului.



AVERTIZARE

Aceste indicații de avertizare trebuie să fie respectate, pentru a împiedica posibile vătămări asupra utilizatorului.

IP22 Indicarea tipului de protecție contra prafului și apei



Clasificare aparat: tip BF



Nicio alarmă SpO₂



Număr LOT



Domeniu de temperatură de depozitare



Producător



SN Număr serie



Dată de producție

STABILIRE SCOP

Acest aparat este prevăzut pentru măsurarea saturăției de oxigen a săngelui omenesc (%SpO₂) prin intermediul unui senzor foto-electronic, precum și pentru măsurarea frecvenței pulsului. Datele de măsurare pot fi transmise prin Bluetooth® către smartphone-uri compatibile respectiv VitaDock+® App.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Pulsoximetre reacționează sensibil la mișcare - țineți mâinile liniștite în timpul măsurării.
- Pentru o măsurare corectă circulația săngelui trebuie să fie bună. Dacă mâinile dvs. sunt reci sau circulația săngelui nu este optimă din alte motive, trebuie să vă frecăti ușor mâinile înainte de o măsurare, pentru a stimula circulația săngelului. Bandajele, manșetele de tensiune arterială sau alte obiecte, ce influențează circulația săngelui, au ca rezultat valori de măsurare greșite.
- Lacurile de unghii sau lacurile acrilice de unghii pot cauza valori de măsurare greșite.**
- Degele și aparatul trebuie să fie curate, ca să se poată efectua o măsurare ireproșabilă.
- Dacă o măsurare la un deget nu a avut succes, folosiți un alt deget.
- Rezultate necorecte de măsurare pot apărea de asemenea la:**
 - hemoglobina disfuncțională sau un nivel redus de hemoglobina
 - utilizarea coloranților intravasculari
 - mediu înconjurător foarte iluminat
 - mișcări sau puternice ale mâinii sau corpului
 - utilizarea echipamentelor electro - chirurgicale de înaltă frecvență sau defibrilatoarelor
 - artefact pulsatii venos
 - utilizarea concomitentă a manșetelor de tensiune arterială, cateterelor sau acceselor intravasculare
 - pacienții cu hipertensiune arterială, îngustarea vaselor sanguine, anemii sau hipotermie
 - stop cardiac sau stări de şoc
 - unghii artificiale
 - tulburări circulatorii
- Pulsoximetru nu alarmaază** în cazul unui rezultat de măsurare, ce se află în afara valorilor de limită normale.
- Nu utilizați oximetru în apropierea substanțelor explozive respectiv inflamabile - pericol de explozie!
- Aparatul nu este adecvat pentru monitorizarea constantă a saturăției de oxigen a săngelui. Durata maximă de aplicare nu are voie să depășească 30 de minute.
- Die Funcționarea aparatului poate fi limitată de instrumente electro-chirurgicale.
- Aparatul nu are voie să fie folosit în apropierea tomografelor cu rezonanță magnetică (RM) sau computerelor tomograf (CT).
- Pulsoximetru este doar un mijloc auxiliar pentru evaluarea situației pacientului.
- O evaluare a stării sănătății este posibilă doar dacă, se efectuează alte verificări clinice respectiv profesionale de către un medic.
- Aparatul nu este adecvat pentru sterilizare sau curățarea cu lichide.
- Aparatul nu este adecvat pentru utilizarea în timpul transportului unui pacient în afara unei instituții medicale.

- Pulsoximetru nu are voie să fie folosit lângă alte aparete sau concomitent cu alte aparete.
- Aparatul nu are voie să fie folosit cu piese adiționale respectiv piese montate, accesorii sau alte aparete, care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni.
- În caz de defectuuri sau reparări aparatul pe proprie răspundere. Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparări în punctele autorizate de service.
- Materialele utilizate, care intră în contact cu pielea, au fost testate cu privire la compatibilitatea.
- Dacă apar totuși iritații ale pielii sau alte similitări, nu mai utilizați în continuare aparatul și contactați medicul dvs.
- Îngrijirea pieselor mici precum materialul de ambalaj, bateria, capacul compartimentului de baterii și.a.m.d. poate cauza asfixierea.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ BATERII

- Nu demontați bateriile!
- Scoateți bateriile slabe imediat din compartimentul de baterii, pentru că se pot scurge și pot deteriora aparatul!
- Pe măriță mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele!
- În caz de contact cu acidul de baterie spălați locul afectat imediat cu multă apă curată și adresăți medicului!
- Dacă a fost îngrijită o baterie, adresăți-vă imediat medicului!
- Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!
- Nu păstrați bateriile le îndemâna copiilor!
- Nu reincărcați bateriile! **Există pericol de explozie!**
- Nu scurtați circuitul bateriei! **Există pericol de explozie!**
- Nu aruncați bateriile în foc! **Există pericol de explozie!**
- Baterile folosite și acumulatoarele nu sunt gunoi menajer, puneti-le la deșeurile speciale sau predăți-le la un punct de colectare de baterii din magazinele specializate!

Pachetul de livrare

Mai întâi verificați dacă, aparatul este complet.

Pachetul de livrare conține:

- 1 MEDISANA Pulsoximetru PM 150
- 1 baterie (tip AAA) 1,5V
- 1 manual de utilizare

Dacă identificați în timpul despachetării defectiuni cauzate de transport, contactați imediat magazinul specializat.



AVERTIZARE
Păstrați recipientul departe de copii!
Pericol de sufocare!

Aparat și elemente de operare

1 capac compartiment de baterii

2 afișaj LED

3 buton Start

4 locaș pentru deget (pe partea din spate a aparatului)

Introducere / scoatere baterii

Introducere: Înainte de a utiliza aparatul dvs. trebuie să introduceți bateria anexată. Pentru aceasta deschideți capacul compartimentului de baterii ① și introduceți bateria de 1,5V, AAA.

Scoatere: Schimbați bateria, când apare pe display mesajul "Por Lo". Dacă nu se afișează nimic pe display, bateriile sunt complet goale și trebuie înlocuite imediat.

Utilizare

1. Introduceți un deget în locasul pentru deget ④ pe partea din spate a aparatului.
2. Apăsați butonul START ③. Afișajul cu LED pornește imediat. Funcționalitatea Bluetooth® se activează de asemenea, după scurt timp automat.
3. Țineți degetul respectiv în regulă corp liniștit în timpul măsurării.
4. După scurt timp apare frecvența pulsului și nivelul saturăției de oxigen măsurat pe afișajul cu LED. Afișajele au următoarele semnificații:



5. Nu scoateți degetul. După cca. 8 secunde aparatul se oprește automat.

Ce înseamnă rezultatul afișat?

Saturația de oxigen (SpO₂) a săngelui indică, cât din pigmentul roșu al săngelui (hemoglobină) este saturat cu oxigen. Valoarea normală la oameni este între 90 și 96% SpO₂. O valoare prea mică poate indica existența unor boli precum de exemplu boli cardiaice, tulburări circulatorii, astm respectiv anumite boli pulmonare. O valoare prea mare poate fi cauzată de o respirație rapidă și adâncă, ceea ce indică pericolul unei concentrații prea reduse a dioxidului de carbon în sânge. Rezultatul determinat cu acest aparat nu este în niciun caz adecvat pentru stabilirea unui diagnostic sau pentru a-l confirma - pentru aceasta contactați obligatoriu un medic.

Transmisie bluetooth® către VitaDock+® App

Pulsoximetru PM 150 MEDISANA vă oferă posibilitatea, de a transmite datele de măsurare prin intermediu dispozitivului Bluetooth® la VitaDock+® App. Aplicația VitaDock+® App permite evaluare detaliată, memorare și sincronizare a datelor dvs. de măsurare între mai multe aparete iOS și android. Astfel aveți întotdeauna acces la datele dvs. și le puteți împărtăși prietenilor sau medicului dvs. Pentru acestea aveți nevoie de un cont gratuit de utilizator, pe care îl puteți crea la www.vitadock.com. Pentru aparete mobile android și iOS se pot descărca aplicațiile corespunzătoare. Pe pagina de internet găsiți instrucțiuni de instalare și utilizare ale programului. După fiecare măsurare are loc o transmitere automată (dacă Bluetooth® este activat și configurat pe aparatul receptor) a datelor.

Eroare și remediere

Eroare: SpO₂ și/sau frecvența pulsului nu sunt afișate respectiv nu sunt afișate corect.

Remediere: Introduceți complet un deget în locașul pentru deget ④ pe partea din spate a aparatului. Folosiți o baterie nouă. Nu vă mișcați și nu vorbiți în timpul măsurării. Dacă în continuare nu se pot măsura valori corecte, contactați punctul de service.

Eroare: Aparatul nu poate fi pornit.

Remediere: Scoateți bateria veche și introduceți o baterie nouă. Apăsați butonul START ③. Dacă aparatul nu poate fi pornit în continuare, contactați punctul de service.

Eroare: Error 3 sau Error 4 apar pe afișaj.

Remediere: Schimbați bateria. Este posibil să existe o cauză mecanică sau electronică, care nu poate fi înălțată prin schimbarea bateriilor. Contactați punctul de service.

Eroare: Error 6 sau Error 7 apar pe afișaj.

Remediere: Afișajul LED este defect sau există o altă defecțiune tehnică. Dacă apare de asemenea, după schimbarea bateriilor, afișajul de eroare, contactați punctul de service.

Curățare și întreținere

Scoateți baterile, înainte de a curăța aparatul. Nu folosiți substanțe agresive de curățat sau perii peri. Curățați aparatul cu o lăvă moale, pe care o umedezi usor cu alcool izopropilic. În aparat nu are voie să pătrundă umiditatea. Folosiți aparatul abia după ce, este complet uscat.

Înlăturare

Aparatul nu are voie să fie înălțat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare consumator este obligat, să prede aparatelor electrice sau electronice, indiferent dacă conțin sau nu substanțe toxice, la un punct de colectare din localitate, astfel încât să fie înălțat în mod ecologic. Scoateți baterile înainte de a înălța aparatul. Baterile folosite nu sunt gunoi menajer, puneti-le la deșeurile speciale sau predăți-le la un punct de colectare de baterii din magazinele specializate! Pentru înălțare adresați-vă autorităților locale sau magazinului.

Directive și norme

Aparatul corespunde cerințelor normei UE pentru aparete neinvazive de măsurat tensiunea arterială. Este certificat conform directivelor CE și prevăzut cu marcarea CE (marcare de conformitate) „CE 0297”. Sunt îndeplinite cerințele directivei UE „93/42/CEE ale Consiliului din 14 iunie 1993 privind produsele medicale”. **Compatibilitate electromagnetică:** aparatul corespunde cerințelor normei EN 60601-1-2 referitor la compatibilitatea electromagnetică.

Distanțe recomandate de protecție între aparete mobile de comunicare cu înaltă frecvență și pulsoximetru
Pulsoximetru este prevăzut pentru funcționarea într-un mediu electromagnetic, în care perturbările de înaltă frecvență sunt controlate. Clientul sau utilizatorul poate ajuta la împiedicarea perturbărilor electromagnetice, prin păstrarea unei distanțe minime între aparetele de comunicare cu înaltă frecvență (emitteri) și aparat, în funcție de puterea de ieșire a aparatului de comunicare - așa cum este descris mai jos.

Putere maximă de ieșire a transmisiatorului W	Distanță de separație în funcție de frecvența transmisiatorului m	
	80 MHz - 800 MHz d=1,2 √P	800 MHz - 2,5 GHz d=2,3 √P
0.01	0.1167	0.2334
0.1	0.3689	0.7378
1	1.1667	2.3334
10	3.6893	7.3786
100	11.6667	23.3334

Pentru transmisiile, a căror putere maximă nu este menționată în tabelul de sus, distanța de separație recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicată, care aparține de producătorului transmisiatorului.

Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică cea mai mare bandă de frecvență.
Nota 2: aceste informații nu se aplică în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este influențată de absorția și reflecția clădirilor, obiectelor și persoanelor.

Specificații tehnice

Nume și model