

mēTM



User manual
mode d'emploi
guía del usuario
Manual do utilizador
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
manuale d'uso

Table of contents

Introduction	3
What is the intended use for mē? _____	3
mē system _____	4
Important safety information _____	7
When not to use the mē /contraindications _____	7
Warnings _____	9
Possible side effects and skin reactions _____	10
How to use your mē system _____	11
Skin sensitivity test _____	12
Treating with mē _____	12
Clean and store mē _____	19
Post-treatment care _____	20
How to replace your elōs cartridge/ shaver/ epilator/ Precision adaptor _____	21
Travel with mē _____	23
Troubleshooting _____	23
Guarantee and service _____	25
Manufacturer Information _____	26
Contact information _____	29

introduction

Congratulations on purchasing your mē system! mē is an innovative device that can be used in the comfort and privacy of your own home to remove hair for permanent results.

mē is the only at-home permanent hair removal device to use patented elōs technology and is clinically proven to be safe and effective for all skin tones. Gentle, easy to use and just minutes a treatment, now you can experience the freedom of silky, smooth skin without the hassles of shaving and waxing.

Before using mē, visit our web site at www.mepower.com and make sure to register your me and watch our demonstration video.

what is the intended use for mē?

Skin Tone

mē is intended for use on the body and face on ALL skin tones (skin color you are born with).

Body and face:



Hair color

mē is intended for use on the widest range of hair colors.

Note: For effective results, the epilator attachment is recommended for body treatment of naturally light blond, red and white/grey hair. The epilator attachment should not be used on the face

what is the intended use for mē?

Body areas

mē is intended for use by women and men on body hair below the neck and by women for facial hair below the cheek line.

Note: Facial treatment is different than body treatment. Ensure you read the entire user manual before getting started

mē system

your mē package includes:

- mē system powered by elōs technology
- one elōs cartridge (already installed)
- accessory protective cap (already installed)
- power cord

additional mē accessories:

Sold separately or included with your mē system

- shaver
- epilator
- precision adaptor
- replacement elōs cartridge

For more details about accessories, go to www.mepower.com.

mē system

device components (Figure 1):

1. base unit.
2. cradle.
3. control panel with:
 - ⓪ power button
 - elōs energy setting buttons with 3 energy levels: Low- Medium- High
 - 🗉 empty indicator shows when the elōs cartridge is finished and needs to be replaced
 - Ⓜ accessory activation button
4. applicator (hand piece with cord).
5. elōs cartridge with light output window and RF contact bars.




Figure 1: mē system

mē system

applicator components (Figure 2):

6. light output window.
7. RF silver contact bars (Both RF silver bars must be in complete contact with the skin for the light pulses to flash).
8. elōs cartridge: comes attached to the applicator and is preloaded with elōs pulses. You will need to replace the cartridge when the Empty indicator light on the base unit is red.
9. elōs activation button.
10. cooling outlet.
11. accessory protective cap.*

*If you don't have a replacement cartridge – make sure you place the elōs protective cap instead of the used cartridge. This is in order to protect the inner parts of applicator.




Figure 2: Top and bottom view of applicator

important safety information



This symbol appears next to information about possible safety risks.

The mē system is not designed for everyone. Please read this user manual before using the mē system. Make sure you follow all the warnings. Don't use the device if it isn't right for you (see Contraindications section below). If you do not understand any of the warnings or have any questions, please contact Customer Service at www.mepower.com.

when not to use the mē /contraindications



DO NOT use if the skin, in the area you want to treat, is tanned or burned.

DO NOT use if your skin was tanned due to sun exposure, tanning beds or tanning creams in the past 2 weeks. Use of the device on tanned or burned skin may result in temporary or even permanent whitening or darkening of the skin. If you are unsure if your skin is tanned or burned,

DO NOT use the device for the next 2 weeks. During these 2 weeks,

DO NOT expose the area you intend to treat to the sun.



DO NOT use if you are pregnant, trying to become pregnant (conceiving) or breast-feeding. mē has not been tested on pregnant or breast-feeding women.



DO NOT use if you have epilepsy or light-induced seizures or migraines. The energy flashes might cause severe headaches and migraines.



DO NOT use on tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, birthmarks, moles or warts). Tattoos or dark spots may absorb too much light energy which could cause skin swelling, temporary or permanent blisters or discoloration of the skin or whitening of the skin.



DO NOT use around the eyes, on the head, ears, nipples, genitalia, or around the anus. Use in these areas could cause skin swelling, blisters, or temporary skin discoloration or whitening of the skin.



DO NOT use if you are under the age of 18. The effects of using mē in this age group are unknown.

when not to use the mē /contraindications



DO NOT use if you have any skin condition in the treatment area, including acne, sores, psoriasis, eczema, burns, herpes simplex, wounds or a rash. These conditions can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. Wait for the affected area to heal before using. If you are not sure if your skin condition has healed enough to use the device, then please consult with your doctor.



DO NOT use the device if you have a history of keloidal scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g., aspirin, ibuprofen, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.



DO NOT expose treated areas to the sun during the entire treatment period. Wait at least 2 weeks after the final treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening.



DO NOT use if you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc. Use of the mē system has not been tested in individuals with active implants, and, therefore, the effects are unknown.



DO NOT use if you have been treated with Accutane® (isotretinoin) within the past 6 months. This can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection.

warnings



DO NOT open the outer covers of the mē device or the cartridge or touch any inner parts. This is for your safety. Do not attempt to repair your mē device. Trying to open the mē may also damage the device and will void your warranty. Please contact Customer Service on www.mepower.com if you have a broken or damaged device in need of repair. Failure to follow these warnings can cause electrocution or electric shock.



DO NOT use the mē system in the sink/bath/shower or where it can come into contact with liquids or become wet. This can cause electric shock. If the system is dropped into liquid, unplug it immediately. Do Not remove the system from the liquid until unplugged. Do Not use the system again and contact Customer Service.



DO NOT hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple light pulses on the skin. Doing so may cause too much heat and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move the treatment window slowly to a neighboring skin spot. Before returning to a previously treated skin spot, wait for at least 10 seconds.



DO NOT use mē if any parts show signs of damage. This may result in injury.



DO NOT cover any ventilation slots during use, as they help to keep the device cool during operation. Covering the ventilation slots could result in device overheating.



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! mē is a powerful device and should not be used by anyone under the age of 18.



DO NOT leave mē unattended around children, as the cords represent a choking hazard. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

warnings



DO NOT use if your skin is sensitive to light. This condition could make the light treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. In order to determine if you can use mē, perform a test on a small patch of skin. Then, wait 30 minutes to see if any skin reactions developed. Only if no skin reactions developed and the skin looks normal, you may use mē. See steps for testing on page 12.



DO NOT use mē on any area where you may want your hair to grow back.



DO NOT use the system in room temperature above 86°F (30°C). If the system heats up, it may not work properly and may cause injury.

possible side effects and skin reactions


Use of mē could result in possible side effects.

These reactions are rare and should resolve within a short time.


However, every cosmetic treatment may involve some degree of risk.

With any of the reactions stated below, make sure to stop the treatment and to consult with your doctor: color or textural changes to the skin that may be permanent, substantial redness of the skin, itching of the treated area, acne outbreak, blistering or burning of the skin, permanent scarring or loss of skin tissue or if unusual pain occurs.

how to use your mē system



1



4



6



8

setting mē up

1. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue. This is done in order to remove hairs and dust from the treatment window.
2. Connect the power cord into the mē system.
3. Place the mē system on a table or area near an electrical wall outlet. Move away any liquids from the area.
4. Make sure the applicator is placed in its cradle before turning on the mē.
5. Connect the power cord to the wall electrical outlet.
6. Press the power button to turn the system on. Wait until the indicator light on the power button turns green. Now the system is ready for use.
7. Set the desired energy level Low, Medium or High.
8. The cartridge is pre-loaded with pulses for your use. When the Empty indicator starts blinking, it means that there are only limited pulses left in your cartridge and you should prepare a new one. When the Empty indicator is on, you should replace your cartridge.


Note: Start with LOW elōs level, if you feel comfortable, you may increase the elōs level for better results

skin sensitivity test

If you are using the system for the first time or in new body area, choose a small area close to the area you intend to treat, for the purpose of performing a skin sensitivity test. Use the LOW elōs level. Follow the treatment instructions below but make sure to emit only 2-3 pulses. After the skin test, wait 30 minutes and check your skin for any reaction. If after 30 minutes the skin appears normal, then you are ready to perform a full treatment.

treating with mē

Body:



Step 1. For your convenience, you can use the mē epilator or shaver accessories to remove hair. If you do so, there is no need for preparations before the treatment, only make sure the hair is no longer than 0.5 cm. Remove the protective cap, and insert the epilator or shaver cartridge instead. If you do not use the designated mē system shaver or epilator accessories, shave any hairs with a razor or electric shaver. Make sure that the protective cap (provided) is inserted. The system will not work if the protective cap or epilator/shaver accessory is not in place.



Step 2. Clean your skin and dry it with a towel.

Step 3. Press the elōs button on the base to select the appropriate elōs level (Low, Medium or High). Press the elōs button again to move from Low to Medium and again to move from Medium to High. In order to return to the Low setting you must press the elōs button again.

It is recommended to start on Low and move to a higher elōs level if you feel comfortable.

treating with mē



4


Step 4. If you use the designated shaver/ epilator, press the accessory activation button on the control panel once to run the epilator mechanism at low speed. If desired, press it again to run the epilator at high speed. The shaver cartridge operates only at Speed Level 1.



6

Step 5. Remove the applicator from the base.

Step 6. Press the elös activation button located on the applicator. You will hear the fan inside the applicator.



7

Step 7. Gently place the applicator on your skin, so that the two RF silver contact bars are in complete contact with the skin. The mē will emit pulses.

Note: The applicator will not work unless both RF silver contact bars are touching the skin

Step 8. After every flash, glide the applicator slowly to the next neighboring spot over the skin by moving it in one continuous, slow motion.

Note: The applicator will automatically turn itself off if it is not in use for 30 seconds. To turn the applicator back on, press the elös activation button located on the applicator

DO NOT hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple light pulses on the same spot on the skin. Doing so may cause too much heat to build up and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move the applicator to a different skin spot.

Wait for at least 10 seconds before returning to a previously treated skin spot.

treating with mē

Step 9. For effective results, mē should be used according to the treatment times indicated below.

The minimum treatment times recommended below may vary person to person. We recommend to see that each treatment area is covered by 2-3 pulses:



2 minutes



1 minute
per underarm



2 minutes
per bikini area



3 minutes
per arm



10 minutes
per full leg



2 minutes
per shoulder



5 minutes
per abdomen



10 minutes
per chest



12 minutes
per back



Tips: When using the system on difficult-to-treat areas (e.g. underarm) apply the applicator in 2 directions: left/right and up/down for full coverage.


You can treat all body areas during the same treatment session.

Guidelines for treatments

It is normal to still see hairs after the first few treatments. For best results, the treatments should be performed once a week for the first 7 times. Performing additional monthly maintenance treatments, after the first 7 treatments, will help your hair removal results last longer.




treating with mē



Face:

Removing unwanted hair from the face is very different from removing unwanted hair from other parts of the body. The mē device is intended to remove facial hair from the cheek line downward, including the mustache/upper lip, sideburns, jawline and chin/upper neck areas. The mē device is not intended to treat eyebrows, nose hairs or hair in the ears. Please be sure to read this section thoroughly before starting to remove facial hair with your mē. When treating facial hair, it is recommended to use the precision adaptor. The precision adaptor has been designed to accommodate for smaller and more delicate treatment areas



on the face. When the precision adaptor is attached to your applicator, it delivers energy in single pulse mode at the desired energy level. The precision adaptor can be purchased with the mē or separately as an accessory. Precision adaptor design may change.

Skin Tone

mē is suitable for all skin tones.

Face:



Note: Facial areas can be treated more frequently of up to 2-3 times per week for 6 weeks if desired. Additional treatments may be needed for optimal results.

general information about facial hair removal

The hair on the face differs from other body areas in its physiology. Its growing cycles are different, and its characteristics, such as thickness, color and depth of follicle are different from body hair. The face is more sensitive to hair removal due to sensitivity of nerves in some of its areas. The skin on the face and neck is more likely to be exposed daily to the sun's UV radiation and, therefore, may be more sensitive than other parts of your body.

treating with mē

Note: For men it is not advisable to treat the beard as it might create uneven results, which may produce changes in facial characteristics that may not be desirable

when you should not use mē on the face



If your facial skin is sunburned or tanned, wait until the sunburn or tan fades prior to performing a test pulse on a hidden area (i.e. under the chin). Evaluate the area after 3 days to ensure no side effects have occurred and only then start treatment.



If you have undergone any professional facial treatment (such as a chemical peel, laser/light/radio frequency treatment or injected dermal fillers) within the past 3 months, please consult with your doctor.



If you have undergone any facial surgery (such as face lift, facial implant) within the last three months or before complete healing, please consult with your doctor.



If you are taking any medications that cause sensitivity to the sun or have a history of any skin disorders, consult with your doctor before using mē on the face or any other body area.

Please refer to the general list of Contraindications in the beginning of this User manual.

warnings



DO NOT use above the cheek line.



DO NOT use the epilator or shaver accessories when using mē on the face.



DO NOT expose treated areas to the sun during the entire treatment period. Wait at least 2 weeks after the final treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen (at least SPF 30)

treating with mē

throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening.



DO NOT treat the eye socket or around the eye area.



DO NOT use for eyebrow shaping! It is important to avoid accidentally treating the eyebrows as any hair loss is likely to be permanent.



DO NOT treat the beard area in men. This might create undesirable hair removal results.



DO NOT treat over moles or birth marks. Protect small areas of sensitive skin such as moles, birthmarks, etc. by using a white eyeliner. For larger areas of sensitive skin, use a piece of cardboard or thick paper to cover the affected area and prevent exposure to the treatment. Protect lips and the lip margin using a white eyeliner.



DO NOT treat tattoos or permanent makeup.



DO NOT treat the scalp.



DO NOT treat inside the nostrils or ears as these areas are delicate. Avoid treating areas that contain only vellus hair (very thin, fine hair, also called "peach fuzz"), as this may result in undesired hair re-growth. In the very unlikely event that you see pigmented changes on your face, please stop the treatment and consult with your doctor.



DO NOT use perfumed products or makeup, for several hours after a treatment, as this may cause slight irritation. If unusual pain occurs during treatment, you should stop treatment immediately. Temporary skin redness may occur up to 24 hours after treatment. If the symptoms persist more than 24 hours, and/or you feel significant discomfort and/or encounter any severe side effects, discontinue treatment and consult with your doctor.

treating with mē

How to use:



1. Clean your skin and remove the hair on the surface of the skin. You may remove the hair on your face with tweezers, wax, shaver, etc. but not with an epilator.
2. Use a broad ambient light environment. Turn on your mē device. Select the LOW elös level on the base unit. The device will not work if you do not select an elös setting.
3. If you find the light from the elös flash too bright, you can wear sunglasses or goggles for your comfort.

With a precision adaptor*

4. Remove the accessory protective cap and connect the precision adaptor. The precision adaptor will allow the system to emit only single pulses with the desired energy level.
5. Press the elös cartridge activation button on the applicator to turn on the applicator. Gently position the applicator on the area you want to treat. Press once the elös activation button to emit a single pulse.
6. Reposition the applicator on the next area to be treated and press the elös activation button again to emit another pulse. Repeat these previous steps until you have covered the entire facial area. Wait at least 10 seconds before you treat over the same spot.

Without a precision adaptor

4. Press the elös activation button on the applicator to turn on the applicator. Gently position the applicator on the area you want to treat. Upon contact - a pulse will be emitted. Remove the applicator after a single pulse.
5. Reposition the applicator on the next area to be



treating with mē


treated, another pulse will be emitted, remove the applicator after a single pulse. Repeat these previous steps until you have covered the entire facial area. Wait at least 10 seconds before you treat over the same spot.

Note: Always start with LOW elōs level. If you feel comfortable, you may increase the elōs level for better results


clean and store mē



1



2



3

1. Turn off the system by pressing the power button on the base unit.
2. Place the applicator in its cradle on the base unit and unplug the electric cable from the electrical outlet.
3. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue.
4. If you have used the designated mē epilator or shaver: Remove the shaver or epilator from the applicator and place the protective cap instead. Use a cleaning brush to clean the accessories. It is recommended to use a soft tissue or a non-alcohol wet wipe for cleaning.
5. If you have used the designated mē precision adaptor: Remove the precision adaptor from the applicator and place the protective cap instead. Clean the outside surface using ONLY a dry soft cloth or a non-alcohol based wet wipe.

clean and store mē

6. Clean the outside surface of the mē system using **ONLY** a dry soft cloth or a non-alcoholic based wet wipe.
7. Store the system in a cool and dry place **AWAY** from the reach of children.

post-treatment care

Gently rinse your skin with lukewarm water and pat dry.






Do not expose treated areas to the sun. Wait at least 2 weeks after treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening or darkening.

how to replace your elōs cartridge/shaver/ epilator/precision adaptor

Visit our web site at www.mepower.com in order to buy a replacement cartridge, epilator, shaver or precision adaptor.




When the Empty indicator starts blinking it means that your elōs cartridge is almost empty and it is time to purchase a new one. When the indicator is constantly on, it means that the cartridge is empty and you need to replace it.



Replacing your elōs cartridge:

1. Make sure that the mē system is turned off and the cable is unplugged from the electrical wall outlet.
2. Remove the used cartridge from the applicator by holding both sides of the cartridge and gently pulling it out.
3. Take the new cartridge out of its protective container. Avoid touching the glass. Fingerprints or oils from your skin interfere with light passing through the glass, and this will reduce the treatment success.
4. Slide the new cartridge gently into the applicator until you feel it "clicks" into place.
5. Place the applicator in the cradle of the base unit before turning on the mē system.
6. Turn on the mē system.

how to replace your eļōs cartridge/shaver/ epilator/precision adaptor



1

Replacing your designated mē shaver, epilator or precision adaptor:

1. Make sure that the mē system is turned off and the cable is unplugged from the electrical wall outlet.



2

2. Remove the protective cap from the applicator by gently pulling it out.




3

3. Take the shaver, epilator or precision adaptor out of its protective container. Slide it gently into the applicator until you feel it "clicks" into place.

4. Place the applicator on the cradle of the base unit before turning on the mē system.

5. Turn on the mē system.



4

Disposal of used cartridges

Step 1. If you don't have a new cartridge, make sure you place the protective cap in place of the used cartridge to protect the system inner parts.

Step 2. Please follow the regulations where you live for disposal of electric systems when recycling or disposing of your base unit, hand piece or disposable cartridge. If you have questions, please contact us at www.mepower.com.



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

travel with mē

The mē system is designed with universal voltage. That means that you can use the system all over the world. You will need to use an adaptor for the plug, since electric wall outlets vary by country. Make sure that mē system does not get wet while traveling. Do not use it in a wet environment. It is recommended to protect your mē device while traveling. A travel bag may be purchased separately at www.mepower.com.

troubleshooting

Indicator	What does it mean	How to react
Device		
No lights are on	Power cable is not connected	Connect power cable
All eiōs energy setting buttons are blinking (High-Medium-Low)	No eiōs energy level was selected	Select an eiōs level. The applicator fan will start blowing indicating that the cartridge is active
eiōs activation button on the applicator is blinking	eiōs energy level was selected but eiōs activation button was not pressed yet	Press the eiōs activation button. The applicator fan will start blowing indicating that the eiōs cartridge is active
Power button is blinking in orange color	An error had been detected	Reset the system by turning it off and on again. If problem persists, disconnect power cord and wait until all lights are off (several seconds). Then reconnect the power cord and turn on system. If error light is still on, try moving to a cooler area with a room temperature of less than 30°C/ 86°F and restart the system
No flashes are coming out	<ol style="list-style-type: none"> 1. RF silver skin contact bars not in contact with the skin in treatment area 2. eiōs activation button is not pressed or eiōs energy level was not selected 	In order for the system to flash pulses, make sure all 3 conditions are met: eiōs level selected, eiōs activation button is pressed, RF silver skin contact bars are in contact with skin

troubleshooting

Indicator	What does it mean	How to react
eIōs energy button on base is flashing	Cartridge slot is empty	Insert cartridge or a protective cap
Accessory activation button on base is flashing	Accessory slot is empty	Insert precision adaptor, or accessory (shaver/epilator), or a protective cap.
Empty cartridge level indicator is blinking	Amount of pulses remaining in eIōs cartridge is low	Prepare a new cartridge to be in-hand
Empty cartridge level indicator is constantly on	No more pulses remaining in eIōs cartridge	Insert a new eIōs cartridge
Other		
My skin is red after treatment	The skin may become red as a result of the treatment. This redness generally clears up within 24 hours	If the redness persists more than 24 hours after a treatment, stop using mē and contact your doctor or Customer Support
I barely see any hair reduction	Make sure to follow the protocol suggested and to use the treatment duration time suggested	Actual results will vary from person to person, depending on the body area being treated and whether the instructions were followed correctly. Contact Customer Support for help
I feel some warmth when I apply the light flashes. Is this normal?	You may feel warmth, tingling, or itching. It is expected that this discomfort and warmth will be up to moderate	If the discomfort is severe/intense or persists for more than 24 hours after a treatment, stop using the mē and contact your doctor or Customer Support

If you still have problems with the mē system, contact Customer Support at www.mepower.com.

guarantee and service

Note: if you received a Warranty note from your local distributor – it will prevail over the below warranty terms

Your mē device is warranted to be free from defect in material and workmanship for a period of 24 months (or otherwise as stated by your local distributor) from the original purchase date under normal use. The cartridge warranty is for 3 months from the purchase date or 50% usage – whichever comes first. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized mē retailer or reseller. If the product should become defective within the warranty period, contact us at www.mepower.com or your local distributor.

luminage Beauty Ltd. ("luminage ") reserves the right to replace a defective product with the most comparable product currently available. Your exclusive remedy for any defective product covered by this limited warranty is limited to the repair or replacement of the defective product. luminage 's entire liability for any defective product shall in no event exceed the original purchase price of the defective product.

This warranty does not cover products determined by luminage to be damaged by any of the following: accident, misuse, abuse or alteration, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories or use other than as instructed, connecting to incorrect current and voltage and/or any other conditions beyond luminage 's control.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, luminage SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT INCLUDING ANY GENERAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES - TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDED BY luminage TO THE PRODUCT AND IT REPLACES ANY REPRESENTATION AND/ OR WARRANTY INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE AND MERCHANTABILITY.

guarantee and service

Packaging and shipment costs of the defective product shall be paid by the purchaser of the product and return packaging and shipment shall be paid by Illuminage except in the event Illuminage shall determine that the product is not defected or not under warranty, in which case the packaging and shipping costs shall be with the purchaser of the product.

manufacturer information

The mē system is manufactured by Illuminage Beauty Ltd. Illuminage Beauty reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Illuminage Beauty is believed to be accurate and reliable. However, Illuminage Beauty assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Illuminage Beauty. No part of this document may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or other, for any purpose, without the express written permission of Illuminage Beauty.

Illuminage Beauty has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Illuminage Beauty. Specifications are subject to change without notice.

For more information about the mē system, contact Customer Support at www.mepower.com

Note: System design may change without prior notification

manufacturer information

Labels And Symbols

The nameplate label is adhered to the bottom of your mē system. It displays the manufacturer's name & address, the system's part & LOT numbers, electrical requirements and regulatory standards that the system is designed to comply with.



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



Follow operating instructions



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



Do Not use in wet environment



CE Mark



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Degree of protection against ingress water: IPX2; IP22

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

manufacturer information

- Light spectrum: 550 – 1200 nm
- Max Optical: 4J/cm²
- RF Wave frequency: 6.78 MHz
- Max Radiofrequency power: 5 Watts
- Pulse Light repetition rate: up to 1.1 Hz (1 pulse every 0.9 second)
- Applicable Standards:

Safety Standards

- IEC/EN 60335-1:2010 5th Ed. / 2012
- EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2010
- IEC 60601-1:2005 3rd Ed. / EN 60601-1:2006 3rd Ed.
- IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2nd Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2nd Ed.
- IEC 60601-1-11:2010
- SI 900 part 1:2006; part 2.8:2001; part 2.23:2009

EMC Standards

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3:2008
- IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibility

- ISO 10993-1:2010

MISC Standard

IEC 62301 2nd Ed. 2011-01;

Electrical Rating: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensions and weight 21.5 x 20 x 11 cm [W x L x H] 1 Kg

manufacturer information

EN

Acceptable Environmental Conditions

Note: The system will not operate in a room with temperature above 86°F (30°C). If system was stored in high humidity, let it dry for an hour before usage

Acceptable Environmental Conditions	
Storage and transportation	
Temperature	10°C - 55°C (50°F- 131°F)
Humidity	90% at 55°C (131°F)
Pressure	700-1060hPa
Operation:	
Temperature	10°C - 30°C (50F- 86°F)
Relative Humidity	up to 80% at 37°C (99°F)
Altitude	up to 3900 m (13,000 ft)

contact information

If you have any problems using the mē system or would like more information about the mē system, contact Customer Support at www.mepower.com

Table des matières

Introduction	3
Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?	3
Le système mē	4
Consignes de sécurité importantes	7
Quand ne pas utiliser mē/contre-indications	7
Avertissements	9
Effets secondaires possibles et réactions cutanées	10
Comment utiliser l'appareil mē	11
Test de sensibilité cutanée	12
Traitement avec mē	12
Nettoyage et stockage de mē	19
Soins après traitement	20
Comment remplacer la cartouche/le rasoir/l'épilateur/ la cartouche elōs/l'adaptateur de précision	21
Voyager avec mē	23
Dépannage	23
Garantie et service	25
Informations du fabricant	26
Contact	29

Introduction

Félicitations pour votre achat ! mē est un appareil d'épilation novateur qui peut être utilisé dans le confort et l'intimité de votre maison pour un résultat permanent.

mē est le seul épilateur permanent que l'on peut utiliser à domicile utilisant la technologie brevetée eLōs. Il est cliniquement prouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau. Il est facile à utiliser et le traitement ne dure que quelques minutes. Vous pouvez maintenant profiter d'une peau soyeuse et lisse, sans les tracas du rasage et de l'épilation.

Avant d'utiliser mē, visitez notre site Web www.mepower.com, enregistrez votre appareil mē et visionnez notre vidéo de démonstration.

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

Teint de peau

mē peut être utilisé sur le corps et le visage, sur TOUS les teints de peau (votre couleur de peau naturelle).

Corps et visage :



Couleur du poil

mē peut être utilisé sur une large gamme de couleur de poils.

Remarque : pour des résultats efficaces, utilisez l'épilateur mécanique pour le traitement des poils sur le corps naturellement blonds et roux. L'épilateur ne doit pas être utilisé sur le visage.

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

Parties du corps

mē peut être utilisé par les femmes et les hommes pour les poils sur les parties du corps situées en-dessous du cou et par les femmes pour les poils sur le visage, en-dessous des joues.

Remarque : Le traitement facial est différent du traitement corporel. Veuillez à lire intégralement le mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.

mē système

Contenu de l'emballage mē :

- Système mē optimisé par la technologie elōs
- Une cartouche elōs (déjà installée)
- Une plaque de protection d'accessoire (déjà installée)
- Un câble d'alimentation électrique

Autres accessoires mē :

Vendus séparément ou avec votre appareil mē.

- Rasoir
- Épilateur
- Adaptateur de précision
- Cartouche de remplacement elōs

Pour plus de détails sur les accessoires, consultez notre site Web www.mepower.com.

mē système

Composants de l'appareil (Figure 1) :

1. unité de base.
2. socle.
3. le panneau de commande comprenant:
 - ① bouton de mise en marche
 - elōs boutons de niveaux de puissance, avec trois niveaux : Faible, Moyen, Élevé.
 - un indicateur de cartouche vide montre que la cartouche elōs est terminée et doit être remplacée.
 - ⏻ bouton d'activation d'un accessoire
4. applicateur (pièce à main avec câble)
5. cartouche elōs avec fenêtre de sortie de la lumière et barres de contact RF.




Figure 1 : système mē

mē système

composants de l'applicateur (Figure 2) :

6. une fenêtre de sortie de la lumière :

7. barres de contact RF argentées (les deux barres RF en argent doivent être entièrement en contact avec la peau pour que les impulsions lumineuses produisent des flashes).


8. cartouche elōs: reliée à l'applicateur et pré-chargée avec des impulsions lumineuses elōs. Remplacez la cartouche lorsque le voyant de l'indicateur de cartouche vide, situé sur l'unité de la base, devient rouge.

9. bouton d'activation elōs.

10. sortie de refroidissement.

11. plaque de protection d'accessoire *

*Si vous n'avez pas de cartouche de remplacement, veillez à mettre le bouchon de protection elōs à la place de la cartouche usagée. afin de protéger les pièces internes de l'applicateur.



Consignes de sécurité importantes



Ce symbole apparaît à côté d'informations sur des risques possibles de sécurité.

L'appareil mē ne peut pas être utilisé par tout le monde. Lisez le présent manuel avant d'utiliser mē. Veuillez à respecter tous les avertissements. Veuillez également à ne pas utiliser l'appareil s'il ne vous convient pas (voir la section Contre-indications ci-dessous). Si vous ne comprenez pas les avertissements ou avez des questions, veuillez contacter le service clients sur le site www.mepower.com.

Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications



NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes bronzé ou avez un coup de soleil sur la partie que vous souhaitez traiter.

NE PAS utiliser l'appareil si votre peau est bronzée après exposition au soleil ou à des UV artificiels ou après application d'une crème auto-bronzante au cours des 2 dernières semaines. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou brûlée peut entraîner un blanchiment ou un assombrissement de la peau, temporaire ou permanent. Si vous n'êtes pas sûr de l'état de votre peau, **NE PAS** utiliser l'appareil pendant les 2 prochaines semaines. Durant ces 2 semaines,



NE PAS exposer au soleil la partie à traiter.

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez, mē n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent.



NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions dues à la lumière ou de migraines.

Les flashes peuvent provoquer de violents maux de tête et des migraines.



NE PAS utiliser l'appareil sur les tatouages, les taches brunes de beauté ou les points noirs (taches de rousseur, taches de naissance, grains de beauté ou verrues). Les tatouages ou les grains de beauté peuvent absorber trop d'énergie lumineuse entraînant une tumescence de la peau, des boursoufflures temporaires ou permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.



NE PAS utiliser l'appareil autour des yeux, sur la tête, les oreilles, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Cela pourrait entraîner une tumescence de la peau, des boursoufflures temporaires ou

Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications



permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes âgé de moins de 18 ans. Les effets de l'utilisation de mē sur ce groupe d'âge sont inconnus.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de formation de cicatrices chéloïdiennes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible à la lumière, y compris des agents non-stéroïdiens anti-inflammatoires (l'aspirine, les ibuprofens, le cetaminophen, par exemple), des tétracyclines, des phénothiazines, des thiazidiques, des diurétiques, de la sulfonylurée, des sulfamides, de la dacarbazine, du fluorouracile, de la vinblastine, de la griséofulvine, de l'alphahydroxyacide (AHA), de la bêtahydroxyacide (BHA), de la Retin-A, de l'Accutane et/ou des rétinoïdes.



NE PAS utiliser l'appareil si vous présentez un quelconque symptôme cutané dans la zone de traitement, comme de l'acné, des plaies, du psoriasis, de l'herpès, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès simplex, des blessures ou une éruption cutanée. Ces symptômes peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement pourrait donner une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Attendre que les zones infectées soit guéries avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du niveau de cicatrification de votre peau pour utiliser l'appareil, consultez votre médecin.



NE PAS exposer au soleil les zones traitées pendant toute la durée du traitement. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment de la peau, temporaire ou permanent.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un dispositif pour l'incontinence, une pompe à insuline, etc. L'utilisation du système mē n'a pas été testée chez les personnes porteuses d'implants actifs, leurs effets sont par conséquent inconnus.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez été traité à l'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois. Cela peut rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement inconfortable ou provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou des infections.

Avertissements



NE PAS ouvrir le boîtier extérieur de l'appareil mē ou la cartouche, ou toucher les pièces internes. C'est une question de sécurité. N'essayez pas de réparer votre appareil mē. Essayer d'ouvrir l'appareil mē peut également l'endommager et entraîner l'annulation de votre garantie. Veuillez contacter le service clients, sur le site www.mepower.com si l'appareil est cassé ou endommagé et doit être réparé. Le non-respect de ces avertissements peut causer une électrocution ou un choc électrique.



NE PAS utiliser l'appareil mē dans un évier/une baignoire/une douche ou là où il pourrait rentrer en contact avec des liquides ou se mouiller. Cela pourrait provoquer un choc électrique. Si le système tombe dans un liquide, débranchez-le immédiatement. Ne Pas retirer l'appareil du liquide avant de l'avoir débranché. Ne Pas réutiliser l'appareil. Contactez le service clients.



NE PAS tenir immobile la fenêtre de l'applicateur au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Cela provoque une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement cutané, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez lentement la fenêtre de traitement sur une autre zone de la peau. Avant de retourner à une zone déjà traitée, attendez au moins 10 secondes.



NE PAS utiliser mē si l'une de ses pièces semble endommagée. Vous risqueriez de vous blesser.



NE PAS couvrir les orifices de ventilation durant l'utilisation de l'appareil car ils permettent à l'appareil de refroidir pendant son fonctionnement. L'appareil pourrait alors surchauffer.



TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS! mē est un appareil puissant et ne doit pas être utilisé par une personne de moins de 18 ans.

Avertissements



NE PAS laisser mē sans surveillance en présence d'enfants. Les câbles présentent un risque d'étouffement. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



NE PAS utiliser mē si votre peau est sensible à la lumière. Le traitement par la lumière pourrait provoquer une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser mē, effectuez un test sur une petite parcelle de peau. Attendez 30 minutes pour vous assurer qu'aucune réaction cutanée ne se produit. Si vous n'observez aucune réaction cutanée et que la peau semble normale, vous pouvez utiliser mē.
Voir les étapes des tests, page 12.



NE PAS utiliser mē sur une zone où vous souhaitez que vos poils repoussent.




NE PAS utiliser l'appareil à une température supérieure à 30°C.
Si l'appareil chauffe, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement et entraîne des blessures.

Effets secondaires et réactions cutanées possibles


Utiliser mē peut entraîner un certain nombre d'effets secondaires. Ces réactions sont rares et disparaissent rapidement. Tout traitement cosmétique peut présenter un certain niveau de risque. Si vous observez l'une des réactions suivantes, arrêtez le traitement et consultez un médecin: changements de couleur ou de texture de la peau pouvant être définitifs, rougeur importante de la peau, démangeaisons sur la zone traitée, crise d'acné, cloques ou brûlures sur la peau, cicatrices permanentes, perte de tissu cutané ou douleurs inhabituelles.

Comment utiliser l'appareil mē


FR



1



4



6



8

Configuration de mē


1. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool, afin qu'il n'y ait aucune trace de poils ou de poussière sur la fenêtre de traitement.
2. Branchez le câble d'alimentation sur le mē.
3. Posez l'appareil mē sur une table ou un endroit proche d'une prise murale. Retirez tout liquide se trouvant à proximité.
4. Veillez à ce que l'applicateur soit bien sur son socle avant de mettre l'appareil mē.
5. Branchez le câble d'alimentation sur la prise murale.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Attendez que le voyant se trouvant près du bouton d'alimentation s'allume en vert. Le système est maintenant prêt à l'emploi.
7. Sélectionnez le niveau de puissance souhaité : High (élevé), Medium (moyen) ou Low (faible).
8. La cartouche est pré-chargée avec un nombre d'impulsions défini pour votre utilisation. Lorsque l'indicateur de cartouche vide se met à clignoter, cela signifie qu'il ne reste qu'un nombre limité d'impulsions dans la cartouche et vous devez en préparer une nouvelle. Lorsque l'indicateur de cartouche vide est allumé en permanence, remplacez la cartouche.

Remarque : si vous ne ressentez aucune gêne avec le niveau FAIBLE eļōs, vous pouvez augmenter le niveau eļōs, pour un résultat plus efficace.

Test de sensibilité cutanée

Avant d'utiliser le système pour la première fois, choisissez une petite zone à proximité de la zone que vous avez l'intention de traiter, afin d'effectuer un test de sensibilité de la peau. Utilisez le niveau elōs LOW (FAIBLE). Suivez les instructions de traitement suivantes mais veillez à n'émettre que 2 à 3 flashes de lumière. Après le test cutané, attendez 30 minutes puis vérifiez la réaction de votre peau. Si, après 30 minutes, la peau semble normale, vous pouvez alors effectuer un traitement complet.

Traitement avec mē




Corps :

Étape n°1. À votre convenance, vous pouvez utiliser l'épilateur mē ou les accessoires de rasage pour raser les poils. Il ne sera alors pas nécessaire de procéder aux préparations avant le traitement. Assurez-vous simplement que les poils ne dépassent pas 0,5 cm. Retirez la plaque de protection et insérez à la place la cartouche d'épilation ou de rasage.


Si vous n'utilisez pas le rasoir ou l'épilateur mē, servez-vous d'un rasoir manuel ou électrique. Assurez-vous que la plaque de protection (fournie) est insérée. Le système ne fonctionnera pas si la plaque de protection ou l'épilateur/le rasoir n'est pas en place.

Étape n°2. Nettoyez votre peau et séchez-la avec une serviette.

Étape n°3. Appuyez sur le bouton elōs, sur la base et sélectionnez le niveau elōs approprié (Faible, Moyen, Élevé). Appuyez de nouveau sur le bouton elōs pour passer au niveau Moyen, puis de nouveau pour passer au niveau Élevé. Pour revenir au niveau Faible, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton elōs. Nous vous recommandons de commencer par le niveau Faible et, si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elōs.



Traitement avec mē



4


Étape n°4. Si vous utilisez également le rasoir/l'épilateur, appuyez une fois sur le bouton d'activation de l'épilateur/du rasoir, situé sur le panneau de commande, pour lancer le mécanisme d'épilation à basse vitesse. Au besoin, appuyez de nouveau pour activer l'épilateur à grande vitesse. La cartouche de rasage ne fonctionne qu'au niveau de vitesse 1.



6

Étape n°5. Retirez l'applicateur de la base.

Étape n°6. Appuyez sur le bouton d'activation elös situé sur l'applicateur. Vous commencerez à entendre le ventilateur à l'intérieur de l'applicateur.



7

Étape n°7. Posez délicatement l'applicateur sur la peau, de manière à ce que les deux barres RF argentées soient entièrement en contact avec la peau. L'appareil mē commence à émettre des impulsions.

Remarque : L'applicateur ne fonctionne que si les deux barres RF argentées touchent la peau.

Étape n°8. Après chaque flash, déplacez l'applicateur vers la zone cutanée voisine par un glissement lent et continu.

Remarque : L'applicateur se met automatiquement hors tension si aucune impulsion n'a été émise en continu pendant 30 secondes. Pour remettre l'applicateur en marche, appuyez sur le bouton d'activation elös situé sur l'applicateur.

NE PAS tenir immobile la fenêtre de l'applicateur au-dessus de la même zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Cela peut provoquer une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement cutané, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez l'applicateur sur une autre zone de la peau.

Attendez au moins 10 secondes avant de revenir à une zone déjà traitée.

Traitement avec mē

Étape n°9. Pour des résultats efficaces, il faut utiliser mē, au moins conformément aux durées indiquées ci-dessous:

Les durées de traitement recommandées sont des valeurs minimales et peuvent varier selon la condition physiologique de l'utilisateur. Nous vous recommandons de couvrir chaque zone de traitement avec 2 à 3 impulsions.



2 minutes



1 minute
par aisselle



2 minutes
pour zone de maillot



3 minutes
par bras



10 minutes
par jambe entière



2 minutes
par épaule




5 minutes
pour l'abdomen



10 minutes
pour le torse



12 minutes
pour le dos



Conseils : lorsque vous utilisez le système sur des zones difficiles à traiter (telles que les aisselles) passez l'applicateur sur la zone dans les deux sens : de gauche à droite et de haut en bas, pour être certain de couvrir toute la zone.


Vous pouvez traiter toutes les zones du corps au cours de la même séance.

Procédures de traitement

Il est normal de voir encore des poils après les premiers traitements. Pour de meilleurs résultats, les traitements doivent être effectués une fois par semaine, pendant les 7 premières fois. Effectuer des traitements supplémentaires d'entretien, chaque mois, après les 7 premiers traitements, permettra de faire durer plus longtemps les résultats de l'épilation.



Traitement avec mē



Visage :

L'épilation des poils indésirables sur le visage est très différente de l'épilation du reste du corps. L'appareil mē a été conçu pour épiler le visage, à partir des joues et jusqu'au cou, notamment la moustache/la lèvre supérieure, la zone du menton et la partie supérieure du cou. L'appareil mē n'a pas été conçu pour épiler les sourcils, les poils du nez ou les poils dans les oreilles. Lisez attentivement cette section avant de commencer à vous épiler le visage avec mē. Pour le traitement du visage, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur de précision.

L'adaptateur de précision a été conçu pour faciliter le traitement des zones plus petites et plus délicates du visage.

Lorsque l'adaptateur de précision est relié à votre applicateur, il libère de l'énergie en mode pulsé unique, au niveau de puissance souhaité. L'adaptateur de précision peut être acheté directement avec mē, ou séparément, comme accessoire. La conception de l'adaptateur peut changer.

Teint de peau

mē convient à toutes les teintes de peau.

Visage:



Remarque : Les zones du visage peuvent être traitées plus fréquemment jusqu'à 2-3 fois par semaine pendant six semaines, si désiré. Des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour des résultats optimaux.

Informations générales sur l'épilation faciale

La physiologie des poils du visage est très différente de celle des poils des autres parties du corps. Leur cycle de pousse et leurs caractéristiques sont différentes, notamment l'épaisseur, la couleur et la profondeur de leur follicule sont différentes. Le visage est plus sensible à l'épilation en raison de la sensibilité nerveuse de certaines de ses zones. La peau du visage et du cou est plus susceptible d'être exposée quotidiennement au rayonnement UV du soleil et, par conséquent, peut être plus sensible que d'autres parties de votre corps.

Traitement avec mē

Remarque : pour les hommes, nous ne recommandons pas de traiter la barbe car cela peut donner des résultats inégaux qui pourraient modifier, de façon indésirable, les caractéristiques de votre visage.

mē ne doit pas être utilisé sur le visage dans les cas suivants :

En cas de coup de soleil ou de bronzage sur le visage, attendez qu'il s'atténue avant d'effectuer un test sur une zone dissimulée de votre corps (sous le menton, par exemple). Examinez de nouveau la zone après 3 jours pour vérifier l'absence de tout effet secondaire, puis commencez le traitement. Si vous avez effectué un traitement facial professionnel (tel qu'un peeling chimique, un traitement par fréquence laser/lumière/radio ou des comblements dermiques par injection) au cours des 3 derniers mois, veuillez consulter un médecin.

Si vous avez subi une chirurgie faciale (de type lifting ou implant facial) au cours des trois derniers mois ou si vous êtes toujours en cours de rétablissement, veuillez consulter votre médecin. Si vous prenez des médicaments entraînant une sensibilité au soleil ou que votre passé médical comporte des troubles de la peau, consultez votre médecin avant d'utiliser mē sur votre visage ou sur une toute autre partie de votre corps.

Veuillez vous reporter à la liste générale des contre-indications, que vous trouverez au début de ce manuel de l'utilisateur.

Avertissements



NE PAS utiliser l'appareil au-dessus des joues.



NE PAS utiliser l'épilateur ou le rasoir lorsque vous utilisez mē sur le visage.



NE PAS exposer au soleil les zones traitées pendant toute la durée du traitement. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant

Traitement avec mē

toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment de la peau, temporaire ou permanent.



NE PAS traiter l'orbite ou la zone autour des yeux.



NE PAS utiliser pour l'épilation des sourcils! Il est important d'éviter de traiter les sourcils par mégarde car les poils épilés risquent de ne pas repousser.



Pour les hommes, NE PAS traiter la zone de la barbe. Les résultats pourraient être inégaux.



NE PAS traiter les grains de beauté ou les marques de naissance. Protégez les petites zones de peau sensible tels que les grains de beauté, les marques de naissance, etc. en utilisant un eye-liner blanc. Pour les zones plus larges de peau sensible, utilisez un morceau de carton ou du papier épais pour couvrir la zone concernée et empêcher une exposition au traitement. Protégez les lèvres et le bord des lèvres en utilisant un eye-liner blanc.



NE PAS traiter une zone tatouée ou portant un maquillage permanent.



NE PAS traiter le cuir chevelu.





NE PAS traiter l'intérieur des narines ou des oreilles, ce sont des zones particulièrement délicates.

Évitez de traiter des zones recouvertes d'un duvet (poils fins et très minces), car cela pourrait entraîner une repousse des poils indésirable. Dans le cas peu probable où des changements de pigmentation apparaîtraient sur votre visage, veuillez cesser immédiatement le traitement et consulter votre médecin.



NE PAS utiliser de produits parfumés ou de maquillage pendant les heures qui suivent le traitement, cela pourrait entraîner une légère irritation. Si vous ressentez une douleur inhabituelle pendant le traitement, veuillez l'arrêter immédiatement. Des rougeurs temporaires peuvent apparaître sur la peau pendant les 24 heures qui suivent le traitement. Si les symptômes persistent pendant plus de 24 heures et/ou vous ressentez une gêne importante et/ou de graves effets secondaires se produisent, cessez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Traitement avec mē



Comment utiliser l'appareil

1. Nettoyez bien la peau et éliminez les poils sur la surface de la peau. Vous pouvez utiliser une pince à épiler, de la cire, un rasoir, etc., mais pas un épilateur.
2. Effectuez le traitement dans un environnement bien éclairé. Allumez votre appareil mē. Sélectionnez le niveau elös LOW (Faible), sur l'unité de base. L'appareil ne fonctionnera pas si vous ne choisissez pas un niveau de réglage d'énergie elös.
3. Utilisez les lunettes de protection ou de soleil. Il est recommandé de vous protéger les yeux car le traitement près de vos yeux peut causer une gêne temporaire.

Avec l'adaptateur de précision*

4. Retirez la plaque de protection de l'accessoire puis branchez l'adaptateur de précision. L'adaptateur de précision émet uniquement des impulsions uniques, au niveau de puissance souhaité.
5. Appuyez sur le bouton d'activation de la cartouche elös situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. Appuyez une fois sur le bouton d'activation elös pour émettre une seule impulsion.
6. Posez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter puis appuyez de nouveau sur le bouton d'activation elös pour émettre une nouvelle impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.

Sans l'adaptateur de précision

4. Appuyez sur le bouton d'activation elös, situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement


Traitement avec mē

l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. À la mise en contact avec la peau, une impulsion est émise. Retirez l'applicateur après l'impulsion.


5. Placez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter, émettez une nouvelle impulsion, puis retirez l'applicateur après l'impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.

Remarque : Commencez toujours par le niveau elōs LOW (faible). Si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elōs pour un résultat plus efficace.


Nettoyage et stockage de mē



1. Éteignez votre appareil mē en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur l'unité de base.



2. Reposez l'applicateur sur son socle, sur l'unité de base, et débranchez le câble électrique.



3. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool,

4. Si vous avez utilisé l'épilateur ou le rasoir mē : retirez le rasoir ou l'épilateur de l'applicateur et remettez la plaque de protection à la place. Nettoyez les accessoires avec une brosse de nettoyage. Il est conseillé d'utiliser également un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

5. Si vous avez utilisé l'adaptateur de précision mē : retirez l'adaptateur de précision de l'applicateur et remettez la plaque de protection à la place. Nettoyez la surface extérieure UNIQUEMENT avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

Nettoyage et stockage de mē

- Nettoyez la surface extérieure du système mē UNIQUEMENT avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Soins après traitement

Rincez délicatement la peau à l'eau tiède et séchez-la en tapotant.




NE PAS exposer les zones traitées au soleil. Attendez au moins 2 semaines après le traitement, avant d'exposer la partie traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposez au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment cutané, temporaire ou permanent.

Comment remplacer la elōs cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur de précision

Consultez notre site Web www.mepower.com, pour acheter une cartouche, un épilateur, un rasoir ou un l'adaptateur de précision de remplacement.



Lorsque l'indicateur de cartouche vide se met à clignoter, cela signifie que la cartouche elōs est presque vide et qu'il est temps que vous en achetiez une nouvelle. Lorsque l'indicateur est constamment allumé, cela signifie que la cartouche est vide et que vous devez la remplacer.



Remplacement de la cartouche elōs :

1. Vérifiez que l'appareil mē est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.



2. Retirez la cartouche usagée en tenant chaque extrémité de l'applicateur et en la tirant délicatement.

3. Sortez la nouvelle cartouche de son boîtier de protection. Évitez de toucher le verre. Des empreintes digitales ou des taches grasses empêcheraient la lumière de passer à travers le verre, réduisant ainsi les résultats du traitement.

4. Faites-la glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

5. Avant d'allumer l'appareil, l'applicateur doit être posé sur le socle de l'unité de base mē.

6. Allumez l'appareil mē.



Comment remplacer la elōs cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur de précision



1

Remplacement du rasoir mē, de l'épilateur ou de l'adaptateur de précision:


1. Vérifiez que l'appareil mē est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.
2. Retirez le capuchon de protection de l'applicateur en tirant doucement dessus.
3. Sortez le rasoir, l'épilateur ou l'adaptateur de précision de son boîtier de protection. Faites-le glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Avant d'allumer l'appareil, l'applicateur doit être posé sur le socle de l'unité de base mē.
6. Allumez l'appareil mē.



2



3



4

Mise au rebut des cartouches usagées

Étape n°1. Si vous ne disposez pas d'une nouvelle cartouche, remettez la plaque de protection à la place de la cartouche usagée afin de protéger les pièces internes du système.

Étape n°2. Veuillez respecter les réglementations en matière de mise au rebut des systèmes électriques en vigueur dans votre pays de résidence pour le recyclage ou la mise au rebut de votre unité de base, de l'applicateur ou de la cartouche jetable. Pour toutes questions, veuillez nous contacter sur le site Web www.mepower.com.



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

voyager avec mē

Le système mē a été conçu pour fonctionner à une tension universelle. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Il vous faudra néanmoins utiliser un adaptateur de prise, puisque les prises électriques murales varient selon les pays. Veillez à ce que le système mē ne se mouille pas durant vos déplacements. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide. Il est recommandé de protéger votre appareil mē durant vos déplacements. Vous pouvez acheter une pochette de voyage séparément, sur le site Web www.mepower.com.

Dépannage

Voyant	Signification	Que faire
Appareil		
Aucun voyant allumé	Le câble d'alimentation n'est pas branché	Branchez le câble d'alimentation
Tous les boutons de niveau de puissance (Faible, Moyen, Elevé)	Aucun niveau de puissance n'a été sélectionné	Sélectionnez un niveau de puissance. Le ventilateur de l'applicateur se met en marche indiquant que la cartouche est active
Le bouton d'activation de l'applicateur clignote	Le niveau de puissance a été sélectionné mais le bouton d'activation n'a pas encore été actionné.	Appuyez sur le bouton d'activation. Le ventilateur de l'applicateur se met en marche indiquant que la cartouche est active.
Le bouton de mise en marche est de couleur orange et clignote	Une erreur a été détectée	Redémarrez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant. Si le problème persiste, débranchez le câble d'alimentation puis attendez (quelques secondes) que les voyants s'éteignent. Rebranchez le câble d'alimentation puis allumez l'appareil. Si le voyant d'erreur est toujours allumé, essayez de passer sur une zone plus froide, dans une pièce à une température inférieure à 30°C, puis redémarrez l'appareil

Dépannage

Voyant	Signification	Que faire
Aucune impulsion ne se produit	1. Les barres de contact RF argentées ne sont pas en contact avec la peau, sur la zone de traitement 2. Le bouton d'activation n'a pas été actionné ou le niveau de puissance n'a pas été sélectionné	Pour que le système émette des flashes, assurez-vous de respecter les 3 conditions suivantes : niveau de puissance sélectionné, bouton d'activation actionné, barres de contact RF argentées sont en contact avec la peau
Le bouton de puissance, situé sur la base clignote	La fente de la cartouche est vide	Insérez une cartouche ou fermez la fente avec la plaque de protection
Le bouton d'activation de l'accessoire, situé sur la base, clignote	La fente de l'accessoire est vide	Insérez l'adaptateur de précision, ou l'accessoire (rasoir/épilateur), ou la plaque de protection
L'indicateur de niveau de la cartouche clignote	Le nombre d'impulsions restant dans la cartouche est peu élevé	Préparez une nouvelle cartouche
L'indicateur de niveau de la cartouche est constamment allumé	Il ne reste plus d'impulsions dans la cartouche	Insérez une nouvelle cartouche
Autre		
Des rougeurs apparaissent sur ma peau après le traitement	Il se peut que le traitement provoque des rougeurs sur la peau. Ces rougeurs disparaissent en général dans les 24 heures	Si les rougeurs persistent pendant plus de 24 heures après le traitement, cessez immédiatement d'utiliser le mē et consultez votre médecin ou le service client
Je remarque à peine l'épilation	Suivez scrupuleusement le protocole suggéré et respectez la durée de traitement recommandée	Les résultats varient d'une personne à l'autre, selon la zone traitée et en fonction du respect des instructions. Contactez le service client en cas de besoin
Je ressens des sensations de chaleur au moment des impulsions lumineuses. Est-ce normal ?	Il se peut que vous ressentiez des sensations de chaleur, de picotement et de démangeaison. Les sensations de gêne et de chaleur devraient diminuer	Si la gêne devient plus forte ou persiste pendant plus de 24 heures après le traitement, interrompez immédiatement le traitement et consultez votre médecin ou le service client

Si les problèmes persistent avec l'appareil mē, contactez le service client via le site Web www.mepower.com.

Garantie et service

Remarque : si vous avez reçu une note de garantie de votre distributeur local, elle prévaut sur les conditions de garantie ci-dessous

FR

Votre appareil mē est garanti contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an (ou comme indiqué par votre distributeur local) à partir de la date d'achat originale, dans des conditions normales d'utilisation. La cartouche est garantie 3 mois, à compter de la date d'achat ou de l'utilisation à 50 %, la première des deux prévalant. Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur au détail, possédant la preuve d'achat originale, et uniquement si l'appareil a été acheté auprès d'un détaillant ou d'un revendeur autorisé mē. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, contactez-nous, via

le site Web www.mepower.com, ou contactez votre distributeur local.

Iluminage Beauty Ltd. (« Iluminage ») se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par un produit comparable, actuellement disponible. Votre recours exclusif pour tout produit défectueux couvert par la cette garantie limitée est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. L'entière responsabilité de Iluminage pour tout produit défectueux ne doit en aucun cas dépasser le prix d'achat original du produit défectueux.

Cette garantie ne couvre pas les produits dont Iluminage détermine qu'ils ont été endommagés par ce qui suit : accident, mauvaise utilisation, abus ou altération, entretien par des personnes non autorisées, utilisation d'accessoires non autorisés ou l'utilisation autre que celle indiquée, la connexion à une tension incorrecte et/ou toute autre condition hors de contrôle de Iluminage .

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, Iluminage NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS DES DOMMAGES GÉNÉRAUX, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU INDIRECTS, DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE

Garantie et service

PAR LA LOI. LA GARANTIE FOURNIE DANS CE DOCUMENT EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE FOURNIE PAR Illuminage POUR LE PRODUIT ET ELLE REMPLACE TOUTE REPRÉSENTATION ET/OU GARANTIE, Y COMPRIS L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET À LA QUALITÉ MARCHANDE.

Les frais d'emballage et d'expédition du produit défectueux doivent être payés par l'acheteur du produit et l'emballage et l'expédition de retour seront payés par Illuminage sauf dans le cas où Illuminage détermine que le produit n'est pas défectueux ou n'est plus sous garantie, auquel cas l'emballage et les frais d'expédition seront à la charge de l'acheteur du produit.

Informations du fabricant

L'appareil mē est fabriqué par Illuminage Beauty Ltd. Illuminage Beauty se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits ou aux spécifications pour améliorer les performances, la fiabilité ou la fabrication. Les informations fournies par Illuminage Beauty sont considérées comme exactes et fiables. Cependant, Illuminage Beauty n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation. Aucune licence n'est accordée par son implication ou autrement, en vertu des droits de brevet ou d'un brevet de Illuminage Beauty. Aucune partie de ce document ne peut être produite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou autre, à toutes fins, sans l'autorisation écrite expresse de Illuminage Beauty.

Illuminage Beauty détient des brevets et des demandes de brevet, des marques, des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle couvrant le sujet du présent document. La remise de ce document ne donne aucun droit sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, sauf stipulation expresse contraire dans un accord écrit de Illuminage Beauty.

Les spécifications ont sujettes à changement sans préavis.

Pour plus d'informations sur le système mē, contactez le service clientèle, sur le site www.mepower.com.

Remarque : la conception du système peut changer sans préavis.

Informations du fabricant

Étiquettes et symboles

L'étiquette signalétique est collée sur la base de votre appareil mē. Elle indique le nom et l'adresse du fabricant, le numéro des pièces et de série du système, les spécifications électriques et les normes réglementaires auxquelles doit se conformer le système

FR



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



Déchet d'équipements électrique
et électronique (DEEE)



Suivre les instructions suivantes



Équipement de classe II



Niveau de protection contre la pièce
appliquée de type électrique BF.



Ne pas l'utiliser dans un
environnement humide.



Marque de Certification CE



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Niveau de protection contre la pénétration de l'eau : IPX2 ; IP22

Ce dispositif n'est pas adapté à une utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable avec de l'air, d'oxygène ou d'oxyde nitreux.

Informations du fabricant

Spectre lumineux : 550 – 1200 nm

Optique max. : 4J/cm²

Fréquence d'ondes RF : 6,78 MHz.

Puissance max. de radiofréquence : 5 watts

Fréquence de répétition de la lumière pulsée : jusqu'à 1,1 Hz (1 impulsion toute les 0,9 secondes)

Normes applicables :

Normes de sécurité

IEC/EN 60335-1:2010 5^e éd. / 2012

EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008

EN 60335-2-23: 2003

EN 60335-2-27: 2010

IEC 60601-1:2005 3^e éd. / EN 60601-1:2006 3^e éd.

IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2^e éd. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2^e éd.

IEC 60601-1-11:2010

SI 900 partie 1:2006 ; partie 2.8:2001 partie 2.23:2009

Normes EMC

EN 61000-6-1 : 2007

EN 61000-6-3: 2007+A1:2011

EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3 : 2008

EN 61000-3:2008

IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibilité

ISO 10993-1:2010

Norme MISC

IEC 62301 2^e éd. 2011-01;

Tension nominale : 100-240 VCA, 50-60 Hz

Dimensions et poids : 21,5 x 20 x 11 cm (l x L x h) 1 Kg

Informations du fabricant

Conditions de fonctionnement acceptables

Remarque : Le système ne fonctionne pas à une température supérieure à 30°C. Si le système a été stocké dans un endroit très humide, laissez-le sécher pendant une heure avant de l'utiliser.

Stockage et transport

Température	10°C - 55°C
Humidité	90 %, à 55°C
Pression	700-1060hPa
Fonctionnement :	
Température	10°C - 30°C
Humidité relative	Jusqu'à 80 % à 37°C
Altitude	Jusqu'à 3 900 m

Contact

En cas de problèmes avec le système mē ou si vous souhaitez plus d'informations sur le système mē, contactez le service clients, sur le site www.mepower.com.

Índice

Introducción	3
¿Cuál es el uso específico de mē? sistema mē	3 4
Información importante de seguridad	7
Cuándo no se debe usar mē /contraindicaciones	7
Advertencias	9
Posibles efectos secundarios y reacciones de la piel	10
Cómo usar su sistema mē	11
Prueba de sensibilidad de la piel	12
Tratamiento con mē	12
Limpieza y almacenamiento de mē	19
Cuidado post-tratamiento	20
Cómo reemplazar su cartucho/ afeitador/ depilador adaptador de precisión elōs	21
De viaje con mē	23
Solución de problemas	23
Garantía y servicio	25
Información del fabricante	26
Información de contacto	29

introducción

¡Felicitaciones por comprar su sistema mē! mē es un dispositivo innovador que puede ser usado en la comodidad y privacidad de su hogar para eliminar el vello con resultados permanentes.

mē es el único dispositivo de depilación permanente para el hogar que usa la patentada tecnología elōs y su seguridad y efectividad para todo tipo de piel están clínicamente comprobadas. Cómodo, fácil de usar y con solo minutos por tratamiento, usted ahora puede sentir la libertad de una piel sedosa y suave sin las complicaciones de las navajas y las ceras.

Antes de usar mē, visite nuestro sitio Web www.mepower.com y asegúrese de registrar su mē y ver nuestro video de demostración.

¿Cuál es el uso específico de mē?

Tono de piel

mē ha sido diseñado para su uso corporal en TODOS los tonos de piel (el color de la piel con el que usted nació).

Cuerpo y rostro:



Color del pelo

mē está indicado para su uso EN TODOS los colores de pelo.

Nota: Para resultados efectivos, el accesorio depilador es recomendado para el tratamiento corporal de pelo naturalmente rubio claro, rojo y blanco/gris. El accesorio depilador no debe ser usado en el rostro.

¿Cuál es el uso específico de mē?

Áreas del cuerpo

mē está indicado para su uso por hombres y mujeres en su pelo corporal debajo del cuello y para mujeres para su pelo facial debajo de la línea de la mejilla.

Nota: El tratamiento facial es diferente del corporal.
Asegúrese de leer por completo toda la guía de usuario antes de empezar.

sistema mē

su paquete mē incluye:

- sistema mē con la tecnología elōs
- un cartucho elōs (ya instalado)
- tapa protectora de accesorios (instalada)
- cable de alimentación

accesorios mē adicionales:

Vendidos por separado o incluidos con su sistema mē

- afeitador
- depilador
- adaptador de precisión
- cartucho elōs de repuesto

Para más detalles sobre los accesorios, visite www.mepower.com.

sistema mē

componentes de dispositivo (figura 1):

1. unidad base.
2. soporte.
3. panel de control con:
 - ⓪ botón de encendido
 - elōs botones de ajuste de energía elōs con tres niveles: Low [bajo] - Medium [medio] - High [alto]
 - 🗉 el indicador "Empty" ("vacío") muestra cuando el cartucho elōs se ha agotado y necesita ser reemplazado
 - ⓁⓂ botón de activación de accesorio
4. aplicador (pieza de mano con cable).
5. cartucho elōs con ventana de salida de luz y barras de radiofrecuencia para contacto.




Figura 1: sistema mē

sistema mē

componentes de aplicador (figura 2):

6. ventana de salida de luz.

7. barras plateadas de radiofrecuencia para contacto (ambas barras plateadas de radiofrecuencia deben estar en completo contacto con la piel para que los pulsos de luz parpadeen).

8. cartucho elōs: viene conectado al aplicador y está precargado con pulsos elōs. Usted necesitará reemplazar el cartucho cuando la luz indicadora "Empty" ("vacío") en la unidad base esté roja.

9. botón de activación elōs.

10. salida de enfriado.

11. tapa protectora de accesorio*

*Si usted no tiene un cartucho de reemplazo, asegúrese de haber colocado la tapa protectora elōs en lugar del cartucho usado. Esto tiene como fin proteger las partes internas del aplicador.




Figura 2: vista superior e inferior de aplicador

información importante de seguridad



Este símbolo aparece junto a la información acerca de posibles riesgos de seguridad.

El sistema mē no está diseñado para todo tipo de personas. Lea esta guía de usuario antes de usar el sistema mē. Asegúrese de obedecer todas las advertencias. No use el dispositivo si no es apropiado para usted (vea la sección de contraindicaciones a continuación). Si usted no entiende alguna advertencia o tiene preguntas, contacte nuestro centro de servicio al cliente visitando www.mepower.com.

cuándo no se debe usar mē /contraindicaciones



NO LO USE si la piel en el área que usted desea tratar está bronceada o quemada.

NO LO USE si su piel está bronceada debido a la exposición a la luz solar, camas de bronceado o cremas bronceadoras en la últimas dos semanas. El uso del dispositivo en la piel bronceadas o quemada puede resultar en un blanqueo u oscurecimiento temporales o incluso permanentes de la piel. Si usted no está seguro de si su piel está bronceada o quemada, **NO USE** el dispositivo por las próximas dos (2) semanas. Durante estas dos semanas.



NO EXPONGA AL SOL el área que usted desea tratar.

NO LO USE si usted es una mujer embarazada, tratando de concebir o lactando. mē no ha sido evaluado en mujeres embarazadas o lactantes.



NO LO USE si usted sufre de epilepsia, convulsiones o migrañas provocadas por la luz. Los destellos de energía pueden causar migrañas y dolores de cabeza severos.



NO LO USE en tatuajes, piel oscura o manchas negras (como pecas oscuras, marcas de nacimiento, lunares o verrugas). Los tatuajes o manchas negras pueden absorber demasiada energía luminosa, lo que puede causar una hinchazón de la piel, ampollas temporales o permanentes, o decoloración o blanqueo de la piel.



NO LO USE alrededor de los ojos, en la cabeza, orejas, pezones, genitales, o alrededor del ano. El uso en estas áreas puede causar hinchazón, ampollas, decoloración o blanqueo temporal de la piel.

cuándo no se debe usar mē/contraindicaciones



NO LO USE si usted es menor de 18 años. Aún se desconocen los efectos del uso de mē en menores de 18 años.



NO LO USE si usted tiene alguna afección dermatológica en el área de tratamiento, incluyendo acné, úlceras cutáneas, psoriasis, sarpullido, quemaduras, herpes simple, heridas o erupciones. Estas condiciones pueden hacer que la piel sea más sensible al tratamiento por luz y pueden incomodar o causar hinchazones, ampollas o infecciones en la piel. Espere que el área afectada esté sanada antes de usarlo. Si usted no está seguro de que se ha curado de su afección cutánea lo suficiente como para usar el dispositivo, consulte a su médico.



NO LO USE si usted tiene un historial de formación de cicatrices keloidales, una sensibilidad conocida a la luz (fotosensibilidad), o está tomando medicamentos que hacen que la piel sea más sensible a la luz, incluyendo agentes anti-inflamatorios no esteroideos (p. ej., aspirinas, ibuprofenos, acetaminofén [paracetamol]), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluorouracilo, Vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxiácidos (BHA), Retin-A, Accutane® y/o retinoides tópicos.



NO EXPONGA áreas tratadas al sol durante todo el período de tratamiento. Espere al menos dos semanas después del tratamiento final antes de exponer su piel al sol o broncearse con luz artificial. Incluso después de dos semanas, asegúrese de que la piel tratada no esté roja debido al tratamiento antes de exponerla al sol. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar durante el período de depilación. El no seguir esta advertencia puede resultar en hinchazón, ampollas, decoloración temporal o permanente, o blanqueo de la piel.



NO LO USE si usted tiene un implante activo, tal como un marcapasos, dispositivo de incontinencia, bomba de insulina, etc. El uso del sistema mē no ha sido evaluado en individuos con implantes activos y, por lo tanto, los efectos son desconocidos.



NO LO USE si usted ha sido tratado con Accutane® (isotretinoína) en los últimos seis (6) meses. Esto puede hacer que la piel sea más sensible al tratamiento de luz y puede causar que el tratamiento sea molesto o causar hinchazón, ampollas o infección a la piel.

advertencias



NO ABRA las cubiertas exteriores del dispositivo mē o del cartucho elōs o toque las partes internas. Esto es por su seguridad. No intente reparar su dispositivo mē. Tratar de abrir el mē puede dañar el dispositivo e invalidar su garantía. Póngase en contacto con nuestro servicio al cliente visitando www.mepower.com si usted tiene un dispositivo dañado o roto que necesite ser reparado. El no seguir estas advertencias puede causar una descarga eléctrica o electrocución.



NO USE el sistema mē en el lavabo/tina de baño/ducha o donde pueda llegar a tener contacto con líquidos o mojarse. Esto puede causar una descarga eléctrica.

Si el sistema cae en un líquido, desenchúfelo del tomacorriente inmediatamente. **NO SAQUE** el sistema del líquido hasta que esté desenchufado. No use el sistema de nuevo y contacte a nuestro centro de servicio al cliente.



NO SOSTENGA la ventana del aplicador de forma fija sobre un solo punto de la piel, haciendo destellar múltiples pulsos de luz sobre la piel. Hacerlo puede causar demasiado calor, pudiendo provocar hinchazón de la piel, ampollas, o cambios temporales o permanentes en el color de su piel. Luego de cada parpadeo, mueva lentamente la ventana de tratamiento a un punto adyacente de la piel. Espere al menos 10 segundos antes de volver a un punto tratado de la piel.



NO USE el mē si cualquiera de las piezas muestra señales de daños. Esto puede causar lesiones.



NO CUBRA ninguna ranura de ventilación durante el uso, ya que éstas ayudan a mantener frío al dispositivo durante la operación. El cubrir las ranuras de ventilación puede resultar en el sobrecalentamiento del dispositivo.



¡MANTÉNGALO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! mē es un dispositivo potente y no debe ser usado por nadie menor de 18 años.

advertencias



NO DEJE el mē sin atender cerca a los niños, ya que los cables presentan un riesgo de estrangulamiento y asfixia. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.



NO LO USE si su piel es sensible a la luz. Esta condición puede hacer que el tratamiento por luz sea incómodo o causar hinchazón, ampollas o infecciones. Para determinar si usted puede usar el mē , lleve a cabo una prueba en un área pequeña de la piel. Luego, espere 30 minutos para ver si su piel reacciona de alguna forma. Solo si no hay reacciones de la piel y esta se ve normal, entonces usted podrá usar el mē.



Vea los pasos para la prueba en la página 12.



NO USE el mē en ningún área donde usted quiera que su pelo crezca nuevamente.

NO USE el sistema en una temperatura ambiente de más de 30°C (86°F).

Si el sistema se calienta, puede no funcionar adecuadamente y causar lesiones.

posibles efectos secundarios y reacciones de la piel

El uso de mē puede causar efectos secundarios.


Estas reacciones son poco usuales y desaparecen en poco tiempo.

sin embargo, todo tratamiento cosmético implica un cierto grado de riesgo.

Si cualquiera de las siguientes reacciones aparece, asegúrese de detener el tratamiento y consultar a su médico: cambios de color o textura de la piel que puedan ser permanentes, enrojecimiento sustancial de la piel, picazón en el área tratada, brote de acné, ampollas o quemaduras en la piel, cicatrices permanentes, pérdida de tejido cutáneo, o si siente un dolor inusual.


cómo usar su sistema mē

ES



configuración de mē


1. Limpie la ventana de emisión de luz del cartucho con una toallita húmeda sin alcohol o tela suave. Esto se hace para retirar peløs y polvo de la ventana de tratamiento.



2. Conecte el cable de alimentación al sistema mē.

3. Coloque el sistema mē en una mesa o área cerca a un tomacorriente. Retire todos los líquidos del área.

4. Asegúrese de que el aplicador esté colocado en su soporte antes de encender el mē.



5. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de pared.

6. Presione el botón de encendido para encender el sistema. Espere a que la luz indicadora en el botón de encendido se torne verde.

Ahora el sistema está listo para ser usado.



7. Ajuste el nivel de energía deseado, Low (bajo), Medium (medio) o High (alto).


8. El cartucho está pre-cargado con pulsos para su uso. Cuando el indicador "Empty" ("vacío") empiece a parpadear, quiere decir que quedan pocos pulsos en su cartucho y que se debe preparar uno nuevo. Cuando el indicador esté encendido, usted debe reemplazar su cartucho.

Nota: Empiece con el nivel eløs LOW (bajo). Si se siente cómodo, puede incrementar el nivel eløs para mejores resultados.

prueba de sensibilidad de la piel

Si va a usar el sistema por primera vez o en una nueva área del cuerpo, seleccione un área pequeña cerca al área que usted quiere tratar, con el propósito de llevar a cabo una prueba de sensibilidad de la piel. Use el nivel LOW (bajo) de elős. Siga las instrucciones de tratamiento a continuación, pero asegúrese de emitir solo dos o tres pulsos. Luego del tratamiento de prueba, espere 30 minutos y vea si su piel reacciona de alguna forma. Si luego de 30 minutos la piel aparenta estar normal, usted está listo para llevar a cabo un tratamiento completo.

tratamiento con mē



Cuerpo:

Paso 1. Para su conveniencia, usted puede usar los accesorios depilador o afeitador mē para retirar pelo. Si lo hace, no habrá necesidad de preparaciones antes del tratamiento. Sólo asegúrese de que el pelo no sea más largo que 0.5 cm. Retire la tapa protectora e inserte en su lugar el cartucho depilador o afeitador.

Si no usa el sistema afeitador o depilador mē designado, afeite los pelős con una navaja o afeitadora eléctrica. Asegúrese de que la tapa protectora (incluida) esté insertada. El sistema no funcionará si la tapa protectora o el accesorio depilador/afeitador no están en su lugar.


Paso 2. Lave su piel y séquela con una toalla.

Paso 3. Presione el botón elős en la base para seleccionar el nivel elős apropiado (Low [bajo], Medium [medio] y High [alto]). Presione el botón elős de nuevo para ir de Low [bajo] a Medium [medio] y nuevamente para ir de Medium [medio] a High [alto]. Para volver al nivel Low [bajo] usted debe volver a presionar el botón elős.

Se recomienda empezar en Low [bajo] e ir hacia un nivel elős más alto si usted se siente cómodo.



tratamiento con mē




Paso 4. Si usted también usa el afeitador/ depilador designado, presione una sola vez el botón de activación del accesorio en el panel de control para que el mecanismo del afeitador/ depilador funcione a baja velocidad. Si lo desea, vuélvalo a presionar para hacer funcionar el depilador a una velocidad alta. El cartucho del afeitador opera solo al nivel de velocidad 1.



Paso 5. Retire el aplicador de su base.

Paso 6. Presione el botón de activación de elōs ubicado en el aplicador. Usted oírā el ventilador dentro del aplicador.



Paso 7. Coloque delicadamente el aplicador sobre su piel, de manera que las dos barras de radiofrecuencia estēn haciendo contacto por completo con su piel. El mē emitirā pulsos.

Nota: el aplicador no funcionará a menos que ambas barras plateadas de radiofrecuencia toquen la piel.

Paso 8. Luego de cada destello, deslice lentamente el aplicador al siguiente punto próximo en la piel, en un movimiento lento y continuo.

Nota: El aplicador se apagará de forma automática si no es usado por 30 segundos. Para volver a encender el aplicador, presione el botón activador de elōs ubicado en el aplicador.

NO SOSTENGA la ventana del aplicador de forma fija sobre un solo punto de la piel y haga destellar múltiples pulsos de luz sobre el mismo punto de la piel. El hacerlo puede causar que se acumule bastante calor, pudiendo provocar hinchazón de la piel, ampollas, o cambios temporales o permanentes en el color de su piel. Luego de cada destello, mueva el aplicador a un punto diferente de su piel.

Espere al menos 10 segundos antes de volver a un punto tratado de la piel.

tratamiento con mē


Paso 9. Para resultados efectivos, mē debe ser usado al menos de acuerdo a los tiempos de tratamiento indicados a continuación. Los tiempos de tratamiento recomendados son mínimos y pueden variar de acuerdo al estado fisiológico del usuario. Recomendamos ver que cada área de tratamiento sea cubierta por 2 ó 3 pulsos:



2 minutos



1 minuto
por axila



2 minutos
por área de bikini



3 minutos
por brazo



10 minutos
por pierna entera



2 minutos
por hombro



5 minutos
por abdomen



10 minutos
por pecho



12 minutos
por espalda



Consejos: al usar el sistema en áreas difíciles de tratar (p. ej., las axilas), aplique el aplicador en dos direcciones: de derecha a izquierda y de arriba a abajo para una cobertura completa.


Usted puede tratar todas las áreas del cuerpo durante la misma sesión de tratamiento.

Pautas para los tratamientos

Es normal ver aún pelos luego de los primeros tratamientos. Para mejores resultados, los tratamientos deben ser realizados una vez a la semana por las primeras siete (7) veces. Realizar tratamientos de mantenimiento adicionales mensuales, luego de los primeros siete (7) tratamientos, ayudará a que los resultados duren más tiempo.



tratamiento con mē



Rostro:

Retirar los pelōs no deseados del rostro es muy distinto a retirar los pelōs no deseados de otras partes del cuerpo. El dispositivo mē est diseado para retirar pelo facial debajo de la lnea de la mejilla, incluyendo las reas de bigote/ labio superior, patillas, mandbula y barbilla/cuello. El dispositivo mē no est destinado para tratar cejas o pelōs dentro de las fosas nasales u orejas. Asegurese de leer esta seccion detenidamente antes de empezar a tratar su pelo facial el dispositivo mē. Al tratar el pelo facial, se recomienda

usar el adaptador de precision. El adaptador de precision ha sido diseado para adaptarse a las reas de tratamiento ms pequenas y delicadas del rostro. Cuando el adaptador de precision es conectado a su aplicador, entrega energa en el modo de pulso simple al nivel de energa deseado. El adaptador de precision puede ser adquirido junto con el mē, o por separado como accesorio. El diseo del adaptador de precision puede cambiar.

Tono de piel

mē es adecuado para todo tipo de piel.

Rostro:



Nota: Si lo desea puede tratar el rostro con mayor frecuencia: hasta 2 o 3 veces por semana durante 6 semanas. Puede ser necesario realizar tratamientos adicionales para obtener resultados ptimos.

informacion general acerca del retiro del pelo facial

El pelo del rostro difiere del de otras reas del cuerpo en su fisiologa. Sus ciclos de crecimiento son diferentes, y sus caractersticas tales como grosor, color y profundidad de fliculo son diferentes del pelo corporal. El rostro es ms sensible a la depilacion debido a su sensibilidad nerviosa en algunas de sus reas. La piel del rostro y cuello es ms propensa a exponerse diariamente a la radiacion ultravioleta del sol y, por tanto, puede ser ms sensible que otras partes de su cuerpo.

tratamiento con mē

Nota: No se recomienda que los hombres traten la barba ya que puede crear resultados disparejos, los cuales pueden producir cambios en las características faciales que pueden no ser deseados.

cuándo no se debe usted usar mē en el rostro

Si la piel de su rostro está quemada por el sol o bronceada, espere a que la quemadura o el bronceado desaparezcan antes de llevar a cabo un pulso de prueba en un área oculta (por ejemplo, bajo la barbilla). Evalúe el área luego de tres días para asegurarse de que no ocurran efectos secundarios, y solo así empiece el tratamiento. Si usted ha sido sometido a un tratamiento facial profesional (como depilación química, tratamiento de láser/luz/radiofrecuencia o inyección de rellenos dérmicos) en los últimos tres meses, consulte a su médico. Si usted ha sido sometido a una cirugía facial (como estiramiento o implante facial) en los últimos tres meses o antes de completar el sanado, consulte a su médico. Si usted toma cualquier medicamento que pueda provocar sensibilidad ante los rayos solares, o tiene un historial de cualquier enfermedad de la piel, consulte a su médico antes de usar mē en el rostro o en cualquier otra parte del cuerpo.

Consulte la lista general de contraindicaciones al inicio de esta guía del usuario.

advertencias



NO LO USE por encima de la línea de la mejilla.



NO USE los accesorios de depilación o afeitado al usar mē en el rostro.



NO EXPONGA áreas tratadas al sol durante todo el período de tratamiento. Espere al menos dos semanas después del tratamiento final antes de exponer su piel al sol o broncearse con luz artificial. Incluso después de dos semanas, asegúrese de que la piel tratada no esté roja debido al tratamiento antes de exponerla al sol. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar (de por lo menos SPF 30) durante el período de depilación. El no seguir esta advertencia

tratamiento con mē

puede resultar en hinchazón, ampollas, decoloración temporal o permanente, o blanqueo de la piel.



NO TRATE la cuenca del ojo o alrededor del área ocular.



¡NO LO USE para darle forma a las cejas! Es importante evitar un tratamiento accidental de las cejas ya que cualquier pérdida de pelo probablemente sea permanente.



NO TRATE el área de la barba, si usted es hombre. Esto puede crear resultados no deseados.



NO TRATE lunares o marcas de nacimiento. Proteja las áreas pequeñas de piel sensible tales como lunares, marcas de nacimiento, etc., usando un delineador blanco. Para áreas más grandes de piel sensible, use una pieza de cartón o papel grueso para cubrir el área afectada y prevenir la exposición al tratamiento. Proteja los labios y el margen de los labios usando un delineador blanco.



NO TRATE tatuajes o maquillaje permanente.



NO TRATE el cuero cabelludo.



NO TRATE dentro de las fosas nasales u orejas, ya que son áreas delicadas.

Evite tratar áreas que solo contengan vello (pelo muy delgado y fino, también conocido como "pelusa de melocotón"), ya que esto puede resultar en un rebrote no deseado de pelo. En el caso muy poco probable de que usted vea cambios pigmentados en su rostro, detenga el tratamiento y consulte a su médico.




NO USE maquillaje o productos perfumados por varias horas luego del tratamiento, ya que esto puede causar una leve irritación. Si ocurre un dolor inusual durante el tratamiento, usted debe detenerlo inmediatamente. El enrojecimiento temporal de la piel puede ocurrir por hasta 24 horas luego del tratamiento. Si los síntomas persisten por más de 24 horas y/o usted siente una incomodidad significativa y/o experimenta cualquier efecto secundario severo, detenga el tratamiento y consulte a su médico.


tratamiento con mē



3



3



5



6

Cómo usarlo:

1. Limpie su piel y retire el pelo de la superficie de la piel. Usted puede retirar el pelo de su rostro con pinzas, cera, máquina de afeitar, etc., pero no con un depilador.
2. Use un entorno con abundante luz ambiental. encienda su dispositivo mē. seleccione el nivel elōs LOW (bajo) en la unidad base. El dispositivo no funcionará si usted no selecciona una configuración elōs.
3. Si la luz del destello elōs le resulta demasiado brillante puede ponerse gafas de sol o gafas de protección para estar más cómodo.

Con adaptador de precisión*

4. Retire la tapa protectora de accesorio y conecte el adaptador de precisión. El adaptador de precisión permitirá que el sistema emita sólo un pulso cada vez.
5. Presione el botón de activación del cartucho elōs en el aplicador para encender el aplicador. Posicione delicadamente el aplicador en el área que usted desea tratar. Presione una vez el botón de activación elōs para emitirán.
6. Vuelva a posicionar el aplicador en el área siguiente a ser tratada y presione nuevamente el botón de activación elōs para emitir otro pulso. Repita estos pasos previos hasta que usted haya cubierto toda el área del rostro. Espere al menos diez (10) segundos antes de que usted repita el tratamiento en un mismo punto.

tratamiento con mē

Sin adaptador de precisión

4. Presione el botón de activación elōs en el aplicador para encender el aplicador. Posicione delicadamente el aplicador en el área que usted desea tratar. Al contacto se emitirán pulsos. Retire el aplicador luego de un pulso único.

5. Reposicione el aplicador en el área siguiente a ser tratada. Otro pulso será emitido. Retire el aplicador luego de un solo pulso. Repita estos pasos previos hasta que usted haya cubierto toda el área del rostro. Espere al menos diez (10) segundos antes de que usted repita el tratamiento en un mismo punto.


Nota: siempre comience en el nivel LOW (bajo) de elōs. Si se siente cómodo, usted puede incrementar el nivel elōs para mejores resultados.

limpieza y almacenamiento de mē




1

1. Apague el sistema presionando el botón Power (encendido/apagado) en la unidad base.
2. Coloque el aplicador en su soporte de la unidad base y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.



2

3. Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con un paño húmedo sin alcohol o tejido suave.
4. Si usted ha usado el depilador o afeitador mē designado: retire el afeitador o depilador del aplicador y coloque en su lugar la tapa protectora. Use un cepillo de limpieza para limpiar los accesorios. Se recomienda usar una tela suave o una toallita húmeda sin alcohol para la limpieza.



3

limpieza y almacenamiento de mē

5. Si usted ha usado el adaptador de precisión mē designado: retire el adaptador de precisión del aplicador y coloque en su lugar la tapa protectora.
Limpie la superficie externa usando SOLO un paño suave seco o una toallita húmeda sin alcohol.
6. Limpie la superficie externa del sistema mē usando SOLO un paño suave seco o una toallita húmeda sin alcohol.
7. Guarde el sistema en un lugar fresco y seco, LEJOS del alcance de los niños.

ES

cuidado post-tratamiento

Enjuague delicadamente su piel con agua tibia y séquela con golpecitos suaves.



No exponga las áreas tratadas al sol. Espere al menos dos (2) semanas después del tratamiento antes de exponer su piel al sol o broncearse con luz artificial. Incluso después de dos semanas, asegúrese de que la piel tratada no esté roja debido al tratamiento antes de exponerla al sol. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar durante el período de depilación. El no seguir esta advertencia puede resultar en hinchazón, ampollas, decoloración temporal o permanente, o blanqueo u oscurecimiento de la piel.

cómo reemplazar su elõs cartucho/afeitador/ depilador/adaptador de precisión

Visite nuestro sitio Web www.mepower.com para comprar un cartucho, depilador, afeitador o adaptador de precisión de repuesto.




Cuando el indicador "Empty" ("vacío") empiece a parpadear, quiere decir que su cartucho elõs está casi vacío y que es hora de comprar uno nuevo. Cuando el indicador está constantemente encendido, quiere decir que el cartucho está vacío y que usted necesita reemplazarlo.



1


Reemplazo de su cartucho elõs:

1. Asegúrese de que el sistema mē esté apagado y que el cable esté desenchufado del tomacorriente.



2


2. Retire el cartucho usado del aplicador sujetando ambos lados del cartucho y sacándolo delicadamente.



4

3. Saque el nuevo cartucho de su contenedor protector. Evite tocar el vidrio. Las huellas dactilares o grasa de su piel interfieren con el paso de la luz a través del vidrio y esto reducirá el rendimiento del tratamiento.

4. Deslice delicadamente el nuevo cartucho dentro del aplicador hasta que usted sienta que haga "clik" en su lugar.




5

5. Coloque el aplicador en el soporte de la unidad base antes de encender el sistema mē.

6. Encienda el sistema mē.

cómo reemplazar su elōs cartucho/afeitador/ depilador/adaptador de precisión



1

Reemplazo de su afeitador, depilador mē o adaptador de precisión:

1. Asegúrese de que el sistema mē esté apagado y que el cable esté desenchufado del tomacorriente.



2

2. Retire la tapa protectora del aplicador jalándola delicadamente.


3. Retire el afeitador, depilador o adaptador de precisión de su contenedor protector. Deslícelo en el aplicador delicadamente hasta que usted sienta que haga "clic" en su lugar.



3

4. Coloque el aplicador en el soporte de la unidad base antes de encender el sistema mē.

6. Encienda el sistema mē.



4

Eliminación de los cartuchos usados

Paso 1. Si usted no tiene un nuevo cartucho, asegúrese de colocar la tapa protectora en el lugar del cartucho usado para proteger las piezas internas del sistema.

Paso 2. Obedezca las reglas de su localidad respecto al desecho de sistemas eléctricos al reciclar o deshacerse de su unidad base, pieza de mano o cartucho desechable. Si tiene preguntas, contáctenos visitando www.mepower.com.

mepower.com.



Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

de viaje con mē

El sistema mē está diseñado con voltaje universal. Esto quiere decir que usted puede usar el sistema en todo el mundo. Necesitará usar un adaptador para el enchufe, ya que los tomacorrientes varían de acuerdo al país. Asegúrese de que el sistema mē no se moje durante el viaje. No use el sistema en un entorno mojado. Se recomienda proteger su dispositivo mē durante sus viajes. Se puede adquirir un estuche para viajes en www.mepower.com.

solución de problemas

Indicador	Qué quiere decir	Qué hacer
Dispositivo		
Las luces no están encendidas	El cable de alimentación no está conectado	Conecte el cable de alimentación
Todos los botones de ajuste de energía están parpadeando (High [alto] - Medium [medio] - Low [bajo])	No se seleccionó un nivel de energía	Seleccione un nivel. El ventilador del aplicador empezará a soplar, indicando que el cartucho está activo
El botón de activación en el aplicador está parpadeando	El nivel de energía fue elegido, pero el botón de activación aún no ha sido presionado	Presione el botón de activación. El ventilador del aplicador empezará a soplar, indicando que el cartucho está activo
El botón de encendido está parpadeando con luz naranja	Se ha detectado un error	Reinicie el sistema apagándolo y encendiéndolo. Si el problema continúa, desenchufe el cable del tomacorriente y espere a que todas las luces se apaguen (dentro de algunos segundos). Luego reconecte el cable de alimentación y encienda el sistema. Si la luz de error aún está encendida, trate desplazándose a un área más fría, con una temperatura de menos de 30°C/ 86°F y reinicie el sistema
No salen destellos	1. Las barras plateadas de contacto de radiofrecuencia no están en contacto con la piel en el área de tratamiento 2. El botón de activación no está presionado o el nivel de energía no ha sido seleccionado	Para que el sistema destelle pulsos, se deben cumplir con tres condiciones: nivel seleccionado, botón de activación presionado, barras plateadas de radiofrecuencia en contacto con la piel

solución de problemas

Indicador	Qué quiere decir	Qué hacer
El botón de energía en la base está parpadeando	La ranura del cartucho está vacía	Inserte el cartucho o la tapa protectora
El botón de activación de accesorio en la base está parpadeando	La ranura del accesorio está vacía	Inserte el adaptador de precisión o accesorio (afeitador/depilador), o tapa protectora
El nivel de cartucho Empty ("vacío") está parpadeando	La cantidad de pulsos restantes en el cartucho es baja	Tenga un nuevo cartucho a la mano
El nivel de cartucho Empty ("vacío") está constantemente encendido	No quedan más pulsos en el cartucho	Inserte un nuevo cartucho
Otros		
Mi piel está roja luego del tratamiento	La piel puede tomarse roja como resultado del tratamiento. Este enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas	Si el enrojecimiento persiste por más de 24 horas luego de un tratamiento, deje de usar mē y contacte a su médico o a nuestro centro de soporte al cliente
Casi no hay nada de reducción de pelo	Asegúrese de seguir el protocolo sugerido y utilizar los tiempos de duración de tratamientos sugeridos	Los resultados reales varían de persona a persona, dependiendo del área del cuerpo tratada y de que las instrucciones hayan sido seguidas correctamente. Contacte al centro de soporte al cliente para obtener ayuda
Siento algo de calor cuando aplico los pulsos de luz. ¿Es esto normal?	Usted puede sentir calor, hormigueo o picazón. Se espera que este calor e incomodidad sean de leves a moderados	Si el malestar es severo e intenso, o si persiste por más de 24 horas luego del tratamiento, deje de usar mē y contacte a su médico o al centro de soporte al cliente

ES

Si aún tiene problemas con el sistema mē contacte al Centro de Soporte al Cliente visitando www.mepower.com.

garantía y servicio

Nota: si usted recibió una notificación de garantía de su distribuidor local, esta prevalecerá por sobre los términos de garantía siguientes

Su dispositivo mē está garantizado para que funcione libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año (u otro período según lo indique su distribuidor) a partir de la fecha original de compra y bajo uso normal. La garantía del cartucho es por tres (3) meses a partir de la fecha de compra o por el 50% de su uso, lo que ocurra primero. Esta garantía se extiende sólo al comprador inicial con una prueba de compra original que sólo haya sido hecha a un minorista o revendedor autorizado mē. Si el producto presenta defectos durante el plazo de la garantía, contáctenos visitando www.mepower.com o llamando a su distribuidor local.

Iluminage Beauty Ltd. ("Iluminage ") se reserva el derecho de reemplazar un producto defectuoso con el producto más comparable disponible en el momento. Su solución exclusiva para cualquier producto defectuoso cubierto por esta garantía limitada se limita a la reparación o reemplazo del producto defectuoso. La responsabilidad total de Iluminage para cualquier producto defectuoso no deberá en ningún caso exceder el precio original de compra del producto defectuoso. Esta garantía no cubre productos determinados por Iluminage como dañados por: accidente, mal uso, abuso o alteración, reparación por personas no autorizadas, uso con accesorios no autorizados u otro uso que no sea el indicado, conexión a voltaje o amperaje incorrectos y/o cualquier otra condición que va más allá del control de Iluminage .

EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY, Iluminage NO DEBERÁ SER RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO RESULTANTE DEL USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE - HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA PROPORCIONADA POR Iluminage PARA EL PRODUCTO Y REEMPLAZA CUALQUIER REPRESENTACIÓN Y/O GARANTÍA, INCLUYENDO LA IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR Y COMERCIALIZACIÓN.

garantía y servicio

Los gastos de embalaje y envío del producto defectuoso deberán ser pagados por el comprador del producto, y el embalaje y envío de retorno deberán ser pagados por Iluminage, excepto en el caso de que Iluminage determinara que el producto no es defectuoso o no está bajo garantía, en cuyo caso los gastos de embalaje y envío correrán por cuenta del comprador del producto.

información del fabricante

El sistema mē es fabricado por Iluminage Beauty Ltd. Iluminage Beauty Ltd. se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos o especificaciones para mejorar el rendimiento, confiabilidad o manufacturabilidad. La información suministrada por Iluminage Beauty se considera exacta y confiable. Sin embargo, Iluminage Beauty no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga ninguna licencia por su implicación o de otro modo bajo ninguna patente o derechos de patente de Iluminage Beauty. Ninguna parte de este documento puede ser producida o transmitida de ninguna forma por ningún medio, electrónico o mecánico, por ningún motivo, sin el expreso consentimiento por escrito de Iluminage Beauty.

Iluminage Beauty tiene patentes y aplicaciones de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que cubren aspectos de este documento. El suministro de este documento no otorga ninguna licencia a estas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual excepto por lo indicado expresamente en cualquier acuerdo por escrito con Iluminage Beauty.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información acerca del sistema mē, contacte a nuestro centro al cliente visitando www.mepower.com

Nota: el diseño del sistema puede cambiar sin previo aviso.

información del fabricante

Etiquetas y símbolos

La etiqueta de placa de identificación está adherida a la parte inferior de su sistema mē. Muestra el nombre y la dirección del fabricante, el número de parte y de lote del sistema, los requisitos eléctricos y los estándares regulatorios con los que el diseño del sistema debe cumplir.

ES



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)



Siga las instrucciones de operación



Equipo Clase II



Grado de protección contra
descarga eléctrica: aparato tipo BF



No usar en entornos mojados



Marca CE



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Nivel de protección contra ingreso de agua: IPX2; IP22

El dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

información del fabricante

Espectro de luz: 550 nm – 200 nm

Óptico máximo: 4J/cm²

Frecuencia de onda RF: 6.78 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 5 W

Tasa de repetición de pulso de luz: Hasta 1.1 Hz (1 pulso cada 0.9 segundos)

Estándares aplicables:

Estándares de seguridad:

IEC/EN 60335-1:2010 5th Ed. / 2012

EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008

EN 60335-2-23: 2003

EN 60335-2-27: 2010

IEC 60601-1:2005 3ra Ed. / EN 60601-1:2006 3ra Ed.

IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2da Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2da Ed.

IEC 60601-1-11:2010

SI 900 parte 1:2006; parte 2.8:2001; parte 2.23:2009

Estándares EMC

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3: 2007+A1:2011

EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 61000-3:2008

IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibilidad

ISO 10993-1:2010

Estándar MISC

IEC 62301 2da Ed. 2011-01;

Clasificación eléctrica: 100 V a 240 V AC; 50 Hz a 60 Hz

Dimensiones: 21.5 cm [Ancho] x 20cm [Largo] x 11cm [Alto]. Peso: 1 Kg

información del fabricante

Condiciones ambientales aceptables

Nota: el sistema no funcionará en una habitación con una temperatura mayor de 30°C (86°F). Si el sistema fue almacenado en un entorno con alta humedad, déjelo secar por una hora antes de su uso.

Condiciones ambientales aceptables

Almacenamiento y transporte

Temperatura	10°C - 55°C (50°F - 131°F)
Humedad	90% a 55°C (131°F)
Presión	700-1060hPa
Operación:	
Temperatura	10°C - 30°C (50°F - 86°F)
Humedad relativa	hasta 80% a 37°C (99°F)
Altitud	hasta 3,900 m (13,000 pies)

información de contacto

Si tiene problemas al usar el sistema mē o desea más información sobre el sistema mē, contacte a nuestro centro de soporte al cliente visitando www.mepower.com.

Índice remissivo

Introdução	3
Qual é o uso pretendido para mē? mē sistema	4
Informação de segurança importante	7
Quando não usar o mē /contraindicações	7
Avisos	9
Possíveis efeitos secundários e reacções de pele	10
Como usar o seu mē sistema	11
Teste de sensibilidade da pele	12
Tratar com mē	12
Limpeza e armazenamento mē	19
Cuidados de pós-tratamento	20
Como substituir o seu elōs cartucho/ barbeador/ depilador/ Adaptador de precisão	21
Viajar com mē	23
Resolução de problemas	23
Garantia e serviço	25
Informações do fabricante	26
Informações de contacto	29

introdução

Parabéns pela compra do seu sistema mē! mē é um dispositivo inovador que pode ser usado no conforto e na privacidade da sua casa na remover de pêlos para resultados permanentes.

O mē é o único dispositivo de remoção de pêlos doméstico a utilizar a tecnologia elōs patenteada, a qual foi clinicamente comprovada como sendo segura e eficaz em todos os tons de pele. Com este tratamento suave, fácil de utilizar e que demora apenas alguns minutos, agora pode experimentar a liberdade de uma pele sedosa e suave, sem o transtorno da depilação com lâmina e cera.

Antes de usar mē, visite a nossa página web em www.mepower.com e certifique-se que regista o seu me e veja o nosso vídeo de demonstração.

Qual é o uso pretendido para mē?

Tom de pele

mē destina-se para uso no corpo e rosto em TODOS os tons de pele (a cor de pele com que você nasceu).

Corpo e rosto:



Cor dos cabelos

mē destina-se para uso na mais ampla gama de cores de cabelo.

Nota: Para obter resultados eficazes, é recomendado o acessório de depiladora para tratamento de corpo de cabelo loiro, vermelho e branco/cinza natural.

O acessório depilador não deve ser usado na face

Qual é o uso pretendido para mē?

Áreas do corpo

mē é para ser usado por mulheres e homens em pêlo corporal abaixo do pescoço e por mulheres com pêlos no rosto abaixo da linha das bochechas.

Nota: Tratamento facial é diferente de tratamento corporal. Certifique-se que lê o manual na totalidade antes de começar

mē sistema

o seu pacote mē inclui:

- mē sistema alimentado por elōs tecnologia
- um elōs cartucho (já instalado)
- Tampa protectora acessória (já instalada)
- cabo de alimentação
- Manual do utilizador

acessórios mē adicionais:

Vendido separadamente ou incluído com o seu mē sistema

- barbeador
- depilador
- adaptador de precisão
- cartucho de elōs substituição

Para mais detalhes sobre acessórios, vá para www.power.com **me**.

mē sistema

componentes do dispositivo (Figura 1):

1. unidade de base.
2. suporte.
3. painel de controlo com:
 - ⏻ botão de alimentação
 - ⌚ elōs botōes de configuraçō de energia com 3 nīveis de energia: Baixa - Média - Alta
 - 🗨 o indicador vazio mostra quando o elōs cartucho acabou e precisa de ser substituído
 - 🔋 Botō de activaçō de acessōrios
4. aplicador (peça de mōo com cabo).
5. elōs Cartucho com janela de saída de luz e barras de contacto de RF.




Figura 1: mē sistema

mē sistema

componentes do aplicador (Figura 2):

6. janela de saída de luz.
7. Barras de contacto de RF prateadas (as duas barras prateadas RF devem estar em completo contacto com a pele para as luzes pulsadas piscarem).
8. elos cartucho: Vem instalado no aplicador e está pré-carregado com elos impulsos.
Terá de substituir o cartucho quando a luz indicadora Vazio na unidade de base estiver vermelha.
9. elos botão de activação.
10. tomada de refrigeração.
11. tampa protectora acessória. *

* Se não tiver um cartucho de substituição – certifique-se que coloca a elos tampa protectora em vez do cartucho usado. Isso é para proteger as partes internas do aplicador.





Figura 2: Vista superior e inferior do aplicador

Informação de segurança importante

 Este símbolo aparece ao lado de informações sobre possíveis riscos de segurança.


O mē sistema não foi projectado para todos. Por favor, leia este manual do utilizador antes de utilizar o mē sistema. Certifique-se que cumpre todos os avisos. Não utilize o aparelho se não for apropriado para si (ver secção contra-indicações abaixo). Se não entender alguma das advertências ou tiver alguma dúvida, entre em contacto com o apoio ao cliente em www.mepower.com.

quando não usar o mē / contraindicações


 **NÃO** usar se a pele, na área que deseja tratar, estiver bronzada ou queimada.


NÃO usar se a sua pele estiver bronzada devido à exposição solar, camas de bronzamento ou cremes de bronzamento nas últimas 2 semanas. A utilização deste equipamento em pele bronzada ou queimada pode resultar em clareamento ou escurecimento, temporário ou mesmo permanente, da pele. Se não tiver a certeza se a sua pele está bronzada ou queimada,

NÃO utilize o aparelho nas próximas 2 semanas. Durante essas 2 semanas,

 **Não** exponha a área que pretende tratar ao sol.

NÃO utilize se estiver grávida, a tentar engravidar ou a amamentar. Omē não foi testado em mulheres grávidas ou a amamentar.

 **NÃO UTILIZE** se tiver epilepsia ou convulsões induzidas por luz ou enxaquecas crónicas. Os clarões de energia podem provocar enxaquecas e dores de cabeça graves.

 **NÃO** usar em tatuagens, manchas escuras castanhas ou pretas (tais como sardas escuras, marcas de nascença, pintas ou verrugas). Tatuagens ou manchas escuras podem absorver muita energia de luz que pode causar inchaço, bolhas na pele temporárias ou permanentes ou descoloração da pele ou clareamento da pele.

NÃO utilize nas orelhas, pescoço, mamilos, genitais ou em volta do ânus. Usar nestas áreas pode causar inchaço da pele, bolhas, ou descoloração da pele temporária ou clareamento da pele.



quando não usar o mē /contraindicações



NÃO usar se tiver menos de 18 anos. Os efeitos do uso mē neste grupo etário são desconhecidos.

NÃO utilize se tiver qualquer doença cutânea na zona de tratamento, incluindo acne, úlceras, psoríase, eczema, queimaduras, herpes simples, feridas ou uma erupção cutânea. Estas condições podem tornar a pele mais sensível ao tratamento de luz e poderia tornar o tratamento desconfortável ou causar inchaço da pele, bolhas ou infecção. Espere que a área afectada cure antes de usar. Se não tiver a certeza se a sua condição de pele está suficientemente curada para usar o dispositivo, por favor consulte o seu médico.



NÃO usar o dispositivo se tiver um histórico de formação de cicatriz quelodial, uma conhecida sensibilidade à luz (fotossensibilidade) ou estiver a tomar medicação, o que torna a pele mais sensível à luz, incluindo agentes anti-inflamatórios não-esteróides, (por exemplo, aspirina, ibuprofeno, acetaminofeno), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazídicos, diuréticos, sulfonilureia, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vimblastina, griseofulvina, ácidos Alpha-Hydroxi (AHAs), Beta-Hydroxi ácidos (BHAs), Retin-A, Accutane ou retinóides.



NÃO expor áreas tratadas ao sol durante todo o período de tratamento. Espere pelo menos 2 semanas após o tratamento final antes de expor a pele tratada ao sol ou a bronzear com luz artificial. Mesmo depois de 2 semanas, certifique-se que a pele a ser tratada não está vermelha por causa do tratamento, antes de a expôr ao sol. Não se esqueça de proteger cuidadosamente a pele tratada com protetor solar durante todo o período de remoção de cabelo. O não cumprimento deste aviso pode resultar em inchaço, bolhas, descoloração temporária ou permanente da pele ou clareamento da pele.



NÃO use se tiver um implante ativo, tais como um pacemaker, dispositivo de incontinência, bomba de insulina, etc. O uso do mē não foi testado em indivíduos com implantes ativos, e, portanto, os efeitos são desconhecidos.



NÃO usar se tiver sido tratado com Accutane® (isotretinoína) nos últimos 6 meses. Isto pode tornar a pele mais sensível ao tratamento de luz e poderia tornar o tratamento desconfortável ou causar inchaço da pele, bolhas ou infecção.

advertências



NÃO abra a capa exterior do mē ou toque nas partes internas. Isto é para sua segurança. Não tente reparar o seu dispositivo mē. Tentar abrir o mē também pode danificar o dispositivo e anulará a garantia. Entre em contacto com o Apoio ao Cliente em www.mepower.com, se tiver um dispositivo avariado ou danificado com necessidade de reparação. O não cumprimento destas advertências pode causar electrocussão ou choque eléctrico.



NÃO usar o mē sistema no lavatório/ banheira/ chuveiro ou onde possa entrar em contacto com líquidos ou molhar-se. Isso pode causar choque eléctrico.

Se o sistema cair em líquidos, desligue-o imediatamente. Não remova o sistema do líquido até estar desligado. Não use o sistema novamente e entre em contacto com o Apoio ao Cliente.



NÃO mantenha a janela do aplicador imóvel sobre um local da pele e aplique vários impulsos de luz na pele. Isso pode causar muito calor e pode resultar em inchaço da pele, bolhas, ou alterações temporárias ou permanentes na cor da sua pele. Após cada flash, mover a janela de tratamento lentamente para um ponto da pele vizinha. Antes de regressar a um ponto da pele previamente tratado, aguarde pelo menos 10 segundos.



NÃO use mē se quaisquer peças mostrarem sinais de danos. Isso pode resultar em lesões.



NÃO cubra quaisquer orifícios de ventilação durante a utilização, dado que estes ajudam a manter o dispositivo frio durante o funcionamento. Se cobrir os orifícios de ventilação pode provocar o sobreaquecimento do dispositivo.



MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS! mē é um dispositivo poderoso e não deve ser usado por qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos.

advertências



NÃO deixar mē sem vigilância perto de crianças, pois os cabos representam um risco de asfixia. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.



NÃO usar se a sua pele for sensível à luz. Essa condição poderia tornar o tratamento com luz desconfortável ou causar inchaço na pele, bolhas ou infecção. A fim de determinar se o pode usar mē, faça um teste numa zona pequena de pele. De seguida, espere 30 minutos para ver se desenvolve quaisquer reacções cutâneas. Só se não houver reacções cutâneas e a pele parecer normal, é que pode usar mē.

Veja os passos para testar na página 12.



NÃO use mē em qualquer área onde possa querer que o pêlo volte a crescer.



NÃO usar o sistema em temperatura ambiente acima dos 86° F (30 ° C). Se o sistema aquecer, pode não funcionar correctamente e pode causar ferimentos.



possíveis efeitos secundários e reacções de pele

Uso de mē pode resultar em possíveis efeitos secundários.

Estas reacções são raras e devem resolver-se dentro de um curto espaço de tempo.

No entanto, cada tratamento cosmético pode envolver algum grau de risco. Com qualquer uma das reacções a seguir indicadas, certifique-se que interrompe o tratamento e consulta o seu médico: mudanças de cor ou textura na pele que possam ser permanentes, vermelhidão substancial da pele, comichão na área tratada, surto de acne, bolhas ou queimaduras da pele, cicatrizes ou perda de tecido da pele ou se ocorrer uma dor incomum permanente.

como usar o seu mē sistema



configurar mē o


1. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um pano de limpeza humedecido sem álcool ou tecido macio. Isto serve para remover quaisquer cabelos ou pó da janela de tratamento.
2. Ligue o cabo de alimentação ao sistema mē .
3. Coloque o sistema mē numa mesa ou numa área perto de uma tomada eléctrica. Afaste qualquer líquido da área.
4. Certifique-se que o aplicador é colocado na cavidade antes de ligar o mē.
5. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica na parede.
6. Pressione o botão de alimentação para ligar o sistema. Espere até que o indicador luminoso no botão de alimentação fique verde. O sistema está agora pronto a ser utilizado.
7. Defina o nível desejado de energia como baixa, média ou alta.
8. O cartucho está pré-carregado com pulsos para utilização. Quando o indicador vazio começar a piscar, significa que só tem alguns impulsos disponíveis no seu cartucho e deve preparar um novo. Quando o indicador estiver no vazio, deve substituir o seu cartucho.

Nota: Comece com o nível elōs baixo, se se sentir confortável pode aumentar o nível elōs para melhores resultados

teste de sensibilidade da pele

Se estiver a utilizar o sistema pela primeira vez ou numa nova zona corporal, escolha uma pequena zona próxima da que pretende tratar para efectuar um teste de sensibilidade cutânea. Utilize o nível BAIXO do elös. Siga as instruções de tratamento abaixo, mas certifique-se de emitir apenas 2-3 impulsos. Depois do teste cutâneo, aguarde 30 minutos e verifique a existência de qualquer tipo de reacção na sua pele. Se após 30 minutos a pele parecer normal, então está pronto para realizar um tratamento completo.


tratamento com mē



Corpo:

Passo 1. Para sua comodidade, pode usar o mē depilador ou acessórios de barbear para remover pêlos. Se o fizer, não há necessidade de preparativos antes do tratamento, certifique-se apenas que o pêlo não tem mais de 0,5 cm. Remova a tampa protectora, e insira o cartucho depilador ou barbeador.

Se não usar os acessórios do sistema barbeador ou depilador mē designado, rape os pêlos com uma lâmina de barbear ou máquina de barbear eléctrica. Certifique-se de que a tampa de protecção (existente) está inserida. O sistema não funcionará se a tampa de protecção ou acessório depilador/ máquina de barbear não estiver colocada.



Passo 2. Limpe a pele e seque com uma toalha.

Passo 3. Pressione o botão elös na base para seleccionar o nível elös adequado (baixo, médio ou alto). Prima de novo o botão elös para mover de baixo para médio e novamente de médio para alto. A fim de voltar à definição baixa deve pressionar novamente o botão elös. Recomenda-se iniciar em baixa e passar para um nível elös superior, se se sentir confortável.

tratamento com mē



4


Passo 4. Se usar o barbeador/ depilador designado, pressione o botão de accionamento de acessórios no painel de controlo uma vez para executar o mecanismo depilador em baixa velocidade. Se desejar, pressione-o novamente para executar a depiladora em alta velocidade. O cartucho de barbeador funciona apenas no nível de velocidade 1.

Passo 5. Retire o aplicador da base.



6

Passo 6. Pressione o botão de activação elōs que se encontra situado no aplicador. Vai ouvir o ventilador dentro do aplicador.



7

Passo 7. Coloque suavemente o aplicador na sua pele, para que as duas barras de contacto de RF plateadas estejam totalmente em contacto com a pele. O mē irá emitir impulsos.

Nota: O aplicador não irá funcionar se as barras de contacto de RF plateadas não estiverem ambas a tocar na pele.

Passo 8. Após cada flash, deslize o aplicador lentamente para o próximo ponto vizinho sobre a pele, movendo-o num movimento lento e contínuo.

Nota: O aplicador irá desligar-se automaticamente se não for utilizado durante 30 segundos. Para ligar novamente o aplicador, pressione o botão de activação elōs situado no aplicador.

NÃO mantenha a janela do aplicador imóvel sobre um local da pele e aplique vários impulsos de luz no mesmo local na pele. Isso pode causar muito calor e pode resultar em inchaço da pele, bolhas, ou alterações temporárias ou permanentes na cor da sua pele. Após cada flash, mover o aplicador para um ponto da pele diferente.

Aguarde pelo menos 10 segundos antes de voltar a uma zona de pele previamente tratada.

tratamento com mē

Passo 9. Para resultados eficazes, mē deve ser utilizado de acordo com os tempos de tratamento indicados abaixo.

Os tempos mínimos de tratamento recomendados abaixo podem variar de pessoa para pessoa. Recomendamos ver que cada área de tratamento é coberta por 2-3 impulsos:



2 minutos



1 minuto por axila



2 minutos por área de biquini



3 minuto por braço



10 minutos por perna inteira



2 minuto por ombro



5 minuto por abdômen



10 minuto por peito



12 minuto por costas



Dicas: Ao usar o sistema em áreas de tratamento difícil (por exemplo, nas axilas) aplicar o aplicador em duas direcções: esquerda/direita e para cima/baixo para uma cobertura completa.


Pode tratar todas as zonas corporais durante a mesma sessão de tratamento.

Directrizes para tratamentos

É normal ver pêlos após os primeiros tratamentos. Para obter melhores resultados, os tratamentos devem ser realizados uma vez por semana durante as primeiros 7 vezes. Realizar tratamentos adicionais de manutenção mensal, após os primeiros 7 tratamentos, ajudará os resultados de remoção do pêlo a durar mais tempo.



tratamento com mē



Cara:

Remoção de pêlos indesejados do rosto é muito diferente de remoção de pêlos indesejados de outras partes do corpo. O mē dispositivo destina-se a remover cabelo facial a partir da linha da face para baixo, incluindo as áreas de bigode/lábio superior, patilhas, mandíbula e queixo/área superior do pescoço. O dispositivo mē não foi concebido para tratar as sobrancelhas, os pêlos do nariz ou cabelo nas orelhas. Por favor, certifique-se que lê esta secção cuidadosamente antes de começar a remover pêlos faciais com o seu mē. Ao tratamento pêlos faciais, recomenda-se usar o adaptador de precisão. O adaptador de precisão foi

projectado para acomodar áreas de tratamento menores e mais delicadas do rosto. Quando o adaptador de precisão for anexado ao seu aplicador, proporciona energia no modo de impulso único no nível de energia desejado. O adaptador de precisão pode ser comprado com o mē ou separadamente como acessório. O design do adaptador de precisão pode mudar.

Tom de pele

mē é apropriado para todos os tons de pele.

Cara:



Nota: As áreas faciais podem ser tratadas com mais frequência até 2 - 3 vezes por semana durante 6 semanas se desejado. Podem ser necessários tratamentos adicionais para obter melhores resultados.

informações gerais sobre depilação facial

O cabelo do rosto difere de outras áreas do corpo na sua fisiologia. Os seus ciclos de crescimento são diferentes, tais como a espessura, cor e profundidade do folículo são diferentes dos pêlos do corpo. O rosto é mais sensível para remoção de pêlos devido à sensibilidade dos nervos em algumas das suas áreas. A pele do rosto e pescoço é mais susceptível de ser diariamente exposta à radiação UV do sol e, portanto, pode ser mais sensível que outras partes do seu corpo.

tratamento com mē

Nota: Para homens não é aconselhável tratar a barba, pois pode criar resultados desiguais, que podem produzir alterações nas características faciais que podem não ser desejáveis

quando não deve usar mē na face



Se a sua pele facial estiver queimada ou bronzeadada, espere até a queimadura solar ou bronzeado desaparecer antes de realizar um impulso de teste numa área escondida (ou seja, sob o queixo). Avaliar a área depois de 3 dias para garantir que não ocorreram efeitos secundários e só então iniciar o tratamento.



Caso tenha sido submetido a qualquer tratamento facial profissional (como um peeling químico, tratamento de laser/luz/rádio frequência ou enchimentos dérmicos injectáveis) nos últimos 3 meses, por favor consulte o seu médico.



Se foi submetido a qualquer cirurgia facial (como face-lift, implante facial) nos últimos três meses ou antes da cura completa, por favor consulte o seu médico.



Se estiver a tomar algum medicamento que cause sensibilidade ao sol ou tenha uma história de quaisquer doenças de pele, consulte o seu médico antes de usar mē na cara ou qualquer outra área do corpo.

Por favor consulte a lista geral de contra-indicações no início deste manual do utilizador.

advertências



NÃO usar acima da linha da bochecha.



NÃO usar os acessórios do depilador ou barbeador ao usar mē no rosto.



NÃO expor áreas tratadas ao sol durante todo o período de tratamento. Espere pelo menos 2 semanas após o tratamento final antes de expor a pele tratada ao sol ou a bronzear com luz artificial. Mesmo depois de 2 semanas, certifique-se que a pele a ser tratada não está vermelha por causa do tratamento, antes de a expôr ao sol. Não se esqueça de proteger cuidadosamente a pele tratada com protetor solar (pelo menos SPF 30)

tratamento com mē

durante todo o período de remoção de pêlos. O não cumprimento deste aviso pode resultar em inchaço, bolhas, descoloração temporária ou permanente da pele ou clareamento da pele.



NÃO tratar a órbita ocular ou ao redor da área do olho.



NÃO usar para rapar as sobrancelhas! É importante evitar tratar acidentalmente as sobrancelhas pois é provável que qualquer perda de cabelo seja permanente.



NÃO tratar a área da barba nos homens. Isso pode criar resultados indesejáveis de remoção de pêlos.



NÃO tratar em áreas com pintas ou manchas de nascença. Proteger pequenas áreas de pele sensível, tais como verrugas, marcas de nascença, etc. usando um delineador branco. Para áreas maiores de pele sensível, use um pedaço de papel grosso ou papelão para cobrir a área afectada e evitar a exposição ao tratamento. Proteger os lábios e a margem do lábio usando um delineador branco.



NÃO tratar tatuagens ou maquilhagem definitiva.



NÃO tratar o couro cabeludo.



NÃO tratar dentro das narinas ou ouvidos pois estas áreas são delicadas.



Evitar tratar áreas que contêm apenas penugem (cabelo fino, muito fino, também chamado de "penugem de pêssego"), pois isso pode resultar em recrescimento de pêlos indesejáveis. No caso improvável de ver alterações pigmentadas na sua cara, por favor, pare o tratamento e consulte o seu médico.



NÃO usar produtos perfumados ou maquilhagem, durante várias horas após um tratamento, pois isso pode causar ligeira irritação. Se ocorrer dor incomum durante o tratamento, deve parar o tratamento imediatamente. Pode ocorrer vermelhidão temporária da pele até 24 horas após o tratamento. Se os sintomas persistirem mais de 24 horas, e/ou sentir desconforto significativo e/ou encontrar quaisquer efeitos secundários graves, interrompa o tratamento e consulte o seu médico.


tratamento com mē

Como usar:

1. Limpe a pele e remova os pêlos na superfície da pele. Pode remover os pêlos no seu rosto com uma pinça, cera, máquina de barbear, etc, mas não com uma depiladora.
2. Use o delineador branco para esconder áreas que não devem ser tratadas como as bordas dos seus lábios e manchas faciais.



3




3

3. Se achar a luz do flash elös muito brilhante, pode usar óculos de sol ou óculos de proteção para o seu conforto.

Com um adaptador de precisão*

4. Remover o acessório tampa de protecção e ligue o adaptador de precisão. O adaptador de precisão permitirá que o sistema emita apenas impulsos únicos com o nível desejado de energia.



5

5. Prima o botão de activação do cartucho elös no aplicador para ligar o aplicador. Posicione suavemente o aplicador na zona que pretende tratar. Pressione uma vez o botão de activação elös para emitir um único impulso.



6

6. Reposicione o aplicador na zona seguinte a tratar e pressione novamente o botão de activação elös para emitir outro impulso. Repita os passos anteriores até ter coberto toda a zona facial. Aguarde pelo menos 10 segundos antes de tratar novamente o mesmo local.

Sem um adaptador de precisão

4. Prima o botão de activação elös no aplicador para ligar o aplicador. Posicione suavemente o aplicador na zona que pretende tratar. Em caso de contacto - será emitido

tratamento com mē

um impulso. Remova o aplicador após o impulso único.

5. Reposicione o aplicador sobre a próxima área a ser tratada, será emitido outro impulso, remova o aplicador após o impulso único. Repita os passos anteriores até ter coberto toda a zona facial. Aguarde pelo menos 10 segundos antes de tratar novamente o mesmo local.

Nota: Comece sempre com o nível elōs baixo. Se se sentir confortável pode aumentar o nível elōs para melhores resultados


PT

Limpeza e armazenamento mē




1

1. Desligue o sistema, pressionando o botão de alimentação na unidade de base.



2

2. Coloque o aplicador na cavidade na unidade base e desligue o cabo da tomada eléctrica.



3

3. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um pano de limpeza com base não alcoólica molhado ou um tecido macio.

4. Se tiver usado a depiladora ou máquina de barbear mē designada: Retire o barbeador ou depiladora do aplicador e coloque a tampa de protecção. Use uma escova de limpeza para limpar os acessórios. Recomenda-se usar um tecido macio ou uma toalhita húmida com base não alcoólica para limpeza.

5. Se tiver usado o adaptador de precisão mē designado: Retire o adaptador de precisão do aplicador e coloque a tampa de protecção.

Limpeza e armazenamento mãe

Limpe a superfície exterior utilizando APENAS um pano macio seco ou um toalhete húmido com base não alcoólica.

6. Limpe a superfície exterior do sistema mãe utilizando APENAS um pano macio seco ou um toalhete húmido com base não alcoólica.
7. Guarde o sistema num local fresco e seco FORA do alcance das crianças.

cuidado pós-tratamento

Enxague suavemente a pele com água morna e seque.



Não exponha ao sol as áreas tratadas. Espere pelo menos 2 semanas após o tratamento antes de expor a pele tratada ao sol ou a bronzear com luz artificial. Mesmo depois de 2 semanas, certifique-se que a pele a ser tratada não está vermelha por causa do tratamento, antes de a expôr ao sol. Não se esqueça de proteger cuidadosamente a pele tratada com protetor solar durante todo o período de remoção de cabelo. O não cumprimento deste aviso pode resultar em inchaço, bolhas, descoloração temporária ou permanente da pele ou clareamento ou escurecimento da pele.

Como substituir o seu elõs cartucho/ barbeador/ depilador/ adaptador de precisão elos

Visite o nosso site em www.mepower.com para comprar um cartucho, depilador, barbeador ou adaptador de precisão de substituição.




Quando o indicador de cartucho vazio começar a piscar, significa que o seu cartucho elõs está quase vazio e que está na altura de comprar um novo. Quando o indicador estiver constantemente ligado, significa que o cartucho está vazio e que tem de o substituir.




Substituir o cartucho de elõs:

1. Certifique-se de que o sistema mē está desactivado e de que o cabo está desligado da tomada de parede eléctrica.




2. Retire o cartucho usado do aplicador segurando ambos os lados do cartucho e puxando-o suavemente para fora.



3. Retire o novo cartucho do seu recipiente protector. Evite tocar no vidro. As dedadas ou óleo da sua pele interferem com a passagem da luz pelo vidro, reduzindo a eficácia do tratamento.

4. Deslize suavemente o novo cartucho para dentro do aplicador até escutar um "clique" que indica que este está colocado correctamente.



5. Coloque o aplicador no suporte da unidade de base antes de ligar o sistema mē.

6. Ligue o sistema mē.

Como substituir o seu elõs cartucho/ barbeador/ depilador/ adaptador de precisão elõs



1

Substituindo o seu barbeador, depilador mē designado ou adaptador de precisão:



2

1. Certifique-se de que o sistema mē está desactivado e de que o cabo está desligado da tomada de parede eléctrica.


2. Retire a tampa protectora do aplicador puxando-a suavemente para fora.



3

3. Retire a máquina de barbear, depiladora ou adaptador de precisão do seu recipiente protector. Deslize suavemente para dentro do aplicador até escutar um "clique" que indica que este está colocado correctamente.

4. Coloque o aplicador no suporte da unidade de base antes de ligar o mē.



4

5. Ligue o sistema mē.

PT

Eliminação de cartuchos usados

Passo 1. Caso não disponha de um cartucho novo, certifique-se de que coloca a tampa protectora no local do cartucho para proteger as peças interiores do sistema.

Passo 2. Cumpra as regulamentações locais para eliminação de sistemas eléctricos quando reciclar ou eliminar a sua unidade de base, peça manual ou cartucho descartável. Se tiver dúvidas, contacte-nos em www.mepower.com.



Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

viajar com o mē

O sistema mē foi concebido com tensão universal. Isto significa que pode utilizar o sistema em todo o mundo. Terá de utilizar um adaptador para a ficha, uma vez que as tomadas de parede eléctricas variam de país para país. Certifique-se de que o sistema mē não se molha durante a viagem. Não usar em ambiente húmido. É aconselhável proteger o seu dispositivo mē enquanto viaja. Pode ser comprada separadamente uma mala de viagem em www.mepower.com.

resolução de problemas

Indicador	O que isso significa	Como reagir
Dispositivo		
Não existem luzes acesas	O cabo de alimentação não está ligado	Ligue o cabo de alimentação
Todos os botões de configuração de energia eIos estão a piscar (alta-média-baixa)	Não foi seleccionado qualquer nível de energia eIos.	Seleccionar um nível eIos. A ventoinha do aplicador começará a funcionar, indicando que o cartucho está activo
O botão de activação de eIos no aplicador está a piscar	O nível de energia eIos foi seleccionado mas o botão de activação de eIos ainda não foi pressionado.	Pressione o botão de activação de eIos . A ventoinha do aplicador começará a funcionar, indicando que o cartucho eIos está activo
O botão liga/ desliga está a piscar na cor laranja	Foi detectado um erro	Reinicie o sistema desligando-o e ligando-o novamente. Se o problema persistir, desligue o cabo de alimentação e espere que todas as luzes se desliguem (vários segundos). Em seguida, ligue novamente o cabo de alimentação e ligue o sistema. Se a luz de erro continuar acesa, experimente mover o dispositivo para uma área mais fresca com uma temperatura ambiente inferior a 30 °C/86 °F e reinicie o sistema.
Não saem flashes	1. As barras de contacto com a pele proteadas RF não estão em contacto com a pele na área de tratamento. 2. eIos o botão de ativação não está pressionado ou o nível de energia eIos não foi seleccionado.	Para que o sistema dê impulsos, certifique-se de que cumpre as 3 condições: eIos nível seleccionado, o botão de activação eIos foi pressionado, as barras de contacto de pele proteadas RF estão em contacto com a pele

resolução de problemas

Indicador	O que isso significa	Como reagir
O botão de energia elôS na base está a piscar.	A ranhura do cartucho está vazia	Introduza um cartucho ou uma tampa protectora
O botão de activação de acessórios na base está a piscar	A ranhura para acessórios está vazia	Insira o adaptador de precisão, ou o acessório (barbeador/depiladora) ou uma tampa de protecção.
O indicador de nível do cartucho vazio está a piscar	A quantidade de impulsos restantes no cartucho elôS é baixo	Preparar um novo cartucho para estar à mão
O indicador de nível do cartucho vazio está constantemente ligado	Não restam mais impulsos no cartucho elôS	Insira um novo cartucho elôS
Outro		
A minha pele ficou vermelha depois do tratamento	A pele pode tornar-se vermelha em consequência do tratamento. Esta vermelhidão geralmente desaparece no prazo de 24 horas	Se a vermelhidão persistir mais de 24 horas após um tratamento, suspenda o uso de mē e contacte o seu médico ou o apoio ao cliente
Mal vejo qualquer pêlo redução	Certifique-se de seguir o protocolo sugerido e usar o tempo de duração do tratamento sugerido	Os resultados reais irão variar de pessoa para pessoa, dependendo da área do corpo a ser tratada e se as instruções forem seguidas correctamente. Contacte o nosso apoio ao cliente para ajuda
Sinto calor quando aplico os flashes de luz. É normal?	Pode sentir calor, formigueiro ou comichão. Espera-se que este desconforto e calor seja até moderada	Se o desconforto for grande/ intenso ou persistir mais de 24 horas após um tratamento, suspenda o uso de mē e contacte o seu médico ou o apoio ao cliente

Se ainda tiver problemas com o sistema mē, contacte o apoio ao cliente em www.mepower.com.

garantia e serviço

Nota: se receber uma Garantia do seu distribuidor local, esta prevalecerá sobre as condições de garantia apresentadas a seguir.

O seu dispositivo mē possui garantia contra defeitos de material e mão-de-obra por um período de 1 ano (ou de outra forma indicado pelo seu distribuidor local) a partir da data de compra original em condições de utilização normal. A garantia do cartucho é de 3 meses a partir da data da compra ou uso de 50%-o que acontecer primeiro. Esta garantia só abrange o comprador revendedor original com a prova de compra original e apenas quando comprado a um retalhista ou revendedor mē autorizado. Se o produto ficar defeituoso dentro do período de garantia, contacte-nos em

www.mepower.com ou o seu distribuidor local.

Illuminage Ltd. ("Illuminage") reserva-se o direito de substituir um produto defeituoso pelo produto mais semelhante disponível no momento. O seu único recurso para qualquer produto defeituoso coberto por esta garantia limitada está limitado à reparação ou substituição do produto defeituoso. A responsabilidade total da Illuminage relativamente a qualquer produto defeituoso não excederá, em circunstância alguma, o preço de compra original do produto defeituoso.

Esta garantia não abrange produtos que a Illuminage determine tenham sido danificados por qualquer uma das seguintes situações: acidente, utilização indevida, utilização abusiva ou alteração, reparação por pessoas não autorizadas, utilização com acessórios não autorizados ou utilização de outra forma que não a indicada, ligação a uma corrente ou tensão incorrecta e/ou quaisquer outras condições para além do controlo da Illuminage.

NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, A Illuminage NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO OU MAU USO DESTE PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER DANO GERAL, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENTES DANOS - O MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. A GARANTIA FORNECIDA NESTE DOCUMENTO É A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA FORNECIDA PELA Illuminage PARA O PRODUTO E SUBSTITUI QUALQUER REPRESENTAÇÃO E/OU GARANTIA, INCLUINDO A ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR E COMERCIALIZAÇÃO.

garantia e serviço

Os custos de embalagem e envio do produto defeituoso serão pagos pelo comprador do produto e a devolução da embalagem e expedição serão pagas pela Illuminage, excepto no caso da Illuminage determinar que o produto não está defeituoso ou não está coberto pela garantia, em cujo caso a embalagem e os custos de transporte serão a cargo do comprador do produto.

informações do fabricante

O sistema mē é fabricado pela Illuminage Ltd. A Illuminage reserva-se o direito de fazer alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, fiabilidade ou a capacidade de fabrico. As informações fornecidas pela Illuminage são acreditadas como precisas e fiáveis. No entanto, a Illuminage não se responsabiliza pelo seu uso. Não é concedida nenhuma licença pela sua implicação ou de outra forma sob quaisquer direitos de patentes ou patentes da Illuminage. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer formato ou por nenhum meio, electrónico ou outro, para nenhum fim, sem a permissão por escrito da Illuminage.

A Illuminage tem patentes e pedidos de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual abrangendo o assunto neste documento. O fornecimento deste documento não dá qualquer licença a essas patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto conforme expressamente fornecido em qualquer contrato escrito da Illuminage. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para mais informações sobre o sistema mē, entre em contacto com o Apoio ao cliente em www.mepower.com.

Nota: O design do sistema pode ser alterado sem notificação prévia

informações do fabricante

Rótulos e símbolos

A etiqueta da placa de identificação encontra-se colada na parte inferior do seu sistema mãe. Esta apresenta o nome e morada do fabricante, os números de peça e de lote do sistema, normas eléctricas e de regulamentação com as quais o sistema foi concebido para cumprir.



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



REEE - Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos



Siga o manual de instruções



Classe II equipamento



Grau de protecção contra peça
elétrica aplicada tipo BF



Não usar em ambiente húmido



Marca CE



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Grau de protecção contra a entrada de água: IPX2; IP22

A utilização deste dispositivo não é adequada na presença de uma mistura anestésiante inflamável com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso.

informações do fabricante

- Espectro de luz: 550 – 1200 nm
- Óptica máx: 4J/cm²
- Frequência de ondas de RF: 6,78 MHz
- Máx potência de radiofrequência: 5 watts
- Taxa de repetição de luz pulsada - até 1,1 Hz (1 pulso a cada 0,9 segundo)
- Normas aplicáveis:

Normas de segurança

- IEC/EN 60335-1:2010 5ª Ed. / 2012
- EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2010
- IEC 60601-1:2005 3ª Ed. / EN 60601-1:2006 3ª Ed.
- IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2ª Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995 +A13:1996 2ª Ed.
- IEC 60601-1-11:2010
- SI 900 parte 1:2006; parte 2.8:2001; parte 2.23:2009

Normas EMC

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3:2008
- IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibilidade

- ISO 10993-1:2010

Norma MISC

IEC 62301 2ª Ed. 2011-01;

Classificação eléctrica: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Dimensões e peso 21,5 x 20 x 11 cm (L x C x A) 1 Kg

informações do fabricante

Condições ambientais aceitáveis

Nota: O sistema não funcionará numa sala com temperatura acima de 86° F (30° C). Se o sistema foi armazenado em alta humidade, deixe secar durante uma hora antes de usar

PT

Condições ambientais aceitáveis

Armazenamento e transporte

Temperatura	10°C - 55°C (50°F- 131°F)
-------------	---------------------------

Humidade	90% a 55° c (131°F)
----------	---------------------

Pressão	700-1.060 hPa
---------	---------------

Operação:

Temperatura	10°C - 30°C (50F- 86°F)
-------------	-------------------------

Humidade relativa	até 80% a 37°C (99°F)
-------------------	-----------------------

Altitude	até 3.900 m (13.000 pés)
----------	--------------------------

Informações para contacto

Se tiver qualquer problema a usando o sistema mē ou gostaria de obter mais informações sobre o sistema mē, entre em contacto com o Apoio ao cliente em www.mepower.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Bestimmungsgemäße Verwendung des mē	3
mē System	4
Wichtige Sicherheitshinweise	7
Wann dürfen Sie das mē nicht verwenden/Gegenanzeigen	7
Warnhinweise	9
Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen	10
So handhaben Sie Ihr mē-System	11
Hautempfindlichkeitstest	12
Behandlung mit dem mē	12
Reinigen und Lagern des mē	19
Pflege nach der Behandlung	20
Auswechseln von elös-Patrone/ Rasierer/ Epilator/ Precisie-adapter	21
Mit dem mē auf Reisen	23
Fehlersuche	23
Garantie und Service	25
Herstellerangaben	26
Kontaktinformationen	29

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres mē-Systems! mē ist ein innovatives Gerät, mit dem Sie in der vertrauten Atmosphäre Ihres eigenen Heims dauerhafte Haarentfernungsergebnisse erzielen können.

mē ist das einzige Heimgerät zur dauerhaften Haarentfernung, das auf der patentierten elōs-Technologie basiert und für alle Hauttöne klinisch als sicher und wirksam bewährt ist. Es ist hautschonend, einfach in der Anwendung und erfordert nur wenig Zeitaufwand. Erleben Sie das befreiende Gefühl seidiger, glatter Haut, ohne lästiges Rasieren oder Enthaaren mit Wachs.

Bevor Sie das mē verwenden, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.mepower.com, registrieren Sie Ihr me und sehen Sie sich unser Demovideo an.

Bestimmungsgemäße Verwendung des mē

Hautton

mē ist bei ALLEN Hauttönen (die Hauptfarbe, die Sie von Geburt an haben) zur Verwendung am Körper und im Gesicht vorgesehen.

Körper und Gesicht:



Haarfarbe

mē ist zur Verwendung an einem breiten Spektrum von Haarfarben vorgesehen.

Hinweis: Um wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, bei Behandlungen an Personen mit natürlich hellblondem, rotem und weißem/ grauem Haar den Epilatoraufsatz zu verwenden.

Der Epilatoraufsatz darf nicht im Gesicht eingesetzt werden

Bestimmungsgemäße Verwendung des mē

Zu behandelnde Hautregionen

mē ist zur Verwendung durch Frauen und Männer für Körperhaare unterhalb der Halspartie und durch Frauen für Gesichtshaare unter dem Wangenknochen vorgesehen.

Hinweis: Eine Gesichtsbehandlung ist etwas anderes als eine Körperbehandlung. Bevor Sie beginnen, sollten Sie unbedingt das gesamte Benutzerhandbuch lesen

mē system

Ihr mē-Paket umfasst:

- Das mē -System - basierend auf der elös-Technologie
- eine elös-Patrone (vorinstalliert)
- Zubehör-Schutzabdeckung (vorinstalliert)
- Anschlusskabel

Weiteres Zubehör für mē:

Separat erhältlich oder im Lieferumfang Ihres mē -Systems enthalten

- Rasierer
- Epilator
- Precisie-adapter
- elös-Ersatzpatrone

Weitere Informationen über Zubehörkomponenten finden Sie unter www.mepower.com.

mē system

Gerätekomponenten (Abbildung 1):

1. Grundeinheit

2. Basis

3. Bedienfeld mit:

⏻ Ein-/Aus-Taste

⊞ elös-Einstelltaste mit 3 Energiestufen: niedrig- mittel- hoch

🗨 Die Anzeige „leer“ leuchtet, wenn die elös-Patrone leer ist und ausgewechselt werden muss

🔌 Zubehör-Aktivierungstaste

4. Applikator (Handstück mit Anschlusskabel)

5. elös-Patrone mit Lichtabgabefenster und HF-Kontaktstäben




Abbildung 1: mē System

mē system

Applikatorkomponenten (Abbildung 2):

6. Lichtabgabefenster

7. Silberne HF-Kontaktstäbe (Damit Lichtimpulse abgegeben werden, müssen beide silbernen HF-Kontaktstäbe vollständigen Hautkontakt haben.)

8. elös Patrone: Im Auslieferungszustand in den Applikator eingesetzt und ab Werk mit elös-Impulsen geladen.

Wenn die Anzeige „leer“ an der Grundeinheit rot leuchtet, muss die Patrone ausgetauscht werden.

9. elös-Aktivierungstaste

10. Luftaustrittsöffnung

11. Zubehör-Schutzabdeckung *

*Falls Sie keine Ersatzpatrone haben, entnehmen Sie bitte die leere Patrone und stecken Sie stattdessen die elös-Schutzabdeckung auf. So werden die Bauteile im Inneren des Applikators geschützt.




Abbildung 2: Ober- und Unterseite des Applikators

Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Symbol steht neben Informationen zu möglichen Sicherheitsrisiken.

Das mē-System ist nicht für jeden geeignet. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das mē-System verwenden. Beachten Sie unbedingt alle Warnhinweise. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht das Richtige für Sie ist (siehe nachstehenden Abschnitt Gegenanzeigen). Sollten Sie irgendwelche Warnhinweise nicht verstehen oder Fragen haben, setzen Sie sich bitte unter www.mepower.com mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Wann dürfen Sie das mē nicht verwenden/ Gegenanzeigen?



NICHT verwenden, wenn die Haut in dem Bereich, den Sie behandeln möchten, gebräunt ist oder Verbrennungen aufweist.

NICHT verwenden, wenn Sie Ihre Haut in den beiden letzten Wochen in der Sonne oder im Solarium gebräunt bzw. Bräunungscreme benutzt haben. Bei Verwendung des Geräts auf gebräunter oder verbrannter Haut können vorübergehende oder bleibende weiße oder dunkle Stellen auf der Haut entstehen. Falls Sie unsicher sind, ob Ihre Haut gebräunt oder verbrannt ist, dürfen Sie das Gerät in den nächsten 2 Wochen **NICHT** verwenden. In diesen zwei Wochen gilt folgende Richtschnur:



Den zu behandelnden Bereich **NICHT** der Sonne aussetzen.

NICHT verwenden, wenn Sie schwanger sind bzw. eine Schwangerschaft planen (Empfängnisbereitschaft), oder wenn Sie stillen. mē wurde nicht an schwangeren Frauen und stillenden Müttern getestet.



NICHT verwenden, wenn Sie an Epilepsie, lichtinduzierten epileptischen Anfällen oder Migräne leiden. Die Energieblitze können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.



NICHT auf Tattoos, dunkelbraunen oder schwarzen Flecken, wie dunklen Sommersprossen, Muttermalen oder Warzen anwenden. Tattoos oder dunkle Flecken können zu viel Lichtenergie absorbieren und zu Hautschwellungen, vorübergehenden oder bleibenden Blasen oder Farbverlust bzw. weißen Stellen auf der Haut führen.



NICHT an der Augenpartie, auf dem Kopf, an den Ohren, Brustwarzen, Genitalien oder in Afternähe anwenden. Die Anwendung in diesen Regionen kann zu Hautschwellungen, vorübergehenden oder bleibenden Blasen oder Farbverlust bzw. weißen Stellen auf der Haut führen.



NICHT verwenden, wenn Sie an Epilepsie, lichtinduzierten epileptischen Anfällen oder Migräne leiden. Die Energieblitze können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.

Wann dürfen Sie das mē nicht verwenden/ Gegenanzeigen?



NICHT verwenden, wenn Sie weniger als 18 Jahre alt sind. Die Auswirkungen der Anwendung des mē in dieser Altersgruppe sind unbekannt.

NICHT verwenden, wenn Sie im Behandlungsbereich an Zuständen einschließlich Akne, Bläschen, Psoriasis, Ekzemen, Verbrennungen, Herpes simplex, Wunden oder Hautausschlag leiden. Unter diesen Voraussetzungen kann die Haut empfindlicher gegenüber der Behandlung mit Licht reagieren, so dass Beschwerden oder Hautschwellungen, Blasen oder Infektionen auftreten. Warten Sie vor der Verwendung, bis die betroffene Region sich erwärmt hat. Falls Sie nicht sicher sind, ob die Haut ausreichend abgeheilt ist, um das Gerät zu verwenden, sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt nehmen.



NICHT verwenden, wenn in der Vergangenheit bei Ihnen keloidale Narbenbildung, eine bekannte Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität), aufgetreten ist, oder wenn Sie Medikamente einnehmen, bei denen die Haut lichtempfindlicher ist, einschließlich nicht-steroidaler entzündungshemmender Mittel (z.B. Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol), Tetracyclinen, Phenothiazinen, Thiaziden, Diuretika, Sulfonylharnstoffen, Sulfonamiden, DTIC, Fluoruracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHA), Beta-Hydroxysäuren (BHA), Retin-A, Accutane und/oder topischer Retinoide.



DAS SONNENEXPOSITIONSVERBOT gilt während des gesamten Behandlungszeitraums für die behandelten Bereiche. Warten Sie nach der letzten Behandlung mindestens zwei Wochen, bevor Sie die behandelten Hautpartien wieder der Sonne oder der Bräunung mit künstlichem Licht aussetzen. Auch noch nach 2 Wochen sollten Sie sich vergewissern, dass die behandelte Hautregion keine behandlungsbedingte Rötung aufweist, bevor Sie diese der Sonne aussetzen. Schützen Sie die behandelte Haut während der gesamten Dauer der Haarentfernung sorgfältig mit Sonnenschutzcreme. Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu Hautschwellungen, Blasen, vorübergehendem oder bleibendem Pigmentverlust der Haut oder weißen Stellen führen.



EINE KONTRAINDIKATION besteht ebenfalls, wenn Sie ein aktives Implantat haben, wie etwa einen Schrittmacher, ein Inkontinenzgerät, eine Insulinpumpe, usw. Die Verwendung des mē-Systems wurde nicht bei Personen mit aktiven Implantaten getestet. Daher sind die Wirkungen unbekannt.



NICHT verwenden, wenn Sie in den zurückliegenden 6 Monaten mit Accutane® (Isotretinoin) behandelt wurden. Unter diesen Voraussetzungen kann die Haut empfindlicher gegenüber der Behandlung mit Licht reagieren, so dass Beschwerden oder Hautschwellungen, Blasen oder Infektionen auftreten.

Warnhinweise



VERMEIDEN SIE das Öffnen der äußeren Abdeckung des mē-Geräts oder das Berühren der inneren Bauteile. Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit. Unterlassen Sie jegliche Versuche, Ihr mē-Gerät zu reparieren. Der Versuch, das mē zu öffnen, kann zu Schäden am Gerät führen und die Garantie zunichte machen. Bitte setzen Sie sich unter www.mepower.com mit Ihrer Kundenbetreuung in Verbindung, wenn Ihr Gerät defekt oder beschädigt ist und repariert werden muss. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Stromschlägen (auch mit Todesfolge) führen.



ES IST UNTERSAGT, das mē-System im Waschbecken, in der Badewanne/ Dusche oder an anderen Orten zu verwenden, an denen es mit Flüssigkeit in Kontakt gelangen oder nass werden kann. Hierbei besteht Stromschlaggefahr.



Ziehen Sie unverzüglich den Stecker aus der Dose, wenn das Gerät in Flüssigkeit gefallen ist. Nehmen Sie es erst aus der Flüssigkeit, wenn es vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie das System nicht mehr und setzen Sie sich mit Ihrer Kundenbetreuung in Verbindung.



KEINE Mehrfachlichtimpulse an die Haut abgeben, während Sie das Applikatorfenster noch über eine Stelle auf der Haut halten. Dabei kann eine Übererwärmung entstehen, die zu Hautschwellungen, Blasen und vorübergehenden oder bleibenden Veränderungen Ihrer Hautfarbe führt. Lassen Sie das Behandlungsfenster nach jedem Lichtimpuls zu einer benachbarten Stelle auf der Haut weitergleiten. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie zu einer bereits behandelten Stelle zurückgehen.



NICHT verwenden, wenn das mē Anzeichen von Beschädigung aufweist. Es besteht Verletzungsgefahr.



VERMEIDEN SIE ES, während der Anwendung Belüftungsschlitze zu verdecken, da diese das in Betrieb befindliche Gerät kühlen. Das Verdecken der Belüftungsschlitze kann die Überhitzung des Geräts verursachen.



AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN! mē ist ein leistungsstarkes Gerät, das nicht von Personen unter 18 Jahren angewendet werden darf.

Warnhinweise

Lassen Sie das mē **NICHT** unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern. In Verbindung mit den Anschlusskabeln besteht Erdrosselungsgefahr. Kinder sind zu überwachen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



NICHT verwenden, wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist. In diesem Zustand kann die Lichtbehandlung unangenehm sein und Schwellungen, Blasen sowie Infektionen verursachen. Um festzustellen, ob Sie das mē verwenden können, sollten Sie einen Test an einer kleinen Stelle auf der Haut durchführen. Warten Sie anschließend 30 Minuten, um festzustellen, ob Hautreaktionen entstehen. Nur wenn keine Hautreaktionen auftreten und die Haut normal erscheint, dürfen Sie das mē verwenden. Auf Seite 12 finden Sie eine Beschreibung des Testablaufs.



VERMEIDEN SIE ES, das mē auf Hautpartien anzuwenden, an denen das Haar nachwachsen soll.



NICHT bei Raumtemperaturen über 30°C (86°F) verwenden.



Ein überhitztes System arbeitet möglicherweise nicht ordnungsgemäß und kann Verletzungen verursachen.

Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen

Bei der Anwendung des mē können Nebenwirkungen auftreten. Derartige Reaktionen sind selten und sollten innerhalb kurzer Zeit wieder abklingen.

Manche kosmetische Behandlungen bergen jedoch ein gewisses Risiko. Sollten Sie eine der nachstehenden Reaktionen bemerken, stellen Sie die Behandlung ein und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt: Farb- oder Strukturveränderungen der Haut, die dauerhaft sein können, starke Hautrötung, Juckreiz im behandelten Bereich, aufflammende Akne, Blasen oder Verbrennungen, bleibende Narben, Verlust von Hautgewebe oder ungewöhnliche Schmerzen.

So handhaben Sie Ihr mē-System



Einrichten des mē

1. Reinigen Sie das Lichtabgabefenster der Patrone mit einem alkoholfreien, feuchten Reinigungstuch oder weichem Papier. Dies ist erforderlich, um Haare und Staub vom Behandlungsfenster zu entfernen.

2. Schließen Sie das Stromkabel an das mē-System an.

3. Legen Sie das mē-System auf einen Tisch oder eine Ablage in Steckdosennähe. Im Arbeitsbereich dürfen keine Flüssigkeiten stehen.

4. Vor dem Einschalten des mē muss der Applikator in der Basis stehen.

5. Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.

6. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das System einzuschalten. Warten Sie, bis die Anzeigelampe der Ein-/Aus-Taste grün leuchtet. Das System ist jetzt betriebsbereit.

7. Wählen Sie die gewünschte Energiestufe: niedrig, mittel oder hoch.

8. Die Patrone wurde für Sie mit Impulsen aufgeladen. Wenn die Anzeige „leer“ zu blinken beginnt, enthält Ihre Patrone nur noch eine begrenzte Anzahl von Impulsen und Sie sollten eine neue beschaffen. Leuchtet die Anzeige „leer“ kontinuierlich, müssen Sie Ihre Patrone auswechseln.

Hinweis: Beginnen Sie mit der elös-Energiestufe NIEDRIG. Wenn Sie diese als angenehm empfinden, können Sie die elös-Energiestufe erhöhen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Hautempfindlichkeitstest

Wenn Sie das System erstmals an einer Körperregion anwenden, sollten Sie in einem kleinen Bereich in der Nähe der Behandlungsstelle einen Hautempfindlichkeitstest durchführen. Benutzen Sie dazu die eLÖs-Energiestufe NIEDRIG. Richten Sie sich nach den folgenden Anweisungen, aber geben Sie nur 2-3 Impulse ab. Warten Sie nach dem Hauttest 30 Minuten und prüfen Sie Ihre Haut anschließend auf Reaktionen. Erscheint die Haut nach 30 Minuten normal, können Sie eine Vollbehandlung durchführen.

Behandlung mit dem mē


Am Körper:

Schritt 1. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen mē-Epilator oder dem Rasierer können Sie das Haar komfortabel entfernen. In diesem Fall sind keine Behandlungsvorbereitungen erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, dass das Haar nicht länger als 0,5 cm ist. Entfernen Sie die Schutzabdeckung, dass das Haar nicht länger als 0,5 cm ist. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und stecken Sie stattdessen den Epilator oder den Rasierer auf.

Alternativ zum Rasierer oder Epilator des mē-Systems können Sie einen manuellen oder elektrischen Rasierapparat verwenden. Achten Sie darauf, dass die (im Lieferumfang enthaltene) Schutzabdeckung aufgesteckt ist. Das System kann nur aktiviert werden, wenn entweder die Schutzabdeckung oder der Epilator/Rasierer aufgesteckt ist.

Schritt 2. Reinigen Sie die Haut und trocknen Sie sie mit einem Handtuch ab.

Schritt 3. Drücken Sie die eLÖs-Taste an der Basis, um die gewünschte eLÖs-Energiestufe (niedrig, mittel oder hoch) einzustellen. Drücken Sie die eLÖs-Taste erneut, um von niedrig auf mittel, und ein weiteres Mal, um von mittel auf hoch umzuschalten. Um wieder auf niedrig zurückzuschalten, müssen Sie die eLÖs-Taste noch einmal drücken. Wir empfehlen Ihnen, mit niedrig zu beginnen und zu einer höheren eLÖs-Energiestufe umzuschalten, wenn Sie diese als angenehm empfinden.



DE

Behandlung mit dem mē




Schritt 4. Bei Verwendung des Rasierers/Epilators drücken Sie einmal auf die Taste zum Aktivieren des Zubehörs am Bedienfeld, um den Epilator auf niedrige Geschwindigkeit einzustellen. Für hohe Epilatorgeschwindigkeit müssen Sie die Taste erneut drücken. Die Rasiererpatrone verfügt nur über die Geschwindigkeitsstufe 1.



Schritt 5. Nehmen Sie den Applikator aus der Basis.

Schritt 6. Drücken Sie die elös-Aktivierungstaste am Applikator. Sie hören, wie der Ventilator im Geräteinneren anläuft.



Schritt 7. Setzen Sie den Applikator vorsichtig auf Ihre Haut auf. Die beiden silbernen HF-Kontaktstäbe müssen vollständigen Hautkontakt haben. Das mē gibt Impulse ab.

Hinweis: Der Applikator kann nur aktiviert werden, wenn beide silbernen HF-Kontaktstäbe die Haut berühren.

Schritt 8. Lassen Sie den Applikator nach jedem Lichtimpuls kontinuierlich langsam zur nächsten Stelle über der Haut weitergleiten.

Hinweis: Wird der Applikator 30 Sekunden lang nicht betätigt, schaltet er sich automatisch aus. Um den Applikator wieder einzuschalten, drücken Sie die elös-Aktivierungstaste am Applikator.

Geben Sie **KEINE** Mehrfachlichtimpulse an ein- und dieselbe Stelle auf der Haut ab, während Sie das Applikatorfenster noch über dieselbe Stelle auf der Haut halten. Dabei kann sich zu viel Wärme aufbauen und Hautschwellungen, Blasen und vorübergehende oder bleibende Veränderungen Ihrer Hautfarbe verursachen. Lassen Sie den Applikator nach jedem Lichtimpuls zu einer anderen Stelle auf der Haut weitergleiten.

Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie zu einer bereits behandelten Stelle zurückkehren.

Behandlung mit dem mē

Schritt 9. Um wirksame Ergebnisse zu erzielen, sind bei der Behandlung mit dem mē die nachstehend angegebenen Behandlungszeiten einzuhalten. Die minimalen empfohlenen Behandlungszeiten können von einer Person zur anderen variieren. Wir empfehlen, auf jeden Behandlungsbereich 2-3 Impulse abzugeben:



2 Minuten



1 Minute am Unterarm



2 Minuten im Bikinibereich



3 Minuten am Arm



10 Minuten an der gesamten Beinlänge



2 Minuten an der Schulter



5 Minuten am Bauch



10 Minuten am Oberkörper



12 Minuten am Rücken



Tipp: An schwierig zu behandelnden Hautarealen (z.B. Unterarm) lassen Sie den Applikator in 2 Richtungen gleiten: links/rechts/ und hoch/runter, um volle Abdeckung zu erzielen.

Sie können sämtliche Körperbereiche in ein- und derselben Sitzung behandeln.


Behandlungsrichtlinien

Es ist völlig normal, wenn Sie nach den ersten Behandlungen noch Haare sehen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte in den ersten 7 Wochen einmal pro Woche eine Behandlung durchgeführt werden. Wenn Sie nach den ersten 7 Behandlungen einmal pro Monat eine Erhaltungsbehandlung durchführen, sind Ihre Haarentfernungsergebnisse von längerer Dauer.



DE


Behandlung mit dem mē



Gesicht:

Die Entfernung unerwünschter Haare im Gesicht ist etwas völlig anderes als die Entfernung unerwünschter Haare in anderen Körperregionen. Das mē-Gerät ist zur Entfernung von Gesichtshaaren von den Wangen abwärts, einschließlich des Oberlippenbereichs, der Koteletten, des Wangenknochens und des Kinns/oberen Halsbereichs vorgesehen. Das mē-Gerät ist nicht zur Behandlung von Augenbrauen, Haaren in der Nase und in den Ohren bestimmt. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt eingehend, bevor Sie mit Ihrem mē Gesichtshaare entfernen. Wir empfehlen Ihnen, zur Behandlung von

Gesichtshaaren den Precisie-adapter einzusetzen. Der Precisie-adapter wurde für die Behandlung der kleineren und empfindlicheren Gesichtsregionen entwickelt. Wenn der Precisie-adapter auf Ihren Applikator aufgesteckt ist, arbeitet dieser in jeder gewünschten Energiestufe mit Einzelimpulsen. Der Precisie-adapter ist entweder in Verbindung mit dem mē oder separat als Zubehör erhältlich. Das Design des Precisie-adapters kann variieren.



Hautton

mē ist für alle Hauttöne geeignet.

Gesicht:



1

2

3

4

5

6

Hinweis: Falls gewünscht, können Gesichtspartien häufiger - höchstens 2- bis 3-mal pro Woche - behandelt werden. Für optimale Ergebnisse können weitere Behandlungen erforderlich sein.

Allgemeine Informationen zur Entfernung von Gesichtshaaren

Gesichtshaare unterscheiden sich physiologisch von denjenigen anderer Körperregionen. Seine Wachstumszyklen verlaufen anders und Merkmale wie Stärke, Farbe und Follkeltiefe sind anders als bei Körperhaaren. Das Gesicht reagiert aufgrund der Empfindlichkeit der Nerven in einigen seiner Arealen empfindlicher auf Haarentfernung. Die Haut im Gesicht und am Hals unterliegt einer stärkeren täglichen Exposition gegenüber den UV-Strahlen der Sonne und kann daher empfindlicher als an anderen Körperstellen reagieren

Behandlung mit dem mē

Hinweis: Bei Männern sollten Behandlungen im Bartbereich unterbleiben. Dabei können ungleichmäßige Ergebnisse entstehen, die möglicherweise zu unerwünschten Veränderungen der Gesichtszüge führen.

Wann dürfen Sie das mē nicht im Gesicht anwenden?



Wenn Sie Sonnenbrand oder gebräunte Haut haben, warten Sie, bis der Sonnenbrand oder die Bräunung abklingt, bevor Sie an unauffälliger Stelle (z.B. unter dem Kinn) einen Testimpuls abgeben. Beurteilen Sie den Bereich nach 3 Tagen, um sicherzustellen, dass keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, und beginnen Sie erst danach mit der Behandlung.



Sollten Sie sich in den letzten 3 Monaten einer professionellen Gesichtsbildung unterzogen haben (z.B.: chemisches Peeling, Lasern/Licht-/HF-Behandlungen oder Aufspritzen mit Füllstoffen), halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.



Nach Gesichtsoptionen (Face-Lifting, Gesichtsimplantat) in den letzten 3 Monaten oder vor vollständiger Abheilung sollten Sie ebenfalls Ihren Arzt befragen.



Bei Einnahme von Medikamenten, die Empfindlichkeit gegenüber Sonne auslösen, oder wenn Sie früher bereits Hautprobleme hatten, müssen Sie mit Ihrem Arzt Rücksprache halten, bevor Sie das bei mē im Gesicht und an anderen Körperregionen anwenden.

Diesbezüglich verweisen wir auf die Liste der Gegenanzeigen am Anfang dieses Benutzerhandbuchs.

Warnhinweise



NICHT oberhalb der Wangenknochen anwenden.

VERMEIDEN SIE die Anwendung des Epilators oder des Rasierers, wenn Sie das Gesicht mit dem mē behandeln.



DAS SONNENEXPOSITIONSVERBOT gilt während des gesamten

Behandlungszeitraums für die behandelten Bereiche. Warten Sie nach der

letzten Behandlung mindestens zwei Wochen, bevor Sie die behandelten

Hautpartien wieder der Sonne oder der Bräunung mit künstlichem Licht aussetzen.



Auch noch nach 2 Wochen sollten Sie sich vergewissern, dass die behandelte

Behandlung mit dem mē

Hautregion keine behandlungsbedingte Rötung aufweist, bevor Sie diese der Sonne aussetzen. Schützen Sie die behandelte Haut während der gesamten Dauer der Haarentfernung sorgfältig mit Sonnenschutzcreme (mindestens Sonnenschutzfaktor 30). Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu Hautschwellungen, Blasen, vorübergehendem oder bleibendem Pigmentverlust der Haut oder weißen Stellen führen.



VERMEIDEN SIE Behandlungen in der Augenhöhle oder in Augenumgebung. **NICHT** zur Formgebung der Augenbrauen verwenden! Achten Sie unbedingt darauf, nicht versehentlich die Augenbrauen zu behandeln. Der Haarverlust ist dauerhaft.



VERMEIDEN SIE bei Männern Behandlungen der Bartregion. Dabei können unerwünschte Haarentfernungsergebnisse auftreten.



NICHT über Leberflecken oder Muttermalen anwenden. Schützen Sie kleine, empfindliche Hautareale wie Leberflecken und Muttermale durch Einkreisen mit weißem Eyeliner. Größere empfindliche Hautpartien können mit Pappe oder dickem Papier abgedeckt werden, um Expositionen bei der Behandlung zu vermeiden. Schützen Sie Lippen und Lippenränder mit weißem Eyeliner.



KEINE Tattoos oder Permanent-Makeup behandeln.



NICHT die Kopfhaut behandeln.



KEINE Behandlungen in den Nasenlöchern oder den Ohren durchführen. Diese Stellen sind sehr empfindlich.



Vermeiden Sie es, Vellushaare (sehr dünne, feine Haare - auch „Flaum“ genannt), zu behandeln. Dies kann zu unerwünschtem Nachwachsen führen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Pigmentveränderungen im Gesicht sehen, stellen Sie die Behandlung ein halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.



MEIDEN SIE nach einer Behandlung für mehrere Stunden parfümierte Produkte oder Makeup. Diese können die Haut reizen. Sollten bei der Behandlung ungewöhnliche Schmerzen auftreten, ist die Behandlung unverzüglich einzustellen. Nach der Behandlung kann bis zu 24 Stunden lang eine vorübergehende Hautrötung auftreten. Falls die Symptome mehr als 24 Stunden anhalten oder wenn Sie erhebliche Beschwerden und/oder schwere Nebenwirkungen haben, sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt halten.

Behandlung mit dem mē

Anwendung

1. Reinigen Sie Ihre Haut und entfernen Sie das Haar an der Oberfläche. Gesichtshaare können Sie mit der Pinzette, Wachs, Rasierer, usw. entfernen, jedoch nicht mit dem Epilator.

2. Ihr Behandlungsbereich sollte breitflächig ausgeleuchtet sein. Schalten Sie Ihr mē-Gerät ein. Wählen Sie die elös-Energiestufe NIEDRIG an der Grundeinheit. Wenn Sie keine elös-Energiestufe auswählen, lässt sich das Gerät nicht aktivieren.



3. Sollten Sie das Licht des elös-Impulses als zu hell empfinden, können Sie eine Sonnen- oder Schutzbrille aufsetzen.

Mit Precisie-adapter*

4. Entfernen Sie die im Zubehör enthaltene Schutzabdeckung und stecken Sie den Precisie-adapter auf. Bei aufgestecktem Precisie-adapter gibt das System nur Einzelimpulse der gewünschten Energiestufe ab.

5. Drücken Sie zum Einschalten des Applikators die Taste zur Aktivierung der elös-Patrone am Applikator. Setzen Sie den Applikator behutsam auf den zu behandelnden Bereich auf. Drücken Sie die elös-Aktivierungstaste, um einen Einzelimpuls abzugeben.

6. Setzen Sie den Applikator auf den nächsten zu behandelnden Bereich auf und drücken Sie die elös-Aktivierungstaste erneut, um einen weiteren Impuls abzugeben. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie die gesamte Gesichtspartie behandelt haben. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie an derselben Stelle eine weitere Behandlung vornehmen.





Behandlung mit dem mē

Ohne Precisie-adapter

- Drücken Sie zum Einschalten des Applikators die elös-Aktivierungstaste am Applikator. Setzen Sie den Applikator behutsam auf den Bereich auf, den Sie behandeln möchten. Beim Kontakt wird ein Impuls abgegeben. Entfernen Sie den Applikator nach einem einzelnen Impuls.
- Setzen Sie den Applikator auf die nächste zu behandelnde Stelle. Ein weiterer Impuls wird abgegeben. Entfernen Sie den Applikator nach einem einzelnen Impuls. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie die gesamte Gesichtspartie behandelt haben. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie an derselben Stelle eine weitere Behandlung vornehmen.

Hinweis: Beginnen Sie grundsätzlich mit der elös-Energiestufe NIEDRIG. Wenn Sie diese als angenehm empfinden, können Sie die elös-Energiestufe erhöhen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Reinigen und Lagern des mē



- Schalten Sie das System aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste an der Grundeinheit drücken.
- Legen Sie den Applikator auf die Basis in der Grundeinheit und ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Lichtabgabefenster der Patrone mit einem alkoholfreien, feuchten Tuch oder weichem Papier.
- Wenn Sie den mē-Epilator oder Rasierer verwendet haben: Entnehmen Sie den Rasierer oder Epilator aus dem Applikator und setzen Sie stattdessen die Schutzabdeckung auf. Säubern Sie die Zubehörteile mit einer weichen Bürste. Wir empfehlen, zum Reinigen weiches Papier oder ein alkoholfreies, feuchtes Tuch zu verwenden.
- Wenn Sie den mē-Precisie-adapter verwendet haben: Entnehmen Sie den Precisie-adapter aus dem Applikator und setzen Sie stattdessen die Schutzabdeckung auf. Reinigen Sie die Außenseite NUR mit einem weichen,

Reinigen und Lagern des mē

trockenen Lappen oder einem alkoholfreien feuchten Tuch.

6. Reinigen Sie die Außenseite des mē-Systems NUR mit einem weichen, trockenen Lappen oder einem alkoholfreien, feuchten Tuch.

7. Lagern Sie das System an einem kühlen, trockenen Ort AUSSERHALB der Reichweite von Kindern.

Pflege nach der Behandlung

Spülen Sie die Haut behutsam mit lauwarmem Wasser ab und tupfen Sie sie trocken.



Vermeiden Sie es, behandelte Stellen der Sonne auszusetzen. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 2 Wochen, bevor Sie die behandelten Hautpartien wieder der Sonne oder der Bräunung mit künstlichem Licht aussetzen. Auch noch nach 2 Wochen sollten Sie sich vergewissern, dass die behandelte Hautregion keine behandlungsbedingte Rötung aufweist, bevor Sie diese der Sonne aussetzen. Schützen Sie die behandelte Haut während der gesamten Dauer der Haarentfernung sorgfältig mit Sonnenschutzcreme. Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu Hautschwellungen, Blasen, vorübergehendem oder bleibendem Pigmentverlust der Haut oder weißen bzw. dunklen Stellen führen.

Auswechseln von elös-Patrone/Rasierer/Epilator/ Precisie-adapter

Wenn Sie eine Ersatzpatrone, einen Epilator, einen Rasierer oder einen Precisie-adapter kaufen möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.mepower.com.




Wenn die Anzeige „leer“ blinkt, bedeutet dies, dass Ihre elös-Patrone fast leer ist und Sie bald eine neue beschaffen müssen. Leuchtet die Anzeige kontinuierlich, ist die Patrone leer und muss ausgewechselt werden.



1


Auswechseln Ihrer elös-Patrone:

1. Vergewissern Sie sich, dass das mē-System ausgeschaltet und das Stromkabel aus der Steckdose gezogen wurde.



2

2. Entnehmen Sie die leere Patrone aus dem Applikator. Dazu ergreifen Sie die Patrone an beiden Seiten und ziehen sie behutsam heraus.




4

3. Nehmen Sie die neue Patrone aus der Schutzverpackung. Achten Sie darauf, das Glas nicht zu berühren. Fingerabdrücke oder Fett von Ihrer Haut können sich störend auf den durch das Glas dringenden Lichtstrahl auswirken. Dies beeinträchtigt den Behandlungserfolg.

4. Schieben Sie die neue Patrone vorsichtig in den Applikator ein, bis sie spürbar „einrastet“.

5. Legen Sie den Applikator in die Basis an der Grundeinheit und schalten Sie das mē-System ein.



5

6. Schalten Sie das mē-System ein.

Auswechseln von elös-Patrone/Rasierer/Epilator/ Precisie-adapter



1

Auswechseln Ihres mē-Rasierers, -Epilators oder -Precisie-apters:

1. Vergewissern Sie sich, dass das mē-System ausgeschaltet und das Stromkabel aus der Steckdose gezogen wurde.




2

2. Ziehen Sie die Schutzabdeckung behutsam vom Applikator ab.



3

3. Nehmen Sie den Rasierer, Epilator oder Precisie-adapter aus der Schutzhülle. Schieben Sie ihn vorsichtig in den Applikator ein, bis er spürbar „einrastet“.



4

4. Legen Sie den Applikator in die Basis an der Grundeinheit und schalten Sie das mē-System ein.

5. Schalten Sie das mē-System ein.

DE

Entsorgen der leeren Patronen

Schritt 1. Falls Sie keine neue Patrone haben, setzen Sie die Schutzabdeckung anstelle der gebrauchten Patrone auf, um die inneren Bauteile des Systems zu schützen.

Schritt 2. Bitte richten Sie sich im Hinblick auf die Wiederverwendung oder Entsorgung Ihrer Grundeinheit, des Handstücks oder der Patrone nach den geltenden Landesvorschriften. Bei Fragen setzen Sie sich bitte unter www.mepower.com mit uns in Verbindung.



Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Mit mē auf Reisen

Das mē-System ist für Universalspannung ausgelegt. Dies bedeutet, dass Sie das System weltweit einsetzen können. Da sich die Steckdosen landesspezifisch unterscheiden, brauchen Sie den Steckeradapter. Achten Sie darauf, dass das mē-System unterwegs nicht nass wird. Nicht in nassen Umgebungen verwenden. Wir empfehlen, Ihr mē-Gerät auf Reisen entsprechen zu schützen. Unter www.mepower.com bieten wir eine separate Reisetasche an.

Fehlersuche

Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
Gerät		
Keine Funktion der Anzeigelampen.	Stromkabel nicht angeschlossen.	Stromkabel anschließen.
Alle elös-Energieeinstelltasten blinken (niedrig-mittel-hoch)	Keine elös-Energiestufe ausgewählt	Wählen Sie eine elös-Energiestufe. Der Ventilator des Applikators schaltet sich ein und zeigt an, dass die Patrone aktiv ist.
Die elös-Aktivierungstaste am Applikator blinkt.	elös-Energiestufe wurde ausgewählt, aber die elös-Aktivierungstaste wurde noch nicht gedrückt.	Drücken Sie die elös-Aktivierungstaste. Der Ventilator des Applikators schaltet sich ein und zeigt an, dass die elös-Patrone aktiv ist.
Die Ein-/Aus-Taste blinkt orange	Ein Fehler wurde erkannt	Setzen Sie das System zurück, indem Sie es aus- und wieder einschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie das Stromkabel aus dem Anschluss und warten Sie, bis alle Anzeigen erlöschen (mehrere Sekunden). Schließen Sie das Stromkabel wieder an und schalten Sie das System ein. Sollte die Fehleranzeige noch leuchten, begeben Sie sich in einen kühleren Raum mit einer Temperatur unter 30°C/86°F und fahren Sie das System wieder hoch.
Es werden keine Lichtimpulse abgegeben.	1. Kein Hautkontakt der silbernen HF-Kontaktstäbe im Behandlungsbereich. 2. elös Aktivierungstaste nicht gedrückt oder keine elös-Energiestufe ausgewählt.	Damit das System Lichtimpulse abgibt, müssen die 3 folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: elös-Stufe ausgewählt, elös Aktivierungstaste gedrückt, silberne HF-Kontaktstäbe haben Hautkontakt

Fehlersuche

Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
elös-Energietaste an der Basis blinkt.	Patronensockel ist leer.	Legen Sie die Patrone ein oder setzen Sie eine Schutzabdeckung auf.
Zubehör-Aktivierungstaste an der Basis blinkt.	Zubehörteil-Sockel ist leer.	Precisie-adapter oder Zubehörkomponente (Rasierer/Epilator) einlegen oder Schutzabdeckung aufsetzen.
Patronenstatusanzeige „leer“ blinkt.	Geringe verbleibende Impulsanzahl in der elös-Patrone.	Bereiten Sie eine neue Patrone vor.
Die Anzeige „leer“ leuchtet kontinuierlich.	Keine verbleibenden Impulse in der elös-Patrone.	Legen Sie eine neue elös-Patrone ein.
Andere Probleme		
Meine Haut ist nach der Behandlung gerötet.	Die Haut kann infolge der Behandlung gerötet sein. Diese Rötung klingt im Allgemeinen innerhalb von 24 Stunden ab.	Falls die Rötung nach der Behandlung länger besteht, stellen Sie die Anwendung des mē ein und suchen Sie Ihren Arzt auf oder setzen Sie sich mit Ihrer Kundenbetreuung in Verbindung.
Ich sehe kaum eine Haarreduzierung.	Befolgen Sie unbedingt die Behandlungsvorschriften und halten Sie die empfohlene Behandlungsdauer ein.	Je nach behandelter Körperregion und abhängig von der korrekten Einhaltung der Anweisungen variieren die Ergebnisse von einer Person zur anderen. Wenn Sie Hilfe benötigen, setzen Sie sich mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.
Beim Anwenden der Lichtimpulse verspüre ich ein Wärmegefühl. Ist das normal?	Sie können ein Wärmegefühl, ein Kribbeln oder Juckreiz verspüren. Diese Beschwerden sind höchstens als mäßig einzustufen.	Falls stärker/intensivere Beschwerden auftreten oder diese länger als 24 nach der Behandlung anhalten, stellen Sie die Anwendung des mē ein und suchen Sie Ihren Arzt auf oder setzen Sie sich mit Ihrer Kundenbetreuung in Verbindung.

DE

Falls Sie noch immer Probleme mit dem mē-System haben, setzen Sie sich unter www.mepower.com mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Garantie und Service

HINWEIS: Sollte der für Sie zuständige Händler für Ihr Gerät eine Garantie gewähren, gilt diese anstatt der nachstehenden Garantiebedingungen.

Ihr mē -Gerät ist unter normalen Nutzungsbedingungen ab dem Originalkaufdatum für die Dauer eines Jahres (oder je nach Maßgabe Ihres zuständigen Einzelhändlers) garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Die Garantiedauer der Patrone beträgt 3 Monate ab Kaufdatum bzw. bis Erreichen von 50% Verbrauch – je nachdem, welches Ereignis früher eintritt. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Originalkäufer mit dem Originalkaufbeleg und nur, wenn das Gerät bei einem zugelassenen mē-Einzelhändler oder -Wiederverkäufer erworben wurde. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, setzen Sie sich bitte unter www.mepower.com mit uns in Verbindung oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Illuminage Ltd. („Illuminage“) behält sich das Recht vor, ein mangelbehaftetes Produkt durch das vergleichbarste aktuell verfügbare Produkt zu ersetzen. Bei einem mangelbehafteten Produkt beschränkt sich Ihre ausschließliche Abhilfe im Rahmen dieser begrenzten Garantie auf die Reparatur oder den Ersatz des mangelbehafteten Produkts. Die Gesamthaftung von Illuminage für ein mangelbehaftetes Produkt übersteigt keinesfalls den ursprünglichen Kaufpreis des mangelbehafteten Produkts.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, bei denen Illuminage feststellt, dass der Schaden durch ein Ereignis folgender Art verursacht wurde: Unfall, Handhabungsfehler, missbräuchliche Verwendung oder Änderung, Wartungsarbeiten durch nicht autorisierte Personen, Betrieb mit nicht zugelassenen Zubehörteilen oder nicht weisungsgemäßer Betrieb, Anschluss an eine falsche Strom- oder Spannungsquelle und/oder sonstige Bedingungen, auf die Illuminage keinen Einfluss hat.

IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ÜBERNIMMT Illuminage KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM GEBRAUCH ODER HANDHABUNGSFEHLER DIESES PRODUKTS ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER ALLGEMEINER, BEILÄUFIG ENTSTANDENER, ATYPISCHER ODER FOLGESCHÄDEN. DIE IN DIESEM DOKUMENT GEWÄHRTE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VON Illuminage FÜR DAS PRODUKT GEWÄHRTE GARANTIE UND ERSETZT ALLE ZUSAGEN UND/ODER GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT.

Garantie und Service

Die Verpackungs- und Versandkosten für das Produkt trägt der Käufer. Bei Rücksendung werden die Kosten für Verpackung und Versand von Illuminage getragen, es sei denn, Illuminage stellt fest, dass das Produkt nicht defekt ist oder kein Garantiefall vorliegt. In diesem Fall ist der Käufer des Produkts für die Verpackungs- und Versandkosten verantwortlich.

Herstellerangaben

Das mē-System wurde von Illuminage Ltd. hergestellt. Illuminage behält sich das Recht vor, im Interesse der Leistung, Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit an seinen Produkten und technischen Daten Änderungen vorzunehmen. Die von Illuminage zur Verfügung gestellten Daten sind nach unserem besten Wissen genau und zuverlässig. Indessen übernimmt Illuminage keine Verantwortung für deren Nutzung. Es wird keine Lizenz gewährt, weder implizit noch im Rahmen eines Patents oder Patentrechts von Illuminage. Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Illuminage weder insgesamt noch auszugsweise und weder mit elektronischen noch mit sonstigen Mitteln in irgendeiner Form vervielfältigt oder übertragen werden. Illuminage ist Inhaber von Patenten, Handelsmarken, Urheberrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten an den und für die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und hat darüber hinaus weitere Patente beantragt. In Verbindung mit diesem Dokument wird keine Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen geistigen Eigentumsrechte erteilt, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung mit Illuminage bestätigt wird.

Änderungen vorbehalten.

Sollten Sie ausführliche Informationen über das mē-System wünschen, setzen Sie sich bitte unter www.mepower.com mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Hinweis: Das Systemdesign unterliegt unangekündigten Änderungen

Herstellerangaben

Etiketten und Symbole

Das Typenschild Ihres mē-Systems befindet sich auf der Geräteunterseite. Das Schild enthält Namen und Anschrift des Herstellers, Teile- und Chargennummern des Geräts, elektrische Anforderungen und die Vorschriften, mit denen das System übereinstimmt.



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



WEEE - Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Vorschriften der Bedienungsanleitung einhalten



Gerät der Klasse II



Elektrischer Schutzgrad -
angewandtes Teil vom Typ BF



Nicht in nassen Umgebungen verwenden



CE-Kennzeichen



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Gehöuseschutzart: IPX2; IP22

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz bei Vorhandensein entzündlicher Anästhesiemische mit Luft oder mit Sauerstoff oder Distickstoffmonoxid geeignet.

Herstellerangaben

- Lichtspektrum: 550 – 1200 nm
- Max. Lichtleistung: 4J/cm²
- HF-Wellenfrequenz: 6,78 MHz
- Max. Hochfrequenzleistung: 5 Watt
- Wiederholrate Impulslicht - bis 1,1 Hz (1 Impuls alle 0,9 Sekunden)

• Anwendbare Standards

Sicherheitsstandards

- IEC/EN 60335-1:2010 5. Ausg. / 2012
- EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2010
- IEC 60601-1:2005 3. Ausg. / EN 60601-1:2006 3. Ausg.
- IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2. Ausg. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2. Ausg.
- IEC 60601-1-11:2010
- SI 900 Teil 1:2006; Teil 2.8:2001; Teil 2.23:2009

EMV-Vorschriften

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3:2008
- IEC 60601-1-2: 2007

Biokompatibilität

- ISO 10993-1:2010

MISC-Standard

IEC 62301 2. Ausg. 2011-01;

Elektrische Bemessung: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Abmessungen und Gewicht 21,5 x 20 x 11 cm (B x L x H) 1 Kg

Herstellerangaben

Akzeptable Umgebungsbedingungen

Hinweis: Das Gerät ist bei Umgebungstemperaturen über 30°C (86°F) nicht einsatzfähig. Nach Lagerung in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit sollte das Gerät vor Inbetriebnahme vollständig trocknen können.

Akzeptable Umgebungsbedingungen

Lagerung und Transport

Temperatur	10°C - 55°C (50°F- 131°F)
Feuchtigkeit:	90% bei 55°C (131°F)
Druck	700-1060hPa

Betrieb:

Temperatur	10°C - 30°C (50F- 86°F)
Relative Feuchtigkeit	bis 80% bei 37°C (99°F)
Höhe	bis 3900 m (13.000 ft)

Kontaktinformationen

Sollten Sie Problemen in Verbindung mit der Nutzung des mē-Systems haben oder ausführliche Informationen über das mē-System wünschen, setzen Sie sich bitte unter www.mepower.com mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Inhoud

Inleiding	3
Wat is het beoogde gebruik van mē?	3
mē systeem	4
Belangrijke veiligheidsinformatie	7
Wanneer de mē niet gebruiken/contra-indicaties	7
Waarschuwingen	9
Mogelijke bijwerkingen en huidreacties	10
Uw mē-systeem gebruiken	11
De huidgevoeligheid testen	12
Behandelen met mē	12
mē reinigen en bewaren	19
Zorg na de behandeling	20
Uw elōs-cartridge/scheerapparaat/epilator vervangen	
Gezichtsadapter	21
Reizen met mē	23
Problemen oplossen	23
Garantie en service	25
Gegevens van de fabrikant	26
Contactgegevens	29

inleiding

Proficiat met de aankoop van uw mē-systeem! mē is een innovatief apparaat dat u in alle vrijheid thuis kunt gebruiken om op een veilige en comfortabele manier haar te verwijderen met een blijvend resultaat.

mē is het enige ontharingsapparaat voor thuisgebruik dat gebruikmaakt van de gepatenteerde elōs technologie en waarvan klinisch is bewezen dat het veilig en doeltreffend werkt voor alle huidtinten. Zacht, gebruiksvriendelijk en klaar in enkele minuten. Ervaar de vrijheid van een zijdezachte huid zonder eindeloos scheren en waxen.

Ga naar www.mepower.com, registreer uw me en bekijk de demonstratievideo, voordat u mē gebruikt.

wat is het beoogde gebruik van mē?

Huidtype

mē wordt op het lichaam en gezicht gebruikt en is geschikt voor ALLE huidtinten (de huidskleur waarmee u geboren bent).

Lichaam en gezicht:



Haarkleur

mē kan voor het grootste scala aan haarkleuren worden gebruikt.

Let op: Voor het beste resultaat is het aanbevolen om de epilator te gebruiken om natuurlijk lichtblond, rood en wit/grijs haar te verwijderen. De epilator mag niet op het gezicht worden gebruikt.

Wat is het beoogde gebruik van mē?

Lichaamsdelen

mē wordt bij mannen enkel op het lichaam gebruikt. Bij vrouwen kan hij ook onder de jukbeenderen gebruikt worden.

Let op: De gezichtsbehandeling verschilt van de lichaamsbehandeling. Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u met de behandeling begint

mē systeem

uw mē-pakket bevat:

- mē-systeem aangedreven door de elōs technologie
- één elōs-cartridge (al geplaatst)
- accessoirebeschermingskap (al geplaatst)
- stroomkabel

extra mē-accessoires:

Afzonderlijk verkocht of inbegrepen in uw mē-systeem


- scheerapparaat
- epilator
- gezichtsadapter
- nieuwe elōs-cartridge

Ga voor meer informatie over accessoires naar www.mepower.com.

mē systeem

onderdelen van het apparaat (Figuur 1):

1. voetstuk.
2. slede.
3. bedieningspaneel met:
 - ⓪ aan/uit-knop
 - ⓪ elōs-knoppen voor energie-instellingen met 3 energieniveaus: Laag- Medium- Hoog
 - 🗨 de indicator voor het cartridgeniveau toont wanneer de elōs-cartridge leeg is en vervangen moet worden
 - ⓪ accessoirestartknop
4. applicator (handstuk met kabel).
5. elōs-cartridge met lichtvenster en RF-staafjes voor huidcontact.




Figuur 1: mē systeem

mē systeem

onderdelen van de applicator (Figuur 2):


6. lichtvenster.
7. RF-staafjes voor huidcontact (Beide RF-staafjes moeten in volledig contact met de huid staan om licht te kunnen flitsen).
8. elös-cartridge: hoort bij de applicator en is geladen met elös-pulsen.
U moet de cartridge vervangen als het lampje van het cartridge-niveau op het voetstuk rood is.
9. elös-startknop.
10. afkoelingsopening.
11. accessoirebeschermingskap. *

*Als u nog geen nieuwe cartridge heeft – plaats dan de elös-beschermingskap op de plaats van de oude cartridge. Hierdoor worden de interne onderdelen van de applicator beschermd.



Figuur 2: Boven- en onderaanzicht van de applicator

Belangrijke veiligheidsinformatie


 Dit symbool verschijnt naast de informatie over mogelijke veiligheidsrisico's. Het mē-systeem kan niet door iedereen worden gebruikt. Lees deze gebruikershandleiding voordat u het mē-systeem gebruikt. Zorg ervoor dat u alle waarschuwingen in acht neemt. Gebruik dit apparaat niet als het niet voor u is bedoeld (Zie het deel Contra-indicaties onderaan). Als u de waarschuwingen niet begrijpt of vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice via www.mepower.com.

Wanneer de mē niet gebruiken/contra-indicaties

 **NIET** gebruiken als de huid, op de plaats die u wilt behandelen, gebrand of verbrand is.

NIET gebruiken als uw huid gebrand is door blootstelling aan de zon, zonnebanken of zelfbruinende crèmes in de afgelopen 2 weken. Het apparaat gebruiken op een gebrande of verbrande huid kan leiden tot een tijdelijke of permanente verkleuring (bleker of donkerder) van de huid. Als u niet zeker bent of uw huid gebrand of verbrand is,

 gebruik het apparaat dan **NIET** gedurende 2 weken. Zorg ervoor dat u tijdens deze 2 weken de plaats die u wilt behandelen **NIET** blootstelt aan de zon.

 **NIET** gebruiken als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft. mē werd niet getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

 **NIET** gebruiken als u lijdt aan epilepsie, door licht veroorzaakte toevallen of chronische migraine. De energieflitsen kunnen hoofdpijn of migraine veroorzaken.

 **NIET** gebruiken op plaatsen waar u tatoeages, moedervlekken of sproeten hebt. Tatoeages of moedervlekken kunnen te veel lichtenergie absorberen, wat kan leiden tot een opzwellen van de huid, tijdelijke of permanente blaren of verkleuring of het bleker worden van de huid.

 **NIET** gebruiken rond de ogen, op het hoofd, oren, tepels, genitaliën of rond de anus. Het apparaat op deze plaatsen gebruiken kan leiden tot een opzwellen van de huid, blaren of tijdelijke verkleuring of het bleker worden van de huid.

Wanneer de mē niet gebruiken/contra-indicaties



NIET gebruiken als u jonger bent dan 18 jaar. De gevolgen van het gebruik van mē voor deze leeftijdsgroep zijn niet bekend.



NIET gebruiken als u een huidziekte in de te behandelen zone heeft, zoals acne, zweren, psoriasis, eczeem, zonnebrand, herpes simples, open wonden of uitslag. Door deze omstandigheden kan de huid gevoeliger zijn aan licht en kan de behandeling onaangenaam worden en leiden tot een opzwellen van de huid, blaren of infecties. Wacht tot de getroffen zone genezen is, voordat u het apparaat op deze zone gebruikt. Raadpleeg uw arts als u niet zeker weet of uw huid voldoende genezen is om het apparaat te gebruiken.

Het apparaat **NIET** gebruiken als u een voorgeschiedenis heeft van keloïde littekenvorming, gevoelig bent voor licht (fotosensitief) of medicatie neemt die de huid gevoeliger maakt voor licht, inclusief niet-steroïdale anti-onstekingsmiddelen, (bv. aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, fenothiazines, thiaziden, diuretica, sulfonyleurea, sulfonamides, DTIC's, fluoruracil, vinblastine, griseofulvine, hydroxycarbonzuren, Retin-A, Accutane en/of topische retinoïden.



De behandelde zones **NIET** blootstellen aan de zon gedurende de volledige behandelingsperiode. Wacht minstens 2 weken na de laatste behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon of aan artificieel licht blootstelt. Als uw huid na deze 2 weken nog rood is, mag u de huid nog niet blootstellen aan de zon. Bescherm uw behandelde huid zorgvuldig met zonnebrandcrème gedurende de hele periode waarin u haar verwijderd. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan uw huid opzwellen of leiden tot blaren, tijdelijke of permanente verkleuring of het bleker worden van de huid.



NIET gebruiken als u een actief implantaat zoals een pacemaker, een incontinentie-apparaat of een insulinepomp heeft. Het mē-systeem werd niet getest op personen met actieve implantaten en de gevolgen zijn daarom nog niet bekend.



NIET gebruiken als u de afgelopen 6 maanden behandeld bent met Accutane® (isotretinoïne). Hierdoor kan de huid gevoeliger zijn aan licht en kan de behandeling onaangenaam worden en leiden tot een opzwellen van de huid, blaren of infecties.



waarschuwingen



De buitenste lagen van het mē-apparaat of de cartridge **NIET** openen en de binnenkant niet aanraken. Dit is voor uw eigen veiligheid. Probeer uw mē-apparaat niet zelf te herstellen. Als u de mē probeert te openen en het apparaat daarbij beschadigt, vervalt uw garantie. Neem contact op met onze klantenservice via www.mepower.com als uw defect of beschadigde apparaat moet worden vervangen. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot elektrocutie of elektrische schokken.



Het mē-systeem **NIET** gebruiken in de wastafel/bad/douche of andere plaatsen waar het in contact kan komen met vloeistoffen of kan nat worden. Dit kan leiden tot elektrische schokken.



Als het systeem nat wordt of in een vloeistof valt, trek de stroomkabel dan onmiddellijk uit. Het systeem Niet uit de vloeistof verwijderen voordat u de stroomkabel hebt uitgetrokken. Gebruik het systeem Niet meer en neem contact op met onze klantenservice.



Houdt het lichtvenster **NIET** te lang op dezelfde plaats en flits geen meerdere lichtpulsen op hetzelfde stukje huid. Dit kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot opzwellings van de huid, blaren of een tijdelijke of permanente verkleuring van de huid. Beweeg het behandelingsvenster na elke flits voorzichtig naar een andere plaats op de huid. Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.



mē **NIET** gebruiken als bepaalde onderdelen beschadigd zijn of lijken. Dit kan letsels tot gevolg hebben.



De ventilatiegleuven **NIET** bedekken tijdens gebruik, aangezien die ervoor zorgen dat het apparaat koel blijft tijdens gebruik. Door het bedekken van de ventilatiegleuven kan het apparaat oververhitten.



BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN! mē is een krachtig apparaat en mag niet door kinderen jonger dan 18 jaar worden gebruikt.

waarschuwingen



mē **NIET** zonder toezicht in het bereik van kinderen laten, aangezien de kabels kunnen leiden tot verstikking. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.



NIET gebruiken als uw huid gevoelig is aan licht. De lichtbehandeling zou onaangenaam kunnen zijn of kunnen leiden tot een opzwellings van de huid, blaren of infecties. Om te bepalen of u mē mag gebruiken, kunt u een test doen op een klein stukje huid. Wacht vervolgens 30 minuten en controleer of er huidreacties zijn. U mag mē alleen gebruiken als er geen huidreacties zijn en de huid normaal lijkt.

Zie de stappen voor het testen van de huid op pagina 12.



mē **NIET** gebruiken op plaatsen waar u wilt dat het haar terug groeit.

Het systeem **NIET** gebruiken als de kamertemperatuur hoger is dan 86°F (30°C).

Als het systeem opwarmt, zal het misschien niet naar behoren werken en letsels veroorzaken.

mogelijke bijwerkingen en huidreacties



mē gebruiken kan leiden tot mogelijke bijwerkingen.

Deze reacties zijn zeldzaam en zouden snel moeten verdwijnen.

Elke cosmetische behandeling kan echter bepaalde risico's inhouden.

Als u een van de volgende reacties krijgt, moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en uw arts raadplegen: een mogelijk permanente verandering van de kleur of textuur van de huid, een erg rode huid, jeuk op de behandelde zone, plotselinge acne, blaren of een verbrande huid, permanent littekenvorming of verlies van huidweefsel of als er een ongewone pijn optreedt.

uw mē systeem gebruiken



mē klaarmaken voor gebruik

1. Reinig het lichtvenster met een niet-alcoholisch reinigingsdoekje of een zachte doek. Hierdoor worden alle haartjes of stof van het behandelingsvenster verwijderd.
2. Sluit de stroomkabel aan op het mē-systeem.
3. Plaats het mē-systeem op een tafel of dichtbij een stopcontact. Verwijder mogelijke vloeistoffen van de plaats.
4. Zorg ervoor dat de applicator zich in de slede bevindt voordat u mē inschakelt.
5. Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.
6. Druk op de startknop om het systeem te starten. Wacht tot het lampje op de startknop groen wordt. Het systeem is nu klaar voor gebruik.
7. Selecteer het gewenste energieniveau: Laag, Medium of Hoog.
8. De cartridge is voorgeladen met flitsen. Wanneer het lampje van het cartridgeniveau knippert, zijn er nog maar een beperkt aantal lichtpulsen in de cartridge en moet u een nieuwe klaarzetten. Als het lampje van het cartridgeniveau blijft branden, moet u de cartridge vervangen.

Let op: Begin op het elōs-niveau LAAG, en schakel daarna pas over naar een hoger elōs-niveau voor nog betere resultaten

de huidgevoeligheid testen

Als u het systeem voor de eerste keer of op een nieuwe plaats gebruikt, kies dan een klein stukje huid in de buurt van de plaats die u wilt behandelen om de gevoeligheid van de huid te testen: Gebruik het elös-niveau LAAG. Volg de onderstaande behandelingsinstructies en zorg ervoor dat u slechts 2-3 flitsen uitzendt. Wacht na de test 30 minuten en controleer uw huid op mogelijke reacties. Als uw huid na 30 minuten geen abnormale reacties vertoont, kunt u een volledige behandeling uitvoeren.

Behandelen met mē

Lichaam:



Stap 1. U kunt de accessoires van de mē zoals de epilator of het scheerapparaat gebruiken om haartjes te verwijderen. Als u deze accessoires gebruikt, moet u zich niet voorbereiden op de behandeling. U moet enkel controleren of het haar niet langer is dan 0,5 cm. Verwijder de beschermingskap en plaats de epilator- of scheercartridge in de plaats.


Als u de aangewezen scheer- of epilatoraccessoires van het mē-systeem niet gebruikt, scheer u dan met een scheermesje of een elektrisch scheerapparaat. Zorg ervoor dat de beschermingskap (meegeleverd) is geplaatst. Het systeem zal alleen werken als de beschermingskap of de epilator/scheerapparaataccessoire op de juiste plaats zit.

Stap 2. Reinig uw huid en wrijf droog met een handdoek.



Stap 3. Druk op de elös-knop op het voetstuk om het gewenste elösniveau te selecteren (Laag, Medium of Hoog). Druk nogmaals op de elös-knop om van Laag naar Medium te gaan of van Medium naar Hoog. Druk nogmaals op de elös-knop om terug naar Laag te gaan.

behandelen met mē



Het is aanbevolen om op het niveau Laag te beginnen en daarna pas naar een hoger elös-niveau te gaan.

Stap 4. Als u het scheerapparaat/epilator gebruikt, druk dan eenmaal op de accessoirestartknop op het bedieningspaneel. De epilator werkt nu op een lage snelheid. Druk nogmaals op de accessoirestartknop om de epilator op een hogere snelheid te laten werken. De cartridge voor het scheerapparaat werkt enkel op het snelheidsniveau 1.

Stap 5. Haal de applicator uit het voetstuk.

Stap 6. Druk op de elösstartknop op de applicator. U hoort de ventilator in de applicator starten.

Stap 7. Plaats de applicator voorzichtig op de huid, zodat de twee zilveren RF-staafjes volledig contact maken met de huid. De mē zal pulsen beginnen uitzenden.

Let op: De applicator werkt alleen als beide RF-staafjes de huid aanraken.

Stap 8. Beweeg de applicator na elke flits voorzichtig en met een vloeiende, trage beweging naar de volgende te behandelen plaats op de huid.

Let op: Als u de applicator 30 seconden niet gebruikt, schakelt hij vanzelf uit. Druk op de elös-startknop op de applicator om de applicator opnieuw in te schakelen.

Houd het lichtvenster **NIET** te lang op dezelfde plaats en flits geen meerdere lichtpulsen op hetzelfde stukje huid. Dit kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot een opzwellen van de huid, blaren of een tijdelijke of permanente verkleuring van de huid. Beweeg de applicator na elke flits naar een andere plaats op de huid.

Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.

behandelen met mē

Stap 9. Voor het beste resultaat moet mē gebruikt worden volgens de behandelingstijden die hieronder wordt vermeld.

De minimale behandelingstijden die hieronder worden aangeraden kunnen verschillen van persoon tot persoon. We raden u aan om elke behandelingszone 2-3 keer met de pulsen te behandelen:



2 minuten



1 minuut per
onderarm



2 minuten voor de
bikinilijn



3 minuten per
arm



10 minuten per volledig
been



2 minuten per
schouder



5 minuten voor
de buik



10 minuten voor
de borstkas



12 minuten voor
de rug



Tips: Wanneer u moeilijke zones behandelt (bv. onderarmen), gebruik de applicator dan in twee richtingen: links/rechts en omhoog/omlaag voor een volledige dekking.

U kunt het volledige lichaam tijdens dezelfde sessie behandelen.


Richtlijnen voor behandelingen

Het is normaal dat u nog haartjes ziet na de eerste behandelingen. Voor het beste resultaat moet u de zone één keer per week gedurende 7 weken behandelen.

Als u maandelijks bijkomende onderhoudsbehandelingen doet na de eerste 7 behandelingen, zullen de ontharingsresultaten langer blijven.



behandelen met mē



Gezicht:

Uw gezicht ontharen is helemaal anders dan uw lichaam ontharen. Het mē-apparaat is bedoeld om gezichtshaar onder de jukbeenderen te verwijderen, inclusief de snor/bovenlip, bakkebaarden, kaaklijn en kin/bovenkant van de hals. Het mē-apparaat is niet bedoeld om de wenkbrauwen, neushaar of oorhaar te behandelen. Lees dit onderdeel zorgvuldig voordat u uw gezicht behandelt met uw mē. Het is aanbevolen om voor het behandelen van uw gezicht de gezichtsadapter te gebruiken. De gezichtsadapter is speciaal ontworpen om de kleinere en gevoelige zones van uw gezicht te behandelen. Als de gezichtsadapter

bevestigd is aan uw applicator, levert het energie door een enkele lichtpuls uit te zenden op het gewenste energieniveau. U kunt de gezichtsadapter samen met de mē kopen of afzonderlijk als een accessoire. Het ontwerp van de gezichtsadapter kan veranderen.

Huidtype

mē is geschikt voor alle huidtypes.

Gezicht:



Let op: Als u dat wenst kunt u uw gezicht vaker behandelen, tot 2-3 keer per week gedurende 6 weken. Voor een optimaal resultaat kunnen bijkomende behandelingen vereist zijn.

algemene informatie over het ontharen van het gezicht

Het haar op het gezicht verschilt fysiologisch gezien van het haar op andere lichaamsdelen. De groeicycli zijn anders en de kenmerken van het haar, zoals de diktheid, kleur en diepte van het haarzakje verschillen van lichaamshaar. Het gezicht is gevoeliger voor ontharing, omdat de zenuwen op bepaalde plaatsen van het gezicht erg gevoelig zijn. De huid op het gezicht en de hals wordt vaker aan de UV-stralen van de zon blootgesteld en is daarom gevoeliger dan de huid op andere lichaamsdelen.

behandelen met mē

Let op: Voor mannen is het niet aangeraden om de baard te behandelen, aangezien het oneven resultaten kan opleveren, wat uw gelaatskenmerken op een ongewenste manier kan veranderen.

wanneer mē niet op het gezicht gebruiken



Als uw gezicht verbrand of gebruid is, wacht dan tot de zonnebrand of de bruine kleur is verdwenen. Daarna kunt u een testpuls uitzenden op een niet zichtbare zone (zoals onder de kin). Controleer de zone na 3 dagen op reacties. Als er geen zichtbare reacties zijn, mag u met de behandeling starten.



Raadpleeg uw arts als u in de afgelopen 3 maanden een professionele gezichtsbehandeling hebt laten doen (zoals een chemische peeling, lasering, een behandeling met licht of radiofrequenties of als u huidvullers hebt laten injecteren).



Raadpleeg uw arts als u in de afgelopen 3 maanden een chirurgische ingreep aan het gezicht hebt laten uitvoeren (zoals een facelift of een facial implant) of als u nog niet helemaal bent hersteld van een ingreep.



Raadpleeg uw arts als u medicatie neemt die u gevoelig maakt voor de zon of als u een voorgeschiedenis heeft van huidziekten, voordat u mē op het gezicht of lichaam gebruikt.

Raadpleeg de algemene lijst van Contra-indicaties aan het begin van deze Gebruikershandleiding.

waarschuwingen



NIET boven de jukbeenderen gebruiken.

Gebruik de epilator of scheeraccessoires **NIET** als u het gezicht behandelt met mē.



De behandelde zones **NIET** blootstellen aan de zon gedurende de volledige behandelingsperiode. Wacht minstens 2 weken na de laatste behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon of aan artificieel licht blootstelt.



Als uw huid na deze 2 weken nog rood is, mag u de huid nog niet blootstellen aan de zon. Bescherm uw behandelde huid zorgvuldig met zonnebrandcrème

behandelen met mē

(minstens 30 SPF) gedurende de hele periode waarin u zich onthaart. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan uw huid opzwellen of leiden tot blaren, tijdelijke of permanente verkleuring of het bleker worden van de huid.



NIET gebruiken op de oogkas of rond de ogen.



NIET gebruiken om uw wenkbrauwen vorm te geven! Let op dat u dit apparaat niet op uw wenkbrauwen gebruikt, aangezien ontharing op deze plaats blijvend kan zijn.



Bij mannen NIET voor de baard gebruiken. Dit kan leiden tot een ongewenst ontharingsresultaat.



NIET gebruiken op moedervlekken of sproeten. Bescherm kleine, gevoelige plaatsen op de huid zoals moedervlekken en sproeten door een witte eyeliner te gebruiken. Als u grote plaatsen op de huid hebt die gevoelig zijn, kunt u karton of dik papier gebruiken om deze plaatsen te bedekken, zodat ze niet aan de behandeling worden blootgesteld. Bescherm uw lippen en de liprand door een witte eyeliner te gebruiken.



NIET gebruiken op tatoeages of permanente make-up.



NIET gebruiken op de schedel.



NIET gebruiken in de neus of oren, aangezien dit gevoelige plaatsen zijn.





Vermijd plaatsen waar alleen vellusharen (heel dun, fijn haar, wordt ook "donshaar" genoemd) groeien. Dit kan leiden tot het ongewenst teruggroeien van haar. In het geval dat u veranderingen in het pigment op uw gezicht kan waarnemen, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.



Gebruik de eerste uren na een behandeling GEEN geproduceerde producten of make-up, omdat dit tot irritaties kan leiden. Als u tijdens de behandeling een ongewone pijn voelt, moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen. Uw huid kan tot 24 uur na de behandeling rood zijn. Als de symptomen langer dan 24 uur aanhouden, en/of u pijn hebt en/of mogelijke ernstige bijwerkingen ondervindt, moet u de behandeling stopzetten en uw arts raadplegen.

behandelen met mē



Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig uw huid en verwijder het haar op het huidoppervlak. U kunt het haar op uw gezicht verwijderen met een pincet, wax, een scheermes, enz. maar niet met een epilator.
2. Voer de behandeling uit op een plaats met aangenaam en voldoende licht. Schakel uw mēapparaat in. Selecteer op het voetstuk het elōs-niveau LAAG. Het apparaat werkt alleen als u een elōs-niveau hebt gekozen.
3. Als u de elōs flitsen te fel vindt, kunt u een zonnebril of duikbril dragen.

Met de gezichtsadapter*

4. Verwijder de accessoirebeschermingskap en sluit de gezichtsadapter aan. Dankzij de gezichtsadapter kan het systeem enkele lichtpulsen uitzenden op het gewenste energieniveau.
5. Druk op de startknop van de elōscartridge op de applicator om de applicator in te schakelen. Plaats de applicator voorzichtig op de zone die u wilt behandelen. Druk op de elōs-startknop om een puls uit te zenden.
6. Verplaats de applicator naar de volgende te behandelen zone en druk nogmaals op de elōs-startknop om een nieuwe puls uit te zenden. Herhaal de vorige stappen tot u het hele gezicht hebt behandeld. Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.

Zonder de gezichtsadapter

4. Druk op de elōs-startknop op de applicator om de applicator in te schakelen. **Plaats de applicator voorzichtig op**


behandelen met mē

de zone die u wilt behandelen. Als u contact met de huid maakt, zal een lichtpuls worden uitgezonden. Verwijder de applicator na elke lichtpuls.

5. Verplaats de applicator naar de volgende te behandelen zone. Er wordt een nieuwe puls uitgezonden. Verwijder de applicator na elke puls. Herhaal de vorige stappen tot u het hele gezicht hebt behandeld. Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.


Let op: Begin de behandeling altijd op het elōs-niveau LAAG. Als u zich comfortabel voelt, kunt u overschakelen naar een hoger elōs-niveau voor nog betere resultaten

mē reinigen en bewaren




1

1. Schakel het systeem uit door op de startknop op het voetstuk te drukken.



2

2. Plaats de applicator in de slede van het voetstuk en trek de stroomkabel uit het stopcontact.



3

3. Reinig het lichtvenster van de cartridge met een niet-alcoholisch reinigingsdoekje of een zachte doek.

4. Als u de aangewezen mē-epilator of scheerapparaat hebt gebruikt: Haal het scheerapparaat of de epilator uit de applicator en plaats de beschermingskap in de plaats. Gebruik een tandenborstel om de accessoires te reinigen. Het is aanbevolen om een zachte doek of een niet-alcoholisch reinigingsdoekje te gebruiken.

5. Als u de aangewezen mē-gezichtsadapter hebt gebruikt: Haal de gezichtsadapter uit de applicator en plaats de beschermingskap in de plaats. Reinig het buitenste oppervlak door ALLEEN een droge,

mē reinigen en bewaren

zachte zoek of een niet-alcoholisch reinigingsdoekje te gebruiken.

6. Reinig het buitenste oppervlak van het mē-systeem door ALLEEN een droge, zachte zoek of een niet-alcoholisch reinigingsdoekje te gebruiken.

7. Bewaar het systeem op een koele en droge plaats, BUITEN HET BEREIK van kinderen.

zorg na de behandeling

Was uw huid voorzichtig met lauw water en dep daarna droog.



De behandelde zones **NIET** blootstellen aan de zon. Wacht minstens 2 weken na de laatste behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon of aan artificieel licht blootstelt. Als uw huid na deze 2 weken nog rood is, mag u de huid nog niet blootstellen aan de zon. Bescherm uw behandelde huid zorgvuldig met zonnebrandcrème gedurende de hele periode waarin u haar verwijdert. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan uw huid opzwellen of leiden tot blaren, een tijdelijke of permanente verkleuring van de huid of de huid kan bleker of donkerder worden.

Uw elös cartridge/scheerapparaat/epilator/ gezichtsadapter

Ga naar onze website www.mepower.com om een nieuwe cartridge, epilator, scheerapparaat of gezichtsadapter te kopen.






Als de indicator voor een lege cartridge begint te knipperen, is uw elös-cartridge bijna leeg en is het tijd om een nieuwe te kopen. Als de indicator blijft branden, is de cartridge leeg en moet u deze vervangen.



Uw elös cartridge vervangen:

1. Zorg ervoor dat het mē-systeem is uitgeschakeld en het stroomsnoer niet meer in het stopcontact steekt.
2. Verwijder de gebruikte cartridge door de cartridge aan de zijkanten vast te nemen en voorzichtig uit het apparaat te trekken.
3. Neem de nieuwe cartridge uit de beschermende verpakking. Raak het glas niet aan. Vingerafdrukken of olie afkomstig uit de huid kunnen het licht dat door het glas schijnt tegenhouden en een succesvol resultaat verhinderen.
4. Schuif de nieuwe cartridge voorzichtig in de applicator tot u een "klik" voelt.
5. Plaats de applicator in de slede van het voetstuk alvorens het mē-systeem in te schakelen.
6. Schakel het mē-systeem in.



Uw elōs cartridge/scheerapparaat/epilator/ gezichtsadapter vervangen



Uw aangewezen mē-scheerapparaat, epilator of gezichtsadapter vervangen

1. Zorg ervoor dat het mē-systeem is uitgeschakeld en het stroomsnoer niet meer in het stopcontact steekt.




2. Verwijder de beschermingskap door deze aan beide kanten vast te nemen en voorzichtig uit de applicator te trekken.



3. Neem het scheerapparaat, de epilator of de gezichtsadapter uit de beschermende verpakking. Schuif het scheerapparaat, de epilator of de gezichtsadapter voorzichtig in de applicator tot u een "klik" voelt.

4. Plaats de applicator in de slede van het voetstuk alvorens het mē-systeem in te schakelen.

5. Schakel het mē-systeem in.



Gebruikte cartridges verwijderen

Stap 1. Als u nog geen nieuwe cartridge heeft, plaatst u de beschermingskap op de plaats van de oude cartridge om de interne onderdelen van het systeem te beschermen.

Stap 2. Volg de wetgeving van uw woonplaats voor de verwijdering van elektrische systemen zoals het voetstuk, handstuk of wegwerpcartridges. Voor meer informatie of vragen neemt u contact met ons op via www.mepower.com.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

reizen met mē

Het mē-systeem is ontworpen met een universele spanning. Dat betekent dat u het systeem overal ter wereld kunt gebruiken. U heeft wel een adapter voor de stekker nodig, want elektrische stopcontacten kunnen per land verschillen. Zorg ervoor dat het mē-systeem niet nat wordt als u reist. Niet in een vochtige omgeving gebruiken. Het is aangeraden om uw mē-apparaat te beschermen als u op reis bent. U kunt de speciaal ontworpen reistas afzonderlijk kopen op www.mepower.com.

problemen oplossen

Indicator	Wat betekent het?	Wat moet ik doen?
Apparaat		
De lampjes branden niet	De stroomkabel is niet aangesloten	Sluit de stroomkabel aan.
Alle lampjes voor elōs energie-instellingen knipperen (Hoog-Medium-Laag)	Er is geen elōs-energieniveau geselecteerd	Selecteer een elōs-niveau. De ventilator in de applicator zal worden geactiveerd. Dit geeft aan dat de cartridge actief is.
De elōs-startknop op de applicator knippert	Het elōs-energieniveau is geselecteerd maar de elōs-startknop is nog niet ingedrukt	Druk op de elōs-startknop. De ventilator in de applicator zal worden geactiveerd. Dit geeft aan dat de elōs-cartridge actief is.
De startknop knippert oranje	Er is een fout ontdekt	Start het systeem opnieuw op door het uit en opnieuw in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, trek de stroomkabel uit en wacht tot alle lampjes uit zijn (enkele seconden). Sluit de stroomkabel vervolgens opnieuw aan en schakel het systeem in. Als het waarschuwinglampje blijft branden, ga dan naar een koelere ruimte met een temperatuur van minder dan 30°C/86° en start het systeem opnieuw op.
Er komen geen flitsen uit het apparaat	1. De zilveren RF-staafjes maken geen contact met de huid in de te behandelen zone 2. elōs De startknop werd niet ingedrukt of het elōs-energieniveau werd niet geselecteerd	Zorg ervoor dat aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan om een lichtpuls uit te zenden: elōs het niveau is geselecteerd, de elōs-startknop is ingedrukt en de zilveren RF-staafjes maken contact met de huid

problemen oplossen

Indicator	Wat betekent het?	Wat moet ik doen?
De eiòs-energieknop op het voetstuk knippert	De cartridgegleuf is leeg	Plaats een cartridge of de beschermingskap
De accessoirestartknop op het voetstuk knippert	De accessoiregleuf is leeg	Plaats de gezichtsadapter, een accessoire (scheerapparaat/epilator) of de beschermingskap.
De indicator voor het cartridgegeniveau knippert	Het aantal resterende pulsen in de eiòs-cartridge is laag	Bereid een nieuwe cartridge voor en houd deze bij de hand
De indicator voor het cartridgegeniveau blijft knipperen	Er zijn geen resterende pulsen meer in de eiòs-cartridge	Plaats een nieuwe eiòs-cartridge
Andere		
Mijn huid is rood na de behandeling	De huid kan door de behandeling rood worden. Dit verdwijnt meestal binnen 24 uur	Als de roodheid meer dan 24 uur na de behandeling nog steeds niet is verdwenen, stop dan met het gebruik van mē en raadpleeg uw arts of onze klantenservice
Ik zie bijna geen haar-reductie	Zorg dat u de behandelingsinstructies en -tijdstippen nauwgezet volgt.	De resultaten variëren van persoon tot persoon en naargelang de plaats op het lichaam die werd behandeld en of u de instructies nauwgezet hebt gevolgd. Neem contact op met onze klantenservice voor hulp
Ik voel een zekere warmte als ik de lichtflitsen uitzend. Is dit normaal?	Het is mogelijk dat u warmte, tintelingen of jeuk voelt. Mogelijke ongemakken of warmte zou mild moeten zijn.	Als het ongemak ernstig/intens is of meer dan 24 uur na de behandeling aanhoudt, stop dan met het gebruik van de mē en raadpleeg uw arts of onze klantenservice



Als het probleem met het mē-systeem aanhoudt, neem dan contact op met onze klantenservice op www.mepower.com.

garantie en service

Let op: Als uw apparaat onder de garantie valt van uw lokale verdeler, dan hebben die voorrang op de onderstaande garantievoorwaarden.

Uw mē-apparaat is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 12 maanden (tenzij anders aangegeven door uw lokale verdeler) vanaf de datum van aankoop. De garantie voor de cartridge is 3 maanden geldig vanaf de datum van aankoop of 50% gebruik – indien dat vroeger is. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper met een origineel bewijs van aankoop en alleen wanneer het product is aangekocht bij een erkende mē-winkel of -wederverkoper. Als het product een defect vertoont tijdens de garantieperiode, neem dan contact met ons op

via www.mepower.com of met uw lokale winkel/distributeur.

Illuminage Beauty Ltd. ("Illuminage") behoudt zich het recht om een defect product te vervangen door het meest vergelijkbare product dat op dat moment beschikbaar is. Uw enige rechtsmiddel in geval van een defect product dat door deze garantie wordt gedekt, is de reparatie of vervanging van het defecte product. De volledige aansprakelijkheid van Illuminage voor elk defect product kan in geen geval de oorspronkelijke aanloopprijs van het defecte product overstijgen.

Deze garantie dekt geen producten waarbij Illuminage heeft vastgesteld dat ze werden beschadigd door een van de volgende oorzaken: ongeluk, misbruik, wijzigingen, gebruik door onbevoegde personen, gebruik met onbevoegde accessoires of gebruik dat niet voldoet aan de gebruikershandleiding, aansluiting op een onjuiste stroomsterkte of spanning en/of elke andere voorwaarde die buiten de controle van Illuminage ligt.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS Illuminage NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT, MET INBEGRIIP VAN ALGEMENE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE – VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE GARANTIE DIE IN DIT DOCUMENT WORDT VERMELD, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE VOOR DIT PRODUCT DOOR Illuminage WORDT GEGEVEN EN VERVANGT ELKE ANDERE VERKLARING EN/OF GARANTIE, MET INBEGRIIP VAN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VERKOOPBAARHEID.

garantie en service

De verpakkings- en verzendkosten van het defecte product zullen door de koper van het product worden vergoed en de retourkosten zullen door Illuminage worden vergoed, tenzij in het geval dat Illuminage vaststelt dat het product niet defect is of niet onder de garantie valt. In dat geval zullen de verpakkings- en verzendkosten door de koper van het product worden vergoed.

gegevens van de fabrikant

Het mē-systeem wordt geproduceerd door Illuminage Beauty Ltd. Illuminage Beauty, die zich het recht voorbehoudt om wijzigingen toe te brengen aan zijn producten of specificaties om de prestaties, betrouwbaarheid en maakbaarheid te verbeteren. De informatie die door Illuminage Beauty wordt geleverd, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn. Illuminage Beauty is echter niet aansprakelijk voor het gebruik. Er wordt geen licentie geïmpliceerd of anderszins verstrekt door enig patent of door patentrechten van Illuminage Beauty. Geen enkel deel van dit document mag worden geproduceerd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of anderszins, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Illuminage Beauty.

Illuminage Beauty heeft patenten en patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal in dit document. De levering van dit document geeft geen gebruiksrecht op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij voor zover uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke overeenkomst van Illuminage Beauty.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Neem voor meer informatie over het mē-systeem contact op met onze klantenservice op www.mepower.com.

Let op: Het ontwerp het het systeem kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

gegevens van de fabrikant

labels en symbolen

Het etiket met het naamplaatje vindt u op de onderkant van het mē-systeem. Hierop staan de naam en het adres van de fabrikant, het onderdeel- en serienummer van het systeem en de elektrische en wettelijke normen waaraan het systeem voldoet.



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



AEEA - Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Volg de gebruikershandleiding



Apparatuur van klasse II



Beschermingsgraad tegen elektrische onderdelen van type BF



Niet in een vochtige omgeving gebruiken.



CE-markering



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Beschermingsgraad tegen insijpeling van water: IPX2; IP22

Dit apparaat is niet geschikt om in de buurt van ontvlambare narcotische middelen met lucht of met zuurstof of distikstofmonoxide te worden gebruikt.

gegevens van de fabrikant

- Lichtspectrum: 550 – 1200 nm
- Max Optical: 4J/cm²
- Frequentie van radiogolven: 6,78 MHz
- Max. vermogen van radiofrequentie: 5 Watt
- Herhalingsfrequentie van de lichtpulsen: tot 1.1 Hz (1 puls elke 0,9 seconde)
- Geldende normen:

Veiligheidsnormen

- IEC/EN 60335-1:2010 5^e Ed. / 2012
- EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2010
- IEC 60601-1:2005 3^e Ed. / EN 60601-1:2006 3^e Ed.
- IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2^e Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2^e Ed.
- IEC 60601-1-11:2010
- SI 900 deel 1:2006; deel 2.8:2001; deel 2.23:2009

EMC Normen

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3:2008
- IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibiliteit

- ISO 10993-1:2010

MISC-standaard

IEC 62301 2^e Ed. 2011-01;

Elektrisch vermogen: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht 21,5 x 20 x 11 cm [B x L x H] 1 Kg

gegevens van de fabrikant

acceptabele omgevingsomstandigheden

Let op: Het systeem zal niet werken in een ruimte met een kamertemperatuur hoger dan 86°F (30°C). Als het systeem werd bewaard in een vochtige ruimte, laat het dan een uur drogen voordat u het gebruikt.

acceptabele omgevingsomstandigheden

Bewaring en transport

Temperatuur	10°C - 55°C (50°F- 131°F)
Vochtigheid	90% bij 55°C (131°F)
Druk	700-1060hPa

Tijdens gebruik:

Temperatuur	10°C - 30°C (50F- 86°F)
Relatieve vochtigheid	tot 80% bij 37°C (99°F)
Hoogte	Tot 3900 m (13.000 ft)

contactgegevens

Als u problemen ondervindt met het mē-systeem of graag meer informatie wenst over het mē-systeem, neem dan contact op met onze klantenservice op www.mepower.com.

Indice

Introduzione	3
A quale uso è destinato mē?	3
mē sistema	4
Importanti informazioni sulla sicurezza	7
Quando non usare il mē /controindicazioni	7
Avvertenze	9
Possibili effetti collaterali e reazioni cutanee	10
Come utilizzare il sistema mē	11
Test della sensibilità cutanea	12
trattamento di mē	12
Pulizia e conservazione di mē	19
Cura dopo trattamento	20
Come sostituire la elōs cartuccia/il rasoio/l'epilatore/ Dell'adattatore di precisione	21
Viaggiare con mē	23
Risoluzione dei problemi	23
Garanzia e assistenza	25
Informazioni sul produttore	26
Informazioni di contatto	29

introduzione

Congratulazioni per aver acquistato un sistema mē ! mē è un dispositivo innovativo che può essere utilizzato nel comfort e nella privacy della propria abitazione per rimuovere i peli indesiderati con risultati permanenti.

mē è l'unico dispositivo domestico per la rimozione dei peli superflui che utilizza la tecnologia brevettata elōs , la cui sicurezza ed efficacia sono clinicamente testate per ottenere risultati permanenti su tutti i tipi di carnagione. Un trattamento delicato, di facile utilizzo, che in pochi minuti regala quella sensazione di libertà che solo la pelle liscia come la seta può donare, senza la seccatura di infinite cerette e rasature.

Prima di utilizzare mē, visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.mepower.com e assicurarsi di registrare il proprio me e di guardare il nostro video dimostrativo.

a quale uso è destinato mē?

Tipo di carnagione

mē può essere utilizzato sul corpo e sul viso, QUALUNQUE SIA il proprio carnagione (il colore della pella che si ha dalla nascita)

Corpo e viso:



Colore dei peli

mē può essere utilizzato sulla più ampia gamma di colori di peli.

Nota: per avere dei risultati efficaci, si consiglia di utilizzare l'accessorio per epilazione per il trattamento del corpo in caso di peli di colore naturale biondo chiaro, rosso e bianco/grigio.

L'accessorio per epilazione non deve essere utilizzato sul viso

a quale uso è destinato mē?

Zone del corpo

mē può essere utilizzato da uomini e donne sui peli situati sotto il collo, e solo dalle donne per i peli del viso al di sotto degli zigomi.

Nota: Il trattamento del viso è diverso da quello del corpo.

Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, leggere completamente il manuale d'uso.

mē sistema

Contenuto della confezione mē :

- mē sistema dotato di tecnologia elōs
- una elōs cartuccia (già installata)
- cappuccio protettivo dell'accessorio (già installato)
- cavo di alimentazione

accessori mē aggiuntivi:

Venduti separatamente o inclusi con il mē sistema

- rasoio
- epilatore
- dell'adattatore di precisione
- cartuccia elōs di ricambio

Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare il sito www.mepower.com.

mē sistema

componenti del dispositivo (Figura 1):

1. unità base.
2. base.
3. pannello di controllo con:
 - ⏻ pulsante di accensione
 - elōs pulsante di impostazione dell'energia con 3 indicatori del livello di energia: Low- Medium- High (basso, medio, alto)
 - 🔌 la spia vuota indica che la elōs cartuccia è esaurita e deve essere sostituita
 - ⏻ pulsante di attivazione degli accessori
4. applicatore (impugnatura con cavo).
5. Cartuccia elōs con finestra di emissione della luce e barre di contatto RF.




Figura 1: mē sistema

mē sistema

componenti dell'applicatore (Figura 2):

6. finestra di emissione della luce.
7. Barre di contatto RF argento (entrambe le barre di contatto RF devono aderire perfettamente alla pelle per attivare gli impulsi luminosi).
8. Cartuccia elōs : viene fornita inserita nell'applicatore ed è precaricata di impulsi elōs .
Quando la spia luminosa Vuoto alla base dell'unità diventa rossa significa che la cartuccia deve essere sostituita.
9. elōs pulsante di attivazione.
10. uscita raffreddamento.
11. cappuccio di protezione dell'accessorio. *

*Se non si dispone di una cartuccia di riserva, assicurarsi di inserire il elōs cappuccio protettivo al posto della cartuccia usata. In tal modo si proteggono i componenti interni dell'applicatore.





Figura 2: Vista dall'alto e dal basso dell'applicatore

Importanti informazioni sulla sicurezza

 Questo simbolo appare accanto alle informazioni sui possibili rischi per la sicurezza.

Il sistema mē non è adatto a tutti. Prima di utilizzare il sistema mē, leggere questo manuale d'uso. Assicurarsi di seguire tutte le avvertenze. Non utilizzare il dispositivo se non è adatto (vedere la sezione Controindicazioni di seguito). Se non si comprende qualcuna di queste avvertenze, o in caso di domande, contattare il servizio clienti all'indirizzo www.mepower.com.

quando non usare mē /controindicazioni

 **NON** usare se la pelle, nella zona da trattare, è abbronzata o bruciata.

NON usare se la pelle è stata abbronzata tramite esposizione ai raggi del sole, lettini abbronzanti o creme autoabbronzanti nelle ultime 2 settimane. L'uso del dispositivo su pelle abbronzata o bruciata può provocare uno schiarimento o uno scurimento temporaneo o permanente della pelle. Se non si è sicuri se la propria pelle è abbronzata o bruciata,

NON utilizzare il dispositivo per le 2 settimane successive. In queste 2 settimane,

 **NON** esporre al sole la zona che si intende trattare.

NON usare in stato di gravidanza, se si pianifica una gravidanza (concepimento) né durante l'allattamento. mē non è stato testato su donne in stato di gravidanza o allattamento.



NON utilizzare se si soffre di epilessia o attacchi epilettici provocati dalla luce o emicrania cronica. Gli impulsi di luce possono provocare cefalee ed emicranie gravi.



NON usare su tatuaggi, macchie marroni scure o nere (ad esempio lentiggini scure, voglie o verruche). I tatuaggi o le macchie scure potrebbero assorbire troppa energia luminosa e provocare protuberanze, vesciche temporanee o permanenti, e scolorimento o schiarimento della pelle.



NON usare su orecchie, collo, capezzoli, genitali o intorno all'ano. L'uso in queste aree potrebbe provocare protuberanze, vesciche e scolorimento o schiarimento della pelle.

quando non usare mē /controindicazioni



NON usare se non si è maggiorenni. Gli effetti sull'uso mē in questo gruppo di età non sono noti.

NON utilizzare in caso di condizione cutanea attiva nell'area di trattamento tra cui acne, ferite, psoriasi, eczema, ustioni solari, herpes simplex, ferite aperte o rash cutaneo. Tali condizioni rendono la pelle più sensibile al trattamento luminoso e possono rendere il trattamento fastidioso o provocare protuberanze, vesciche e infezioni. Prima dell'uso, attendere che l'area interessata sia guarita. Se non si è sicuri che la pelle sia guarita sufficientemente per utilizzare il dispositivo, consultare il proprio medico.



NON usare il dispositivo se si è sofferto di formazioni cicatriziali cheloidali, in caso di sensibilità nota alla luce (fotosensibilità) o se si stanno assumendo farmaci che rendono la pelle più sensibile alla luce, tra cui antinfiammatori non steroidei (come l'aspirina, l'ibuprofene, l'acetaminofene), tetracicline, tiazide, diuretici, sulfaniluree, sulfonamidi, DTIC, fluorouracile, vinblastina, griseofulvina, alfaidrossiacidi(AHA), betaidrossiacidi (BHA), Retin-A, Accutane e/o retinoidi topici.



NON esporre al sole le zone trattate per l'intero periodo del trattamento. Prima di esporre la pelle trattata al sole o alle lampade abbronzanti, attendere almeno 2 settimane dopo la fine del trattamento. Dopo 2 settimane, prima di esporre la pelle trattata al sole, assicurarsi che non sia rossa dopo il trattamento. Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle trattata con una crema solare per tutto il periodo di rimozione dei peli. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe portare a conseguenze quali protuberanze, vesciche e uno scolorimento o schiarimento temporaneo o permanente della pelle.



NON utilizzare se si è portatori di un impianto attivo, come ad esempio un pacemaker, un dispositivo per l'incontinenza, un microinfusore di insulina, ecc. L'uso del sistema mē non è stato testato nei soggetti con impianti attivi, quindi i suoi effetti sono sconosciuti.



NON usare se si è stati trattati con Accutane® (isotretinoina) nei 6 mesi precedenti. Tale farmaco rende la pelle più sensibile al trattamento luminoso e può rendere il trattamento fastidioso o provocare protuberanze, vesciche e infezioni.

avvertenze



NON aprire le coperture esterne del dispositivo mē o la cartuccia, e non toccare le parti interne. Ciò serve a garantire l'incolumità dell'utente. Non tentare di riparare il dispositivo mē da soli. Tentare di aprire il mē può danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Contattare il servizio clienti all'indirizzo www.mepower.com nel caso in cui il dispositivo si sia rotto o danneggiato e necessita di riparazione. Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare folgorazione o shock elettrico.



NON usare il sistema mē nel lavandino, nella doccia e nella vasca, o in luoghi in cui può venire a contatto con liquidi e bagnarsi. Può provocare shock elettrico.

Se il sistema cade in un liquido, scollegarlo immediatamente dalla corrente. Non rimuovere il sistema dal liquido mentre è collegato alla corrente. Non utilizzare il sistema e contattare il servizio clienti.



NON tenere ferma la finestra di uscita dell'applicatore su un punto della pelle né emettere impulsi luminosi multipli sulla pelle. Si potrebbe emanare troppo calore e provocare protuberanze, vesciche e un cambiamento temporaneo o permanente del colore della pelle. Dopo l'emissione, spostare lentamente la finestra di trattamento su un punto della pelle vicino. Prima di tornare a un punto trattato in precedenza, aspettare almeno 10 secondi.



NON usare mē se sono presenti parti danneggiate. Potrebbero verificarsi lesioni personali.



NON coprire le fessure per la ventilazione durante l'uso, perché evitano il surriscaldamento del dispositivo durante l'uso. Coprire le fessure per la ventilazione provoca il surriscaldamento del dispositivo.



TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! mē è un dispositivo potente e non deve essere usato da persone di età inferiore a 18 anni.

avvertenze



NON lasciare mē incustodito vicino ai bambini in quanto i cavi rappresentano un rischio di soffocamento. Supervisionare i bambini e assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.



NON usare su pelli sensibili alla luce. Tale condizione può rendere il trattamento fastidioso o provocare protuberanze, vesciche e infezioni. Per capire se si può utilizzare mē, effettuare un test su un piccolo lembo di pelle. Attendere 30 minuti per vedere se si sono sviluppate reazioni cutanee. Solo nel caso in cui non si è sviluppata alcuna reazione cutanea, e la pelle resta normale, è possibile utilizzare mē.



Vedere i passaggi per il test a pagina 12.

NON usare mē su aree in cui si desidera far ricrescere i peli.

NON usare il sistema con una temperatura ambiente superiore a 86°F (30°C).

Se il sistema si surriscalda, potrebbe non funzionare correttamente e provocare lesioni.

possibili effetti collaterali e reazioni cutanee



L'uso di mē può avere degli effetti collaterali.

Queste reazioni sono rare e dovrebbero andare via in poco tempo.

Tuttavia, qualsiasi trattamento cosmetico implica un certo grado di rischio.

Interrompere il trattamento e consultare un medico nel caso in cui si verificasse una delle reazioni descritte di seguito: cambiamenti permanenti nel colore e nella consistenza della pelle, sostanziale rossore, dolore nella zona trattata, cicatrici o perdita di tessuto cutaneo permanenti, o dolori insoliti.

come utilizzare il sistema mē



impostazione mē

1. Pulire la finestra di emissione della luce della cartuccia con un panno morbido o inumidito con una soluzione non alcolica. Questa pulizia serve a rimuovere eventuali peli o polvere dalla finestra di trattamento.
2. Collegare il cavo di alimentazione al sistema mē .
3. Posizionare il sistema mē su un tavolo o su un'area vicini a una presa di corrente a muro. Allontanare dall'area qualsiasi tipo di liquido.
4. Assicurarsi che l'applicatore sia posizionato sulla base prima di accendere il mē.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica a muro.
6. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il sistema. Attendere che la luce della spia sul pulsante di alimentazione diventi verde. A questo punto il sistema è pronto per l'uso.
7. Selezionare il livello di energia desiderato tra basso, medio o alto.
8. La cartuccia è precaricata con impulsi e pronta per essere usata. Quando la spia Vuoto inizia a lampeggiare significa che sono rimasti solo pochi impulsi nella cartuccia e che è necessario prepararsi a sostituirla. Se la spia Vuoto è accesa, significa che è necessario sostituire la cartuccia.


Nota: Iniziare con il livello LOW (basso) elōs e, se lo si desidera, passare a un livello superiore elōs per ottenere risultati migliori.

test della sensibilità cutanea

Se si utilizza il dispositivo per la prima volta su una nuova area del corpo, scegliere una piccola area vicino alla zona da trattare al fine di eseguire un test della sensibilità cutanea. Usare il livello elös LOW (basso). Seguire le seguenti istruzioni di trattamento ma assicurarsi di emettere solo 2-3 impulsi. Dopo il test cutaneo attendere 30 minuti e controllare se sono presenti eventuali reazioni sulla pelle. Se dopo 30 minuti la pelle appare normale, è possibile procedere a un trattamento completo.

trattamento di mē

Corpo:



Fase 1. Per comodità, è possibile utilizzare gli accessori per mē epilazione o rasatura per rimuovere i peli. In tal caso, non è necessaria alcuna preparazione prima del trattamento ma è sufficiente assicurarsi che i peli siano lunghi al massimo 0,5 cm. Rimuovere il cappuccio protettivo e inserire la cartuccia dell'epilatore o del rasoio.

Se non si utilizzano gli accessori per epilazione o rasatura del sistema mē designati, radersi con un rasoio a mano o elettrico. Assicurarsi che il cappuccio protettivo (fornito in dotazione) sia inserito. Il sistema non funziona se il cappuccio protettivo o l'accessorio epilatore/rasoio non sono in posizione.




Fase 2. Pulire la pelle e asciugarla con un asciugamano.

Fase 3. premere il pulsante elös sulla base per selezionare il livello elös appropriato (Low, Medium o High) (basso, medio o alto). Premere nuovamente il pulsante elös per passare da Low (basso) a Medium (medio) e di nuovo per passare da Medium (medio) a High (alto). Per tornare all'impostazione Low (basso), premere nuovamente il pulsante elös.

Si consiglia di iniziare con il livello Low (basso) e passare poi

trattamento di mē




elōs a quello più adatto.

Fase 4. Se si utilizza il rasoio/epilatore designato, premere una volta il pulsante di attivazione degli accessori sul pannello di controllo per avviare il meccanismo dell'epilatore a bassa velocità. Se lo si desidera, premerlo nuovamente per passare a una velocità maggiore. La cartuccia del rasoio funziona solo alla Velocità 1.



Fase 5. Togliere l'applicatore dalla base.

Fase 6. Premere il pulsante di attivazione elōs situato sull'applicatore. Si sentirà il rumore della ventola all'interno dell'applicatore.



Fase 7. Posizionare delicatamente l'applicatore sulla pelle, in modo che le due barre di contatto RF argento siano completamente a contatto con la pelle. Il mē emetterà degli impulsi.

Nota: L'applicatore non funziona se entrambe le barre di contatto RF argento non sono a contatto con la pelle

Fase 8. Dopo ogni impulso luminoso, far scivolare lentamente l'applicatore al punto successivo della pelle, spostandolo in modo continuo e lento.

Nota: L'applicatore si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inutilizzo. Per riaccendere l'applicatore, premere il pulsante di attivazione elōs situato sull'applicatore.

NON tenere ferma la finestra di uscita dell'applicatore su un punto della pelle né emettere impulsi luminosi multipli sullo stesso punto della pelle. Si potrebbe emanare troppo calore e provocare protuberanze, vesciche e un cambiamento temporaneo o permanente del colore della pelle. Dopo ogni emissione, spostare l'applicatore su un punto della pelle diverso.

Prima di tornare a un punto già trattato, attendere almeno 10 secondi.

trattamento di mē

Fase 9. Per avere dei risultati efficaci, utilizzare mē per i tempi di trattamento indicati di seguito.

I tempi minimi di trattamento consigliati di seguito possono variare da persona a persona. Si consiglia di controllare che ogni zona trattata venga coperta da 2-3 impulsi:



2 minuti



1 minuto per
ascella



2 minuti per zona bikini



3 minuti per
braccio



10 minuti per gamba
intera



2 minuti per
spalla



5 minuti per
addome



10 minuti per
torace



12 minuti per
schiena



Suggerimenti: se si utilizza il sistema su zone difficili da trattare (ad esempio le ascelle) far andare l'applicatore in 2 direzioni: da sinistra a destra e dall'alto in basso, per ottenere una copertura completa.


È possibile trattare tutte le aree del corpo durante la stessa sessione di trattamento.

Linee guida per il trattamento

È normale vedere ancora dei peli dopo i primi trattamenti. Per ottenere risultati migliori, si consiglia di eseguire i trattamenti una volta la settimana, per le prime 7 volte. Dopo i primi 7 trattamenti, si consiglia di eseguire altri trattamenti mensili di mantenimento, per far durare di più i risultati della rimozione dei peli.



trattamento di mē



Viso:

Rimuovere i peli indesiderati dal viso è molto diverso dal rimuovere i peli da altre parti del corpo. Il dispositivo mē è stato progettato per rimuovere i peli del viso al di sotto degli zigomi, incluse le aree di baffi/labbro superiore, basette, profilo del mento, mento e parte superiore del collo. Il dispositivo mē non deve essere utilizzato per trattare sopracciglia, peli del naso o nelle orecchie. Assicurarsi di leggere questa sezione approfonditamente prima di iniziare a rimuovere i peli del viso con mē. Per il trattamento dei peli del viso, si consiglia l'uso dell'adattatore apposito. L'adattatore di precisione è stato progettato per adattarsi alle zone da trattare

più piccole e delicate, come appunto quelle del viso. Una volta collegato l'adattatore all'applicatore, viene emanata energia in modalità a singolo impulso, al livello di energia desiderato. L'adattatore di precisione può essere acquistato insieme al mē o come accessorio separato. Il design dell'adattatore di precisione può

Tipi di carnagione

mē è adatto a tutti i tipi di carnagione.

Viso:



Nota: è possibile trattare le aree sul viso più spesso, fino a 2 o 3 volte alla settimana per 6 settimane. Per ottenere risultati ottimali, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento.

informazioni generali sulla rimozione dei peli del viso

I peli del viso sono fisiologicamente diversi da quelli presenti in altre aree del corpo. Il ciclo di crescita è diverso, e lo stesso vale per le caratteristiche quali lo spessore, il colore e la profondità del follicolo. Il viso è molto sensibile alla rimozione dei peli a causa della sensibilità dei nervi presenti in alcune aree. La pelle del viso e del collo viene facilmente esposta ogni giorno ai raggi UV del sole, pertanto può essere più sensibile di quella di altre parti del corpo.

trattamento di mē

Nota: per gli uomini, si sconsiglia di trattare la barba in quanto potrebbe creare risultati non irregolari, producendo nelle caratteristiche facciali dei cambiamenti indesiderati.

quando non si deve utilizzare mē sul viso



Se la pelle del viso è abbronzata dal sole o artificialmente, attendere che la tintarella sbiadisca prima di eseguire un impulso di prova su un'area nascosta (ad es. sotto il mento). Valutare l'area dopo 3 giorni per assicurarsi che non si siano verificati effetti collaterali. Solo a questo punto iniziare il trattamento.



Se ci si è sottoposti a trattamenti per il viso professionali (ad esempio peeling chimici, trattamenti di laser/luce/radiofrequenza o filler dermici) negli ultimi 3 mesi



Se ci si è sottoposti a interventi chirurgici facciali (ad esempio lifting o impianti facciali) negli ultimi tre mesi, o prima della guarigione completa, consultare il medico.



Se si stanno assumendo farmaci che provocano sensibilità alla luce del sole o si è sofferto in passato di disturbi cutanei, consultare il medico prima di utilizzare mē sul viso o su altre parti del corpo.

Fare riferimento all'elenco generale di Controindicazioni all'inizio di questo manuale utente.

avvertenze



NON usare al di sopra degli zigomi.



NON usare gli accessori per epilazione o rasatura per il trattamento mē del viso.



NON esporre al sole le zone trattate per l'intero periodo del trattamento. Prima di esporre la pelle trattata al sole o alle lampade abbronzanti, attendere almeno 2 settimane dopo la fine del trattamento. Dopo 2 settimane, prima di esporre la pelle trattata al sole, assicurarsi che non sia rossa dopo il trattamento, Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle

trattamento di mē

trattata con una crema solare (con fattore di protezione di almeno SPF 30) per tutto il periodo di rimozione dei peli. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe portare a conseguenze quali protuberanze, vesciche e uno scolorimento o schiarimento temporaneo o permanente della pelle.



NON trattare le orbite o la zona intorno agli occhi.



NON usare per modellare le sopracciglia! È importante evitare di trattare accidentalmente le sopracciglia in quanto la rimozione dei peli potrebbe essere permanente.



NON trattare la barba negli uomini. Si potrebbero rimuovere dei peli che non si desidera eliminare.



NON trattare nei e voglie. Proteggere piccole aree di pelle sensibile, ad esempio con nei, voglie, ecc., utilizzando un eyeliner bianco. Per aree di pelle più grandi, utilizzare un pezzo di cartone o di carta spessa per coprire l'area interessante e prevenire l'esposizione al trattamento. Proteggere le labbra e il contorno labbra con un eyeliner bianco.



NON trattare tatuaggi o makeup permanente.



NON trattare il cuoio capelluto.



NON trattare l'interno delle narici o delle orecchie in quanto queste aree sono delicate.



Evitare di trattare zone che contengono solo peli vellus (peli molto sottili chiamati anche "peluria") in quanto si potrebbe verificare una ricrescita indesiderata. Nell'improbabile caso che si vedano modifiche pigmentate sul viso, interrompere il trattamento e consultare il medico.

NON usare prodotti profumati o makeup per diverse ore dopo un trattamento in quanto potrebbero provocare una leggera irritazione.



Nel caso in cui si sentisse un dolore insolito durante il trattamento, interromperlo immediatamente. Il rossore temporaneo della pelle può verificarsi fino a 24 ore dopo il trattamento. Se i sintomi persistono per oltre 24 ore, e/o si avvertono un forte disagio e/o vari effetti collaterali, interrompere il trattamento e consultare il medico.



trattamento di mē

Come utilizzarlo:

1. Pulire la pelle e rimuovere il pelo dalla superficie della pelle. è possibile rimuovere i peli dal viso con pinzette, cera, rasoio, ecc, ma non con l'epilatore.

2. Lavorare in un ambiente con molta luce. Accendere il mē dispositivo. Selezionare il livello LOW (basso) elös sull'unità base. Il dispositivo non si attiva se non viene selezionata un'impostazione elös .

3. Se la luce dell'impulso elös è abbagliante, è possibile indossare occhiali da sole o protettivi.



Con un dell'adattatore di precisione

4. Rimuovere il cappuccio protettivo dell'accessorio e collegare l'dell'adattatore di precisione. L'dell'adattatore di precisione consente al sistema di emettere solo impulsi singoli con il livello di energia desiderata.

5. Premere il pulsante di attivazione della cartuccia elös sull'applicatore per attivarlo. Posizionare delicatamente l'applicatore sull'area da trattare. Premere una volta il pulsante di attivazione elös per emettere un singolo impulso.

6. Riposizionare l'applicatore sull'area successiva da trattare e premere ancora il pulsante di attivazione elös per emettere un altro impulso. Ripetere i passi precedenti fino a quando non è stata coperta tutta l'area di trattamento del viso. Attendere almeno 10 secondi prima di trattare lo stesso punto.

Senza dell'adattatore di precisione

4. Premere il pulsante di attivazione elös sull'applicatore per attivarlo. Posizionare delicatamente l'applicatore sull'area da trattare. Al contatto verrà emesso un impulso.




trattamento di mē

Rimuovere l'applicatore dopo un singolo impulso.

5. Riposizionare l'applicatore sull'area successiva da trattare, verrà emesso un altro impulsi, quindi rimuovere l'applicatore dopo un singolo impulso. Ripetere i passi precedenti fino a quando non è stata coperta tutta l'area di trattamento del viso. Attendere almeno 10 secondi prima di trattare lo stesso punto.

Nota: Iniziare sempre con il livello LOW (basso) elōs e, se lo si desidera, passare a un livello superiore elōs per ottenere risultati migliori.

pulizia e conservazione di mē



1. Spegnerne il sistema premendo il pulsante di alimentazione sull'unità di base.
2. Posizionare l'applicatore nell'alloggiamento sull'unità base e scollegare il cavo elettrico dalla presa.
3. Pulire la finestra di emissione della luce della cartuccia con un panno morbido o inumidito con una soluzione non alcolica.
4. Se si è utilizzato l'epilatore o il rasoio designati mē: Rimuovere il rasoio o l'epilatore dall'applicatore e posizionare al suo posto il cappuccio protettivo. Pulire gli accessori con una spazzola. Si consiglia di utilizzare un panno morbido o inumidito con una soluzione non alcolica.
5. Se si è utilizzato l'dell' adattatore di precisione designato mē: Rimuovere l'dell' adattatore di precisione

pulizia e conservazione di mē

dall'applicatore e posizionare al suo posto il cappuccio protettivo. Pulire la superficie esterna usando SOLO un panno morbido e asciutto o inumidito con una soluzione non alcolica.

6. Pulire la superficie esterna del sistema mē usando SOLO un panno asciutto e asciutto o inumidito con una soluzione non alcolica.
7. Conservare il sistema in un luogo fresco e asciutto, LONTANO dalla portata dei bambini.

cura dopo il trattamento

Sciacquare delicatamente la pelle con acqua tiepida e far asciugare bene.



Non esporre al sole le aree trattate. Prima di esporre la pelle trattata al sole o alle lampade abbronzanti, attendere almeno 2 settimane dopo la fine del trattamento. Dopo 2 settimane, prima di esporre la pelle trattata al sole, assicurarsi che non sia rossa dopo il trattamento, Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle trattata con una crema solare per tutto il periodo di rimozione dei peli. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe portare a conseguenze quali protuberanze, vesciche e uno scolorimento o schiarimento temporaneo o permanente della pelle.

Come sostituire la elòs cartuccia/il rasoio/ l'epilatore/dell'adattatore di precisione

Visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.mepower.com per acquistare una cartuccia, un epilatore, un rasoio o un dell'adattatore di precisione di ricambio.




Se la spia Vuoto comincia a lampeggiare significa che la cartuccia elòs è quasi vuota ed è il momento di procurarsene una nuova. Se la spia è sempre accesa, significa che la cartuccia è vuota e deve essere sostituita.




Come sostituire la cartuccia elòs:

1. Accertarsi che il sistema mè sia spento e che il cavo sia staccato dalla presa di corrente a muro.



2. Rimuovere dall'applicatore la cartuccia usata tenendola per i due lati ed estraendola con delicatezza.




3. Togliere la nuova cartuccia dal contenitore di protezione. Evitare il contatto con il vetro. Le impronte delle dita o gli oli della pelle possono interferire con la luce che passa attraverso il vetro riducendo il successo del trattamento.

4. Far scorrere la nuova cartuccia delicatamente nell'applicatore fino a sentire un "clic".

5. Posizionare l'applicatore nell'alloggiamento dell'unità di base prima di accendere il sistema mè .

6. Accendere il sistema mè .



Come sostituire la elōs cartuccia/il rasoio/ l'epilatore/l'dell'adattatore di precisione



1

Sostituzione del rasoio, dell'epilatore o dell'adattatore di precisione designato mē:

1. Accertarsi che il sistema mē sia spento e che il cavo sia staccato dalla presa di corrente a muro.



2

2. Togliere il cappuccio di protezione dell'accessorio dall'applicatore estraendolo delicatamente.




3

3. Estrarre il rasoio, l'epilatore o l'adattatore di precisione dal suo contenitore protettivo. Far scorrere delicatamente l'accessorio di ricambio nell'applicatore fino a sentire un "clic".

4. Posizionare l'applicatore nell'alloggiamento dell'unità di base prima di accendere il sistema mē .

5. Accendere il sistema mē .



4

Smaltimento delle cartucce usate

Fase 1. In mancanza di una nuova cartuccia, accertarsi di posizionare il cappuccio protettivo della cartuccia usata per proteggere le parti interne del sistema.

Fase 2. Rispettare le normative del paese per lo smaltimento di sistemi elettrici quando si ricicla o smaltisce l'unità base, il manipolo o la cartuccia monouso. Per qualsiasi domanda consultare il sito www.mepower.com.



Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

viaggiare con mē

Il sistema mē è progettato per la tensione universale. Significa che il sistema può essere utilizzato in tutto il mondo. Occorrerà un adattatore per la presa, perché le prese elettriche a muro variano a seconda della nazione. Assicurarsi che il sistema mē non si bagni durante il viaggio. Non usare in ambienti umidi. Si consiglia di proteggere il dispositivo mē durante il viaggio. È possibile acquistare separatamente una borsa da viaggio sul sito www.mepower.com.

risoluzione dei problemi

Spia	Cosa significa	Come reagire
Dispositivo		
Nessuna spia accesa	Il cavo di alimentazione non è collegato	Collegare il cavo di alimentazione
Tutti i pulsanti di impostazione dell' elōs energia lampeggiano (High-Medium-Low) (alto, medio, basso)	Non è stato selezionato nessun livello di elōs energia	Selezionare un livello elōs. La ventola dell'applicatore comincerà a funzionare indicando che la cartuccia è attiva
Il pulsante di attivazione elōs sull'applicatore lampeggia	Il livello di energia elōs è stato selezionato ma il pulsante di attivazione elōs non è ancora stato premuto	Premere il pulsante di attivazione elōs. La ventola dell'applicatore comincerà a funzionare indicando che la cartuccia elōs è attiva
Il pulsante di accensione lampeggia in arancione	È stato riscontrato un errore	Per eseguire il reset del sistema spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste, staccare il cavo di alimentazione e attendere che tutte le spie si spengano (alcuni secondi). Quindi riattaccare il cavo di alimentazione e accendere il sistema. Se la spia Errore è ancora accesa, provare a spostarsi in un'area più fresca con temperatura ambiente inferiore a 30°C/86°F e riavviare il sistema.
Non viene emesso nessun impulso.	1. Le barre RF argento non sono a contatto con la pelle nell'area di trattamento 2. elōs il pulsante di attivazione non è stato premuto oppure elōs il livello di energia non è stato selezionato	Affinché il sistema emetta impulsi, assicurarsi che tutte queste 3 condizioni siano soddisfatte: elōs il livello è stato selezionato, elōs il pulsante di attivazione è stato premuto e barre RF argento siano a contatto con la pelle

risoluzione dei problemi

Spia	Cosa significa	Come reagire
Il pulsante di energia elòs sulla base lampeggia	L'alloggiamento della cartuccia è vuoto	Inserire la cartuccia o un cappuccio di protezione
Il pulsante di attivazione dell'accessorio sulla base lampeggia	L'alloggiamento dell'accessorio è vuoto	Inserire l'ell'adattatore di precisione o l'accessorio (rasoio/epilatore) o il cappuccio protettivo.
La spia del livello della cartuccia vuota lampeggia	La quantità di impulsi rimasti nella elòs cartuccia è in esaurimento	Tenere a portata di mano una nuova cartuccia
La spia del livello della cartuccia vuota resta accesa	Non ci sono più impulsi nella cartuccia elòs	Inserire una nuova cartuccia elòs
Altro		
La pelle è rossa dopo il trattamento	La pelle può arrossarsi come risultato del trattamento. Questo rossore in genere sparisce entro 24 ore	Se il rossore persiste per oltre 24 ore dal trattamento, interrompere l'uso mē e contattare il medico o l'assistenza clienti
Non vedo praticamente nessuna riduzione dei peli	Assicurarsi di seguire il protocollo suggerito e di utilizzare il trattamento per il periodo di tempo consigliato	I risultati effettivi possono variare da persona a persona, a seconda dell'area del corpo da trattare e dalla scrupolosità nel seguire le istruzioni. Contattare l'assistenza clienti per ricevere aiuto
Sento del calore quando applico gli impulsi di luce. È normale?	È possibile sentire del calore, pizzicori o dolori. Questo disagio e il calore devono essere, però, moderati	Se il disagio è serio/intenso o persiste per oltre 24 ore dal trattamento, interrompere l'uso mē e contattare il medico o l'assistenza clienti

Se si continuano ad avere problemi con mē, contattare l'assistenza clienti sul sito www.mepower.com.

garanzia e assistenza

NOTA: se il dispositivo è coperto dalla garanzia del distributore locale, questa prevale sulle condizioni di garanzia riportate di seguito

Il dispositivo mē è garantito da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di un anno (o diversamente indicato dal distributore/rivenditore locale) dalla data di acquisto originale e con uso normale. La cartuccia è garantita per 3 mesi dalla data di acquisto o per il 50% di utilizzo, in base a quale dei due eventi avvenga per primo. La presente garanzia si estende solo all'acquisto originale con prova di acquisto originale e solo se l'acquisto è avvenuto presso un distributore o rivenditore autorizzato mē. Se il prodotto si rivela difettoso durante il periodo di garanzia, contattare il rivenditore/distributore locale o visitare il sito www.mepower.com.

Illuminage Ltd. ("Illuminage") si riserva il diritto di sostituire un prodotto difettoso con il prodotto più simile disponibile sul mercato. L'unica soluzione per qualsiasi prodotto coperto dalla presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. La responsabilità completa di Illuminage per eventuali prodotti difettosi non supera in alcun caso il prezzo di acquisto originale del prodotto difettoso.

La presente garanzia non copre i prodotti che Illuminage ritiene danneggiati a causa di: incidente, abuso o alterazione, manutenzione da parte di persone non autorizzate, uso con accessori non autorizzati o uso non conforme alle istruzioni, collegamento a valori di corrente o tensione errati e/o qualsiasi altra condizione fuori dal controllo di Illuminage.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, Illuminage NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI CONSEGUENTI ALL'USO O ABUSO DI QUESTO PRODOTTO COMPRESI DANNI GENERALI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI - NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE. LA GARANZIA FORNITA NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA SOLA ED UNICA GARANZIA FORNITA DA Illuminage PER IL PRODOTTO E SOSTITUISCE EVENTUALI DICHIARAZIONI E/O GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ ALL'USO.

garanzia e assistenza

I costi di confezionamento e spedizione del prodotto difettoso sono a carico dell'acquirente, mentre i costi per la restituzione del prodotto sono coperti da Illuminage, tranne nel caso in cui Illuminage non decida che il prodotto non è difettoso o il prodotto non è in garanzia, nel qual caso i costi di confezionamento e spedizione saranno a carico dell'acquirente.

informazioni sul produttore

Il sistema mē è prodotto da Illuminage Ltd. Illuminage si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti o alle specifiche per migliorarne le prestazioni, l'affidabilità o l'idoneità alla produzione. Le informazioni fornite da Illuminage sono da ritenere accurate e affidabili. Tuttavia, Illuminage non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso del dispositivo. Non viene concessa alcuna licenza implicita o ai sensi di alcun brevetto o relativi diritti da Illuminage. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma e con nessun mezzo elettronico o di altro tipo, per qualsiasi scopo senza il previo consenso scritto di Illuminage.

Illuminage ha al suo attivo brevetti e brevetti in corso di registrazione per applicazioni, marchi commerciali, copyright o altri diritti intellettuali che coprono concernenti lo stesso argomento di questo documento. La fornitura di questo documento non garantisce nessuna licenza per questi brevetti, marchi commerciali, copyright o altri diritti intellettuali, tranne ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente Contratto da Illuminage. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per ulteriori informazioni sul sistema mē , contattare il servizio di assistenza all'indirizzo
www.mepower.com.

Nota: Il design del sistema può cambiare senza preavviso

informazioni sul produttore

Etichette e simboli

L'etichetta della ditta costruttrice è posta sulla parte inferiore del sistema mē.
L'etichetta riporta il nome e l'indirizzo del costruttore, il numero del dispositivo e del LOTTO, gli standard elettrici e normativi rispettati dal sistema.



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL



WEEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)



Seguire le istruzioni per l'uso



Apparecchiatura di Classe I I



Grado di protezione contro i pericoli elettrici da parte applicata di tipo BF



Non usare in ambienti umidi



Marchio CE



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Grado di protezione contro la penetrazione di acqua: IPX2; IP22
Questo dispositivo non è adatto per l'uso in presenza di miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o protossido d'azoto.

informazioni sul produttore

- Spettro di luce: 550 – 1200 nm
- Ottica massima: 4J/cm²
- Frequenza onda RF 6.78 MHz
- Potenza massima radiofrequenza: 5 Watt
- Velocità di ripetizione della luce pulsata: fino a 1.1 Hz (1 impulso ogni 0,9 secondi)
- Standard applicabili:

Standard sulla sicurezza

- IEC/EN 60335-1:2010 5th Ed. / 2012
- EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2010
- IEC 60601-1:2005 3rd Ed. / EN 60601-1:2006 3rd Ed.
- IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2nd Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2nd Ed.
- IEC 60601-1-11:2010
- SI 900 parte 1:2006; parte 2.8:2001; parte 2.23:2009

Standard EMC

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3:2008
- IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibilità

- ISO 10993-1:2010

Standard MISC

IEC 62301 2a ed. 2011-01;

Potenza nominale elettrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensioni e peso: 21,5 x 20 x 11 cm (P x L x H), 1 Kg

informazioni sul produttore

Condizioni ambientali accettabili

Nota: Il sistema non funziona in una stanza con temperatura al di sopra di 86°F (30°C). Se il sistema viene conservato in un ambiente con elevata umidità, lasciarlo asciugare per un'ora prima dell'uso

Condizioni ambientali accettabili

Conservazione e trasporto

Temperatura	10°C - 55°C (50°F- 131°F)
Umidità	90% a 55°C (131°F)
Pressione	700-1060hPa
Funzionamento:	
Temperatura	10°C - 30°C (50F- 86°F)
Umidità relativa	Fino all'80% a 37°C (99°F)
Altitudine	Fino a 3900 metri/13.000 piedi

informazioni di contatto

In caso di problemi con l'uso del sistema mē o se si desidera avere maggiori informazioni sul sistema mē, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo www.mepower.com

mē™



Activate your warranty for mē and receive product updates and special offers at
www.mepower.com



© April 2015 All rights reserved. Illuminage and mē are trademarks of Illuminage Beauty Ltd.
and may be registered in certain jurisdictions. Publication HU-PB00343.